


# Liko Ultra LiftPants, modelo 920



## Arnés

### Instrucciones de uso



### Descripción del producto

La elevación de pacientes pesados requiere técnicas especiales y un equipo de elevación especialmente diseñado. Liko ha desarrollado la gama de productos Ultra para ayudar a elevar a estos pacientes de forma segura y cómoda.

#### Uso previsto

El arnés **Liko Ultra LiftPants**, cuando se utiliza según la información de uso, ofrece a los pacientes pesados la oportunidad de practicar ejercicios de bipedestación y movilidad sin riesgo de caída. También reduce el riesgo de lesiones para los cuidadores.

El **Liko Ultra LiftPants** está diseñado para utilizarse en los siguientes entornos: atención sanitaria, cuidados intensivos, salas de urgencias, rehabilitación y habilitación, así como en entornos de asistencia domiciliaria.

El arnés **Liko Ultra LiftPants** ayuda en la práctica segura de ejercicios de bipedestación y movilidad en pacientes con un equilibrio y una capacidad funcional de las piernas deficientes. Es fundamental que el paciente sea capaz de soportar peso en sus piernas. El **Liko Ultra LiftPants** permite que el paciente se mueva y se libere de un grado mayor o menor de peso corporal.

#### Tallas

El arnés **Liko Ultra LiftPants** está equipado con dos cintas de cadera para lograr una distribución de peso más equilibrada. Hay dos tallas diferentes.

#### Selección del elevador adecuado

Se recomienda que al menos dos cuidadores estén presentes en el momento de trasladar un paciente.

El arnés **Liko Ultra LiftPants** se puede utilizar con las grúas móviles o de techo de Liko. El paciente puede utilizar una grúa de techo para realizar movimientos sin restricciones dentro del área de elevación de la grúa. Puede elegir entre:

- El sistema UltraTwin de **Liko** con dos unidades de elevación. La carga máxima es de 500 kg (1100 lb), dependiendo de los productos individuales que se incluyan en el sistema de elevación montado. El sistema UltraTwin está disponible tanto para instalación fija como para instalación autónoma en el sistema UltraTwin FreeSpan.
- La grúa de techo **LikoGuard L** para elevaciones de hasta 272 kg (600 lb) o la grúa de techo **LikoGuard XL** para elevaciones de hasta 363 kg (800 lb).
- La grúa móvil de transferencia **Viking XL** para elevaciones de hasta 300 kg (660 lb). Puede estar equipada con reposabrazos para proporcionar una sujeción adicional durante los ejercicios de bipedestación y movilidad.

#### Alternativas

Como alternativa al arnés **Liko Ultra LiftPants**, sugerimos:

- **Liko MasterVest**, modelo 60 (talla XXL).
- **Liko LiftPants**, modelo 92 (talla XL).

*En este documento, se denomina paciente a la persona elevada y cuidador a la persona que le asiste.*



#### IMPORTANTE

La elevación y el traslado de un paciente siempre implican un cierto riesgo. Lea las instrucciones de uso de la grúa de pacientes y de los accesorios de elevación antes de su uso. Es importante comprender la totalidad del contenido de las instrucciones de uso. El equipo solo debe ser utilizado por cuidadores formados. Para considerarse formado, un cuidador debe leer y entender las instrucciones de uso. Asegúrese de que los accesorios de elevación son adecuados para la grúa que se está utilizando. Tenga cuidado y precaución durante su uso. Como cuidador, usted es el responsable de la seguridad del paciente. Debe conocer la capacidad del paciente para soportar la elevación. Si no está seguro de algo, póngase en contacto con el fabricante o con el proveedor.

# Índice

Uso previsto.....	1
Información de seguridad .....	3
Descripción de los símbolos .....	4
Cuidado e inspección.....	5
Definiciones.....	5
Cómo enganchar un arnés a diferentes perchas .....	6
Cómo enganchar un arnés Ultra LiftPants a una percha con 4 ganchos (perchas dobles y cruzadas) .....	7
Cómo seleccionar la talla.....	7
Dimensiones.....	8
Colocación de Ultra LiftPants.....	9
Ajuste de las cintas de lazo.....	10
Retirada de Ultra LiftsPants .....	11
Componentes opcionales .....	11
Resumen del arnés <b>Liko</b> Ultra LiftPants, modelo 920.....	12
Combinaciones recomendadas .....	12

## Información de seguridad


### Antes de realizar la elevación, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Una persona responsable de su organización debe decidir si es necesaria la asistencia de uno o más cuidadores, según cada caso.
- Asegúrese de que el arnés seleccionado satisface las necesidades del paciente en cuanto a modelo, talla, tejido y diseño.
- La carga máxima total de un sistema de elevación viene siempre determinada por el producto en el sistema con la carga máxima especificada más baja.
- Para proteger al paciente y garantizar las medidas higiénicas adecuadas, lave el arnés cada vez que cambie de paciente.
- Planifique la elevación para que se realice de forma tan segura y práctica como sea posible.
- Compruebe que el accesorio de elevación esté suspendido verticalmente y se desplace con libertad.
- Aunque las perchas de Liko están equipadas con pestillos, se debe tener especial cuidado. Antes de elevar al paciente de la superficie donde se encuentra y una vez que las cintas del arnés se hayan extendido completamente, asegúrese de que estas estén correctamente sujetas a los ganchos de la percha.
- No eleve nunca a un paciente por encima de la superficie donde se encuentra más de lo estrictamente necesario para completar la elevación y el traslado.
- Asegúrese de que las ruedas de la silla de ruedas, cama, camilla, etc. estén bloqueadas durante una elevación o traslado.
- Trabaje siempre de forma ergonómica. Utilice la capacidad del paciente para que participe activamente en las operaciones.
- Cuando el arnés no esté en uso, no lo deje bajo la luz directa del sol.


 Enganchar de manera incorrecta el arnés a la percha puede provocar lesiones graves al paciente.


 Nunca deje al paciente desatendido durante una elevación.


 Nunca deje a niños acercarse al arnés sin supervisión.

 No guarde el arnés en un lugar donde estará expuesto a la luz solar directa o a fuentes de calor, como un radiador, una chimenea o una estufa/horno.

 No utilice, almacene ni traslade el arnés cerca de mascotas, plagas o niños no supervisados.

 Asegúrese de que el paciente y el cuidador se mantienen alejados de los puntos de atrapamiento y las partes móviles durante una elevación. Se podrían producir lesiones.

 Evalúe el riesgo de atrapamiento del paciente y supervíselo según sea conveniente. Asegúrese de que la cabeza y las extremidades del paciente no queden atrapadas en los lazos del arnés durante una elevación. Si no se cumple alguna de estas recomendaciones, podrían producirse lesiones graves e, incluso, la muerte.

 Ultra LiftPants no ha sido probado para su uso en entornos de adquisición de imágenes por resonancia magnética (RM). Traslade al paciente a una superficie compatible para una RM y retire el arnés de la sala de RM.

 Producto sanitario de clase I

**PATENTE [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)**

**Puede estar cubierto por una o más patentes. Consulte la dirección de Internet indicada anteriormente.**

Las compañías de Hillrom son las propietarias de las patentes europeas, de los Estados Unidos y otras, así como de las solicitudes de patentes pendientes.

### Modificaciones en los productos

Los productos Liko están en un continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en ellos sin previo aviso. Póngase en contacto con su representante de Hillrom para obtener asesoramiento e información sobre las actualizaciones de los productos.

### Design and Quality by Liko in Sweden






























Liko posee la certificación de calidad de acuerdo con la ISO 9001 y su certificación correspondiente para el sector de los productos sanitarios ISO 13485. Liko posee la certificación medioambiental de acuerdo con la ISO 14001.

### Aviso para usuarios o pacientes de la UE

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el producto debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentran el usuario o el paciente.

## Descripción de los símbolos

Estos símbolos se pueden encontrar en este documento o en el producto.

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Advertencia: Esta situación requiere cuidado y atención especial. El símbolo es un triángulo amarillo con borde negro y un signo de exclamación negro en el centro.		
	Reciclable		
	Lea las instrucciones de uso antes de utilizar el producto. El símbolo es un círculo azul con una imagen en blanco que representa a una persona leyendo un libro.		
	Lea las instrucciones de uso antes de utilizar el producto.		<b>Precaución:</b> Consulte las instrucciones de uso.
	Marca CE. Marca de conformidad del producto sanitario de la Unión Europea, producto sanitario de clase I.		
	Representante autorizado de Suiza		
	Fabricante legal		Fecha de fabricación
	Identificador de producto		Producto sanitario
	Número de serie		Identificación exclusiva del producto
	No limpiar en seco		Tender a la sombra
	No planchar		No usar lejía
	Secar en secadora		No lavar
	No secar en secadora		
	Lavado El símbolo siempre va acompañado de la temperatura recomendada en °C y °F.		
	No contiene látex		
	Inspección periódica		
	No utilizar el producto (solo aparece tras el lavado de los productos Solo, cuando su uso está prohibido)		Nombre del paciente
	Uso para un único paciente (solo en productos Solo)		
	Dirección hacia arriba y símbolo en la parte exterior del equipo		Símbolo en la parte exterior del equipo
 <small>(01) 0100887761997127 (11) AAMMDD (21) 012345678910</small>	El código de barras Data Matrix GS1 puede contener la siguiente información: (01) Número global de artículo comercial (11) Fecha de fabricación (21) Número de serie		

## Cuidado e inspección

Compruebe el arnés antes de cada uso. Compruebe los siguientes puntos en relación con el uso y el desgaste:

- Tejido
- Cintas
- Costuras
- Lazos
- Hebilla

**⚠ No utilice accesorios de elevación que no estén en buen estado.**

Si no está seguro de algo, póngase en contacto con el fabricante o con el proveedor.

### Instrucciones de lavado y desinfección:

Consulte la etiqueta del producto del arnés y el apéndice adjunto "Cuidado y mantenimiento de los arneses Liko".

### Material:

El arnés Ultra LiftPants está fabricado 100 % con poliéster.

### Si el arnés se emplea para el baño o la ducha:

Una vez usado para el baño o la ducha, el arnés se debe colocar de manera que se seque lo más pronto posible.

### Inspección periódica

El producto debe inspeccionarse al menos una vez cada 6 meses. Es posible que se requieran inspecciones más frecuentes si el producto se utiliza o se lava con más frecuencia de lo normal. Para saber más sobre los protocolos, póngase en contacto con su representante de Hillrom.

### Tiempo de vida útil estimado

Ultra LiftPants tiene una vida útil estimada de 3 años con un uso normal. La vida útil prevista varía en función del tejido, la frecuencia de uso, el procedimiento de lavado, la temperatura de secado y el peso transportado. Hillrom recomienda utilizar el producto solo durante el tiempo de vida útil estimado.


### Instrucciones de reciclaje

Todo el arnés (incluidos los listones, el material de relleno, etc.) debe clasificarse como residuo combustible.

Hillrom evalúa y proporciona orientación a los usuarios sobre la manipulación y la eliminación seguras de sus productos para ayudar a evitar lesiones, entre las que se incluyen cortes, punciones en la piel o abrasiones, y sobre la limpieza y desinfección necesarias del producto sanitario después de su uso y antes de su eliminación. Los clientes deben cumplir todas las leyes y normativas federales, estatales, regionales o locales relativas a la eliminación segura de los productos sanitarios y los accesorios médicos.
















En caso de duda, el usuario del producto deberá, en primer lugar, ponerse en contacto con el servicio técnico de Hillrom para que lo orienten sobre los protocolos de eliminación segura.

## Definiciones




1. Cintas de suspensión traseras
2. Etiqueta del producto
3. Número de serie
4. Etiqueta: Inspección periódica
5. Etiqueta: Marca individual (Belongs to)
6. Marca de talla (solo para la talla XXL)
7. Cintas de lazo
8. Parte trasera
9. Cinta de cadera superior
10. Cinta de cadera inferior
11. Parte delantera
12. Cinta de suspensión frontal






## Cómo enganchar un arnés a diferentes perchas

Percha	Lazos del arnés a los ganchos de la percha	Correcto
 <p data-bbox="204 497 347 533">SlingGuard</p>		
 <p data-bbox="162 788 395 824">Universal SlingBar</p>		
 <p data-bbox="172 1070 379 1106">SlingGuard Twin</p>		
 <p data-bbox="178 1370 370 1406">Universal Twin</p>		
 <p data-bbox="210 1675 338 1711">Cross-Bar</p>		

### Incorrecto



## Cómo enganchar un arnés Ultra LiftPants a una percha con 4 ganchos (perchas dobles y cruzadas)

 <p>A Cintas de suspensión traseras</p> <p>B Cinta de suspensión frontal</p>	<p>1.</p>  
<p>2.</p> 	<p>3.</p>  <p>Las ilustraciones 1, 2 y 3 muestran una percha doble, pero también se aplica a una percha cruzada.</p>

## Cómo seleccionar la talla



**⚠ No elija una talla demasiado grande porque podría no alcanzarse la altura de elevación.**

**⚠ Utilice únicamente el arnés de la talla adecuada para el paciente. La talla adecuada debe determinarla un cuidador con la formación necesaria. Si no, podría producirse atrapamiento o asfixia del paciente.**


Es importante elegir la talla correcta para una realización segura y alcanzar la altura de elevación necesaria. El arnés Liko Ultra LiftPants debe quedar por encima de la altura de la cintura, pero sin que las cintas de lazo lleguen a las axilas. Mida con una cinta métrica desde la espalda del paciente, por debajo de la entrepierna y por encima del nivel de la cintura.

Consulte la tabla de medidas que aparece a continuación para obtener orientación. La talla XXXL tiene secciones de tejido más altas y cintas de cadera más largas para poder rodear un vientre más grande.

Compruebe la circunferencia del tórax del paciente respecto al producto en "Dimensiones" en la página 8.




**Mida la circunferencia del tórax del paciente de la siguiente forma:**



Mida la circunferencia alrededor del tórax del paciente (debajo del busto en las mujeres).

Medida	1	2	3	Tórax
XXL	185-260 cm (73-102 pulg.)	150-210 cm (59-83 pulg.)	140 cm (55 pulg.)	128-185 cm (50-73 pulg.)
XXXL	185-300 cm (73-118 pulg.)	150-250 cm (59-98 pulg.)	150 cm (59 pulg.)	172-222 cm (67-87 pulg.)

## Dimensiones



- A: Cintitas de lazo traseras del arnés extendidas
- B: Longitud de lazo de ajustamiento (por delante y por detrás)
- C: Longitud de la cinta de suspensión (por delante y por detrás)
- D: Ancho del tórax por detrás
- E: Cinta de cadera superior extendida (valor mínimo)
- F: Cinta de cadera superior extendida (valor máximo)
- G: Cinta de cadera inferior extendida (valor mínimo)
- H: Cinta de cadera inferior extendida (valor máximo)
- I: Ancho de la entrepierna
- J: Longitud del panel principal
- K: Ancho del tórax por delante
- L: Longitud de la cinta de cadera inferior por delante
- M: Longitud de la cinta de cadera superior por delante

### Medidas de tamaño en centímetros


TALLA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Carga máxima (kg)	N.º de prod.
XXL	147	10	56	60	132	205	110	165	10	140	45	45	54	500	35920328
XXXL	185	10	56	60	132	245	107	205	10	150	45	45	54	500	35920329

### Medidas de tamaño en pulgadas

TALLA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Carga máxima (lb)	N.º de prod.
XXL	58	4	22	24	52	81	43	65	4	55	18	18	21	1100	35920328
XXXL	73	4	22	24	52	97	42	81	4	59	18	18	21	1100	35920329



## Colocación de Ultra LiftPants




La posición de sentado es la posición inicial cuando se utiliza el arnés **Liko Ultra LiftPants**. El paciente debe inclinarse hacia un lado para deslizar el arnés Ultra LiftPants debajo de las nalgas. Coloque el arnés Ultra LiftPants lo más lejos posible por debajo del paciente con la etiqueta del producto orientada hacia fuera desde la espalda. Asegúrese de que el arnés Ultra LiftPants esté centrado y en una buena posición con la misma cantidad de tejido del pantalón en la parte delantera y trasera. Ajuste según sea necesario.

Suba la parte delantera del arnés Ultra LiftPants entre las piernas para que se pueda acceder a las cintas de cadera desde la parte frontal.

Pase las cintas de suspensión frontales a través de las cintas de lazo utilizando el lazo adecuado (consulte "Ajuste de las cintas de lazo" en la página 10).

**Colocación alternativa del arnés LIKO Ultra LiftPants:** Se puede elevar al paciente con un arnés normal y después bajarlo hasta el arnés Ultra LiftPants colocado en una silla o en el borde de la cama. Se pueden utilizar, por ejemplo, los arneses **Liko UltraSling**, modelo 06; **Liko Original HighBack Sling**, modelo 200; o **Liko Soft Original HighBack Sling**, modelo 26. Esta colocación facilita la tarea si, por cualquier motivo, el paciente no se puede inclinar hacia un lado o si no hay espacio para colocar el arnés Ultra LiftPants desde el lado.




Ajuste las hebillas de la cinta de cadera y tire fuertemente. Dependiendo de la complejidad del paciente, pueden ajustarse una o ambas cintas de cadera desde la posición de bipedestación.

**⚠ Asegúrese de que el paciente y el cuidador se mantienen alejados de los puntos de atrapamiento cuando las hebillas estén abrochadas. Se podrían producir lesiones.**

Enganche las cintas de suspensión traseras a los ganchos traseros de la percha o a la percha trasera. Enganche las cintas de suspensión delanteras a los ganchos delanteros de la percha o a la percha delantera. Utilice el lazo de cinta en el extremo de las cintas de suspensión. Si el paciente no puede permanecer debajo de la grúa, acorte las cintas (consulte "Posición más corta" en la página 10). En la página 6 y la página 7 se proporcionan instrucciones sobre cómo enganchar los lazos del arnés a diferentes perchas.





**Antes de ayudar al paciente a ponerse de pie:** Asegúrese de que los pies del paciente estén en una posición sobre el suelo en la que el paciente pueda soportar su peso. Esto reduce la carga en la grúa. Coloque la grúa ligeramente hacia arriba para tensar las cintas de suspensión sin levantar las nalgas y asegúrese de que las cintas de lazo proporcionan la sujeción adecuada alrededor de la parte superior del cuerpo del paciente.


Una vez que el paciente está de pie y en equilibrio, se ajusta la altura de elevación para proporcionar un alivio apropiado con la ayuda del arnés Ultra LiftPants. Ahora puede comenzar con los ejercicios de movilidad.

**Durante la elevación:** Empuje la grúa hacia delante en la dirección del movimiento de forma que el traslado del peso se efectúe correctamente hasta que el paciente esté erguido y sin perder el equilibrio.

### Posición más corta

A veces acortar las cintas de suspensión puede ayudar a que un paciente más alto tenga más espacio para ponerse de pie. La posición más corta se puede utilizar temporalmente para comprobar la longitud correcta, pero un uso prolongado puede dañar las costuras. Sin embargo, si desea acortar las cintas de suspensión de piernas para un uso a largo plazo, se recomienda hacer un nudo en ellas para acortarlas unos 10 cm (4 pulgadas). Utilice el lazo en el extremo de la cinta de suspensión para conectar la cinta a la percha

## Ajuste de las cintas de lazo




Las cintas de lazo no deben estar demasiado flojas ni demasiado tensadas en la parte superior del cuerpo. Lo ideal es lograr un tensado que sea cómoda.

En caso de una persona de complexión pequeña, se pueden insertar las cintas de suspensión a través de un bucle interno.


En caso de una persona de complexión grande, se pueden insertar las cintas de suspensión a través de un bucle externo.

### Clips de lazo

Un componente práctico para indicar los lazos que funcionan para una persona determinada. Esto facilita a los cuidadores la elección del lazo adecuado al colocar el arnés Ultra LiftPants.



## Retirada de Ultra LiftsPants



Desajuste las cintas de cadera antes de bajar al paciente hasta la posición de sentado para evitar una presión excesiva de las cintas de cadera.

El paciente debe inclinarse hacia un lado. Sujete la esquina exterior de la parte trasera del arnés Ultra LiftPants. A continuación doble el arnés Ultra LiftPants por debajo de sí mismo y tire de él.

## Accesorios

### Lazo de extensión

Los lazos de extensión están disponibles en dos longitudes diferentes y en color verde o gris. La longitud que elija dependerá del calibre del ajuste que desee realizar.

Lazo de extensión, verde, 12 cm (5 pulg.)

N.º de prod. 3691102

Lazo de extensión, verde, 22 cm (9 pulg.)


N.º de prod. 3691103

Lazo de extensión, gris, 12 cm (5 pulg.)

N.º de prod. 3691302

Lazo de extensión, gris, 22 cm (9 pulg.)

N.º de prod. 3691303




- 2 = 12 cm (5 pulg.)  
- 3 = 22 cm (9 pulg.)

## Componentes opcionales

Estuches acolchados para cinta de hombro

N.º de prod. 3666021



Estuches acolchados que alivian la presión utilizados para el montaje en las cintas de suspensión traseras o delanteras. Los estuches acolchados están provistos de **Velcro** a lo largo de uno de los lados longitudinales para un fácil montaje.



Cubierta Solo para el arnés Ultra LiftPants (XXL/XXXL), 20 unidades

N.º de prod. 3692908-2

La cubierta Solo para el arnés Ultra LiftPants (XXL y XXXL) es una cubierta protectora fabricada con material desechable. Se utiliza para evitar que el arnés Ultra LiftPants se ensucie y para prevenir contagios.



Clips de lazo, rojo, 4 unidades

N.º de prod. 3666033

Clips de lazo, naranja, 4 unidades

N.º de prod. 3666034

Clips de lazo, amarillo, 4 unidades


N.º de prod. 3666035

Clips de lazo, azul, 4 unidades

N.º de prod. 3666036

Clips de lazo, negro, 4 unidades

N.º de prod. 3666037



## Resumen del arnés LIKO Ultra LiftPants, modelo 920

Producto	N.º de prod.	Talla	Peso del paciente <sup>1</sup>	Altura del paciente <sup>1</sup>	Carga máxima <sup>2</sup>	Material
Liko Ultra LiftPants	35920328	XXL	200-500 kg (440-1100 lb)	170-210 cm (67-83 pulg.)	500 kg (1100 lb)	Poliéster
Liko Ultra LiftPants	35920329	XXXL	200-500 kg (440-1100 lb)	170-210 cm (67-83 pulg.)	500 kg (1100 lb)	Poliéster

<sup>1</sup> El peso y la altura del paciente indicados son solo de orientación. Puede haber diferencias.

<sup>2</sup> Para mantener la carga máxima, es necesario utilizar la grúa adecuada o los accesorios destinados para esa misma carga o una carga mayor.

Para elegir la talla correcta, consulte "Cómo seleccionar la talla" en la página 7.

### Combinaciones recomendadas

SI SE UTILIZA UN SOLO SISTEMA DE ELEVACIÓN (GRÚAS DE TECHO LIKOGUARD L Y XL, GRÚAS DE TECHO LIKORALL 243 y 250, grúas móviles Viking L y XL) La carga máxima total de un sistema de elevación viene siempre determinada por el producto en el sistema con la carga máxima especificada más baja.

Combinaciones recomendadas del arnés LIKO Ultra LiftPants con las perchas de Liko:	Universal SlingBar 350	Standard SlingBar 450	SlingGuard 450	Universal SlingBar 450	Universal SlingBar 600	Universal TwinBar 670	SlingGuard 670 Twin	Sling Cross-Bar 450	Sling Cross-Bar 670
	Ultra LiftPants, XXL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ultra LiftPants, XXXL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

La gráfica sirve como referencia. Cabe destacar que puede haber diversas circunstancias que afecten a la idoneidad de las distintas combinaciones de arnés y percha. Las combinaciones aprobadas en la matriz deben ser evaluadas y validadas por un profesional de la salud con la formación adecuada.

Explicación: ✓ = Combinación recomendada

Si utiliza dos unidades de elevación (sistema UltraTwin), únicamente son posibles las siguientes combinaciones.

Combinaciones recomendadas del arnés LIKO Ultra LiftPants con las perchas de Liko:	Universal SlingBar 350	Standard SlingBar 450	Universal SlingBar 450	Universal SlingBar 600
	Ultra LiftPants, XXL	✓	✓	✓
Ultra LiftPants, XXXL	✓	✓	✓	✓

La gráfica sirve como referencia. Cabe destacar que puede haber diversas circunstancias que afecten a la idoneidad de las distintas combinaciones de arnés y percha. Las combinaciones aprobadas en la matriz deben ser evaluadas y validadas por un profesional de la salud con la formación adecuada.

Explicación: ✓ = Combinación recomendada

### Otras combinaciones

Las combinaciones de accesorios y productos que no sean las recomendadas por Liko pueden poner en riesgo la seguridad del paciente.

Liko, LikoGuard, LikoRall y Viking son marcas comerciales de Baxter International, Inc. o sus filiales.

Cualquier otra marca comercial, nombre de producto o imagen de marca que aparezca en este documento es propiedad de sus respectivos propietarios.



www.hillrom.com

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Suecia  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom