


# Liko Ultra LiftPants, modèle 920



## Harnais

### Notice d'utilisation



## Description du produit

Le levage de patients très lourds nécessite des techniques particulières et des équipements de levage spécialement conçus. Liko a développé la gamme de produits Ultra pour favoriser le confort de ces patients et assurer leur sécurité en situation de levage.

### Usage prévu

Le harnais **Liko** Ultra LiftPants, lorsqu'il est utilisé conformément aux informations d'utilisation, permet aux patients très lourds de se lever et de pratiquer des exercices de marche sans risque de chute. Il réduit en outre le risque de blessures chez les soignants.

Les harnais **Liko** Ultra LiftPants sont conçus pour être utilisés dans les environnements suivants : soins de santé, réanimation, services d'urgence, rééducation, adaptation et soins à domicile.

Le harnais **Liko** Ultra LiftPants aide les patients souffrant de déséquilibre ou de déficience des membres inférieures à se lever et à marcher en toute sécurité. Il est essentiel que le patient puisse s'appuyer sur ses jambes. Le harnais **Liko** Ultra LiftPants permet au patient de bouger tout en le soulageant d'une partie de son poids.

### Tailles

De part et d'autre du harnais **Liko** Ultra LiftPants, deux sangles de hanche assurent une meilleure répartition du poids. Ce produit est disponible en deux tailles.

### Choix d'un lève-personnes adapté

Nous préconisons la présence d'au moins deux soignants lors du transfert d'un patient.

Le harnais **Liko** Ultra LiftPants peut être utilisé avec les lève-personnes plafonniers ou mobiles de Liko. Un lève-personnes plafonnier assure au patient une parfaite liberté de mouvement dans la zone de levage du lève-personnes. Vous avez le choix entre les produits suivants :

– Système UltraTwin **Liko** avec deux unités de levage. La charge maximale est de 500 kg (1 100 lb) en fonction des produits composant le système de levage. Le système UltraTwin s'intègre aussi bien à des installations fixes qu'aux installations autonomes UltraTwin FreeSpan.

– Lève-personne plafonnier **LikoGuard** L pour des charges jusqu'à 272 kg (600 lb) ou **LikoGuard** XL pour des charges jusqu'à 363 kg (800 lb).

– Lève-personnes mobile **Viking** XL pour des charges jusqu'à 300 kg (660 lb).

Possibilité d'ajouter des accoudoirs pour renforcer le soutien en position debout et lors des exercices de marche.

### Autres solutions

En remplacement du harnais **Liko** LiftPants, nous recommandons :

- **Liko** MasterVest, modèle 60 (taille XXL)
- **Liko** LiftPants, modèle 92 (taille XL)

Dans ce document, la personne levée est appelée « le patient » et celle qui l'aide, « le soignant ».

### IMPORTANT !

Lever et transférer un patient comportent toujours un certain risque. Veuillez lire la notice d'utilisation du lève-personnes ainsi que des accessoires de levage avant utilisation. Il est important de bien comprendre l'intégralité de la notice d'utilisation. Cet équipement ne doit être utilisé que par un soignant formé à cet effet. Pour être dûment formé, un soignant doit lire et comprendre la notice d'utilisation. Assurez-vous que les accessoires de levage sont adaptés au lève-personnes utilisé. Faites preuve de précautions et d'attention lors de l'utilisation. En tant que soignant, vous êtes toujours responsable de la sécurité du patient. Vous devez savoir si le patient est en mesure de supporter la procédure de levage. En cas de doute, veuillez contacter le fabricant ou le fournisseur.

# Table des matières

Usage prévu.....	1
Consignes de sécurité .....	3
Description des symboles.....	4
Entretien et inspection .....	5
Définitions .....	5
Attacher un harnais à divers modèles d'étriers .....	6
Attacher un harnais Ultra LiftPants à un étrier 4 crochets (étriers doubles et croisés) .....	7
Sélectionner la taille .....	7
Dimensions.....	8
Mise en place du harnais Ultra LiftPants .....	9
Réglage des sangles d'œillet.....	10
Retrait du harnais Ultra LiftPants .....	11
Composants en option .....	11
Caractéristiques du harnais <b>Liko</b> Ultra LiftPants, modèle 920 .....	12
Combinaisons recommandées .....	12

## Consignes de sécurité

### **⚠ Avant le levage, gardez les points suivants à l'esprit :**

- Un responsable au sein de votre établissement doit décider, au cas par cas, si un ou plusieurs soignants sont requis.
- Veillez à ce que le harnais sélectionné réponde aux besoins du patient concernant le modèle, la taille, le tissu et la conception.
- La charge maximale totale d'un système de levage est toujours déterminée par le produit du système dont la charge maximale spécifiée est la plus faible.
- Pour préserver la sécurité et l'hygiène du patient, lavez le harnais après chaque utilisation.
- Préparez l'opération de levage afin de garantir des conditions de confort et de sécurité optimales.
- Vérifiez que l'accessoire de levage est suspendu verticalement et peut être manœuvré librement.
- Bien que les étriers Liko soient équipés de protections anti-décrochage, des précautions particulières doivent être prises. Avant de lever le patient depuis la surface d'appui, il est très important de contrôler que les sangles, une fois tendues, sont bien accrochées aux crochets de l'étrier.
- Ne soulevez jamais un patient plus haut que nécessaire pour son levage et son transfert.
- Vérifiez que les roues du fauteuil, lit, brancard, etc., sont bloquées pendant l'opération de levage/transfert.
- Travaillez toujours de façon ergonomique. Appuyez-vous sur la capacité du patient à participer activement aux manipulations.
- Lorsque le harnais n'est pas utilisé, ne l'exposez pas directement à la lumière du soleil.

**⚠ Une fixation incorrecte du harnais à l'étrier peut entraîner des blessures graves pour le patient.**

**⚠ Ne laissez jamais un patient sans surveillance pendant un levage !**

**⚠ Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à proximité du harnais !**

**⚠ Ne stockez pas le harnais dans un endroit où il serait exposé à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur, comme un radiateur, une cheminée ou une cuisinière/un four !**

**⚠ N'utilisez, ne stockez ou ne transportez pas le harnais à proximité d'animaux, de nuisibles ou d'enfants sans surveillance !**

**⚠ Assurez-vous que le patient et le soignant sont éloignés des points de pincement ou des pièces mobiles pendant le levage. Il existe un risque de dommages corporels.**

**⚠ Examinez les patients pour déceler tout risque de piégeage et surveillez-les de manière appropriée. Assurez-vous que la tête et les membres du patient ne se trouvent ni dans ni entre les boucles du harnais pendant le levage. Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou de graves blessures.**

**⚠ Le harnais Ultra LiftPants n'a pas été testé pour une utilisation en IRM. Transférez le patient sur une surface compatible pour effectuer une IRM et retirez le harnais de la salle d'IRM.**

**CE** Dispositif médical de classe I

**BREVET [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)**

**Le produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets. Consultez l'adresse Internet ci-dessus.**

Les entreprises Hillrom sont propriétaires de brevets européens, américains et autres, ainsi que de demandes de brevet déposées.

### **Modifications des produits**

Les produits Liko font l'objet d'améliorations constantes. C'est pourquoi nous nous réservons le droit de les modifier sans notification préalable. Contactez votre représentant Hillrom pour obtenir des conseils ou des renseignements sur d'éventuelles mises à niveau.

### **Design and Quality by Liko in Sweden**






























Liko est certifié ISO 9001, gage de qualité, ainsi que ISO 13485, son équivalent pour les dispositifs médicaux. Liko est également certifié ISO 14001 pour le respect de l'environnement.

### **Avis aux utilisateurs et/ou aux patients de l'UE**

Tout incident grave concernant le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

## Description des symboles

Ces symboles se trouvent dans ce document et/ou sur le produit.

Symbole	Description	Symbole	Description
	Avertissement : cette situation exige un soin supplémentaire et une attention particulière. Symbole triangulaire jaune avec une bordure noire et un point d'exclamation noir au centre.		
	Recyclable		
	Lire la notice d'utilisation avant utilisation. Symbole circulaire bleu avec une image blanche d'une personne lisant un livre.		
	Lire au préalable la notice d'utilisation		<b>Attention !</b> Consultez la notice d'utilisation.
	Marquage CE. Ce produit est un dispositif médical de classe I conforme aux dispositifs médicaux approuvés par l'Union européenne.		
	Représentant autorisé en Suisse		
	Fabricant légal		Date de fabrication
	Identifiant du produit		Dispositif médical
	Numéro de série		Identification unique du dispositif
	Ne pas nettoyer à sec		Faire sécher sur fil, à l'ombre
	Ne pas repasser		Ne pas utiliser d'eau de Javel
	Séchage en sèche-linge		Ne pas laver
	Ne pas utiliser de sèche-linge		
	Lavage Le symbole est toujours associé à la température recommandée en °C et °F.		
	Sans latex		
	Inspection périodique		
	Ne pas utiliser ce produit (Seulement sur les produits Solo, et visible uniquement après lavage lorsque leur utilisation est interdite)		Nom du patient
	Utilisation monopatient (seulement sur les produits Solo)		
	Position vers le haut et symbole à l'extérieur de l'équipement		Symbole à l'extérieur de l'équipement
	Code-barres de la matrice de données GS1 pouvant contenir les informations suivantes. (01) Code article international (11) Date de production (21) Numéro de série		

## Entretien et inspection

Vérifiez le harnais avant chaque utilisation. Vérifiez plus particulièrement l'usure et d'éventuels dommages sur les points suivants :

- Tissu
- Sangles
- Coutures
- Boucles
- Boucle

**⚠ N'utilisez pas d'accessoires de levage endommagés.**

En cas de doute, veuillez contacter le fabricant ou le fournisseur.

### Instructions de lavage et de désinfection :

Reportez-vous à l'étiquette du produit et au document annexé « Précautions d'utilisation et entretien des harnais Liko ».

### Matériau :

Le harnais Ultra LiftPants est fabriqué à 100 % en polyester.

### Si le harnais est utilisé pour le bain ou la douche :

Après chaque bain ou douche, le harnais doit être étendu de manière à favoriser son séchage aussi rapide que possible.

### Inspection périodique

Le produit doit être inspecté au moins une fois tous les 6 mois. Des inspections plus fréquentes peuvent être nécessaires si le produit est utilisé ou lavé plus fréquemment qu'à la normale. Pour les protocoles, veuillez contacter votre représentant Hillrom.

### Durée de vie estimée

En usage normal, le harnais Ultra LiftPants a une durée de vie estimée de 3 ans. La durée de vie estimée varie en fonction du tissu, des fréquences d'utilisation, de la procédure de lavage, des températures de séchage et du poids supporté. Hillrom recommande de ne pas utiliser le produit au-delà de sa durée de vie estimée.




### Instructions de recyclage

L'ensemble du harnais, y compris les renforts, les matériaux de rembourrage, etc., doit être trié en tant que déchet combustible.

Hillrom évalue et fournit des conseils à ses utilisateurs sur la manipulation et la mise au rebut en toute sécurité de ses dispositifs afin de les aider à prévenir les blessures, notamment les coupures, les perforations de la peau et les abrasions, ainsi que tout nettoyage et désinfection requis du dispositif médical après utilisation et avant sa mise au rebut. Les clients doivent respecter toutes les lois et réglementations fédérales, régionales et/ou locales relatives à la mise au rebut en toute sécurité des dispositifs et accessoires médicaux.
















En cas de doute, l'utilisateur du dispositif doit d'abord contacter le service d'assistance technique de Hillrom qui le guidera sur les protocoles de mise au rebut en toute sécurité.

## Définitions




1. Sangles de suspension arrière
2. Étiquette du produit
3. Numéro de série
4. Étiquette : inspection périodique
5. Étiquette : marquage individuel (Belongs to)
6. Indication de taille (uniquement pour la taille XXL)
7. Sangles d'œillet
8. Arrière
9. Sangle de hanche supérieure
10. Sangle de hanche inférieure
11. Avant
12. Sangle de suspension avant


## Attacher un harnais à divers modèles d'étriers

Étrier	Boucles de harnais sur crochets d'étrier	Correct
 <p data-bbox="204 495 344 528">SlingGuard</p>		
 <p data-bbox="161 788 389 822">Universal SlingBar</p>		
 <p data-bbox="172 1070 376 1104">SlingGuard Twin</p>		
 <p data-bbox="180 1368 368 1402">Universal Twin</p>		
 <p data-bbox="212 1671 336 1704">Cross-Bar</p>		

### Incorrect !



## Attacher un harnais Ultra LiftPants à un étrier 4 crochets (étriers doubles et croisés)





## Sélectionner la taille


- ⚠ La hauteur de levage risque d'être insuffisante si le harnais est trop grand.
- ⚠ Utilisez seulement un harnais dont la taille est adaptée au patient. La taille appropriée doit être évaluée par un soignant formé. Le patient pourrait se retrouver piégé ou s'asphyxier.

Le choix d'une taille adaptée permet de soulever le patient en toute sécurité et d'atteindre la hauteur de levage requise. Le harnais **Liko Ultra LiftPants** doit remonter jusqu'au-dessus de la taille, sans que les sangles d'œillet n'exercent de pression sous les bras. Prenez des mesures à l'aide d'un mètre en partant du dos du patient, en passant sous l'entrejambe et en remontant jusqu'au thorax. Reportez-vous au tableau des dimensions ci-dessous pour plus d'informations. Sur les harnais de taille XXXL, les sections en tissu sont plus hautes et les sangles de hanche, plus longues, pour les patients plus corpulents.

Reportez-vous à la section « Dimensions », page 8 pour connaître la circonférence thoracique du patient et du produit.




### Mesurez la circonférence thoracique du patient comme suit :



Mesurez la circonférence thoracique du patient (sous le buste pour les femmes).

Dimensions	1	2	3	Thorax
XXL	185-260 cm (73-102 po)	150-210 cm (59-83 po)	140 cm (55 po)	128-185 cm (50-73 po)
XXXL	185-300 cm (73-118 po)	150-250 cm (59-98 po)	150 cm (59 po)	172-222 cm (67-87 po)

## Dimensions



- A : Sangles d'œillet arrière du harnais posées à plat
- B : Longueur de la boucle de raccourcissement (avant et arrière)
- C : Longueur de la sangle de suspension (avant et arrière)
- D : Largeur de thorax arrière
- E : Sangle de hanche supérieure posée à plat (valeur min.)
- F : Sangle de hanche supérieure posée à plat (valeur max.)
- G : Sangle de hanche inférieure posée à plat (valeur min.)
- H : Sangle de hanche inférieure posée à plat (valeur max.)
- I : Largeur de l'entrejambe
- J : Longueur du panneau principal
- K : Largeur de thorax avant
- L : Longueur de la sangle de hanche inférieure avant
- M : Longueur de la sangle de hanche supérieure avant

Dimensions en centimètres


TAILLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Charge maximale (kg)	Art. n°
XXL	147	10	56	60	132	205	110	165	10	140	45	45	54	500	35920328
XXXL	185	10	56	60	132	245	107	205	10	150	45	45	54	500	35920329

Dimensions en pouces

TAILLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Charge maximale (lb)	Art. n°
XXL	58	4	22	24	52	81	43	65	4	55	18	18	21	1 100	35920328
XXXL	73	4	22	24	52	97	42	81	4	59	18	18	21	1 100	35920329



## Mise en place du harnais Ultra LiftPants




Pour mettre en place le harnais Ultra LiftPants **Liko**, le patient doit être assis, puis se pencher sur le côté pour que le harnais Ultra LiftPants puisse être glissé le plus loin possible sous son bassin, avec l'étiquette du produit à l'arrière et vers l'extérieur. Assurez-vous que le harnais Ultra LiftPants est centré et bien positionné (équitablement réparti à l'avant et à l'arrière). Ajustez selon les besoins.

Relevez l'avant du harnais Ultra LiftPants entre les jambes du patient pour avoir accès aux sangles de hanche par l'avant.

Insérez les sangles de suspension avant dans les œillets correspondants des sangles d'œillet (voir « Réglage des sangles d'œillet », page 10).

**Autre technique de mise en place du harnais LIKO Ultra LiftPants :** le patient peut être levé dans un harnais normal, puis assis sur le harnais Ultra LiftPants placé sur une chaise ou au bord du lit. Vous pouvez notamment utiliser les harnais **Liko** UltraSling, modèle 06, le harnais **Liko** Original HighBack Sling, modèle 200, ou le harnais **Liko** Soft Original HighBack Sling, modèle 26. Cette méthode est indiquée chez les patients qui, pour une raison quelconque, ne peuvent pas se pencher sur le côté, ou dans des espaces réduits.




Bouclez la sangle de hanche et tirez pour la serrer. Selon la taille du patient, vous devrez boucler une ou les deux sangles de hanche en position debout.

**⚠ Assurez-vous que le patient et le soignant sont éloignés des points de pincement lorsque les boucles sont attachées. Il existe un risque de dommages corporels.**

Accrochez les sangles de suspension arrière aux crochets arrière de l'étrier ou à l'étrier arrière. Accrochez les sangles de suspension avant aux crochets avant de l'étrier ou à l'étrier avant. Utilisez la boucle de sangle à l'extrémité des sangles de suspension. Si le patient ne peut pas se tenir sous le lève-personnes, raccourcissez les sangles (voir « Position de raccourcissement », page 10). Reportez-vous à page 6 et à page 7 pour savoir comment accrocher les boucles du harnais aux différents étriers.





**Avant d'aider le patient à se lever :** assurez-vous que les pieds du patient sont positionnés au sol de manière à ce qu'il puisse supporter son poids. Cela réduit la charge sur le lève-personnes. Relevez légèrement le lève-personnes afin de tendre les sangles de suspension sans soulever le patient, puis vérifiez que les sangles d'œillet soutiennent correctement le tronc du patient.

Une fois le patient debout et en équilibre, réglez la hauteur de levage de sorte que le harnais Ultra LiftPants supporte correctement le patient. Les exercices de marche peuvent alors commencer !


**Pendant l'opération de levage :** tirez le lève-personnes vers l'avant dans le sens du mouvement afin d'assurer le transfert de poids jusqu'à ce que le patient soit debout et en équilibre.

### Position de raccourcissement

Dans certains cas, il est préférable de raccourcir les sangles de suspension pour qu'un patient plus grand ait suffisamment de place pour se tenir debout.

La position de raccourcissement peut être utilisée temporairement afin de tester la bonne longueur, mais un usage prolongé risque d'endommager les coutures. Si vous souhaitez raccourcir les sangles de suspension pour un usage à long terme, il est recommandé de faire un nœud au niveau des sangles de suspension pour les raccourcir d'environ 10 cm (4 po). Utilisez la boucle à l'extrémité de la sangle de suspension pour attacher la sangle de suspension à l'étrier.

## Réglage des sangles d'œillet




Les sangles d'œillet ne doivent être ni trop lâches ni trop serrées autour du tronc. Ces sangles doivent supporter le patient tout en garantissant son confort.

Pour les personnes moins corpulentes, les sangles de suspension peuvent être insérées dans l'un des œillets situés plus à l'intérieur.


Pour les personnes plus corpulentes, les sangles de suspension peuvent être insérées dans l'un des œillets situés plus à l'extérieur.

### Clips d'œillets

Cet élément pratique sert à marquer les œillets utilisés pour un patient donné. Les soignants peuvent ainsi repérer facilement le bon œillet lors de la mise en place du harnais Ultra LiftPants.



## Retrait du harnais Ultra LiftPants



Desserrez les sangles de hanche avant d'asseoir le patient afin d'éviter toute pression excessive.

Le patient se penche sur le côté. Saisissez le coin extérieur à l'arrière du harnais Ultra LiftPants. Repliez alors le harnais Ultra LiftPants et retirez-le.


## Accessoires

### Extension Loop

Les Extension Loops sont proposées en deux longueurs différentes, de couleur verte ou grise. La longueur que vous choisissez dépend de l'ajustement que vous souhaitez faire.

Extension Loop, green, 12 cm (5 po)  
 Extension Loop, green, 22 cm (9 po)  
 Extension Loop, grey, 12 cm (5 po)  
 Extension Loop, grey, 22 cm (9 po)


Art. n° 3691102  
 Art. n° 3691103  
 Art. n° 3691302  
 Art. n° 3691303



## Composants en option

Protections rembourrées pour sangle d'épaule Art. n° 3666021


Protections rembourrées pour sangles de suspension avant et/ou arrière permettant de réduire la pression au niveau des épaules. Une bande **Velcro**, le long des protections, facilite leur mise en place.



Housse Solo pour harnais Ultra LiftPants (XXL/XXXL), 20 unités


Art. n° 3692908-2

La housse Solo pour harnais Ultra LiftPants (XXL et XXXL) est une housse de protection jetable, qui préserve la propreté du harnais Ultra LiftPants et prévient la contagion.



Clips d'œillets, red, 4 unités  
 Clips d'œillets, orange, 4 unités  
 Clips d'œillets, yellow, 4 unités  
 Clips d'œillets, blue, 4 unités  
 Clips d'œillets, black, 4 unités

Art. n° 3666033  
 Art. n° 3666034  
 Art. n° 3666035  
 Art. n° 3666036  
 Art. n° 3666037



## Caractéristiques du harnais LIKO Ultra LiftPants, modèle 920

Désignation	Art. n°	Taille	Poids du patient <sup>1</sup>	Taille du patient <sup>1</sup>	Charge maximale <sup>2</sup>	Matériau
Liko Ultra LiftPants	35920328	XXL	200-500 kg (440-1 100 lb)	170-210 cm (67-83 po)	500 kg (1 100 lb)	Polyester
Liko Ultra LiftPants	35920329	XXXL	200-500 kg (440-1 100 lb)	170-210 cm (67-83 po)	500 kg (1 100 lb)	Polyester

<sup>1</sup> Le poids et la taille du patient sont donnés à titre indicatif uniquement et peuvent varier.

<sup>2</sup> Pour soulever la charge maximale, le levage/les accessoires utilisés doivent être prévus pour la même charge ou pour une charge supérieure.

Pour choisir la bonne taille, reportez-vous à la section « Sélectionner la taille », page 7.

### Combinaisons recommandées

Lors de l'utilisation d'un système de levage (lève-personnes plafonniers LIKOGUARD L et XL, lève-personnes plafonniers LIKORALL 243 et 250, lève-personnes mobiles VIKING L et XL). La charge maximale totale d'un système de levage est toujours déterminée par le produit du système dont la charge maximale spécifiée est la plus faible.

Combinaisons recommandées entre le harnais LIKO Ultra LiftPants et les étriers Liko :	Universal SlingBar 350	Standard SlingBar 450	SlingGuard 450	Universal SlingBar 450	Universal SlingBar 600	Universal TwinBar 670	SlingGuard 670 Twin	Sling Cross-bar 450	Sling Cross-bar 670
	Ultra LiftPants, XXL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ultra LiftPants, XXXL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bien que ce tableau serve de guide, il est important de prendre en compte que diverses circonstances peuvent rendre certaines combinaisons de harnais/étriers inadéquates. Les combinaisons validées dans la matrice doivent tout de même être évaluées et validées par un professionnel de santé qualifié.

Explication : ✓ = Recommandée

En cas d'utilisation de deux unités de levage (système UltraTwin), seule la combinaison suivante est possible.

Combinaisons recommandées entre le harnais LIKO Ultra LiftPants et les étriers Liko :	Universal SlingBar 350	Standard SlingBar 450	Universal SlingBar 450	Universal SlingBar 600
	Ultra LiftPants, XXL	✓	✓	✓
Ultra LiftPants, XXXL	✓	✓	✓	✓

Bien que ce tableau serve de guide, il est important de prendre en compte que diverses circonstances peuvent rendre certaines combinaisons de harnais/étriers inadéquates. Les combinaisons validées dans la matrice doivent tout de même être évaluées et validées par un professionnel de santé qualifié.

Explication : ✓ = Recommandée

### Autres combinaisons

Les combinaisons d'accessoires/de produits autres que celles recommandées par Liko peuvent entraîner des risques pour la sécurité du patient.

Liko, LikoGuard, Likorall et Viking sont des marques commerciales de Baxter International Inc. ou de ses filiales.

Toutes les autres marques déposées, noms de produits ou images de marque figurant dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



[www.hillrom.com](http://www.hillrom.com)

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Suède  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

**Hill-Rom**