


# Liko Ultra LiftPants Mod. 920



## Segl

## Notkunarleiðbeiningar



### Vörulýsing

Það þarf sérstaka tækni og sérhannaðan lyftibúnað þegar afar þungum sjúklingum er lyft. Liko hefur hannað Ultra vörulínuna til að lyfta þessum sjúklingum á öruggan og þægilegan hátt.

#### Ætluð notkun

**Liko Ultra LiftPants** seglið, þegar það er notað samkvæmt notkunarleiðbeiningum, veitir afar þungum sjúklingum tækifæri til að æfa sig í að standa og ganga án þess að eiga á hættu á að detta. Það getur einnig dregið úr hættu á meiðslum umönnunaraðila.

**Liko Ultra LiftPants** eru ætlaðar til notkunar í eftirfarandi umhverfi: Heilsugæslu, gjörgæslu, bráðamóttöku, endurhæfingu, heimilisaðstoð og heimahjúkrun.

**Liko Ultra LiftPants** seglið hjálpar við að þjálfa sjúklinga með slæmt jafnvægi og skerta virkni fóta í að standa og ganga á öruggan hátt. Nauðsynlegt er að sjúklingurinn geti látið þyngd hvíla á fótunum. **Liko Ultra LiftPants** gerir sjúklingnum kleift að hreyfa sig og tekur á sig líkamsþunga þeirra að meira eða minna leyti.

#### Stærðir

**Liko Ultra LiftPants** seglið er búið tveimur mjaðmaólum á hvorri hlið til að dreifa þyngdinni betur. Til eru tvær mismunandi stærðir.

#### Hentugur lyftari valinn

Mælt er með að minnsta kosti tveir umönnunaraðilar séu til staðar þegar sjúklingur er fluttur.

Hægt er að nota **Liko Ultra LiftPants** seglið með Liko loft- eða hreyfanlegum lyfturum. Hægt er að nota loftlyftu til að gera sjúklingnum kleift að hreyfa sig óhindrað innan lyftisvæðisins. Hægt er að velja á milli:

- **Liko UltraTwin** kerfið með tveimur lyftueiningum. Hámarks burðargeta er 500 kg (1100 pund), eftir því hvaða vörur eru notaðar í samsetta lyftikerfinu. UltraTwin kerfið er fánlegt fyrir bæði fasta uppsetningu og frístandandi uppsetningu í UltraTwin FreeSpan kerfinu.

- **LikoGuard L** loftlyftari til að lyfta allt að 272 kg (600 pund) eða **LikoGuard XL** loftlyftari til að lyfta allt að 363 kg (800 pund).

- **Viking XL** hreyfanlegar lyftu til að lyfta allt að 300 kg (660 pundum).

Má útbúa með armhvílu til að veita aukastuðning þegar staðið er upp og við göngubjálfun.

#### Valkostir

Sem valkost við **Liko LiftPants** segl mælum við með:

- **Liko MasterVest** gerð 60 (XXL stærð).
- **Liko LiftPants** gerð 92 (XL Stærð).

Í þessu skjali er manneskjan sem verið er að lyfta kölluð sjúklingurinn og manneskjan sem hjálpar henni er kölluð umönnunaraðillinn.



#### MIKILVÆGT!

Lyfting og flutningur á sjúklingi felur alltaf í sér ákveðna áhættu. Lestu leiðbeiningarnar fyrir bæði sjúklingalyftarann og lyftingaraukabúnað fyrir notkun. Mikilvægt er að skilja til fullnustu innihald leiðbeininganna fyrir notkun. Búnaðurinn skal aðeins notaður af sérþjálfuðum umönnunaraðila. Til að fá þjálfun þarf umönnunaraðillinn að lesa og skilja notkunarleiðbeiningarnar. Gakktu úr skugga um að lyftingaraukabúnaður henti fyrir lyftarann sem verið er að nota. Sýndu gætni og varúð meðan á notkun stendur. Sem umönnunaraðili berð þú ávallt ábyrgð á öryggi sjúklingsins. Þú verður að vera meðvitaður/meðvituð um getu sjúklingsins til að takast á við lyftiaðstæðurnar. Ef eitthvað er óskýrt skaltu hafa samband við framleiðandann eða birgðasalann.

# Efnisyfirlit

Ætluð notkun .....	1
Öryggisupplýsingar .....	3
Lýsing tákns .....	4
Umhirða og eftirlit .....	5
Skilgreiningar .....	5
Hvernig tengja á segl við mismunandi herðatré.....	6
Hvernig tengja á Ultra LiftPants -segl við herðatré með 4 krókum (tvíslár og krossslár) .....	7
Hvernig velja skal stærð.....	7
Mál .....	8
Ultra LiftPants sett á .....	9
Lykkjuólarnar stilltar .....	10
Ultra LiftPants losaðar af .....	11
Valfrjálsir íhlutir .....	11
Yfirlit <b>Liko</b> Ultra LiftPants segl gerð 920.....	12
Ráðlagðar samsetningar .....	12

# Öryggisupplýsingar

## ⚠️ Áður en þú lyftir skaltu hafa eftirfarandi atriði í huga:

- Ábyrg manneskja innan þinnar stofnunar ætti að ákveða á grundvelli hvers tilviks fyrir sig hvort þörf er á einum eða fleiri umönnunaraðilum.
- Tryggðu að valið segl mæti þörfum sjúklingsins með tilvísun til gerðar, stærðar, dúks og hönnunar.
- Heildarhámarksálag fyrir lyftarakerfi er alltaf ákvarðað af þeirri vöru í kerfinu sem hefur lægsta tilgreinda hámarksálagið.
- Til að vernda öryggi sjúklunga og hreinlæti, þvoið seglið á milli sjúklunga.
- Skipuleggðu lyftiaðgerðina þannig að hægt sé að gera hana eins örugglega og hnökralaust og mögulegt er.
- Gættu þess að fylgihlutur lyftingar hangi lóðrétt og geti hreyfst frjálsglega.
- Þrátt fyrir að Liko herðatré séu búin krækjum verður að sýna sérstaka varúð. Áður en sjúklingnum er lyft af undirliggjandi fleti, en þegar ólarnar hafa verið teygðar út til fulls, skal ganga úr skugga um að ólarnar séu almennilega tengdar við króka herðatrésins.
- Aldrei skal lyfta sjúklingi hærra upp af undirliggjandi fleti en nauðsynlegt er til að ljúka verklagi við lyftingu og flutning.
- Gakktu úr skugga um að hjólin á hjólastólnum, rúminu, sjúkravagninum, o.s.frv., séu læst meðan á lyftingu/flutningi stendur.
- Alltaf skal vinna vinnuvistfræðilega. Notaðu getu sjúklingsins til að taka virkan þátt í aðgerðunum.
- Þegar ekki er verið að nota seglið skal ekki setja það í beint sólarljós.

## ⚠️ Röng festing á segli við herðatré getur valdið miklu líkamstjóni hjá sjúklingnum.

## ⚠️ Aldrei skilja sjúkling eftir án eftirlits meðan á lyftivinnu stendur!

## ⚠️ Skildu aldrei börn eftir án eftirlits í nágrenni við seglið!

## ⚠️ Ekki geyma seglið þar sem sólarljós getur skinið á það, eða nálægt hitagjöfum, svo sem ofni, arni eða eldavél/ofni!

## ⚠️ Ekki nota, geyma eða flytja segl í nágrenni við gæludýr, meindýr eða eftirlitslaus börn!

## ⚠️ Gakktu úr skugga um að sjúklingur og umönnunaraðili haldi sig fjarri klemmu svæðum og hreyfanlegum hlutum meðan á lyftingu stendur. Það getur valdið áverkum.

## ⚠️ Metið sjúklunga með tilliti til hættu á innlokun og fylgist með sjúklingum á viðeigandi hátt. Gakktu úr skugga um að höfuð og útlimir sjúklings séu ekki í eða á milli segllykkja meðan á lyftingu stendur. Ef það er ekki gert getur það valdið alvarlegum áverkum eða dauða.

## ⚠️ Ultra LiftPants hefur ekki verið prófað við segulómस्कönnun (MRI). Flytjið sjúklinginn á fleti sem má nota í segulómस्कönnun og fjarlægjið lyftarann úr herberginu með segulómस्कannanum.

## Ⓒ Ⓔ Lækningatæki í flokki I

### EINKALEYFI [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)

Getur verið varið með einu eða fleiri einkaleyfum. Sjá veffang hér að ofan.

Hillrom-fyrirtækin eru eigendur evrópskra, bandarískra og annarra einkaleyfa og einkaleyfisumsókna í bið.

### Breytingar á vöru

Liko vörurnar eru í stöðugri þróun, þess vegna áskiljum við okkur rétt til að gera breytingar á vöru án fyrirvara. Hafðu samband við fulltrúa Hillrom til að fá ráðleggingar og upplýsingar um uppfærslu á vörum.

### Design and Quality by Liko in Sweden






























Liko er gæðavottað samkvæmt ISO 9001 og jafngildi þess fyrir lækningatækjaiðnaðinn ISO 13485. Liko er einnig vottað samkvæmt umhverfisstaðlinum ISO 14001.

### Tilkynning til notenda og/eða sjúklunga innan ESB

Öll alvarleg atvik sem hafa átt sér stað í tengslum við búnaðinn, skal tilkynna framleiðandanum og lögbærum yfirvöldum í aðildarríkinu þar sem notandinn/sjúklingurinn býr.

## Lýsing tákns

Þessi tákn getur verið að finna í þessu skjali og/eða á vörinni.

Tákn	Lýsing	Tákn	Lýsing
	Viðvörðun: Þessar kringumstæður þarfnast aukinnar varkárni og aðgátar. Þetta tákn er gulur þríhyrningur með svörtum ramma og svörtu upphrópunarmerki í miðjunni.		
	Endurvinnanlegt		
	Lestu notkunarleiðbeiningarnar fyrir notkun. Þetta tákn er blár hringur með hvítri mynd af einstaklingi að lesa bók.		
	Lestu notkunarleiðbeiningarnar fyrir notkun		<b>Varúð!</b> Flettið upp í notkunarleiðbeiningunum.
	CE-merki. Samræmismerki ESB fyrir lækningatæki, lækningatæki í I. flokki án inngríps.		
	Viðurkenndur fulltrúi í Sviss		
	Löglegur framleiðandi		Framleiðsludagsetning
	Auðkenni vöru		Lækningatæki
	Raðnúmer		Einkvæmt auðkenni tækis
	Ekki þurrhreinsa		Látið þorna á snúru í skugga
	Ekki strauja		Ekki nota bleikiefni
	Þurrkun í þurrkara		Ekki þvo
	Ekki þurrka í þurrkara		
	Þvottur Táknið er alltaf með ráðlögðu hitastigi í °C og °F.		
	Inniheldur ekki latex		
	Reglubundin skoðun		
	Ekki nota vöru (Aðeins Solo-vörur og aðeins sýnilegt eftir þvott þegar notkun er bönnuð)		Nafn sjúklings
	Notkun fyrir einn sjúkling (aðeins á Solo vörum)		
	Snýr upp á við og tákn utan á búnaði.		Tákn utan á búnaði.
	GS1 Gagnafylkisstrikamerki sem kann að innihalda eftirfarandi upplýsingar. (01) GTIN-númer (e. Global Trade Item Number) (11) Framleiðsludagsetning (21) Raðnúmer		

## Umhirða og eftirlit

Athugaðu seglið fyrir hverja notkun. Athugaðu eftirfarandi atriði með tilliti til slits og skemmda:

- Efni
- Ólar
- Saumar
- Lykkjur
- Sylgja

**⚠ Notaðu ekki skemmda fylgihluti lyftingar.**

Ef eitthvað er óskýrt skaltu vinsamlegast hafa samband við framleiðanda eða birgðasala.

### Leiðbeiningar varðandi þvott og sóttþreinsun:

Skoðaðu vörumerkimiða seglsins og viðhengdan viðauka „Umhirða og viðhald á Liko-seglum“.

### Efni:

Ultra LiftPants seglið er framleitt úr 100% pólýester.

### Ef seglið er notað fyrir það eða sturtu:

Eftir notkun í baði og sturtu ætti að setja seglið þar sem það þornar eins fljótt og mögulegt er.

### Reglubundin skoðun

Vöruna þarf að skoða að lágmarki á sex mánaða fresti. Hugsanlega er þörf á tíðari skoðunum ef varan er notuð eða þvegin oftar en vanalega. Hafðu samband við fulltrúa Hillrom til að fá verklýsingar.

### Væntanlegur endingartími

Væntanlegur endingartími Ultra LiftPants er 3 ár meðan á eðlilegri notkun stendur. Væntanlegur endingartími er breytilegur eftir dúk, notkunartíðni, aðferð við þvott, þurrkunar hitastigi og borinni þyngd. Hillrom ráðleggur að varan sé eingöngu notuð yfir það tímabil sem væntanlegur endingartími nær yfir.




### Leiðbeiningar um endurvinnslu

Alla hluti vestisins, þ.m.t. stoðir, hlífðarefni o.s.frv. skal flokka sem brennanlegan úrgang.

Hillrom metur og býður upp á tilsögn fyrir notendur sína um örugga meðhöndlun og förgun á búnaði sínum til að aðstoða við að koma í veg fyrir líkamstjón, þar með talið, en ekki takmarkað við: skurði, stungur á húðinni, skrámur, og alla hreinsun og sóttþreinsun á lækningabúnaðinum sem þörf er á eftir notkun og fyrir förgun. Viðskiptavinir skulu fara eftir öllum alríkis-, ríkis-, svæðis- og/eða staðarlögum og reglugerðum varðandi örugga förgun á lækningabúnaði og aukabúnaði.
















Ef notandi búnaðarins er í vafa skal hann fyrst hafa samband við tækniþjónustu Hillrom til að fá leiðbeiningar um örugga aðferð við förgun.

## Skilgreiningar




1. Upphengiolar að aftan
2. Merkimiði vöru
3. Raðnúmer
4. Merkimiði: Reglubundin skoðun
5. Merkimiði: Einstaklingsmerking (Tilheyrir)
6. Stærðarmerking (aðeins fyrir stærð XXL)
7. Lykkjuólar
8. Afturhluti
9. Efri mjaðmaól
10. Neðri mjaðmaól
11. Framhluti
12. Upphengiól að framan





## Hvernig tengja á segl við mismunandi herðatré

Herðatré	Segllykkjur tengdar við króka á herðatré	Rétt
 <p data-bbox="204 495 347 528">SlingGuard</p>		
 <p data-bbox="161 790 395 824">Universal SlingBar</p>		
 <p data-bbox="169 1070 379 1104">SlingGuard Twin</p>		
 <p data-bbox="177 1368 368 1402">Universal Twin</p>		
 <p data-bbox="220 1671 328 1704">Krossslá</p>		

### Rangt!



## Hvernig tengja á Ultra LiftPants-segl við herðatré með 4 krókum (Tvíslár og krossslár)

 <p>Upphengiól að aftan (A)</p> <p>Upphengiól að framan (B)</p>	<p>1.</p> 
<p>2.</p> 	<p>3.</p>  <p>Teikningarnar 1, 2 og 3 sýna tvíslár en þetta á einnig við um krossslár.</p>

## Hvernig velja á stærð



⚠ Veldu ekki of stórt segl þar sem það getur þýtt að áskilin lyftihæð náist ekki.

⚠ Notaðu aðeins segl sem er í réttri stærð fyrir sjúklinginn. Rétt stærð verður að vera metin af þjálfuðum umönnunaraðila. Sjúklingur festist í klemmu eða köfnun getur átt sér stað.


Það er mikilvægt að velja rétta stærð til að tryggja örugga lyftu og til að ná nauðsynlegri lyftihæð. Líko Ultra LiftPants seglið ætti að ná yfir ofan mitti en ekki svo hátt að lykkjuólarnar skerist í handarkrikana. Mælið með málbandi frá baki sjúklings, undir hliðina á klofinu og upp að mittishæð.

Sjá töflu yfir mál hér á eftir til leiðarvísunar. Stærð XXXL er með hærri efnishluta og lengri mjaðmaólar til að ná í kringum stærri maga.

Vísaðu til brjóstummáls á sjúklingi og vöru á „Stærðir“ á síðu 8.




## Mældu brjóstummál sjúklingsins sem hér segir:



Mældu brjóstummál sjúklingsins yfir bringuna (undir brjóstum á konum).

Mælistærðir	1	2	3	Bringa
XXL	185 - 260 cm (73-102 tommur)	150 - 210 cm (59-83 tommur)	140 cm (55 tommur)	128 - 185 cm (50-73 tommur)
XXXL	185 - 300 cm (73-118 tommur)	150 - 250 cm (59-98 tommur)	150 cm (59 tommur)	172 - 222 cm (67-87 tommur)

## Stærðir



- A: Lykkjuólar að aftan lagðar flatar
- B: Stytting á lykkjulengd (framan og aftan)
- C: Lengd upphengiólur (framan og aftan)
- D: Brjóstbreidd að aftan
- E: Efri mjaðmaól lögð flöt (Lágmarks gildi)
- F: Efri mjaðmaól lögð flöt (Hámarks gildi)
- G: Lægri mjaðmaól lögð flöt (Lágmarks gildi)
- H: Lægri mjaðmaól lögð flöt (Hámarks gildi)
- I: Klof breidd
- J: Lengd aðalborðs
- K: Brjóstbreidd að framan
- L: Lengd fremri lægri mjaðmaólar
- M: Lengd fremri efri mjaðmaólar

### Stærðarmælingar í sentimetrum


STÆRÐ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Hámarksálag (kg)	Vörunr.
XXL	147	10	56	60	132	205	110	165	10	140	45	45	54	500	35920328
XXXL	185	10	56	60	132	245	107	205	10	150	45	45	54	500	35920329

### Stærðarmælingar í tommum

STÆRÐ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Hámarksálag (pund)	Vörunr.
XXL	58	4	22	24	52	81	43	65	4	55	18	18	21	1100	35920328
XXXL	73	4	22	24	52	97	42	81	4	59	18	18	21	1100	35920329



## Ultra LiftPants sett á




Upphafleg staða þegar **Liko** Ultra LiftPants seglið er notað er sitjandi staða. Sjúklingurinn hallar sér til annarrar hliðar svo hægt sé að renna LiftPants seglinu undir afturendann. Settu Ultra LiftPants seglið eins langt undir sjúklinginn og hægt er og láttu vörumerkið snúa út að aftan. Gættu þess að Ultra LiftPants seglið sé fyrir miðju og í góðri stöðu með jafn mikið af efni seglsins fyrir aftan og fyrir framan. Stilltu eftir þörfum.

Togaðu framhluta Ultra LiftPants seglsins upp á milli fótanna þannig að mjaðmaólarnar séu aðgengilegar framan frá.

Mataðu fremri upphengiólunum gegnum lykkjuólarnar með notkun viðeigandi lykkju (sjá „Lykkjuólarnar stilltar“ á síðu 10).

**Annar valkostur fyrir notkun á LIKO Ultra LiftPants segli:** Hægt er að lyfta sjúklingnum upp í venjulegu segli og láta hann síðan síga niður á Ultra LiftPants seglið sem hefur verið sett á stól eða á rúmkant. Seglið sem er notað getur t.d. verið **Liko** UltraSling gerð 06, **Liko** Original HighBack Sling gerð 200 eða **Liko** Soft Original HighBack Sling gerð 26. Þessi valkostur auðveldar ferlið ef sjúklingurinn getur ekki hallað sér til hliðar af einhverri ástæðu, eða ef það er ekkert pláss til að koma Ultra LiftPants seglinu fyrir frá hliðinni.




Festu sylgur mjaðmaólarinnar og togaðu fast. Festa má aðra eða báðar mjaðmaólarnar úr standandi stöðu, en það fer eftir stærð sjúklings.

**⚠ Gakktu úr skugga um að sjúklingur og umönnunaraðili haldi sig fjarri klemmupunktum þegar sylgurnar eru festar. Það getur valdið áverkum.**

Tengdu upphengiólarnar að aftan við aftari krókana á herðatrénu eða við aftara herðatréd. Tengdu upphengiólarnar að framan við fremri krókana á herðatrénu eða við fremra herðatréd. Notið lykkjuna á enda upphengiólarnar. Ef sjúklingur getur ekki staðið undir lyftunni skal stytta böndin (sjá „Styttingarstaða“ á síðu 10). Sjá síða 6 og síða 7 fyrir leiðbeiningar um hvernig á að festa lykkjurnar á seglinu við mismunandi herðatré.





**Áður en sjúklingi er hjálpað að standa upp:** Gangið úr skugga um að fætur sjúklings séu í þeirri stöðu á gólfinu að sjúklingurinn geti borið þyngd sína. Þetta minnkar álagið á lyftuna. Láttu lyftuna ganga aðeins upp til að setja spennu á upphengiólarnar án þess að lyfta afturendanum. Gættu þess að lykkjuólarnar veiti fullnægjandi stuðning í kringum efri líkama sjúklingsins.


Þegar sjúklingurinn hefur náð jafnvægi standandi er lyftihæðin stillt til að veita viðeigandi stuðning með aðstoð frá Ultra LiftPants-seglinu. Nú getur gönguþjálfun hafist!

**Meðan á lyftiaðgerð stendur:** Togaðu lyftarann fram á við í áttina að hreyfingunni svo að þyngdartilfærslan verði rétt þar til sjúklingurinn er uppréttur og í góðu jafnvægi.

### Styttingarstaða

Í ákveðnum tilfellum er hagkvæmt að stytta upphengiólur til að hærri sjúklingur fái nóg pláss til að standa. Styttingarstöðuna má nota tímabundið þegar rétt lengd er prófuð, en of mikil notkun getur skemmt saumana. Viljir þú stytta upphengiólur til langs tíma litið er ráðlegt að binda hnút á upphengiólina til að stytta hana um 10 cm (4 tommur). Notið lykkjuna á enda upphengiólarnar til að tengja upphengiólina við herðatréið.

## Lykkjuólarnar stilltar




Lykkjuólarnar ættu hvorki að vera of lausar né of þéttar utan um efri hluta líkamans. Mótspyrna með þægindum er best.

Minni manneskja getur látið þræða upphengiólarnar gegnum innri lykkju.


Stærri manneskja getur látið þræða upphengiólarnar gegnum ytri lykkju.

### Lykkjuklemmur

Hentugur aukabúnaður til að merkja lykkjurnar sem henta fyrir ákveðinn einstakling. Þær gera umönnunaraðila auðveldara að velja rétta lykkju við notkun á Ultra LiftPants seglinu.



## Ultra LiftPants losaðar af



Losaðu mjaðmaólnar áður en sjúklingurinn er látinn síga niður í sitjandi stöðu til að forðast óþarfa þrýsting frá mjaðmaólnunum.

Sjúklingurinn hallar sér til hliðar. Gríptu í ytra hornið á aftari hlutanum á Ultra LiftPants seglinu. Brjóttu Ultra LiftPants seglið inn undir sig og togaðu það frá.


## Aukahlutir

### Framlengingarlykkja

Framlengingarlykkjurnar fást í tveimur mismunandi lengdum og í grænum eða gráum lit. Lengdin sem þú velur fer eftir því hversu mikla stillingu þú vilt gera.

Framlengingarlykkja, græn, 12 cm (5 tommur)  
Framlengingarlykkja, græn, 22 cm (9 tommur)  
Framlengingarlykkja, grá, 12 cm (5 tommur)  
Framlengingarlykkja, grá, 22 cm (9 tommur)

Vörunr. 3691102  
Vörunr. 3691103  
Vörunr. 3691302  
Vörunr. 3691303




## Valfrjálsir íhlutir

Bólstruð hulstur fyrir axlaról

Vörunr. 3666021


Þrýstingslinandi bólstruð hulstur til að setja á fremri og/eða aftari upphengiólarnar. Bólstruðu hulstrin koma með **riflás** eftir annarri langhliðinni fyrir auðvelda festingu.



Solo-hlíf fyrir Ultra LiftPants (XXL/XXXL), 20 stk


Vörunr. 3692908-2

Solo-hlíf fyrir Ultra LiftPants segl (XXL og XXXL) er verndandi hlíf úr einnota efni. Hún er notuð til að koma í veg fyrir að Ultra LiftPants seglið óhreinkist og til að koma í veg fyrir smit.



Lykkjuklemmur, rauðar, 4 stk.  
Lykkjuklemmur, appelsínugular, 4 stk.  
Lykkjuklemmur, gular, 4 stk.  
Lykkjuklemmur, bláar, 4 stk.  
Lykkjuklemmur, svartar 4 stk.

Vörunr. 3666033  
Vörunr. 3666034  
Vörunr. 3666035  
Vörunr. 3666036  
Vörunr. 3666037



# Yfirlit LIKO Ultra LiftPants segl, gerð 920

Vara	Vörunr.	Stærð	Þyngd sjúklings <sup>1</sup>	Hæð sjúklings <sup>1</sup>	Hámarksálag <sup>2</sup>	Efni
Liko Ultra LiftPants	35920328	XXL	200-500 kg (440-1100 pund)	170-210 cm (67-83 tommur)	500 kg (1100 pund)	Pólýester
Liko Ultra LiftPants	35920329	XXXL	200-500 kg (440-1100 pund)	170-210 cm (67-83 tommur)	500 kg (1100 pund)	Pólýester

<sup>1</sup> Uppgefin þyngd og hæð sjúklings er aðeins til viðmiðunar – það kunna að vera frávik.

<sup>2</sup> Til að viðhalda hámarksþyngd er þörf á lyftara/aukabúnaði sem ætlaður er fyrir sömu þyngd eða meiri.

Til að velja rétta stærð - sjá „Hvernig velja á stærð“ á síðu 7.

## Ráðlagðar samsetningar

Þegar eitt lyftarakerfi er notað (LIKOGUARD L og XL loftlyftarar, LIKORALL 243 og 250 loftlyftarar, VIKING L og XL hreyfanlegir lyftarar). Heildarhámarksálag fyrir lyftarakerfi er alltaf ákvarðað af þeirri vöru í kerfinu sem hefur lægsta tilgreinda hámarksálagið.

Ráðlagðar samsetningar LIKO Ultra LiftPants segl og Liko-herðatrjáa:	Universal SlingBar 350	Standard SlingBar 450	SlingGuard 450	Universal SlingBar 450	Universal SlingBar 600	Universal TwinBar 670	SlingGuard 670 Twin	Sling Cross-bar 450	Sling Cross-bar 670
Ultra LiftPants, XXL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ultra LiftPants, XXXL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Þó að þetta graf sé til leiðbeiningar, er mikilvægt að viðurkenna að ýmsar aðstæður geta gert samsetningar segla- og stanga óviðeigandi. Samþykktar samsetningar í fylkinu verða samt að vera metnar og staðfestar af þjálfuðum heilbrigðisstarfsmanni.

Útskýring: ✓ = Ráðlagt

Þegar tvær lyftaraeiningar (UltraTwin kerfi) eru notaðar eru aðeins neðangreindar samsetningar mögulegar.

Ráðlagðar samsetningar LIKO Ultra LiftPants segl og Liko-herðatrjáa:	Universal SlingBar 350	Standard SlingBar 450	Universal SlingBar 450	Universal SlingBar 600
Ultra LiftPants, XXL	✓	✓	✓	✓
Ultra LiftPants, XXXL	✓	✓	✓	✓

Þó að þetta graf sé til leiðbeiningar, er mikilvægt að viðurkenna að ýmsar aðstæður geta gert samsetningar segla- og stanga óviðeigandi. Samþykktar samsetningar í fylkinu verða samt að vera metnar og staðfestar af þjálfuðum heilbrigðisstarfsmanni.

Útskýring: ✓ = Ráðlagt

## Aðrar samsetningar

Samsetning fylgihluta/vara annarra en þeirra sem Liko ráðleggur getur leitt til öryggisáhættu fyrir sjúklinginn.

Liko, LikoGuard, Likorall, og Viking eru vörumerki Baxter International, Inc. eða dótturfyrirtækja þess.

Öll önnur vörumerki, vöruheiti eða myndir af vörumerkjum sem birtast í þessu skjali eru eign viðkomandi eigenda.



www.hillrom.com

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Svíþjóð  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom