


Guía de instrucciones

Se aplica a los siguientes modelos:


Universal SlingBar 350	N.º de prod. 3156074
Universal SlingBar 450	N.º de prod. 3156075
Universal SlingBar 600	N.º de prod. 3156076
Universal TwinBar 670 Twin	N.º de prod. 3156077
Universal SideBar 450	N.º de prod. 3156079
Universal SlingBar 350 QRH	N.º de prod. 3156084
Universal SlingBar 450 QRH	N.º de prod. 3156085
Universal SlingBar 600 QRH	N.º de prod. 3156086
Universal TwinBar 670 Twin QRH	N.º de prod. 3156087
Universal SlingBar 350 R2R	N.º de prod. 3156094
Universal SlingBar 450 R2R	N.º de prod. 3156095



Universal SlingBar



Universal TwinBar



Universal SideBar

Descripción del producto

Las Universal SlingBar de Liko están disponibles en varios modelos y con dos opciones de montaje: fijo o con Quick-Release Hook. La mayoría de Universal SlingBar están disponibles de serie con el sistema Quick-Release Hook de Liko.



IMPORTANTE

La elevación y el traslado de un paciente siempre implican un cierto riesgo. Lea la guía de instrucciones de la grúa de pacientes y de los accesorios de elevación antes de su uso. Es importante comprender la totalidad del contenido de la guía de instrucciones. El equipo solo debe ser utilizado por personal capacitado. Asegúrese de que los accesorios de elevación son adecuados para la grúa que se está utilizando. Tenga cuidado y precaución durante su uso. Como cuidador, usted es el responsable de la seguridad del paciente. Debe conocer la capacidad del paciente para soportar la elevación. Si no está seguro de algo, póngase en contacto con el fabricante o con el proveedor.

Descripción de los símbolos

Estos símbolos se pueden encontrar en este documento o en el producto.

Símbolo	Descripción
	Advertencia: Esta situación requiere cuidado y atención especial.
	Marca CE
	Fabricante autorizado
	Lea la guía de instrucciones antes de utilizar el producto.
	Fecha de fabricación
	Precaución: Consulte la guía de instrucciones.
	Lea la guía de instrucciones antes de utilizar el producto.
	Identificador de producto
	Número de serie
	Producto sanitario
	El código de barras Data Matrix GS1 puede contener la siguiente información. (01) Número global de artículo comercial (11) Fecha de fabricación (21) Número de serie

Instrucciones de seguridad

Pueden aplicarse diferentes cargas máximas según los distintos componentes del sistema de elevación montado: grúa, percha, arnés y otros accesorios que se utilicen. Para el sistema de elevación montado, la carga máxima es siempre la menor de la categoría de carga máxima de cualquiera de los componentes. Compruebe las capacidades de elevación de la grúa y de los accesorios de elevación, o póngase en contacto con el representante de Hill-Rom en caso de duda.

La Universal SlingBar se puede utilizar en combinación con arneses Liko que se enganchan a la percha con lazos de arnés. Las Universal SlingBar 350/450/600 se pueden utilizar en combinación con arneses Liko diseñados para dos puntos de conexión en la percha; la Universal 670 Twin se usa en combinación con arneses Liko diseñados para cuatro puntos de conexión en la percha.

Para obtener más información sobre la selección de un arnés, consulte la guía de instrucciones de los modelos de arnés correspondientes. En ellas, también encontrará instrucciones para combinar las perchas Liko™ con los arneses Liko.

Nota: Lea la guía de instrucciones que se adjunta con los distintos modelos de arneses Liko para saber cómo usar el arnés de forma segura y correcta.


-  **Antes de realizar la elevación, compruebe que los lazos de cinta del arnés estén bien ajustados a los ganchos de la percha cuando la cinta del arnés se extiende; hágalo antes de elevar al paciente de la superficie subyacente.**
-  **Para aumentar la seguridad, la carga debe distribuirse entre todos los ganchos de la percha durante la elevación.**
-  **Enganchar de manera incorrecta el arnés a la percha puede provocar lesiones graves al paciente.**

Carga máxima: 300 kg (660 lb).

 Producto sanitario de clase I


Montaje

Montaje fijo para la grúa



Grúa de techo Likorall™ 242 S/ES, grúa de techo Likorall™ 243 ES, grúa móvil Golvo™, grúa móvil Uno™ 102 rev.01, Uno™ 200 y grúa móvil Viking™.

Destinada a las siguientes perchas: Universal SlingBar 350, 450, 600 y 670 Twin (N.º de prod. 3156074-3156077)



Grúa de techo LikoGuard™


Destinada a: Universal SlingBar 670 Twin, N.º de prod. 3156077

NOTA: Requiere el kit fijo 4 N.º de prod. 3308860

Solo el personal autorizado por Hill-Rom debe realizar el montaje.

Montaje con Quick-Release Hook para la grúa


Destinada a las siguientes perchas: Universal SlingBar 350 QRH, 450 QRH, 600 QRH y Twinbar 670 QRH (N.º de prod. 3156084-3156087). Universal SlingBar 350 R2R y 450 R2R (N.º de prod. 3156094-3156095).



Compatible con: Grúa móvil Golvo™*, grúa de techo Likorall™ 242 S/ES R2R, grúa de techo Likorall™ 243 ES*, grúa de techo Likorall™ 250 ES* y grúa de techo Multirall™.

*Si viene equipado con Q-link (N.º de prod. 31590005).


Consulte las instrucciones de montaje correspondientes.



Compatible con: Grúa móvil Uno™ 102 rev.01* y grúa móvil Viking™*

*Si viene equipado con Q-link 13 (N.º de prod. 3156509).

Consulte las instrucciones de montaje correspondientes.




Compatible con: Grúa de techo Likorall™ 242 S/ES*

*Si está equipado con el adaptador 22 (N.º de prod. 3156505).

Consulte las instrucciones de montaje correspondientes.


Instalación de los pestillos











Después de la instalación, compruebe que el pestillo está bloqueado y se mueve sin dificultades en el gancho de la percha.



Montaje de SideBar con Universal SlingBar



Cómo enganchar un arnés a Universal SlingBar

Percha	Lazos del arnés a los ganchos de la percha	Correcto
 <p data-bbox="161 1025 400 1059">Universal SlingBar</p>		
 <p data-bbox="177 1473 368 1507">Universal Twin</p>		
 <p data-bbox="161 1906 395 1939">Universal SideBar</p>	 <p data-bbox="512 1906 1062 1962">Nota: Un lazo de la cinta superior del arnés y un lazo del soporte de piernas en cada barra lateral.</p>	

Cuidado y mantenimiento

Para utilizar el accesorio sin que se produzca ninguna incidencia, se deben realizar algunas comprobaciones antes de cada uso:

- Compruebe el tornillo y la tuerca que fijan la percha.
- Compruebe el funcionamiento de los pestillos y que estos estén intactos. Si falta alguno o hay alguno dañado, deberá reemplazarse.
- Cuando utilice el sistema de cambio rápido, compruebe que el Quick-Release Hook está bien fijado a la grúa y a la percha.
- Antes de realizar la elevación, compruebe que el accesorio de elevación esté suspendido verticalmente y se desplace con libertad.

Cuando sea necesario, limpie la grúa con un paño húmedo. Encuentre información más detallada sobre la limpieza y desinfección de su producto Liko en el capítulo *Limpieza y desinfección* de la grúa correspondiente.

⚠ No debe exponer la camilla al agua corriente.

Mantenimiento

Se debe realizar una inspección periódica de las Universal SlingBar al menos una vez al año.

⚠ Las inspecciones periódicas, las reparaciones y el mantenimiento deben realizarse siempre conforme al manual de mantenimiento de Liko; además, deben llevarlo a cabo personal autorizado de Hill-Rom y emplear repuestos Liko originales.

Tiempo de vida útil estimado

El producto tiene una vida útil estimada de 10 años si su uso, mantenimiento e inspección se realizan adecuada y periódicamente según las instrucciones de Liko.

Instrucciones de reciclaje

El producto debe reciclarse como si fuera chatarra.

Hill-Rom evalúa y proporciona orientación a los usuarios sobre la manipulación y la eliminación seguras de sus dispositivos para ayudar a prevenir lesiones, entre las que se incluyen cortes, punciones en la piel o abrasiones, y sobre la limpieza y desinfección necesarias del producto sanitario después de su uso y antes de su eliminación. Los clientes deben cumplir todas las leyes y normativas federales, estatales, regionales o locales relativas a la eliminación segura de los productos sanitarios y los accesorios médicos.

En caso de duda, el usuario del dispositivo debe ponerse en contacto primero con el servicio de asistencia técnica de Hill-Rom para obtener orientación sobre los protocolos de eliminación segura.

Modificaciones en los productos

Los productos Liko están en un continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en ellos sin previo aviso. Póngase en contacto con su representante de Hill-Rom para obtener asesoramiento e información sobre las actualizaciones de los productos.

Design and Quality by Liko in Sweden

El sistema de gestión para la fabricación y el desarrollo del producto está certificado de acuerdo con la norma ISO9001 y su equivalente para el sector de productos sanitarios, la norma ISO13485. El sistema de gestión también posee la certificación medioambiental de acuerdo con la norma medioambiental ISO14001.

Aviso para usuarios o pacientes de la UE

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentran el usuario o el paciente.



Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Suecia
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers*

Hill-Rom