


## Инструкции за употреба



## Описание на продукта

**Liko UniversalSling е базов модел, предназначен за адаптиране към пациента без индивидуални настройки и е един от нашите най-употребявани слингове.**

UniversalSling осигурява изправена седнала поза и поддържа цялостната опора на гърба нагоре до врата. Ако пациентът се нуждае от опора за главата, се препоръчва да се използва слинг с висока задна опора, напр. Original HighBack Sling, модел 200/210, или Soft Original HighBack Sling, модел 26. Ръцете на пациента се държат вътре в слинга. Правилно поставеният и внимателно сложен UniversalSling ще даде на пациента превъзходно чувство за безопасност, както и висока степен на комфорт.

### Размери

UniversalSling се предлага в различни размери. Важно е да се подбере правилният размер за постигане на най-висока степен на комфорт и безопасност. Твърде голям слинг увеличава риска от изплъзване на пациента от него, докато такъв, който е твърде малък, може да се вреже в слабините и да причини дискомфорт.

При по-големите размери комбинацията с TwinBar 670 може да бъде добър избор.

### Тъкани

UniversalSling се предлага произведен от различни тъкани. Тъй като UniversalSling обикновено не се оставя под пациента след преместването, се препоръчва да се използва този от полиестер. Тази тъкан е издръжлива и има нисък коефициент на триене, което прави слинга лесен за поставяне и премахване.

UniversalSling се предлага също и произведен от мрежест полиестер. Тази тъкан се препоръчва в случаите, когато слингът се оставя на място след преместването или когато е желателна дишаща тъкан.

За къпане във вана и взимане на душ се предлага мрежест вариант с пластмасово покритие, който пропуска водата и може да се избърше лесно. Този материал изсъхва бързо и не държи хладно на пациента така, както влажна абсорбираща тъкан.

Ремъците за повдигане на слинга са винаги изработени от издръжлив полиестер и са много сигурни.

### Опори за краката

UniversalSling се предлага с няколко различни модели опори за крака. Най-често срещаните са усилените опори за крака. Усиленият тип осигурява висока степен на комфорт, разпределя натиска и предотвратява усукването на слинга под бедрата.

Като допълнителна принадлежност се предлага и мека подложка на опората за крака (синтетична овча кожа). UniversalSling с меки подложки на опорите за крака е подходящ за пациенти, които са особено чувствителни на натиск.

### Подходящи приспособления за повдигане

UniversalSling може да се използва заедно с всички приспособления за повдигане над главата и мобилни приспособления за повдигане на Liko. Можете да избирате между приспособленията за повдигане над главата LikoGuard™, Likorall™ и Multirall™, или мобилните приспособления за повдигане Golvo™, Viking™, Uno™ и Liko™ M220/M230.

*В този документ повдиганото лице се упоменава като пациент, а лицето, което помага, се упоменава като обгрижващо лице.*



### ВАЖНО!






















Повдигането и преместването на пациент винаги е свързано с определено ниво на риск. Преди употреба прочетете инструкциите за употреба както за приспособлението за повдигане на пациенти, така и за допълнителните принадлежности за повдигане. Важно е да разберете напълно съдържанието на инструкциите за употреба. Оборудването трябва да се използва единствено от обучен персонал. Уверете се, че допълнителните принадлежности за повдигане са подходящи за използването приспособление за повдигане. Бъдете внимателни и предпазливи по време на употреба. В качеството си на обгрижващо лице Вие винаги носите отговорност за безопасността на пациента. Трябва да бъдете запознати с възможностите на пациента да се справи със ситуацията на повдигане. Ако имате неясноти, свържете се с производителя или доставчика.

## Съдържание

Описание на символите .....	3
Инструкции по безопасност.....	4
Грижа и поддръжка .....	5
Дефиниции.....	5
Как да се закрепят слинг към различни лостове за слинг .....	6
Как да се закрепят UniversalSling към лост за слинг с 4 куки (еднакви лостове и кръстосани лостове) .....	7
Вдигане от седнало положение .....	8
Вдигане до седящо положение .....	9
Премахване на слинга от стол/инвалидна количка .....	10
Вдигане от леглото .....	10
Вдигане до леглото.....	11
Премахване на слинга при седнало положение в легло .....	11
Премахване на слинга при легнало положение в легло .....	11
Съвет за прикрепването.....	12
Различни начини за свързване на опорите за краката.....	12
Пациентът не е седнал правилно в слинга – Защо е така? .....	12
Скъсено положение.....	13
Допълнителни принадлежности .....	13
Общ преглед на Liko UniversalSling, модел 000, .....	14
Препоръчителни комбинации .....	14

## Описание на символите

Тези символи могат да се намерят в този документ и/или върху продукта.

Символ	Описание
	Предупреждение. Използва се, когато се изискват допълнителна грижа и внимание.
	Преди употреба прочете инструкциите за употреба
	Преди употреба прочете инструкциите за употреба
	СЕ маркировка
	Легален производител
	Дата на производство
	Реф. номер
	Сериен номер
	Медицинско изделие
	Да не се използва химическо почистване
	Да не се глади
	Сушене с центрофугиране
	Да не се центрофугира
	Пране Символът винаги е в комбинация с препоръчителната температура в °C и °F.
	Не съдържа латекс
	Периодична инспекция
	Без избелване
	Да се суши закачено на сянка
	Посока нагоре и символ от външната страна на оборудването.
	Символ от външната страна на оборудването.
 <small>(01) 0100887761997127 (11) ГГММДД (21) 012345678910</small>	GS1 матричен баркод с данни, който може да съдържа следната информация. (01) Глобален номер на търговската единица (11) Дата на производство (21) Сериен номер

# Инструкции по безопасност

- Отговорното лице във Вашата организация трябва да избира за всеки отделен случай дали са необходими едно или повече обгрижващи лица.
- Уверете се, че избраният слинг отговаря на нуждите на пациента по отношение на модела, размера, тъканта и варианта.
- Общото максимално натоварване за система за повдигане винаги се определя от продукта в системата с посочено най-малкото максимално натоварване.
- От съображения за безопасност и хигиена използвайте индивидуални слингове.
- Направете план на операцията за повдигане, така че същата да бъде изпълнена възможно най-безопасно и плавно.
- Проверете дали допълнителната принадлежност за повдигане виси вертикално и дали се движи безпрепятствено.
- Въпреки че лостовите за слинг на Liko са снабдени със заключващи приспособления, трябва да бъдете особено внимателни. Преди повдигане на пациента от подлежащата повърхност, но при цялостно опъване на ремъците, се уверете, че ремъците са правилно свързани с куките на лоста за слинга.
- Уверете се, че пациентът е седнал стабилно в слинга, преди преместване до друго място.
- Никога не повдигайте пациент от подлежащата повърхност повече от необходимото за извършване на процедурата по повдигане и преместване.
- Никога не оставяйте пациент без надзор по време на ситуация на повдигане.
- Уверете се, че колелата на инвалидния стол, леглото, носилката и т.н. са блокирани по време на операцията по повдигане/ преместване.
- Винаги работете ергономично. Използвайте способността на пациента да участва активно в дейностите.
- Когато слингът не се използва, не го поставяйте изложен на пряка слънчева светлина.

**⚠ Неправилно прикрепване на слинга към лоста за слинг може да причини тежко нараняване на пациента.**

**⚠ Ръчното обръщане на пациента в леглото може да причини наранявания на обгрижващото лице.**

**CE** Медицинско изделие от клас I

**ПАТЕНТ [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)**

**Може да е предмет на един или повече патенти. Вижте горепосочения интернет адрес.**

Компаниите Hill-Rom са собствениците на европейски, американски и други патенти и заявления за патенти в процес на разглеждане.

## Промени в продуктите

Продуктите на Liko са в процес на непрекъснато развитие и по тази причина си запазваме правото да извършваме промени в продуктите без предизвестие. Свържете се с Вашия представител на Hill-Rom за съвет и информация относно надстройки на продуктите.


## Design and Quality by Liko in Sweden

Liko притежава сертификата за качество в съответствие с ISO 9001 и с неговия еквивалент за индустрията за медицински изделия – ISO 13485.

Liko притежава също сертификата в съответствие с екологичен стандарт ISO 14001.

## Съобщение за потребители и/или пациенти в ЕС

Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с изделието, трябва да се докладва на производителя и на компетентния орган на държавата членка, в която е установен потребителят и/или пациентът.



### Преди първа употреба

Преди слингът да бъде използван за първи път, датата (година и месец) трябва да се обозначи на етикета „First Use“ (поставен под етикета „Perform Inspection“) – моля, вижте примера по-долу. Обозначението е направено чрез прорязване на зелените нишки в съответните квадрати. Нишките са прорязани с един прорез по средата на квадрата. Не срязвайте нишките напълно – нека краищата на прорязаната нишка да останат.

**Пример:** Февруари 2014 г.

First Use						
Month	1	2	3	4	5	6
	█	█	█	█	█	█
	█	█	█	█	█	█
	█	█	█	█	█	█
Year	2014	2015	2016	2017	2018	
	█	█	█	█	█	
	█	█	█	█	█	
	█	█	█	█	█	
End of Use	Year					
	2019	2020	2021	2022	2023	
	█	█	█	█	█	

Expected Life - 5 years

Прорежете нишките по средата на квадрата.



## Грижа и поддръжка

Проверявайте слинга преди всяка употреба. Проверявайте следните точки по отношение на износване и повреди:

- Тъкан
- Ремъци
- Шевове
- Примки за окачване

**⚠ Не използвайте повредени допълнителни принадлежности за повдигане.**

Ако имате неясноти, свържете се с производителя или доставчика.

**Ако слингът се използва за къпане във вана или взимане на душ:** След използване за къпане във вана и взимане на душ слингът трябва да се постави така, че да изсъхне възможно най-скоро.

**Инструкции за пране:** Моля, вижте етикета на продукта за слинга и прикрепеното приложение „Грижа и поддръжка за слингове на Liko“.

### Периодична инспекция

Продуктът трябва да бъде инспектиран поне веднъж на всеки 6 месеца. Ако продуктите се използват или перат по-често от нормалното, може да се наложи провеждането на по-чести инспекции. Вижте протокола на Liko „Периодична инспекция на текстилни продукти на Liko“. За протоколи се свържете с представителя на Hill-Rom.

### Предвиждан полезен живот

Ако продуктът е изработен от зелена плетена полиестерна тъкан, продуктът има предвиждан полезен живот от 5 години. Ако продуктът е изработен от мрежеста материя с пластмасово покритие или от сив мрежест полиестер, продуктът има предвиждан полезен живот от 3 години. Предвижданият полезен живот се базира на 10 използвания дневно и изпиране един път седмично – в съответствие с инструкциите за пране. Hill-Rom препоръчва продуктът да се използва само в рамките на неговия предвиждан полезен живот.


### Инструкции за рециклиране


Целият продукт, включително летвите, подложките и т.н., трябва да бъде сортиран като запалим отпадък.

Hill-Rom оценява и предоставя насоки на своите потребители относно безопасното боравене и изхвърляне на изделията, за да съдейства при предотвратяване на наранявания, включително, но не само: порязвания, убождания на кожата, ожулвания, както и всяко необходимо почистване и дезинфекция на медицинското изделие след употреба и преди изхвърлянето му. Клиентите трябва да се придържат към всички федерални, щатски, регионални и/или местни закони и разпоредби, които се отнасят до безопасното изхвърляне на медицински изделия и допълнителни принадлежности.
















При съмнение потребителят на изделието трябва да се свърже първо с отдела по техническо обслужване на Hill-Rom за указания относно протоколите за безопасно изхвърляне.

## Дефиниции




1. Етикет на продукта
2. Етикет: Година и месец на производство (  )
3. Етикет: Сериен номер
4. Етикет: Индивидуални обозначения (Belongs to)
5. Етикет: Проверете (Perform Inspection)
6. Етикет: Първият път на употреба на продукта (First Use)
7. Примка на горния ремък
8. Ръкохватка
9. Опора за краката
10. Скъсено положение
11. Външна примка за опората за краката
12. Долен край
13. Централен ремък за гърба
14. Обозначение за размер


## Как да се закрепя sling към различни лостове за sling

Лост за sling	Примки на slingове към куки на лостове за sling	Правилна употреба
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Cross-bar</p>		


### Пример: Неправилна употреба



## Как да се закрепят UniversalSling към лост за слинг с 4 куки (еднакви лостове и кръстосани лостове)




## Вдигане от седнало положение




Поставете слинга зад гърба на пациента, като етикетът на продукта трябва да бъде отвън. Навийте долния край на слинга около върховете на пръстите си, за да улесните направляването на слинга до съответното място.

С дланта на ръката си натиснете долния край на слинга надолу до нивото на опашната кост на пациента – това е много важно. Забележка: Правилното позициониране се улеснява, ако пациентът се наведе/бъде наклонен леко напред.




Издърпайте опорите за краката на slingа напред по външната страна на бедрата на пациента. Поставете дланта на ръката си между тялото на пациента и slingа и натиснете долния край на опората за краката надолу към седалката. Същевременно издърпайте опората за краката напред с другата ръка, за да я опънете.

Издърпайте опората за краката напред, за да изпълнете гънките откъм задната част. Проверете дали и двете опори за крака са изравнени. Забележка: Лекото придържане под колянната капачка улеснява издърпването напред на опорите за краката.



Подпъхнете опорите за краката под бедрата от двете страни. Уверете се, че тъканта е изпъната и обгръща добре краката. **Забележка:** Поставянето на опорите за краката се улеснява, ако краката на пациента бъдат леко вдигнати от седалката. Това може да се постигне чрез поставяне на стъпалата на пациента върху поставката за крака или върху Вашия крак, както е илюстрирано.

Подгответе свързването на опорите за краката. Най-обичайният начин за поставяне на slingа е с кръстосани опори за краката. За алтернативни методи вижте страница 12.




**Забележка:** Проверете дали всички окачващи примки имат еднаква дължина, т.е. дали са на еднаква височина, когато бъдат опънати преди повдигане. Регулирайте положението на slingа, ако те не са с еднаква височина.

Първо свържете примките на горния ремък към куките на лоста за slingа, след това – примките за опората за краката. Вижте страници 6 – 7 за инструкции относно как да закрепите примките на slingа към различни лостове за sling. Повдигнете пациента.



## Вдигане до седящо положение

Когато поставяте пациент в инвалидна количка е важно пациентът да получи добра опора откъм гърба в количката, така че да седне добре. Това може да се постигне по няколко начина.



*При поставяне на пациент в количка:* Наведете стола назад, докато снижавате пациента. Оставете седалището да се плъзне надолу по облегалката накрая. Контролирайте ъгъла на количката с крака си върху опорния педал.

*Алтернатива:* Приложете лек натиск под коленете на пациента при снижаване, така че седалището да бъде направлявано към облегалката на количката. Ако слингът има ръкохватки, те се използват за направляване.

**⚠ Не използвайте ръкохватките за повдигане! Прекомерната сила, приложена върху ръкохватките, може да доведе до скъсване на слинга.**

## Отстраняване на слинга от стола/инвалидната количка

Препоръчва се слингът да се премахне след преместването на пациента. Ако по някаква причина предпочитате да оставите слинга в стола след преместването, препоръчително е да използвате слинг от мрежест полиестер.



Внимателно отстранете опората за краката. Най-внимателният начин за това е чрез издърпване на примките за опората за краката под платнената част.

Отстранете слинга внимателно, като издърпвате опората за краката нагоре.


## Вдигане от леглото

Слингът може да се постави по различни начини – в зависимост от състоянието на пациента. Той се поставя, като пациентът или лежи в леглото, или седи в леглото. Ако се използва усъвършенстван матрак за намаляване на натиска, той може да се надуе максимално, за да улесни поставянето на slingа.

Не забравяйте Вашата собствена работна поза и комфорта на пациента. Използвайте функциите на леглото за вдигане и снижаване. Добра работна поза се постига, когато матракът е на едно ниво със ставите на пръстите на обгрижващото лице, когато ръцете се отпуснат изцяло надолу. В зависимост от товара върху обгрижващото лице трябва да се направи преценка за всеки отделен случай за броя обгрижващи лица, необходими за дейността.


### Поставяне на slingа при легнало положение в легло

За повдигане от легнало по гръб положение без възможност за вдигане на края на леглото, който е откъм главата, или за осигуряване на опора за главата по друг начин се препоръчва използването на Soft Original HighBack Sling на Liko, модел 26, или Liko Original HighBack Sling, модели 200, 210, които предлагат опора за главата.



Обърнете пациента на една страна. Тази операция се улеснява, ако пациентът може сам да помогне, като хване релсата на леглото от страната, на която трябва да се обърне. Поставете края на slingа към гърба на пациента, като долният край е **на нивото на опашната кост**.

Сгънете slingа така, че неговият „централен ремък за гърба“ да съответства на гръбначния стълб на пациента. Уверете се, че гънката покрива края на slingа, който е към гърба на пациента, за да се намали триенето. Внимателно завъртете пациента обратно и издърпайте slingа от другата страна. С тази техника на поставяне пациентът трябва да се обръща само веднъж.



Подпъхнете опорите за крака под всеки крак. Това става най-лесно чрез притискане на опората за краката надолу към матрака, докато я подпъхвате под коляното. Уверете се, че тъканта е изпъната и обгръща добре краката. Опорите за краката могат да се свържат по различни начини, вижте страница 12.

Вдигнете края на леглото, който е откъм главата. Първо свържете примките на горния ремък към куките на лоста за sling, след това – примките за опората за краката. Вижте страници 6 – 7 за инструкции относно как да закрепите примките на slingа към различни лостове за sling. Повдигнете пациента.

### Поставяне на slingа при седнало положение в легло


Вдигнете края на леглото, който е откъм главата, зад пациента. Положете slingа на леглото, като етикетът на продукта трябва да сочи надолу към матрака. Плъзнете slingа надолу зад гърба на пациента, така че долният край да бъде **на нивото на опашната кост**. **Забележка!** Поставянето се улеснява, ако пациентът се наведе/бъде наклонен напред.

## Вдигане до леглото

Препоръчва се слингът да се премахне след преместването на пациента. Ако по някаква причина предпочитате да оставите слинга в леглото, препоръчително е да използвате слинг, изработен от мрежест полиестер.

Не забравяйте Вашата собствена работна поза и комфорта на пациента. Използвайте функциите на леглото за вдигане и снижаване. Добра работна поза се постига, когато матракът е на едно ниво със ставите на пръстите на обгрижващото лице, когато ръцете се отпуснат изцяло надолу. В зависимост от товара върху обгрижващото лице трябва да се направи преценка за всеки отделен случай за броя обгрижващи лица, необходими за дейността.

### Премахване на слинга при седнало положение в легло




Позиционирайте пациента над леглото. Вдигнете края на леглото, който е откъм главата, за удобство на пациента. Спуснете пациента върху леглото.

Отстранете опорите за краката, като издърпате примките за опорите за краката под платнената част.  
**Забележка:** Това е по-лесно, когато краката на пациента се сгънат.


Отстранете слинга, като издърпате една от опорите за краката зад слинга и над противоположната страна.

### Премахване на слинга при легнало положение в легло



Позиционирайте пациента над леглото. Вдигнете края на леглото, който е откъм главата, за удобство на пациента. Спуснете пациента върху леглото. Спуснете края на леглото, който е откъм главата.

Поставете примките за опорите за краката под опорите за краката между краката на пациента.




Хванете здраво края на слинга. Подпъхнете слинга под него самия. Натиснете слинга към матрака и навътре под пациента.

Внимателно обърнете пациента на една страна. Хванете здраво слинга отдолу и го премахнете внимателно.

## Съвет за прикрепването

### Различни начини за свързване на опорите за краката

Преди да изберете вариант за свързване, направете индивидуална преценка за възможните рискове.



#### Кръстосани опори за краката.

Най-често използваният начин за поставяне на слинга. Едната примка за опората за краката се подпъхва през другата преди свързването на двете примки към лоста за слинга.


#### Застъпени под двете бедра.

Това е подходящо например при повдигане на пациент с ампутирани крака. **Забележка:** За да се избегне седналата поза на пациента в твърде наклонено положение, можете да закрепите Extension Loop към примките за опората за краката.

Всяка от опорите за краката е свързана отделно към лоста за слинга. Това е подходящо при повдигане на пациенти с особено чувствителни гениталии.

**⚠ Увеличен риск от изплъзване.**

### Пациентът не е седнал правилно в слинга – Защо се получава това?




**А. Риск от изплъзване.** Седалището виси надолу. Слингът може да е твърде голям. Това може също да се дължи на факта, че слингът не е издърпан достатъчно надолу по гърба на пациента.

Преди повдигане проверете дали долният край е опънат и дали тъканта обхваща добре краката.

**В. Слинг, който е твърде малък,** може да предизвика врязване на опорите за краката в слабините, причинявайки дискомфорт, твърде малко разстояние от лоста за слинга до лицето и/или гърба и липса на достатъчна опора.

Долният край на слинга е на едно ниво с опашната кост. Опорите за краката са правилно поставени под краката.

## Скъсено положение



Нашият слинг е внимателно проектиран, за да гарантира, че пациентът винаги седи с натиск, който е добре разпределен между областта на краката и областта на гърба за добра опора по време на премествания. Въпреки това в определени случаи може да бъде за предпочитане да се използва вътрешната опция, „скъсено положение“, на примката за опората за краката, за да се промени седналото положение на пациента.


**Забележка:** Това **не** се прилага, ако имате по-стар модел на UniversalSling, модел 00/02, с по-стар дизайн на скъсеното положение. За описание на процедурата по скъсяване за модел 00/02, моля, свържете се с Hill-Rom, за да получите инструкциите за употреба за този модел.

В случаи, когато се използва скъсеното положение, се препоръчва да свържете и външната примка за опората за краката към куката на лоста за слинга, за да имате по-добър визуален контрол върху примките.

## Допълнителни принадлежности

Extension Loop, зелена, 12 cm (5 in)  
Extension Loop, зелена, 22 cm (9 in)  
Extension Loop, сива, 12 cm (5 in)  
Extension Loop, сива, 22 cm (9 in)

Прод. № 3691102  
Прод. № 3691103  
Прод. № 3691302  
Прод. № 3691303




– 2 = 12 cm (5 in)  
– 3 = 22 cm (9 in)

## Общ преглед на Liko UniversalSling, модел 000

Продукт	Прод. №	Размер	Тегло на пациента <sup>1</sup>	Макс. товар <sup>2</sup>
Liko UniversalSling	35000--4	S	35 – 55 kg (77 – 121 lbs)	200 kg (440 lbs)
Liko UniversalSling	35000--1	M-Slim (за слаб възрастен)	45 – 70 kg (99 – 154 lbs)	200 kg (440 lbs)
Liko UniversalSling	35000--5	M	60 – 90 kg (132 – 198 lbs)	200 kg (440 lbs)
Liko UniversalSling	35000--6	L	80 – 120 kg (176 – 264 lbs)	200 kg (440 lbs)
Liko UniversalSling	35000--7	XL	> 110 kg (> 242 lbs)	300 kg (660 lbs)

<sup>1</sup> Посоченото тегло на пациента е само ориентировъчно – може да има отклонения.

<sup>2</sup> За да се поддържа максимално натоварване, е необходимо приспособлението/допълнителните принадлежности за повдигане да бъдат предназначени за същото натоварване или за по-голямо.



### Препоръчителни комбинации:

Препоръчвани комбинации на Liko™ UniversalSling и лостове за слинг на Liko:	Mini 220	Sling bar 350 <sup>3</sup>	Sling bar 450 <sup>1</sup>	Sling bar 600 <sup>4</sup>	Twin bars 670 <sup>2</sup>	Sling Cross-bar 450	Sling Cross-bar 670	Univ. Side bars + Universal 350	Univ. Side bars + Universal 450
UniversalSling, S	3	2	1	3	2	1	2	2	2
UniversalSling, M-Slim	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, M	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, L	3	2	1	1	1	1	1	1	1
UniversalSling, XL	3	3	2	1	1	1	1	1	1

<sup>1</sup> Sling bar 450 е свързан с Universal SlingBar 450 с номера на продукти 3156075, 3156085 и 3156095, SlingBar Standard 450 с номера на продукти 3156001, 3156003, 3156007 и 3156016, както и SlingGuard 450 с номера на продукти 3308020 и 3308520.

<sup>2</sup> Twin bar 670 е свързан с Universal TwinBar 670 с номера на продукти 3156077 и 3156087, както и SlingGuard 670 Twin с номера на продукти 3308040 и 3308540.

<sup>3</sup> Sling bar 350 е свързан с Universal SlingBar 350 с номера на продукти 3156074, 3156084 и 3156094.

<sup>4</sup> Sling bar 600 е свързан с Universal SlingBar 600 с номера на продукти 3156076 и 3156086.

**Пояснение:** 1 = Препоръчвано, 2 = Може да стане, 3 = Не се препоръчва, 4 = Неподходящо

### Други комбинации

Комбинации от допълнителни принадлежности/продукти извън препоръчаните от Liko могат да доведат до рискове за безопасността на пациента.



www.hillrom.com

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Швеция  
+46 (0)920 474700

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

Hill-Rom

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.