


Pokyny k použití



Popis výrobku

Univerzální vak Liko UniversalSling je základní model, který je určen k přizpůsobení pacientovi bez individuálních úprav a je jedním z našich nejpoužívanějších patientských vaků.

Vak UniversalSling umožňuje vzpřímené sezení a podporuje celá záda až ke krku. Pokud pacient potřebuje oporu hlavy, doporučujeme použít patientský závěsný vak s vysokým krkem, např. Original HighBack Sling Mod 200/210 nebo Soft Original HighBack Sling Mod 26. Paže pacienta musí být uvnitř vaku. Správně připevněný a pečlivě vybraný vak UniversalSling dává pacientovi výjimečný pocit bezpečí a také vysoký stupeň pohodlí.

Velikosti

Vak UniversalSling je k dispozici v různých velikostech. Pro zajištění maximálního pohodlí a bezpečnosti pacienta je důležitý výběr správné velikosti. Příliš velký závěsný vak zvyšuje riziko vyklouznutí pacienta, zatímco příliš malý závěsný vak by se pacientovi mohl zařezávat do třísel a způsobit nepohodlí.

U velkých velikostí může být správnou volbou kombinace s dvojitou hrazdou 670.

Tkaniny

Závěsný vak UniversalSling je k dispozici v různých materiálech. Vzhledem k tomu, že se vak UniversalSling po přesunu pod pacientem většinou neponechává, doporučujeme používat patientský vak vyrobený z polyesteru. Tento materiál je trvanlivý a má nízké tření, takže se vak snadno navléká a také snadno odstraňuje.

V tomto dokumentu je zvedaná osoba označena jako „pacient“ a osoba, která při zvedání pomáhá, je označena jako „ošetřovatel“.

Závěsný vak UniversalSling je také k dispozici v síťovaném polyesteru. Tato tkanina se doporučuje, když se závěs po přemístění pacienta ponechává na místě nebo upřednostňujete-li vzdušnější alternativu.

Ke koupání a sprchování je k dispozici verze z poplastované síťoviny, která je propustná pro vodu a snadno se otírá. Tento materiál rychle schne a pacienta nestudí tak, jako by jej studila vlhká, savá tkanina.

Popruhy zvedáku patientského vaku jsou vždy vyrobeny z odolného polyesteru a jsou velmi bezpečné.

Podpěry nohou

Závěsný vak UniversalSling je k dispozici s podpěrami nohou v několika různých provedeních. Nejpoužívanější jsou podpěry nohou s výztuhami. Tyto výztuhy poskytují vysoký komfort, vyrovnávají tlak a zabraňují mačkání závěsného vaku pod stehny.

Jako příslušenství je k dispozici měkce vyztužená podšívka podpěry nohou (ze syntetické vlny). Universal sling s vypolstrovanou podpěrrou nohou je vhodná pro pacienty, kteří jsou obzvláště citliví na tlak.

Vhodné zvedáky

Patientský vak UniversalSling je možno použít spolu se stropními a mobilními zvedáky Liko. Vybrat si můžete ze stropních zvedáků LikoGuard™, Likorall™ a Multirall™ nebo mobilních zvedáků Golvo™, Viking™, Uno™ a Liko™ M220/M230.



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!






















Zvedání a přenášení pacientů vždy znamená určitou míru rizika. Před použitím si přečtěte pokyny k použití zvedáku i zvedacího příslušenství. Je důležité úplně porozumět obsahu pokynů k použití. Toto zařízení smí obsluhovat pouze vyškolený personál. Ověřte si, že zvedací příslušenství je vhodné pro použitý zvedák. Při používání dbejte opatrnosti. Jako ošetřující personál vždy zodpovídáte za bezpečnost pacienta. Musíte být vždy dobře informováni o stavu pacienta a jeho schopnosti zvládnout situace zahrnující zvedání. Pokud je vám něco nejasné, kontaktujte výrobce nebo dodavatele výrobku.

Obsah

Popis symbolů	3
Bezpečnostní pokyny	4
Péče a údržba	5
Definice	5
Způsob upevnění patientského závěsného vaku k různým závěsným hrazdám	6
Způsob upevnění patientského vaku UniversalSling k závěsné hrazdě se 4 háky (dvojitě hrazdy a křížové závěsné hrazdy)	7
Zvedání ze sedu	8
Spouštění do sedu	9
Odstranění vaku v křesle / na židli / na invalidním vozíku	10
Zvedání z lůžka.....	10
Spouštění na lůžko.....	11
Odstranění vaku vsedě na lůžku	11
Odstranění vaku vleže na lůžku	11
Doporučení uchycení.....	12
Různé způsoby připojení podpěry nohou.....	12
Pacient nesedí správně v závěsném vaku – Proč?	12
Poloha pro zkrácení	13
Příslušenství.....	13
Přehled údajů Liko UniversalSling, Mod. 000,	14
Doporučené kombinace	14

Popis symbolů

V tomto dokumentu nebo na výrobku se můžete setkat s těmito symboly.

Symbol	Popis
	Výstraha. Používá se v situacích, které vyžadují zvláštní péči a pozornost.
	Před použitím si prostudujte pokyny k použití.
	Před použitím si prostudujte pokyny k použití.
	Značka CE
	Zákonný výrobce
	Datum výroby
	Referenční číslo
	Sériové číslo
	Zdravotnický prostředek
	Nepoužívat suché čištění
	Nežehlit
	Sušení v sušičce
	Nesušte v sušičce
	Praní Symbol je vždy v kombinaci s doporučenou teplotou ve °C a °F.
	Neobsahuje latex
	Pravidelné prohlídky
	Nepoužívejte bělidlo
	Sušte na šňůře ve stínu
	Směr vzhůru a symbol na vnější části vybavení.
	Symbol na vnější části vybavení.
	Čárový kód datové matice GS1, který může obsahovat následující informace. (01) Číslo globální obchodní položky (11) Datum výroby (21) Sériové číslo

Bezpečnostní pokyny

⚠ Před zvedáním mějte na paměti následující body:

- Zodpovědná osoba na vašem pracovišti musí individuálně rozhodnout, zda je k určitému zvedání/přesunu potřeba jeden nebo více ošetřovatelů.
- Zkontrolujte, zda zvolený patientský vak odpovídá potřebám pacienta, co se týče typu, velikosti, tkaniny a konstrukce.
- Celkové maximální zatížení pro zvedací systém je vždy odvozeno od produktu s nejnižším stanoveným maximálním zatížením v systému.
- Z bezpečnostních a hygienických důvodů používejte individuální patientské vaky.
- Naplánujte si postup zvedání tak, aby proběhlo co nejbezpečněji a nej pohodlněji.
- Zkontrolujte, zda zvedací příslušenství visí svisle a zda se může volně pohybovat.
- Přestože jsou závěsné hrazdy Liko vybaveny západkami, je třeba dbát zvláštní opatrnosti. Předtím než pacienta zvednete z podkladové plochy, ale až ve chvíli, kdy jsou plně napnuty popruhy vesty, zkontrolujte, zda jsou popruhy správně připevněny k hákům závěsné hrazdy.
- Před přesunem pacienta na jiné místo zkontrolujte, zda ve vaku sedí bezpečně.
- Nikdy nezvedejte pacienta nad podkladovou plochu výše, než je nutné k dokončení pohybu zvednutí a přesunu.
- Během zvedání nikdy nenechávejte pacienta bez dozoru.
- Zkontrolujte, zda jsou během zvedání či přemísťování zabrzděna všechna kolečka invalidního vozíku, lůžka nebo lehátka.
- Pracujte vždy ergonomicky. Využívejte pacientovy schopnosti aktivně se účastnit na jednotlivých činnostech.
- Pokud se patientský vak nepoužívá, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.

⚠ Nesprávné připevnění patientského závěsného vaku k závěsné hrazdě by mohlo pacientovi způsobit zranění.

⚠ Ruční otáčení pacienta na lůžku může způsobit poranění ošetřovatelů.

CE Zdravotnický prostředek třídy 1

PATENT www.hillrom.com/patents

Na tento výrobek se může vztahovat jeden nebo více patentů. Viz výše uvedenou internetovou adresu.

Společnosti skupiny Hill-Rom jsou držitelé evropských, amerických a jiných patentů a předkladateli projednávaných patentových přihlášek.

Změny výrobků

Výrobky Liko prochází neustálým vývojem, a proto si vyhrazujeme právo na změnu výrobku bez předchozího upozornění. Informace o aktualizaci výrobní řady Liko™ poskytne autorizovaný zástupce společnosti Hill-Rom.


Design and Quality by Liko in Sweden.

Společnost Liko je certifikovaná podle normy řízení kvality ISO 9001 a jejího ekvivalentu v oboru zdravotnických prostředků, ISO 13485.

Společnost Liko je také certifikovaná podle normy pro ochranu životního prostředí ISO 14001.

Upozornění pro uživatele a/nebo pacienty v EU

Všechny závažné příhody, ke kterým dojde v souvislosti s tímto zdravotnickým prostředkem, musí být hlášeny výrobci a příslušnému úřadu členského státu, ve kterém uživatel a/nebo pacient sídlí.



Před prvním použitím

Před prvním použitím závěsného vaku by mělo být na štítku „První použití“ (umístěném pod štítkem „Perform Inspection“) vyznačeno datum (rok a měsíc), viz níže uvedený příklad. Značení se provádí řezáním zelených vláken v příslušných políčkách. Vlákna se stíhají jedním řezem uprostřed políčka. Neodřezávejte vlákna úplně – ponechte konce vláken.

Příklad: Únor 2014

First Use	
Month	Year
1	2014
2	2015
3	2016
4	2017
5	2018
6	2019
7	2020
8	2021
9	2022
10	2023
11	
12	

End of Use

Year
2019
2020
2021
2022
2023

Expected Life - 5 years

Přestříhnete vlákna uprostřed políčka.



Péče a údržba

Před každým použitím zkontrolujte závěs. Zkontrolujte následující prvky, zda nejsou opotřebené a poškozené:

- Tkanina
- Popruhy
- Švy
- Závěsné smyčky

⚠ Nepoužívejte poškozené zvedací příslušenství.

Pokud něčemu nerozumíte, kontaktujte výrobce nebo dodavatele výrobku.

Pokud se patientský vak používá ve vaně nebo ve sprše: Po použití ve vaně nebo ve sprše je nutno vak uložit tak, aby co nejrychleji vyschl.

Pokyny pro praní: Viz štítek výrobku na patientském vaku a přiložený dodatek „Patientské vaky Liko – péče a údržba“.

Pravidelné prohlídky

Výrobek musí být prohlížen minimálně každých 6 měsíců. Častější prohlídky mohou být vyžadovány, pokud jsou výrobky používány nebo čištěny častěji, než je obvyklé. Viz protokol „Pravidelné prohlídky textilních výrobků společnosti Liko“. O tyto protokoly požádejte svého zástupce společnosti Hill-Rom.

Předpokládaná životnost

Pokud je produkt vyroben ze zelené tkané polyesterové textilie, má očekávanou životnost 5 let. Pokud je produkt vyroben ze poplastované síťoviny nebo šedého síťovaného polyesteru, má očekávanou životnost 3 roky. Předpokládaná životnost je založena na 10 použitích denně a praní jednou týdně, podle pokynů k praní. Společnost Hill-Rom doporučuje, aby byl produkt používán jen po dobu předpokládané životnosti.


Pokyny pro recyklaci


Celý produkt včetně dlah, výplňového materiálu atd. by měl být tříděn jako spalitelný odpad.

Společnost Hill-Rom poskytuje svým uživatelům vyhodnocení a pokyny k bezpečné manipulaci a likvidaci jejich zařízení a pomáhá tak s prevencí poranění, mimo jiné pořezání, propíchnutí kůže, odřenin. Poskytuje také pokyny k požadovanému čištění a dezinfekci zdravotnického prostředku po použití a před jeho likvidací. Zákazníci by se měli řídit všemi místními a národními zákony a směrnicemi, které se týkají bezpečné likvidace zdravotnických prostředků a příslušenství.
















V případě pochybnosti má uživatel nejprve kontaktovat technickou podporu společnosti Hill-Rom a vyžádat si protokoly bezpečné likvidace.

Definice




1. Štítek výrobku
2. Štítek: Rok a měsíc výroby ()
3. Štítek: Sériové číslo
4. Štítek: Štítek: individuální značení (Belongs to)
5. Štítek: Kontrola a prohlídka (Perform Inspection)
6. Štítek: První použití výrobku (First Use)
7. Horní smyčka popruhu
8. Rukojeť
9. Podpěra nohou
10. Poloha pro zkrácení
11. Vnější smyčka podpěr nohou
12. Dolní okraj
13. Střední zádový popruh
14. Označení velikosti


Způsob upevnění patientského závěsného vaku k různým závěsným hrazdám

Závěsná hrazda	Smyčky patientského vaku k hákům závěsné hrazdy	Správně
 <p data-bbox="199 492 359 526">SlingGuard™</p>		
 <p data-bbox="199 784 351 817">Univerzální</p>		
 <p data-bbox="143 1064 406 1097">Dvojitý SlingGuard™</p>		
 <p data-bbox="103 1366 438 1400">Univerzální dvojitá hrazda</p>		
 <p data-bbox="183 1668 359 1702">Křížová hrazda</p>		


Příklad: Nesprávné použití



Způsob upevnění patientského vaku UniversalSling k závěsné hrazdě se 4 háky (dvojitá hrazda a křížové závěsné hrazdy)




Zvedání ze sedu




Závěsný vak umístěte za záda pacienta tak, aby štítek výrobku směřoval ven. Přehněte spodní okraj popruhu kolem konečků prstu, tím snadněji navedete popruh na své místo.

Dolní okraj vaku zatlačte dlaní směrem dolů až na úroveň kostřče pacienta – to je velmi důležité. Poznámka: Správné umístění je snadnější, pokud se pacient nakloní lehce dopředu.




Vytáhněte podpěry nohou závěsného vaku dopředu podél vnějších stran stehen pacienta. Umístěte dlaň mezi tělo pacienta a závěsný vak a zatlačte spodní hranu podpěry nohou dolů směrem k sedací části lůžka. Zároveň druhou rukou vytáhněte podpěru nohou dopředu, aby se natáhla.

Vytáhněte podpěry nohou dopředu, aby se vyrovnaly veškeré záhyby na zádech. Zkontrolujte, že obě podpěry nohou vyčnívají o stejnou vzdálenost. Poznámka: Jemným přidržením kolene pod čěškou usnadní vytažení podpěry nohy dopředu.



Umístěte podpěry nohou pod obě stehna. Zkontrolujte, že tkanina je napnutá a zda správným způsobem obepíná celou nohu. **Poznámka:** Použití podpěr nohou bude snadnější, pokud se pacientovi nohy ze sedací části lůžka mírně zvednou. To můžete udělat třeba tak, že pacientova chodidla umístíte na podnožku nebo na vlastní nohu, jak je ukázáno na obrázku.

Připravte si připojení podpěr nohou. Nejpoužívanější způsob aplikace závěsného vaku je spolu se zkříženými podpěrami nohou. Alternativní způsoby viz strana 12.




Poznámka: Zkontrolujte, zda všechny závěsná poutka mají stejnou délku, tj. jsou ve stejné výšce, když se před zvednutím natáhnou. Pokud poutka nejsou ve stejné výšce, upravte polohu závěsného vaku.

Nejdříve k hákům závěsné hrazdy připojte horní smyčky popruhu a poté smyčky podpěr nohou. Na stranách 6 až 7 najdete pokyny k připevňování poutek závěsného vaku k různým závěsným hrazdám. Zvedněte pacienta.

Zvedání do sedu

Při přemísťování pacienta na invalidní vozík je důležité, abyste pacienta posadili dostatečně dozadu, aby na vozíku seděl správně. Toho lze docílit několika způsoby.



Při umísťování pacienta na invalidní vozík: Během spouštění pacienta zakloňte vozík dozadu. Během poslední části nechte hýždě sjet dolů po opěrci zad. Pomocí chodidla na podpěře naklánění udržujte úhel invalidního vozíku pod kontrolou.

Alternativně: Během spouštění mírně zatlačte pod kolena pacienta tak, aby se hýždě nasměrovaly směrem k opěrci zad vozíku. Pokud má závěsný vak rukojeti, můžete je použít jako vodičko.

⚠ Nepoužívejte rukojeti ke zvedání! Nadměrný tlak na rukojeti by mohl způsobit roztržení závěsného vaku.

Odstranění vaku v křesle / na židli / na invalidním vozíku

Po provedení přesunu se doporučuje patientský vak odstranit. Pokud je z nějakých důvodů výhodnější vak po přesunu ponechat na vozíku, doporučuje se použít patientský vak ze síťového polyesteru.



Opatrně odstraňte podpěry nohou. Nejšetrnější způsob je jejich vytáhnutí smyček podpěr nohou pod tkaninovou částí.

Pacientský vak odstraňte opatrným tažením podpěry nohy vzhůru.


Zvedání z lůžka

Závěsný vak lze použít různými způsoby v závislosti na stavu pacienta. Lze jej použít na pacienta vleže či vsedě na lůžku. Pokud je použita vylepšená matrace snižující tlak, může být vhodné ji maximálně nafouknout, aby se usnadnilo použití závěsného vaku.

Pamatujte na své vlastní držení těla při práci a na pohodlí pacienta. Při zvedání a spuštění pacienta používejte funkce na lůžku. Dobré držení těla si udržíte, pokud bude úroveň matrace ve výši kloubů na ruce, když si ošetřující připaží. V závislosti na zátěži ošetřovatele je nutné provést vyhodnocení toho, kolik ošetřovatelů bude pro danou operaci potřeba.


Aplikace vaku vleže na lůžku

Pokud chcete pacienta zvednout z polohy vleže na zádech, aniž byste přitom zvedali hlavovou část lůžka či jinak podpírali hlavu, doporučujeme použít patientský závěsný vak Liko Soft Original HighBack Sling Mod. 26 nebo alternativně Liko Original HighBack Sling Mod. 200, 210, který hlavu dokonale podepře.



Otočte pacienta na bok. Tento krok bude snadnější, pokud se pacient sám může chytnout madla postele na straně, na kterou má být otočen. Umístěte okraj podpěry směrem k zádkům pacienta tak, aby spodní hrana byla **na stejné úrovni jako kostrč pacienta**.

Závěsný vak složte tak, aby „střední zádový popruh“ kopíroval páteř pacienta. Zkontrolujte, že překlad zakrývá okraj závěsného vaku, který směřuje k zádkům pacienta, aby se tak snížilo tření. Opatrně pacienta přetočte zpátky a z druhé strany protáhněte závěsný vak. Díky této technice aplikace stačí pacienta otočit jen jednou.



Umístěte podpěry nohou pod obě nohy. To se nejlépe provede vtlačením podpěry nohou do matrace a jejím vsunutím pod koleno. Zkontrolujte, že tkanina je napnutá a zda správným způsobem obepíná celou nohu. Podpěry nohou lze připojit různými způsoby, viz strana 12.

Zvedněte hlavovou část lůžka. Nejdříve k háčkům závěsné hrazdy připojte horní smyčky popruhu a poté smyčky podpěr nohou. Na stranách 6 až 7 najdete pokyny k připevňování poutek závěsného vaku k různým závěsným hrazdám. Zvedněte pacienta.

Aplikace vaku vsedě na lůžku


Zvedněte hlavovou část lůžka za pacientem. Položte závěsný vak na lůžko tak, aby štítek výrobku směřoval dolů k matraci. Posuňte závěsný vak dolů za pacientova záda tak, aby byl jeho spodní okraj **na stejné úrovni jako kostrč pacienta**. **Pozor!** Aplikace je snadnější, pokud se pacient nakloní lehce dopředu.

Spouštění na lůžko

Po provedení přesunu se doporučuje patientský vak odstranit. Pokud je z nějakých důvodů výhodnější vak po přesunu ponechat na lůžku, doporučuje se použít patientský vak ze síťového polyesteru.

Pamatujte na své vlastní držení těla při práci a na pohodlí pacienta. Při zvedání a spouštění pacienta používejte funkce na lůžku. Dobré držení těla si udržíte, pokud bude úroveň matrace ve výši kloubů na ruce, když si ošetřující připaží. V závislosti na zátěži ošetřovatele je nutné provést vyhodnocení toho, kolik ošetřovatelů bude pro danou operaci potřeba.

Odstranění vaku vsedě na lůžku




Přesuňte pacienta do polohy nad lůžkem. Zvedněte hlavovou část lůžka pro pacientovo pohodlí. Spusťte pacienta na lůžko.

Odstraňte podpěry nohou tak, že vytáhnete smyčky podpěr nohou zpod tkaninové části. **Poznámka:** To je snadnější, když má pacient ohnuté nohy.


Pacientský vak vyjměte zatažením jedné podpory nohou dozadu za vak a křížem na druhou stranu.

Odstranění vaku vleže na lůžku



Přesuňte pacienta do polohy nad lůžkem. Zvedněte hlavovou část lůžka pro pacientovo pohodlí. Spusťte pacienta na lůžko. Spusťte hlavovou část.

Umístěte smyčky podpěr nohou pod vlastní podpěry mezi nohy pacienta.




Chytněte okraj závěsného vaku. Srolujte závěsný vak do sebe. Natlačte závěsný vak na matraci a pod pacienta.

Opatrně otočte pacienta na bok. Chytněte zespodu závěsný vak a opatrně jej vytáhněte ven.

Doporučení uchycení

Různé způsoby připojení podpěry nohou

Předtím, než zvolíte alternativu připojení, je třeba provést individuální vyhodnocení situace a zvážit možná rizika.



Zkřížené podpěry nohou.

Nejpoužívanější způsob aplikace závěsného vaku. Před připojením smyček k závěsné hrazdě se jedna smyčka podpěry nohou protáhne skrz druhou.

Překrytí pod oběma stehny.


Tato varianta může být vhodná například při zvedání pacienta po amputaci nohou. **Poznámka:** Aby se pacient při sezení moc nenahnul, je možné připevnit na smyčky podpěr nohou prodlužovací páky.

Každá podpěra nohy se k závěsné hrazdě připevní zvlášť.

Tato varianta může být vhodná při zvedání pacienta se zvláště citlivou oblastí genitálií.

⚠ Zvýšené riziko vyklouznutí.

Pacient nesedí správně v závěsném vaku - proč?




A. Zvýšené riziko vyklouznutí. Hýždě se prověšují dolů. Závěsný vak je možná moc velký. Může to být také proto, že závěsný vak nebyl dostatečně natažen přes pacientova záda.

Před zvednutím pacienta zkontrolujte, zda je dolní okraj napnutý a zda tkanina správným způsobem obepíná celé stehno.

B. Vak, který je příliš malý, může způsobit, že se podpěry nohou zařezávají do třísel a způsobují nepohodlí a dále, že závěsná hrazda je příliš blízko k obličeji a/nebo zádům a neposkytuje dostatečnou podporu.

Spodní okraj závěsného vaku je na stejné úrovni jako kostrč. Podpěry nohou jsou pod nohama ve správné poloze.

Poloha pro zkrácení



Náš závěsný vak je pečlivě navržen tak, aby zajistil, že pacient vždy sedí s tlakem dobře rozloženým mezi nohama a zády, takže je během přenosů zajištěna dostatečná podpora. V některých případech však může být vhodnější použít ke změně pacientovi polohy v sedě vnitřní nastavení, „polohu pro zkrácení“, na smyčce podpěry nohou.


Poznámka: To **neplatí** v případě, že máte starší model vaku UniversalSling, Mod. 00/02 se starším provedením polohy pro zkrácení. Popis postupu pro zkrácení pro Mod. 00/02 požádejte společnost Hill-Rom, která vám dodá pokyny k použití daného modelu.

Když se používá poloha pro zkrácení, doporučuje se, abyste (kvůli lepší zrakové kontrole smyček) k háku závěsné hrazdy připevnili i vnější smyčku podpěry nohou.

Příslušenství

Prodlužovací pásek, zelený, 12 cm (5 in)
Prodlužovací pásek, zelený, 22 cm (9 in)
Prodlužovací pásek, šedý, 12 cm (5 in)
Prodlužovací pásek, šedý, 22 cm (9 in)

Č. výrobku 3691102
Č. výrobku 3691103
Č. výrobku 3691302
Č. výrobku 3691303




- 2 = 12 cm (5 in)
- 3 = 22 cm (9 in)

Přehled údajů Liko UniversalSling, Mod. 000

Výrobek	Č. výrobku	Velikost	Hmotnost pacienta ¹	Max. zatížení ²
Liko UniversalSling	35000--4	S	35–55 kg (77–121 lbs)	200 kg (440 lbs)
Liko UniversalSling	35000--1	Střední štíhlý (štíhlý dospělý)	45-70 kg (99-154 lbs)	200 kg (440 lbs)
Liko UniversalSling	35000--5	M	60-90 kg (132-198 lbs)	200 kg (440 lbs)
Liko UniversalSling	35000--6	L	80-120 kg (176-264 lbs)	200 kg (440 lbs)
Liko UniversalSling	35000--7	XL	> 110 kg (> 242 lbs)	300 kg (660 lbs)

¹ Uvedená hmotnost pacienta je pouze informativní – mohou existovat odchylky.

² Aby platilo toto maximální zatížení, musí mít zvedák i příslušenství stejné nebo vyšší povolené zatížení.



Doporučené kombinace:

Doporučené kombinace patientských vaků Liko™ UniversalSling a závěsných hrazd Liko:	Hrazda Mini 220	Závěsná hrazda 350 ³	Závěsná hrazda 450 ¹	Závěsná hrazda 600 ⁴	Dvojitě hrazdy 670 ²	Křížová závěsná hrazda 450	Křížová závěsná hrazda 670	Univ. Dvojitá rovnoběžná hrazda + Univerzální 350	Univ. Dvojitá rovnoběžná hrazda + Univerzální 450
UniversalSling, S	3	2	1	3	2	1	2	2	2
UniversalSling, M-Slim	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, M	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, L	3	2	1	1	1	1	1	1	1
UniversalSling, XL	3	3	2	1	1	1	1	1	1

¹ Závěsnou hrazdou 450 se rozumí Universal SlingBar 450 č. výrobku 3156075, 3156085 a 3156095, SlingBar Standard 450 č. výrobku 3156001, 3156003, 3156007 a 3156016 a také SlingGuard 450 č. výrobku 3308020 a 3308520.

² Dvojitými hrazdami 670 se rozumí Universal TwinBar 670 č. výrobku 3156077 a 3156087 a také SlingGuard 670 Twin č. výrobku 3308040 a 3308540.

³ Závěsnou hrazdou 350 se rozumí Universal SlingBar 350, č. výrobku 3156074, 3156084 a 3156094.

⁴ Závěsnou hrazdou 600 se rozumí Universal SlingBar 600, č. výrobku 3156076 a 3156086.

Vysvětlivky: 1 = Doporučeno, 2 = Může fungovat, 3 = Nedoporučeno, 4 = Nevhodné

Jiné kombinace

Kombinace příslušenství/výrobků jiných, než je zde doporučeno společností Liko, s sebou může nést bezpečnostní riziko pro pacienta.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Švédsko
+46 (0)920 474700

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.