

## Descripción del producto

**El UniversalSling de Liko es un modelo básico diseñado para adaptarse al paciente sin ajustes individuales y es uno de los arneses más usados.**

El UniversalSling proporciona una postura sedente erguida y sostiene toda la espalda hasta el cuello. Si el paciente necesita soporte para la cabeza, se recomienda utilizar un arnés de respaldo alto, por ejemplo, el Original HighBack Sling mod. 200/210 o el Soft Original HighBack Sling mod. 26. Los brazos del paciente quedan por dentro del arnés. Un UniversalSling debidamente ajustado y colocado con cuidado le dará al paciente una excelente sensación de seguridad y un alto nivel de comodidad.

### Tallas

El UniversalSling está disponible en distintas tallas. Es importante elegir la talla correcta para alcanzar el máximo nivel de confort y seguridad. Un arnés demasiado grande aumenta el riesgo de que el paciente se caiga, mientras que uno demasiado pequeño puede clavarse en la ingle y causar molestias.

Para las tallas más grandes, una combinación con la percha doble 670 puede ser una buena elección.

### Tejidos

El UniversalSling está disponible en distintos tejidos. Puesto que el UniversalSling no se suele dejar bajo el paciente después del traslado, se recomienda utilizar el diseño de poliéster. El tejido ofrece durabilidad y baja fricción, haciendo que el arnés sea fácil de poner y de retirar.

El UniversalSling también está disponible en malla de poliéster. Este tejido está recomendado cuando el arnés se deja en su sitio después del traslado o cuando se desea una alternativa más espaciosa.

Para el baño y la ducha, existe un diseño con malla plastificada permeable al agua y fácil de limpiar. Este material se seca rápidamente y no produce un efecto desagradable en el paciente de la misma manera que le provocaría un tejido absorbente y húmedo.

Las cintas de elevación del arnés siempre están fabricadas de poliéster duradero y muy seguro.

### Soportes de piernas

El UniversalSling está disponible con soportes de piernas en diferentes diseños. Los más frecuentes son los soportes de piernas con refuerzos. El refuerzo proporciona una gran comodidad, iguala la presión y evita que el arnés se arrugue debajo de los muslos.

Existen soportes de piernas acolchados (de piel de borrego sintética) disponibles como accesorio. El UniversalSling con soporte de piernas acolchado es adecuado para pacientes que son especialmente sensibles a la presión.

### Grúas adecuadas

El UniversalSling puede utilizarse con todas las grúas de techo y móviles de Liko. Puede elegir entre las grúas de techo LikoGuard™, Likorall™ y Multirall™ o las grúas móviles Golvo™, Viking™, Uno™ y Liko™ M220/M230.

*En este documento, se denomina paciente a la persona elevada y cuidadores a las personas que le asisten.*



### ¡IMPORTANTE!






















La elevación y el traslado de un paciente siempre implican un cierto riesgo. Lea las instrucciones de uso de la grúa de pacientes y de los accesorios de elevación antes de su uso. Es importante comprender la totalidad del contenido de las instrucciones de uso. El equipo solo debe ser utilizado por personal capacitado. Asegúrese de que los accesorios de elevación son adecuados para la grúa que se está utilizando. Tenga cuidado y precaución durante su uso. Como cuidador, usted es el responsable de la seguridad del paciente. Debe conocer la capacidad del paciente para soportar la elevación. Si no está seguro de algo, póngase en contacto con el fabricante o proveedor.

# Índice

Descripción de los símbolos .....	3
Instrucciones de seguridad.....	4
Cuidado y mantenimiento .....	5
Definiciones.....	5
Cómo enganchar un arnés a diferentes perchas .....	6
Cómo enganchar un UniversalSling a una percha con 4 ganchos (perchas dobles y cruzadas) .....	7
Elevación desde una posición de sentado.....	8
Elevación hacia una posición de sentado .....	9
Cómo retirar el arnés de una silla o una silla de ruedas.....	10
Elevación desde la cama.....	10
Elevación hacia la cama .....	11
Cómo quitar el arnés de un paciente sentado en la cama .....	11
Cómo quitar el arnés de un paciente acostado en la cama.....	11
Consejo.....	12
Diferentes modos de conectar los soportes de las piernas.....	12
El paciente no se sienta bien en el arnés, ¿por qué? .....	12
Posición más corta.....	13
Accesorios .....	13
Descripción del UniversalSling, mod. 000 de Liko .....	14
Combinaciones recomendadas .....	14

## Descripción de los símbolos

Estos símbolos se pueden encontrar en este documento y/o en el producto.

Símbolo	Descripción
	Advertencia. Se emplea cuando se requiere un cuidado y una atención adicionales.
	Lea las instrucciones de uso antes de su utilización
	Lea las instrucciones de uso antes de su utilización
	Marca CE
	Fabricante legal
	Fecha de fabricación
	Número de referencia
	Número de serie
	Dispositivo médico
	No limpiar en seco
	No planchar
	Secar en secadora
	No utilizar secadora
	Lavado El símbolo siempre va acompañado de la temperatura recomendada en °C y °F.
	No contiene látex
	Inspección periódica
	No blanquear
	Tender las prendas a la sombra
	Dirección hacia arriba y símbolo en la parte exterior del equipo.
	Símbolo en la parte exterior del equipo.
	El código de barras Data Matrix GS1 puede contener la siguiente información. (01) Número global de artículo comercial (11) Fecha de fabricación (21) Número de serie

# Instrucciones de seguridad

## ⚠ Antes de realizar la elevación, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Una persona responsable de su organización debe decidir si es necesaria la asistencia de uno o más cuidadores, según cada caso.
- Asegúrese de que el arnés seleccionado satisface las necesidades del paciente en cuanto a modelo, talla, tejido y diseño.
- La carga máxima total de un sistema de elevación viene siempre determinada por el producto en el sistema con la carga máxima especificada más baja.
- Por motivos de seguridad e higiene, utilice arneses individuales.
- Planifique la elevación para que se realice de forma tan segura y práctica como sea posible.
- Compruebe que el accesorio de elevación esté suspendido verticalmente y se desplace con libertad.
- Aunque las perchas de Liko están equipadas con pestillos, se debe tener especial cuidado. Antes de elevar al paciente de la base donde se encuentra y una vez que las cintas del arnés se hayan extendido completamente, asegúrese de que estas estén correctamente sujetas a los ganchos de la percha.
- Asegúrese de que el paciente repose de forma segura en el arnés antes de transferirlo a otra posición.
- No eleve nunca un paciente por encima de la superficie necesaria para completar el procedimiento de elevación y traslado.
- Nunca deje al paciente desatendido durante una elevación.
- Asegúrese de que las ruedas de la silla de ruedas, la cama, la camilla, etc. están bloqueadas durante una elevación o traslado.
- Trabaje siempre de forma ergonómica. Utilice la capacidad del paciente para que participe activamente de las operaciones.
- Cuando el arnés no esté en uso, no lo deje bajo la luz directa del sol.

⚠ Enganchar de manera incorrecta el arnés a la percha puede provocar lesiones graves al paciente.

⚠ Girar manualmente al paciente en la cama puede provocar lesiones al cuidador.

CE Producto técnico-médico de clase I

**PATENTE** [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)

**Puede estar cubierto por una o más patentes. Consulte la dirección de Internet indicada anteriormente.**

Las empresas de Hill-Rom son las titulares de las solicitudes de patentes europeas y de EE. UU. y otras y de las solicitudes de patentes pendientes.

## Modificaciones en los productos

Los productos Liko están en un continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en ellos sin previo aviso. Póngase en contacto con su representante de Hill-Rom para obtener asesoramiento e información sobre actualizaciones de productos.


## Design and Quality by Liko in Sweden

Liko posee la certificación de calidad de acuerdo con la ISO 9001 y su certificación correspondiente para empresas médico-técnicas, ISO 13485.

Liko posee la certificación medioambiental de acuerdo con la ISO 14001.

## Aviso para usuarios o pacientes de la UE

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra el usuario o el paciente.



### Antes de usarlo por primera vez

Antes de utilizar el arnés por primera vez, debe marcar la fecha (año y mes) en la etiqueta "First Use" (debajo de la etiqueta "Perform Inspection"); consulte el ejemplo que se muestra a continuación. La marca se realiza cortando los hilos verdes en los cuadrados correspondientes. Los hilos deben cortarse de una vez por el centro del cuadrado. No corte los hilos completamente, deje visibles los extremos de los hilos cortados.

**Ejemplo:** Febrero de 2014

First Use	
Month	Year
1	2014
2	2015
3	2016
4	2017
5	2018
6	2019
7	2020
8	2021
9	2022
10	2023
11	
12	

End of Use

Year
2019
2020
2021
2022
2023

Expected Life - 5 years

Corte los hilos en el centro del cuadrado.



## Cuidado y mantenimiento

Compruebe el arnés antes de cada uso. Compruebe los siguientes puntos en relación con el uso y desgaste:

- Tejido
- Cintas
- Costuras
- Lazos de suspensión

**⚠ No utilice accesorios de elevación que no estén en buen estado.**

Si no está seguro de algo, póngase en contacto con el fabricante o proveedor.

**Si el arnés se emplea para el baño o la ducha:** Una vez usado para el baño o la ducha, el arnés se debe colocar de manera que se seque lo más pronto posible.

**Instrucciones de lavado:** Consulte la etiqueta del producto del arnés y el apéndice adjunto "Cuidado y mantenimiento de los arneses Liko".

### Inspección periódica

El producto debe inspeccionarse al menos una vez cada 6 meses. Es posible que se requieran inspecciones más frecuentes si los productos se utilizan o se lavan con más frecuencia de lo normal. Consulte el protocolo de Liko "Inspección periódica de los productos textiles Liko". Para los protocolos, póngase en contacto con su representante de Hill-Rom.

### Tiempo de vida útil estimado

Si está fabricado con poliéster verde tejido, el producto tiene un tiempo de vida útil estimado de 5 años. Si está fabricado con una malla de plástico o una malla de poliéster gris, el producto tiene un tiempo de vida útil estimado de 3 años. El tiempo de vida útil estimado se basa en 10 usos al día y un lavado a la semana, según las instrucciones de lavado. Hill-Rom recomienda utilizar el producto solo durante el tiempo de vida útil estimado.


### Instrucciones de reciclaje


Todo el producto (incluidos los listones, el material de relleno, etc.) debe clasificarse como residuo combustible.

Hill-Rom evalúa y proporciona orientación a los usuarios sobre la manipulación y la eliminación seguras de sus dispositivos para ayudar a prevenir lesiones, entre las que se incluyen cortes, punciones en la piel o abrasiones, y sobre la limpieza y desinfección necesarias del dispositivo médico después de su uso y antes de su eliminación. Los clientes deben cumplir todas las leyes y normativas federales, estatales, regionales o locales relativas a la eliminación segura de los dispositivos y accesorios médicos.
















En caso de duda, el usuario del dispositivo debe ponerse en contacto primero con el servicio de asistencia técnica de Hill-Rom para obtener orientación sobre los protocolos de eliminación segura.

## Definiciones




1. Etiqueta del producto
2. Etiqueta: mes y año de fabricación (  )
3. Etiqueta: número de serie
4. Etiqueta: marca individual (Belongs to)
5. Etiqueta: comprobar e inspeccionar (Perform Inspection)
6. Etiqueta: la primera vez que se utiliza el producto (First Use)
7. Lazo de la cinta superior
8. Manilla
9. Soporte de piernas
10. Posición más corta
11. Lazo soporte de piernas exterior
12. Extremo inferior
13. Cinta de respaldo central
14. Marcado de tallas


## Cómo enganchar un arnés a diferentes perchas

Percha	Los lazos del arnés a los ganchos de la percha	Correcto
 <p data-bbox="193 499 357 533">SlingGuard™</p>		
 <p data-bbox="213 792 336 826">Universal</p>		
 <p data-bbox="161 1077 392 1111">SlingGuard™ Twin</p>		
 <p data-bbox="177 1375 368 1408">Universal Twin</p>		
 <p data-bbox="213 1677 336 1711">Cross-Bar</p>		


### Ejemplo: Uso incorrecto



## Cómo enganchar un UniversalSling a una percha con 4 ganchos (perchas dobles y cruzadas)




## Elevación desde una posición de sentado




Coloque el arnés por detrás de la espalda del paciente con la etiqueta del producto hacia fuera. Pliegue el extremo inferior del arnés alrededor de las yemas de los dedos para facilitar la colocación del arnés.

Usando la palma de su mano, tire hacia abajo del extremo inferior del arnés hasta la altura del coxis, esto es muy importante. Nota: Si el paciente se inclina/es inclinado ligeramente hacia delante, la colocación del arnés resulta más sencilla.




Tire de los soportes de piernas del arnés hacia delante por la parte exterior de los muslos del paciente. Coloque la palma de la mano entre el cuerpo del paciente y el arnés y tire del extremo inferior del soporte de piernas hacia abajo, hacia el asiento. Simultáneamente, tire del soporte de piernas hacia delante con la otra mano para estirarlo.

Tire de los soportes de piernas hacia delante para eliminar las arrugas de la espalda. Compruebe que ambos soportes de piernas sobresalen por igual. Nota: Sujetar suavemente por debajo de la rodillera facilita la operación de extracción de los soportes para piernas.



Introduzca los soportes de piernas bajo cada muslo. Asegúrese de que el tejido no está arrugado y que rodea correctamente la pierna. **Nota:** La colocación de los soportes de piernas es más sencilla si las piernas del paciente se elevan ligeramente del asiento. Se puede lograr colocando los pies del paciente sobre los reposapiés o sobre su propia pierna, como se muestra en la ilustración.

Prepare la conexión de los soportes de piernas. La forma más habitual de colocar el arnés es con soportes de piernas entrecruzados. Para obtener información sobre métodos alternativos, consulte la página 12.




**Nota:** Compruebe que todos los lazos de suspensión tienen la misma longitud, es decir, que están a la misma altura cuando se estiran antes de la elevación. Si no están a la misma altura, ajuste la posición del arnés.

Enganche primero los lazos de las cintas superiores a los ganchos de la percha y, después, los lazos del soporte de piernas. En las páginas 6 y 7 se proporcionan instrucciones sobre cómo enganchar los lazos del arnés a diferentes perchas. Eleve al paciente.



## Elevación hacia una posición de sentado

Cuando se coloca un paciente en una silla de ruedas, es importante que el paciente pueda alcanzar el respaldo de la silla para poder sentarse bien. Esto puede lograrse de varios modos.



*Cuando se coloca un paciente en una silla de ruedas:*  
Incline la silla hacia atrás al bajar al paciente.  
A continuación, deje que las nalgas se deslicen hacia abajo por el respaldo. Controle el ángulo de la silla de ruedas pisando el soporte de inclinación.

*Alternativa:* Aplique un poco de presión bajo las rodillas del paciente durante la secuencia de bajada, de modo que las nalgas sean guiadas hacia el respaldo de la silla. Si el arnés tiene manillas, se pueden utilizar como guía.

**⚠ No utilice las manillas para la elevación. Si se aplica una fuerza excesiva en las manillas, el arnés podría romperse.**

## Retirada del arnés en una silla/silla de ruedas

Se recomienda quitar el arnés después de realizar el traslado. Si, por cualquier motivo, fuera preferible dejar el arnés en la silla después del traslado, se recomienda usar un arnés fabricado con poliéster en red.



Quite con cuidado los soportes de piernas. El modo más cómodo de hacer esto es sacar los lazos del soporte de piernas por debajo de la tela.

Quite el arnés cuidadosamente tirando del soporte para piernas hacia arriba.


## Elevación desde la cama

El arnés se puede colocar de diferentes formas según el estado del paciente. Se puede colocar tanto si el paciente está acostado en la cama como si está sentado sobre ella. Si se utiliza un colchón de alivio de presión avanzado, se puede inflar al máximo para facilitar la colocación del arnés.

Tenga presente su postura de trabajo y la comodidad del paciente. Utilice las funciones de la cama de subida y bajada. Se consigue una buena postura de trabajo cuando el colchón queda a la altura de los nudillos del cuidador cuando este tiene los brazos completamente estirados. Dependiendo de la carga del cuidador, se debe realizar una evaluación del número de cuidadores necesarios para la operación según cada caso.


### Cómo colocar el arnés a un paciente acostado en la cama

Para la elevación desde una posición decúbito supino sin la posibilidad de elevar la cabecera de la cama o de sujetar la cabeza, se recomienda utilizar el Soft Original HighBack Sling mod. 26 de Liko o, en su defecto, Original HighBack Sling mod. 200, 210 de Liko, que proporcionan soporte para la cabeza.



Gire al paciente hacia un lado. Esta operación es más sencilla si el propio paciente colabora agarrando el raíl del lado de la cama hacia el que se le va a girar. Coloque el extremo del arnés hacia la espalda del paciente con el extremo inferior **a la altura del coxis**.

Pliegue el arnés de modo que la "cinta de respaldo central" coincida con la columna vertebral del paciente. Compruebe que el pliegue cubre el extremo del arnés que mira hacia la espalda del paciente para reducir la fricción. Vuelva a girar al paciente con cuidado y tire del arnés por el otro lado. Con esta técnica de colocación, solo hay que girar al paciente una vez.



Introduzca los soportes de piernas bajo cada pierna. Para ello, presione el soporte de piernas contra el colchón mientras lo introduce debajo de la rodilla. Asegúrese de que el tejido no está arrugado y que rodea correctamente la pierna. Los soportes de piernas se pueden conectar de diferentes formas; consulte la página 12.

Eleve la cabecera de la cama. Conecte primero los lazos de las cintas superiores a los ganchos del arnés y, a continuación, los lazos del soporte de piernas. En las páginas 6 y 7 se proporcionan instrucciones sobre cómo enganchar los lazos del arnés a diferentes perchas. Eleve al paciente.

### Cómo colocar el arnés de un paciente sentado en la cama


Eleve la cabecera de la cama del paciente. Coloque el arnés sobre la cama con la etiqueta del producto mirando hacia el colchón. Deslice hacia abajo el arnés, por detrás de la espalda del paciente, de forma que el extremo inferior **quede a la altura del coxis**. ¡Nota! Si el paciente se inclina/es inclinado ligeramente hacia delante, la colocación resulta más sencilla.

## Elevación hacia la cama

Se recomienda quitar el arnés después de realizar el traslado. Si, por cualquier motivo, fuera preferible dejar el arnés en la cama, se recomienda usar un arnés fabricado con poliéster en red.

Tenga presente su postura de trabajo y la comodidad del paciente. Utilice las funciones de la cama de subida y bajada. Se consigue una buena postura de trabajo cuando el colchón queda a la altura de los nudillos del cuidador cuando este tiene los brazos completamente estirados. Dependiendo de la carga del cuidador, se debe realizar una evaluación del número de cuidadores necesarios para la operación según cada caso.

### Cómo quitar el arnés de un paciente sentado en la cama




Coloque al paciente sobre la cama. Eleve la cabecera de la cama para que el paciente esté cómodo. Baje al paciente a la cama.

Quite los soportes de las piernas tirando de los lazos del soporte hacia fuera bajo la parte de tejido.  
**Nota:** Esto es más sencillo si las piernas del paciente están dobladas.


Retire el arnés tirando de uno de los soportes de piernas por detrás del arnés y para el lado opuesto.

### Cómo quitar el arnés de un paciente acostado en la cama



Coloque al paciente sobre la cama. Eleve la cabecera de la cama para que el paciente esté cómodo. Baje al paciente a la cama. Baje el cabecero.

Ponga los lazos de soporte de piernas bajo los soportes entre las piernas del paciente.




Sujete el extremo del arnés. Empuje el arnés por debajo de sí mismo. Presione el arnés contra el colchón y hacia dentro por debajo del paciente.

Gire al paciente hacia el lado con cuidado. Sujete el arnés desde abajo y quítelo con cuidado.

## Consejo

### Diferentes modos de conectar los soportes de las piernas

Antes de elegir una alternativa de conexión, se debe realizar una valoración individual para anticiparse a posibles riesgos.



#### Soportes entrecruzados de piernas.

El modo más común de colocar el arnés. Se pasa un lazo del soporte de piernas por el otro antes de enganchar los lazos a la percha.

#### Solapados bajo ambos muslos.


Esto, por ejemplo, puede ser apropiado al elevar un paciente con las piernas amputadas. **Nota:** Para evitar que la postura sedente del paciente sea demasiado reclinada, los Extension Loops se pueden enganchar a los lazos de soporte de piernas.

#### Cada soporte de las piernas se debe enganchar a la percha por separado.

Esto, por ejemplo, puede ser apropiado al elevar a pacientes con los genitales especialmente sensibles.

**⚠ Aumento del riesgo de deslizamiento.**

### El paciente no se sienta bien en el arnés, ¿por qué?




**A. Riesgo de deslizamiento.** Las nalgas cuelgan. Puede que el arnés sea demasiado grande. También puede deberse a que el arnés no se ha bajado lo suficiente por la espalda del paciente. Antes de la elevación, compruebe que el extremo inferior esté estirado y que el tejido rodea correctamente las piernas.

**B. Un arnés demasiado pequeño** puede hacer que los soportes de las piernas provoquen presiones en la ingle produciendo incomodidad, que la percha esté demasiado cerca de la cara o que la espalda no tenga suficiente soporte.

El borde inferior del arnés se encuentra a la misma altura que el coxis. Los soportes de piernas están correctamente colocados debajo de las piernas.

## Posición más corta



Nuestro arnés se ha diseñado cuidadosamente para garantizar que el paciente se siente siempre con una presión bien distribuida entre las piernas y la sección de la espalda para un buen soporte durante los traslados. Sin embargo, en algunos casos puede ser preferible utilizar el ajuste interior, la "posición más corta", en el lazo de soporte de piernas para cambiar la posición de sentado del paciente.


**Nota:** Esto **no** es aplicable si tiene un modelo anterior del UniversalSling, mod. 00/02, con un diseño antiguo de la posición más corta. Si desea obtener un resumen del procedimiento de acortamiento del mod. 00/02, póngase en contacto con Hill-Rom para conseguir las instrucciones de uso de ese modelo.

En los casos en los que se utiliza la posición más corta, se recomienda conectar también el lazo de soporte de piernas exterior al gancho de la percha para tener un mejor control visual de los lazos.

## Accesorios

Extension Loop, verde, 12 cm (5 pulg.)  
Extension Loop, verde, 22 cm (9 pulg.)  
Extension Loop, gris, 12 cm (5 pulg.)  
Extension Loop, gris, 22 cm (9 pulg.)

N.º de prod. 3691102  
N.º de prod. 3691103  
N.º de prod. 3691302  
N.º de prod. 3691303




- 2 = 12 cm (5 pulg.)  
- 3 = 22 cm (9 pulg.)

## Descripción del UniversalSling, mod. 000

Producto	N.º de prod.	Talla	Peso del paciente <sup>1</sup>	Carga máxima <sup>2</sup>
UniversalSling de Liko	35000 -- 4	S	35-55 kg (77-121 lb)	200 kg (440 lb)
UniversalSling de Liko	35000 -- 1	M-Slim (adulto delgado)	45-70 kg (99-154 lb)	200 kg (440 lb)
UniversalSling de Liko	35000 -- 5	M	60-90 kg (132-198 lb)	200 kg (440 lb)
UniversalSling de Liko	35000 -- 6	L	80-120 kg (176-264 lb)	200 kg (440 lb)
UniversalSling de Liko	35000 -- 7	XL	> 110 kg (> 242 lb)	300 kg (660 lb)

<sup>1</sup> El peso indicado del paciente es solo de orientación. Puede haber diferencias.

<sup>2</sup> Para mantener una carga máxima, es necesaria una grúa o los accesorios destinados para la misma carga o una mayor.



### Combinaciones recomendadas:

Combinaciones recomendadas para el UniversalSling™ y las perchas de Liko:	Combinaciones recomendadas para el UniversalSling™ y las perchas de Liko:								
	Mimi 220	Percha 350 <sup>3</sup>	Percha 450 <sup>1</sup>	Percha 600 <sup>4</sup>	Perchas dobles 670 <sup>2</sup>	Percha Cruzada 450	Percha Cruzada 670	Univ. Barras laterales + Universal 350	Univ. Barras laterales + Universal 450
UniversalSling, S	3	2	1	3	2	1	2	2	2
UniversalSling, M-Slim	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, M	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, L	3	2	1	1	1	1	1	1	1
UniversalSling, XL	3	3	2	1	1	1	1	1	1

<sup>1</sup> La percha 450 se refiere a Universal SlingBar 450 n.º de prod. 3156075, 3156085, y 3156095, SlingBar Standard 450 n.º de prod. 3156001, 3156003, 3156007 y 3156016, y también SlingGuard 450 n.º de prod. 3308020 y 3308520.

<sup>2</sup> La perchas 670 hacen referencia a Universal TwinBar 670 n.º de prod. 3156077 y 3156087, y también a SlingGuard 670 Twin n.º de prod. 3308040 y 3308540.

<sup>3</sup> La percha 350 hace referencia a Universal SlingBar 350 n.º de prod. 3156074, 3156084 y 3156094.

<sup>4</sup> La percha 600 hace referencia a Universal SlingBar 600 n.º de prod. 3156076 y 3156086.

**Explicación:** 1 = Recomendado, 2 = Posible, 3 = No recomendado, 4 = Inadecuado

### Otras combinaciones

La combinación de accesorios y productos que no sean los recomendados por Liko puede poner en riesgo la seguridad del paciente.



www.hillrom.com

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Suecia  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom