


## Kasutusjuhised



## Toote kirjeldus

**Liko UniversalSling on põhimudel, mis sobitub patsiendi kehaga ilma reguleerimata ja on üks meie enimkasutatud lingudest.**

UniversalSling tagab sirge istumisasendi ja toetab kogu selga kuni kaelani. Kui patsient vajab tuge peale, on soovitatav kasutada kõrget tagalingu, nt Original HighBack Sling Mod 200/210 või Soft Original HighBack Sling mud 26. Patsiendi käsivarsi hoitakse lingo sees. Nõuetekohaselt paigaldatud ja hoolikalt peale asetatud UniversalSling annab patsiendile suurepärase turvatunde ning kõrge mugavusastme.

### Suurused

UniversalSling on saadaval erinevates suurustes. Oluline on valida mugavuse ja ohutuse kõrgeima taseme saavutamiseks õige suurus. Liiga suur lingo suurendab patsiendi sellest väljalibisemise ohtu, samas kui liiga väike võib kubemesse lõigata ja ebamugavust põhjustada.

Suuremate suuruste puhul sobib hästi kombinatsioon lingulatiga TwinBar 670.

### Kangad

UniversalSling on saadaval erinevatest kangastest. Kuna lingo UniversalSling ei jäeta pärast üleviimist tavaliselt patsiendi alla, on soovitatav kasutada polüesterkonstruktsiooni. Kangas on vastupidav ja sellel on väike hõõre, muutes lingo pealeasetamise ning eemaldamise lihtsaks.

Samuti on saadaval polüestervõrgust UniversalSling. Kangas on soovitatav, kui lingo jääb pärast transportimist peale või kui soovitakse õhku läbilaskvat mudelit.

Vannis ja duši all käimiseks on saadaval plastiga kaetud võrgust konstruktsioon, mis on vett läbilaskev ja hõlpsalt puhitav. Kangas kuivab kiiresti ja ei jahuta patsienti samamoodi kui niiske, imav kangas.

Lingude tõsterihmad on alati tehtud vastupidavast polüestrist ja on väga tugevad.

### Jalatoed

UniversalSling on saadaval jalatugedega mitmes erinevas konstruktsioonis. Levinuimad on tugevdustega jalatoed. Tugevdus tagab suure mugavuse, ühtlustab survet ja hoiab ära lingo kortsumise reite all.

Pehmendustega jalatugi (kunstnahast) on saadaval tarvikuna. Pehmendustega jalatoega UniversalSling on sobiv patsientidele, kes on surve suhtes eriti tundlikud.

### Sobivad tõstukid

UniversalSling on kasutatava koos kõikide Liko üla- ja mobiilsete tõstukitega. Valida on võimalik ülatõstukite LikoGuard™, Likorall™ ja Multirall™ või mobiilsete tõstukite Golvo™, Viking™, Uno™ ja Liko™ M220/M230 vahel.

*Selles dokumendis nimetatakse tõstetavat isikut patsiendiks ja teda abistavat isikut hooldajaks.*



### OLULINE!






















Patsiendi tõstmine ja üleviimine kätkeb alati teatud tasemel ohtu. Enne kasutamist lugege nii patsiendi tõstuki kui ka tõstetarvikute kasutusjuhendeid. Oluline on kasutusjuhiste sisust täielikult aru saada. Seadmeid võib kasutada ainult vastava väljaõppe saanud personal. Veenduge, et tõstetarvikud oleksid kasutatava tõstuki jaoks sobivad. Olge kasutamise ajal hoolikas ja ettevaatlik. Hooldajana vastutate alati patsiendi ohutuse eest. Tuleb olla teadlik patsiendi tõstmisolekukorra läbimise võimest. Kui midagi jääb ebaselgeks, võtke ühendust tootja või edasimüüjaga.

# Sisukord

Sümbolite tähendused .....	3
Ohutusjuhised .....	4
Puhastamine ja hooldamine .....	5
Mõisted .....	5
Lingu kinnitamine erinevate lingulattide külge .....	6
Kuidas kinnitada lingu UniversalSling 4 haagiga lingulati külge (topeltlatid ja ristlatid) .....	7
Tõstmine istuvast asendist.....	8
Tõstmine istuvasse asendisse .....	9
Lingu eemaldamine toolis/ratastoolis .....	10
Voodist tõstmine .....	10
Tõstmine voodisse .....	11
Lingu eemaldamine, kui patsient istub voodil .....	11
Lingu eemaldamine, kui patsient lamab voodil.....	11
Nõuanded sobitamiseks .....	12
Erinevad viisid jalatugede ühendamiseks .....	12
Patsient ei istu lingus hästi – Miks see on nii? .....	12
Lühike asend.....	13
Lisatarvikud .....	13
Ülevaade. Liko UniversalSling, mud. 000.....	14
Soovitavad kombinatsioonid .....	14

## Sümbolite tähendused

Need sümbolid on toodud käesolevas dokumendis ja/või asuvad seadme peal.

Sümbol	Kirjeldus
	Hoiatus. Vajalik on täiendav hoolikus ja tähelepanu.
	Enne kasutamist lugege kasutusjuhiseid
	Enne kasutamist lugege kasutusjuhiseid
	CE-märgis
	Ametlik tootja
	Tootmiskuupäev
	Viitenumber
	Seerianumber
	Meditiiniseade
	Ärge puhastage keemiliselt
	Ärge triikige
	Trummelkuivatus
	Ärge kuivatage trumlis
	Pesemine Sümbol on alati kombineeritud soovitatava temperatuuriga (°C ja °F).
	Lateksivaba
	Korraline ülevaatus
	Pleegitita
	Kuivatada nõõril varjulises kohas
	Suund üles ja sümbol seadme välisküljel.
	Sümbol seadme välisküljel.
	GS1 DataMatrixi võõtkoodi mis võib sisaldada järgmist teavet. (01) Global Trade Item Number (11) Tootmiskuupäev (21) Seerianumber

# Ohutusjuhised

## ⚠ Enne tõstmist pidage meeles järgmist.

- Teie organisatsiooni vastutav isik peab otsustama iga juhu puhul eraldi, kas on tarvis ühte või mitut hooldajat.
- Veenduge, et valitud ling vastab patsiendi vajadustele nii mudeli, suuruse, kanga kui ehituse osas.
- Tõstesüsteemi maksimaalse kandevõime määrab alati kindlaks see tõstesüsteemi osa, mille maksimaalne kandevõime on kõige väiksem.
- Ohutuse ja hügieeni tagamiseks peab igal patsiendil olema oma ling.
- Mõelge kogu tõstmisprotsess otsast lõpuni läbi, et see toimuks võimalikult ohutult ja sujuvalt.
- Kontrollige, kas tõstetarvik ripub vertikaalselt ja saab vabalt liikuda.
- Ehkki Liko linguladid on varustatud riividega, tuleb olla eriti ettevaatlik. Enne patsiendi tõstmist all olevalt pinnalt, ent siis, kui rihmad on täielikult pikendatud, veenduge, et rihmad on lingulattide haakidega õigesti ühendatud.
- Enne patsiendi transportimist teise kohta veenduge, et ta oleks lingus turvaliselt kinnitatud.
- Ärge kunagi tõstke patsienti aluspinnast kõrgemale, kui on vaja tõstmise lõpetamiseks ja transportimiseks!
- Ärge jätke patsienti tõstmisel järelevalveta!
- Veenduge, et ratastooli, voodi, kanderaami, vms rattad on tõstmise/transportimise ajal lukustatud.
- Töötage alati ergonoomiliselt. Kasutage patsiendi võimekust aktiivselt toimingus osaleda.
- Kui lingu parasjagu ei kasutata, ärge jätke seda otsese päikesevalguse kätte.

## ⚠ Lingu vale kinnitamine lingulatile võib põhjustada patsiendile raskeid vigastusi.

## ⚠ Patsiendi voodis käsitsi pööramine võib põhjustada hooldajale vigastusi.

CE Meditsiiniseade, klass I toode

**PATENT** [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)

**Toodet võib kaitsta üks patent või mitu patenti. Vaadake eeltoodud internetiaadressi.**

Hill-Romi ettevõtte on Euroopa, USA ja muude patentide ja kinnitamata patentitaotluste omanikud.

## Toote modifitseerimine

Liko tooted on pidevas arendustöös, mistõttu jätame endale õiguse teha etteteatamata muudatusi. Nõuannete ja teabe saamiseks tooteülunduste kohta võtke ühendust ettevõtte Hill-Rom esindajaga.


## Design and Quality by Liko in Sweden

Likol on kvaliteedisertifikaat vastavalt standardile ISO 9001 ja meditsiiniseadmete tööstusele samaväärsust käsitlevale standardile ISO 13485.

Liko on samuti sertifitseeritud vastavalt keskkonnastandardile ISO 14001.

## Teatis kasutajatele ja/või patsientidele ELis

Kõigist seadmega seoses esinenud tõsistest vahejuhtumitest tuleb teatada tootjale ja kasutaja ja/või patsiendi asukohaks oleva liikmesriigi pädevale ametkonnale.



## Enne esimest kasutamist!

Enne lingu esmakordset kasutamist tuleb kuupäev (aasta ja kuu) märkida märgisele „First Use“ (Esimene kasutamine) (asub märgise „Perform Inspection“ (Kontroll ja ülevaatus) all), vt näidet allpool. Märgis tehakse, lõigates vastavates ruutudes läbi rohelised niidid. Niidid lõigatakse läbi ühe lõikega ruudu keskel. Ärge lõigake niite täielikult maha – laske lõigatud niitidel jääda.

Näide. Veebruar 2014

First Use	
Month	Year
1	2014
2	2015
3	2016
4	2017
5	2018
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
End of Use	
Year	
2019	2020
2021	2022
2023	

Expected Life - 5 years

Lõigake niidid läbi ruudu keskel.



## Puhastamine ja hooldamine

Kontrollige linge enne iga kasutuskorda. Kontrollige kulumise ja kahjustuste suhtes järgmisi punkte:

- kangas
- rihmad
- õmblused
- tõsteasad

**⚠ Ärge kasutage katkisi tõstetarvikuid.**

Kui midagi jääb ebaselgeks, võtke ühendust tootja või edasimüüjaga.

**Kui linge kasutatakse duši all või vannis:** Pärast kasutamist vannis või duši all tuleb linge võimalikult ruttu kuivama panna.

**Pesemisjuhised:** Vaadake linge tootemärgist ja lisa „Liko tõstelinade puhastamine ja hooldamine“.

### Korraline ülevaatus

Toode tuleb vaadata üle vähemalt üks kord iga 6 kuu tagant. Tooteid, mida kasutatakse või pestakse tavalisest sagedamini, võib olla vaja tihedamini kontrollida. Vaadake Liko protokollis „Periodic Inspection Liko Textile Products“ (Liko tekstiiltoodete perioodiline ülevaatus). Protokollide suhtes võtke ühendust ettevõtte Hill-Rom esindajaga.

### Eeldatav kasutusiga

Kui toode on valmistatud rohelisest kootud polüesterriidest, on toote eeldatav kasutusiga 5 aastat. Kui toode on valmistatud plastist, mis on kaetud võrgu või halli polüestervõrguga, on toote eeldatav kasutusiga 3 aastat. Eeldatav kasutusiga põhineb 10 kasutuskorral päevas ja pesemisel üks kord nädalas vastavalt pesemisjuhiste. Hill-Rom soovib toote kasutamist ainult eeldatava kasutusea jooksul.


### Ringlussevõtu juhised


Kogu toode, sealhulgas latid, pehmemismaterjal jne, tuleb sortida põlevjäätmetena.

Hill-Rom hindab ja esitab kasutajatele juhiseid oma seadmete ohutu käsitsemise ja jäätmete kõrvaldamise kohta abiks vigastuste, sealhulgas, kuid mitte ainult, löigete, nahatorgete, kriimustuste ennetamisel ning meditsiiniseadme puhul nõutava puhastamise ja desinfitseerimise kohta pärast kasutamist ning enne jäätmete kõrvaldamist. Kliendid peavad järgima kõiki föderaalset, osariigi, piirkondlikke ja/või kohalikke seadusi ning määrusi meditsiiniseadmete ja -tarvikute jäätmete ohutu kõrvaldamise kohta.
















Kahtluse korral peab seadme kasutaja võtma esiteks ühendust ettevõtte Hill-Rom tehnilise toega, et saada juhised jäätmete ohutu kõrvaldamise protokollide kohta.

## Mõisted




1. Tootemärgis
2. Märgis. Valmistamise aasta ja kuu (  )
3. Märgis. Seerianumber
4. Märgis. Patsiendi tähis (Belongs to)
5. Märgis. Kontroll ja ülevaatus (Perform Inspection)
6. Märgis. Toote esimene kasutamine (First Use)
7. Ülemise rihma aas
8. Käepide
9. Jalatugi
10. Lühike asend
11. Välimine jalatoe aas
12. Alumine serv
13. Tagumine keskriba
14. Suurusmärgis


## Kuidas kinnitada lingu erinevate lingulattide külge

Lingulatt	Lingu aasad lingulati haakide külge	Õige
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Ristlatt</p>		


### Näide. Väärkasutus



## Kuidas kinnitada lingu UniversalSling 4 haagiga lingulati külge (topeltlatid ja ristlatid)




## Tõstmine istuvast asendist




Asetage ling patsiendi selja taha, nii et tootemärgis on väljapoole. Käänake lingu alumine serv sõrmetoste ümber üles, et hõlbustada lingu oma kohale suunamist.

Lükake lingu alumine osa peopesaga alla kuni patsiendi sabakondini, see on väga oluline. NB! Õiget paigutust hõlbustab see, kui patsient kallutab end / teda kallutatakse pisut ettepoole.




Tõmmake lünga jalatugesid ettepoole piki patsiendi välispinda. Asetage käe peopesa patsiendi keha ja lünga vahele ning lükake jalatoe alumine serv istme poole alla. Samaaegselt tõmmake jalatuge selle venitamiseks teise käega ettepoole.

Tõmmake jalatugesid ettepoole kortsude silumiseks tagaosas. Kontrollige, kas mõlemad jalatoed eenduvad samale kaugusele. NB! Õrnalt põlvekedra alt hoidmine hõlbustab jalatugede ettepoole tõmbamist.



Sisestage jalatoed iga reie alla. Veenduge, et kangas jääks tasaselt ja ulatuks nõuetekohaselt ümber jala. **NB!** Jalatugede pealeasetamist hõlbustab see, kui patsiendi jalad on istmelt pisut tõstetud. Seda on võimalik saavutada, asetades patsiendi jalad jalatugedele või oma jalale, nagu illustreeritud.

Valmistage ette jalatugede ühendus. Kõige tavapärasem viis lünga ümberpanemiseks on ristatud jalatugedega. Alternatiivsete meetodite kohta vt lk 12.




**NB!** Kontrollige, kas kõikidel tõsteasadel on sama tugevus, st, kas neil on võrdne kõrgus, kui neid enne tõstmist venitatakse. Kohandage lünga asendit, kui nad pole võrdsel kõrgusel.

Esimesena kinnitage lünga külge ülemiste tõsterihmade aasad ja seejärel jalatoe aasad. Selle kohta, kuidas kinnitada lünga aasu erinevate lüngelattide külge, vt lk 6–7. Tõstke patsient üles.



## Tõstmine istuvasse asendisse

Patsiendi asetamisel ratastooli on tähtis, et patsient istuks piisavalt sügavalt tooli, et tal oleks mugav istuda. Seda on võimalik saavutada mitmel viisil.




*Patsiendi asetamisel ratastooli:* Kallutage tooli patsiendi langetamise ajal tahapoole. Laske viimase osa ajal istmikul mööda seljatuge alla libiseda. Juhtige ratastooli nurka jalaga kallutamistoel.

*Teine võimalus:* Toetage langetamise ajal patsienti õrnalt põlvede alt nii, et istmik liiguks ratastooli seljatoe poole. Kui lingul on sangad, saab neid kasutada lingi juhtimiseks. **⚠ Ärge kasutage tõstmiseks käepidemeid! Ülemäärane surve käepidemetele võib põhjustada lingi rebenemist.**

## Lingu eemaldamine toolis/ratastoolis

Soovitatav on ling pärast üleviimist eemaldada. Kui mingil põhjusel on tarvis ling pärast tõstmist toolile jätta, on soovitatav kasutada polüestervõrgust lingi.



Eemaldage hoolikalt jalatoed. Kõige õrnemalt saab seda teha, kui tõmmata jalatoe aasad altpoolt kangast välja.

Eemaldage ling, tõmmates jalatugesid ettevaatlikult üles.


## Voodist tõstmine

Lingu võib patsiendi olekust sõltuvalt erinevatel viisidel peale asetada. See asetatakse peale, kui patsient voodis lamab või voodis istub. Kui kasutatakse täiustatud survet leevendavat madratsit, võib selle soodsalt maksimumini täis puhuda, et hõlbustada lingu pealeasetamist.

Ärge unustage oma tööasendit ja patsiendi mugavust. Kasutage tõstmiseks ja langetamiseks voodi funktsioone. Hea tööasend saavutatakse siis, kui madrats on hooldaja sõrmenukkidega ühetasa, kui käsivarsi täielikult all hoitakse. Sõltuvalt hooldaja koormusest tuleb juhtumipõhiselt hinnata, mitut hooldajat on kasutamiseks vaja.


### Lingu ümberpanemine, kui patsient lamab voodil

Seliliasendist tõstmiseks ilma voodipeatsi tõstmise või muidu pea toetamise võimaluseta on soovitatav kasutada lingu Liko Soft Original HighBack Sling mud. 26 või teise võimalusena Liko Original HighBack Sling mud. 200, 210, mis kõik pakuvad peale tuge.



Pöörake patsient küljele. Seda toimingut on hõlbustab see, kui patsient ise saab kaasa aidata, haarates voodipiirdest küljel, millele teda on vaja pöörata. Asetage lingu serv patsiendi selja poole, nii et alumine serv **sabakondiga ühetasa**.

Käänake ling nii, et „tagumine keskriba“ vastaks patsiendi selgroole. Kontrollige, kas volt katab lingu serva, mis on sees patsiendi selja poole, et vähendada hõõret. Pöörake patsient õrnalt tagasi ja tõmmake ling teisel pool välja. Selle pealeasetamise tehnika puhul on vaja patsienti ainult üks kord pöörata.



Sisestage jalatoed iga jala alla. Seda on kõige parem teha, vajutades jalatuge alla vastu madratsit, sisestades selle samal ajal põlve alla. Veenduge, et kangas jääks tasaselt ja ulatuks nõuetekohaselt ümber jala. Jalatugesid võib ühendada erinevatel viisidel, vt lk 12.

Tõstke voodipeatsit. Esimesena kinnitage lingulati konksude külge ülemiste tõsterihmade aasad ja seejärel jalatõe aasad. Selle kohta, kuidas kinnitada lingu aasu erinevate lingulattide külge, vt lk 6–7. Tõstke patsient üles.

### Lingu ümberpanemine, kui patsient istub voodil


Tõstke voodipeatsit patsiendi taga. Asetage ling voodile, tootemärgis esiküljega madratsi poole alla. Libistage ling patsiendi selja taga alla, nii et alumine serv **on sabakondiga ühetasa**. **NB!** Pealeasetamist hõlbustab see, kui patsient kallutab end / teda kallutatakse ettepoole.

## Tõstmine voodisse

Soovitav on ling pärast üleviimist eemaldada. Kui mingil põhjusel on tarvis ling pärast tõstmist voodile jätta, on soovitatav kasutada polüestervõrgust linge.

Ärge unustage oma tööasendit ja patsiendi mugavust. Kasutage tõstmiseks ja langetamiseks voodi funktsioone. Hea tööasend saavutatakse siis, kui madrats on hooldaja sõrmenukkidega ühetasa, kui käsivarsi täielikult all hoitakse. Sõltuvalt hooldaja koormusest tuleb juhtumipõhiselt hinnata, mitut hooldajat on kasutamiseks vaja.

### Lingu eemaldamine, kui patsient istub voodil




Paigutage patsient voodi kohale. Tõstke voodipeatsit patsiendi mugavuse tagamiseks. Langetage patsient voodile.

Eemaldage jalatoed, tõmmates jalatoe aasad altpoolt kangast välja. **NB!** Seda hõlbustab see, kui patsiendi jalad on painutatud.


Eemaldage ling, tõmmates ühe jalatoe linge tagant ja ümber vastasküljele.

### Lingu eemaldamine, kui patsient lamab voodil



Paigutage patsient voodi kohale. Tõstke voodipeatsit patsiendi mugavuse tagamiseks. Langetage patsient voodile. Langetage peats.

Asetage jalatoe aasad jalatugede alla patsiendi jalgade vahele.




Haarake linge serv. Lükake ling enda alla. Vajutage linge madratsi vastu ja patsiendi all sisse.

Pöörake patsient ettevaatlikult küljele. Haarake linge alt ja eemaldage see ettevaatlikult.

## Nõuanded sobitamiseks

### Erinevad viisid jalatugede ühendamiseks

Enne, kui valite muu ühendusviisi, tuleb iga juhtumit eraldi hinnata, et ennetada võimalikke riske.



#### Ristatud jalatoed.

Kõige tavapärasem viis lingi ümberpanemiseks. Üks jalatoe aas asetatakse teisest läbi, enne kui aasad lingulati külge kinnitatakse.

#### Ülekattuvalt mõlema reie alt.


See võib osutuda vajalikuks nt amputeeritud jalgadega patsiendi tõstmisel. **NB!** Selle vältimiseks, et patsiendi istumisasend on liigselt tugiasendis, võib pikendusaasad Extension Loops jalatoe aasadele kinnitada.

#### Kumbki jalatugi ühendatakse lingulati eraldi.

See võib osutuda vajalikuks patsientide tõstmisel, kellel on eriti tundlikud suguelundid.


**⚠ Suurenenud väljalibisemisoht.**

### Patsient ei istu lingus hästi – miks see on nii?




**VALE!**


**A.**



**B.**



**ÕIGE!**




**A. Väljalibisemisoht.** Istmik ripub alla. Ling võib olla liiga suur. See võib olla tingitud ka asjaolust, et lingi pole mööda patsiendi selga piisavalt alla tõmmatud.

Enne tõstmist kontrollige, et alumine äär oleks pingul ja kangas ulatuks piisavalt ümber jalgade.

**B. Liiga väike ling** võib tingida järgmist: jalatoed löikuvad kubemesse ja põhjustavad ebamugavust; lingulatt on näole liiga lähedal; ebapiisav tugi seljale.

Lingu alumine serv on sabakondiga ühetasa. Jalatoed on paigutatud nõuetekohaselt jalgade alla.

## Lühike asend



Meie ling on konstrueeritud hoolikalt selle tagamiseks, et patsient istub üleviimiste ajal hea toe tagamiseks alati jalgade ja seljaosa vahel hästi jaotatud survega. Siiski võib olla teatud juhtudel eelistatav kasutada sisemist seadet, „lühike asend“, jalatoe aasal patsiendi istumisasendi toetamiseks.


**NB!** See ei kehti, kui teil on vanem mudel lingust UniversalSling, mud. 00/02, millel on lühikese asendi vanem konstruktsioon. Lühendamise protseduuri kohta mud. 00/02 puhul võtke ühendust ettevõttega Hill-Rom selle mudeli kasutamise juhiste saamiseks.

Lühikese asendi kasutamisel on soovitatav ühendada lingulati haagi külge ka jalatoe aasa välimine aas, et asadest oleks parem ülevaade.

## Tarvikud

Extension Loop, roheline, 12 cm (5 tolli)  
Extension Loop, roheline 22 cm (9 tolli)  
Extension Loop, hall, 12 cm (5 tolli)  
Extension Loop, hall, 22 cm (9 tolli)

Toote nr 3691102  
Toote nr 3691103  
Toote nr 3691302  
Toote nr 3691303




– 2 = 12 cm (5 tolli)  
– 3 = 22 cm (9 tolli)

# Ülevaade. Liko UniversalSling, mud. 000

Toode	Toote nr	Suurus	Patsiendi kaal <sup>1</sup>	Maksimaalne koormus <sup>2</sup>
Liko UniversalSling	35000--4	S	35–55 kg (77–121 naela)	200 kg (440 naela)
Liko UniversalSling	35000--1	M-Slim (sale täiskasvanu)	45–70 kg (99–154 naela)	200 kg (440 naela)
Liko UniversalSling	35000--5	M	60–90 kg (132–198 naela)	200 kg (440 naela)
Liko UniversalSling	35000--6	L	80–120 kg (176–264 naela)	200 kg (440 naela)
Liko UniversalSling	35000--7	XL	>110 kg (>242 naela)	300 kg (660 naela)

<sup>1</sup> Märgitud patsiendi kaal ja pikkus on mõeldud üldiseks juhendumiseks – võib esineda kõrvalekaldeid.

<sup>2</sup> Et tagada maksimaalne kandevõime, peab tõstuki ja tõstetarvikute kandevõime olema sama või suurem.



## Soovitavad kombinatsioonid:

Soovitavad Liko™ UniversalSling lingude ja Liko lingulattide kombinatsioonid:	Mini 220	Sling bar 350 <sup>3</sup>	Sling bar 450 <sup>1</sup>	Sling bar 600 <sup>4</sup>	Topeltlatid Twin-bar 670 <sup>2</sup>	Sling Cross-bar 450	Sling Cross-bar 670	Univ. Side bars + Universal 350	Univ. Side bars + Universal 450
UniversalSling, S	3	2	1	3	2	1	2	2	2
UniversalSling, M-Slim	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, M	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, L	3	2	1	1	1	1	1	1	1
UniversalSling, XL	3	3	2	1	1	1	1	1	1

<sup>1</sup> 450 seeria lingulattid on seotud lingulattiga Universal SlingBar 450, tooted nr 3156075, 3156085 ja 3156095, lingulattiga SlingBar Standard 450, tooted nr 3156001, 3156003, 3156007 ja 3156016, ja toega SlingGuard 450, tooted nr 3308020 ja 3308520.

<sup>2</sup> 670 seeria topeltlatid on seotud Universal TwinBar 670 lingulattiga, tooted nr 3156077 ja 3156087, ja SlingGuard 670 Twin lingulattiga, tooted nr 3308040 ja 3308540.

<sup>3</sup> 350 seeria lingulattid on seotud lingulattiga Universal SlingBar 350, tooted nr 3156074, 3156084 ja 3156094.

<sup>4</sup> 600 seeria lingulattid on seotud lingulattiga Universal SlingBar 600, tooted nr 3156076 ja 3156086.

**Selgitused:** 1 = Soovitav, 2 = Võib toimida, 3 = Pole soovitatav 4 = Sobimatu

## Muud kombinatsioonid

Toodete/tarvikute kombinatsioonid, mis pole Liko poolt soovitatud, võivad ohustada patsiendi turvalisust.



www.hillrom.com

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Rootsi  
+46 (0)920 474700

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

**Hill-Rom**

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.