


Notice d'utilisation



Description du produit

Le UniversalSling Liko est un modèle de base conçu pour s'adapter à tous les patients, sans besoin de réglage individuel. C'est l'un de nos harnais les plus utilisés.

Le UniversalSling permet de placer le patient en position assise droite et soutient l'ensemble du dos jusqu'au cou. Si la tête du patient doit être soutenue, il est recommandé d'utiliser un harnais à dos rehaussé, par exemple le Original HighBack Sling Modèle 200/210 ou le Soft Original HighBack Sling Modèle 26. Les bras du patient sont placés à l'intérieur du harnais. Un UniversalSling correctement ajusté et soigneusement mis en place procure au patient un sentiment de sécurité parfait ainsi qu'un grand confort.

Tailles

Le UniversalSling existe en différentes tailles. Il est important de choisir la bonne taille pour un maximum de confort et de sécurité. Un harnais trop grand augmente le risque que le patient glisse en dehors du harnais tandis qu'un harnais trop petit peut scier l'entrejambe et entraîner une gêne.

Pour les plus grandes tailles, une combinaison avec l'étrier Twinbar 670 peut se révéler être un bon choix.

Tissus

Le UniversalSling existe en différents tissus. Puisqu'en général, le patient ne reste pas dans le UniversalSling après le transfert, nous recommandons le polyester. Ce tissu est très solide et bénéficie d'un faible coefficient de frottement, ce qui facilite sa mise en place et son retrait.

Dans le texte qui suit, la personne levée est appelée le patient et celle qui l'aide le soignant.

Le UniversalSling existe aussi en filet polyester. Ce tissu est recommandé lorsque le harnais est maintenu en place après le transfert ou si vous désirez une solution plus « aérée ».

Pour le bain et la douche, il existe un modèle en filet plastique, perméable à l'eau et qui peut être essuyé facilement. Ce matériau sèche vite et ne refroidit pas le patient comme le ferait un tissu absorbant humide.

Les sangles de levage du harnais sont toujours fabriquées en polyester résistant et sont très sûres.

Repose-jambes

Le UniversalSling existe avec des repose-jambes de différents types. Les plus courants comportent des renforts. Ceux-ci augmentent la sensation de confort, répartissent la pression et évitent que le harnais ne plisse sous les cuisses.

Un repose-jambes légèrement rembourré (en peau de mouton synthétique) est disponible en tant qu'accessoire. Le Universal Sling avec repose-jambes rembourré convient aux patients particulièrement sensibles à la pression.

Lève-personnes compatibles

Le UniversalSling est compatible avec les lève-personnes plafonniers et mobiles de Liko. Vous pouvez choisir entre les lève-personnes plafonniers LikoGuard™, Likorall™ et Multirall™ ou les lève-personnes mobiles Golvo™, Viking™, Uno™ et Liko™ M220/M230.



IMPORTANT !






















Le levage et le transfert de patient sont toujours associés à un certain niveau de risque. Consultez la notice d'utilisation du lève-personnes et des accessoires de levage avant utilisation. Il est important de bien comprendre l'ensemble du contenu de la notice d'utilisation. L'appareil ne doit être utilisé que par du personnel qualifié. Assurez-vous que les accessoires de levage sont adaptés au lève-personnes utilisé. Faites preuve de précautions et d'attention lors de l'utilisation. En tant que soignant, vous êtes toujours responsable de la sécurité du patient. Vous devez être informé de la capacité de ce dernier à faire face à la situation de levage. Veuillez contacter le fabricant ou le fournisseur en cas de doute.

Table des matières

Description des symboles.....	3
Consignes de sécurité.....	4
Précautions d'utilisation et entretien.....	5
Définitions	5
Attacher un harnais à divers modèles d'étriers	6
Comment attacher un UniversalSling à un étrier 4 crochets (étriers doubles et croisés)	7
Levage depuis une position assise.....	8
Transfert vers une position assise.....	9
Retrait du harnais d'un siège ou d'un fauteuil roulant	10
Levage depuis le lit	10
Transfert vers le lit	11
Retrait du harnais une fois le patient assis sur le lit	11
Retrait du harnais lorsque le patient est allongé dans le lit	11
Conseils d'ajustement	12
Différentes méthodes pour mettre en place les repose-jambes	12
Le patient n'est pas bien assis dans le harnais ; quel est le problème ?.....	12
Position de raccourcissement.....	13
Accessoires	13
Caractéristiques du UniversalSling Liko, modèle 000,	14
Combinaisons recommandées	14

Description des symboles

Ces symboles se trouvent dans ce document et/ou sur le produit.

Symbole	Description
	Avertissement. Utilisé avec précaution et une attention particulière.
	Lisez la notice d'utilisation avant utilisation
	Lisez la notice d'utilisation avant utilisation
	Marquage CE
	Fabricant légal
	Date de fabrication
	Numéro de référence
	Numéro de série
	Dispositif médical
	Ne pas nettoyer à sec
	Ne pas repasser
	Sèche-linge
	Ne pas mettre au sèche-linge
	Lavage Le symbole est toujours associé à la température recommandée en °C et °F.
	Sans latex
	Inspection périodique
	Ne pas utiliser de javel
	Séchage sur fil, à l'ombre
	Vers le haut et symbole à l'extérieur de l'équipement.
	Symbole à l'extérieur de l'équipement.
	Code-barres de la matrice de données GS1 pouvant contenir les informations suivantes. (01) Numéro d'article commercial international (11) Date de production (21) Numéro de série

Consignes de sécurité

⚠ Avant le levage, gardez les points suivants à l'esprit :

- Un responsable au sein de votre établissement doit déterminer, au cas par cas, si le patient doit être assisté d'un ou de plusieurs soignants.
- Veillez à ce que le modèle, la taille, le tissu et le style du harnais choisi soient adaptés aux besoins du patient.
- La charge maximale totale d'un système de levage est toujours déterminée par le produit du système ayant la charge maximale spécifiée la plus faible.
- Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, utilisez un harnais différent pour chaque patient.
- Préparez l'opération de levage afin de garantir des conditions de confort et de sécurité optimales.
- Vérifiez que l'accessoire de levage soit suspendu verticalement et puisse être manœuvré librement.
- Bien que les étriers Liko soient équipés de protections anti-décrochage, des précautions particulières doivent être prises. Avant de lever le patient depuis la surface d'appui, il est très important de contrôler que les sangles, une fois tendues, sont bien accrochées aux crochets de l'étrier.
- Contrôlez que le patient soit assis en toute sécurité dans le harnais avant le transfert vers un autre endroit.
- Ne soulevez jamais un patient plus haut que nécessaire pour son levage et son transfert.
- Ne laissez jamais un patient sans surveillance dans une situation de levage.
- Vérifiez que les roues du fauteuil, lit, brancard, etc., sont bloquées pendant l'opération de levage/transfert.
- Travaillez toujours dans le respect des règles d'ergonomie. Appuyez-vous sur la capacité du patient à participer activement aux manipulations.
- Lorsque le harnais n'est pas utilisé, ne l'exposez pas directement à la lumière du soleil.

⚠ Une fixation incorrecte du harnais à l'étrier peut entraîner des blessures graves pour le patient.

⚠ Le fait de tourner manuellement le patient dans le lit peut provoquer des blessures pour le personnel soignant.

CE Dispositif médical de classe I

BREVET www.hillrom.com/patents

Peut être couvert par un ou plusieurs brevets. Voir l'adresse Internet ci-dessus.

Les entreprises Hill-Rom sont propriétaires de brevets européens, américains et autres, ainsi que de brevets en instance.

Changements dans les produits

Les produits Liko font l'objet d'améliorations constantes. C'est pourquoi nous nous réservons le droit de les modifier sans notification préalable. Contactez votre représentant Hill-Rom pour obtenir des conseils ou des renseignements sur d'éventuelles mises à niveau.


Design and Quality by Liko in Sweden

Liko est certifié ISO 9001, gage de qualité, ainsi que ISO 13485, son équivalent pour les dispositifs médicaux.

Liko est également certifié ISO 14001 pour le respect de l'environnement.

Avis aux utilisateurs et/ou aux Patients de l'UE

Tout incident grave survenu au niveau du dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.



Avant la première utilisation

Avant la première utilisation du harnais, la date (année et mois) doit être indiquée sur l'étiquette « First Use » (placée sous l'étiquette « Perform Inspection »), veuillez voir l'exemple ci-dessous. Le marquage s'effectue en coupant les fils verts au milieu des cases correspondantes. Les fils sont coupés avec une coupe au milieu du carré. Ne coupez pas complètement les fils, laissez l'extrémité des fils coupés.

Exemple : février 2014

First Use	
Month	Year
1	2014
2	2015
3	2016
4	2017
5	2018
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
End of Use	
Year	
2019	2020
2021	2022
2023	

Expected Life - 5 years

Coupez les fils au milieu du carré.



Précautions d'utilisation et entretien

Vérifiez le harnais avant chaque utilisation. Vérifiez plus particulièrement l'usure et d'éventuels dommages sur les points suivants :

- Tissu
- Sangles
- Coutures
- Boucles de suspension

⚠ Vous ne devez en aucun cas utiliser des accessoires de levage endommagés.

En cas de doute, veuillez contacter le fabricant ou le fournisseur.

Si le harnais est utilisé pour le bain ou la douche : après chaque bain ou douche, le harnais doit être étendu de manière à favoriser son séchage aussi rapide que possible.

Instructions de lavage : reportez-vous à l'étiquette du produit et au document annexé « Précautions d'utilisation et entretien des harnais Liko ».

Inspection périodique

Le produit doit être inspecté au moins une fois tous les 6 mois. Des inspections plus fréquentes peuvent être nécessaires si les produits sont utilisés ou lavés plus fréquemment qu'à la normale. Voir le protocole Liko « Inspections périodiques Liko des Produits textiles ». Pour les protocoles, veuillez contacter votre représentant Hill-Rom.

Durée de vie estimée

Si le produit est en polyester tissé vert, sa durée de vie estimée est de 5 ans. Si le produit est en filet plastique ou filet polyester gris, sa durée de vie estimée est de 3 ans. La durée de vie estimée repose sur 10 utilisations par jour et un lavage par semaine, conformément aux instructions de lavage. Hill-Rom recommande de ne pas utiliser le produit au-delà de sa durée de vie estimée.


Instructions de recyclage


L'ensemble du produit, y compris les renforts, les matériaux de rembourrage, etc., doit être trié en tant que déchets Combustibles.

Hill-Rom évalue et fournit des conseils à ses utilisateurs sur la manipulation et la mise au rebut en toute sécurité de ses dispositifs afin de les aider à prévenir les blessures, notamment : les coupures, les perforations de la peau, les abrasions et tout nettoyage et désinfection requis du dispositif médical après utilisation et avant sa mise au rebut. Les clients doivent respecter toutes les lois et réglementations fédérales, régionales et/ou locales relatives à la mise au rebut en toute sécurité des dispositifs et accessoires médicaux.
















En cas de doute, l'utilisateur du dispositif doit d'abord contacter le service d'assistance technique de Hill-Rom qui le guidera sur les protocoles de mise au rebut en toute sécurité.

Définitions




1. Étiquette du produit
2. Étiquette : Année et mois de fabrication ()
3. Étiquette : Numéro de série
4. Étiquette : Marquage individuel (Belongs to)
5. Étiquette : Vérifiez et inspectez (Perform Inspection)
6. Étiquette : La première fois que le produit est utilisé (First Use)
7. Boucle de sangle supérieure
8. Poignée
9. Repose-jambes
10. Position de raccourcissement
11. Boucle de repose-jambes extérieure
12. Bord inférieur
13. Sangle arrière centrale
14. Indication de taille


Attacher un harnais à divers modèles d'étriers

Étrier	Boucles de harnais sur crochets d'étrier	Correct
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Cross-bar</p>		


Exemple : Mauvaise utilisation



Comment attacher un UniversalSling à un étrier 4 crochets (étriers doubles et croisés)




Levage depuis une position assise




Placez la sangle sur le dos du patient, étiquette du produit tournée vers l'extérieur. Repliez le bord inférieur du harnais autour de vos doigts pour faciliter le guidage du harnais.

Avec la paume de la main, placez le bord inférieur du harnais au niveau du coccyx du patient - c'est très important. Remarque : le positionnement correct est facilité si le patient est penché ou se penche vers l'avant.




Tirez les repose-jambes du harnais vers l'avant le long de l'extérieur des cuisses du patient. Placez la paume de votre main entre le corps du patient et le harnais et poussez le bord inférieur du repose-jambes vers le siège. Avec l'autre main, tirez et tendez simultanément le repose-jambes vers l'avant.

Tirez les repose-jambes vers l'avant pour éliminer d'éventuels plis à l'arrière. Contrôlez que la partie des repose-jambes qui dépasse est d'égale longueur des deux côtés. Remarque : appuyez légèrement sur la rotule pour pouvoir tirer plus facilement les repose-jambes vers vous.



Faites passer les repose-jambes sous chaque cuisse. Faites en sorte que le tissu entoure parfaitement la cuisse.
Remarque : les repose-jambes sont plus faciles à mettre en place si les jambes du patient ne reposent pas tout à fait sur le siège. Pour cela, placez les pieds sur le repose-pieds ou sur votre propre jambe comme le montre l'illustration.

Préparez l'accrochage des repose-jambes. La méthode la plus courante de mise en place du harnais consiste à croiser les repose-jambes. Pour les autres méthodes, consultez la page 12.




Remarque : vérifiez que toutes les boucles de suspension soient de la même longueur, à savoir qu'elles soient de même longueur lorsqu'elles sont tendues avant le levage. Ajustez la position du harnais si ce n'est pas le cas.

Accrochez d'abord les boucles de sangles supérieures aux crochets de l'étrier, puis les boucles de repose-jambes. Reportez-vous aux instructions pages 6 et 7 pour savoir comment accrocher les boucles du harnais aux différents étriers. Soulevez le patient.

Transfert vers une position assise

En cas de placement du patient dans un fauteuil roulant, il est essentiel que le patient s'enfonce bien en arrière dans le fauteuil pour être correctement assis. Il existe pour cela plusieurs méthodes.



En cas de placement du patient dans un fauteuil roulant : inclinez le fauteuil vers l'arrière pendant l'abaissement du patient. Laissez ses fesses glisser vers le dossier à la fin de l'opération. Réglez l'inclinaison du fauteuil à l'aide du basculeur.

Alternative : appuyez légèrement sur les genoux du patient pendant la phase d'abaissement, de sorte que les fesses soient dirigées vers le dossier du siège. Si le harnais est muni de poignées, celles-ci peuvent être utilisées comme guides.

⚠ N'utilisez pas les poignées pour le levage ! Une traction excessive sur les poignées peut déchirer le harnais.

Retrait du harnais d'un siège ou d'un fauteuil roulant

Il est recommandé de retirer le harnais après le transfert. Si, pour une raison quelconque, il est préférable de laisser le harnais dans le fauteuil après le transfert, il est recommandé d'utiliser un harnais en filet polyester.



Retirez doucement les repose-jambes. La meilleure façon de procéder consiste à tirer les boucles de repose-jambes par-dessous la partie en tissu.

Retirez le harnais en tirant doucement le repose-jambes vers le haut.


Levage depuis le lit

Le harnais peut être mis en place de diverses manières en fonction de l'état du patient. Il peut être mis en place sur un patient allongé ou assis sur un lit. Si le lit est doté d'un matelas perfectionné allégeant la pression, il peut être gonflé au maximum afin de faciliter la mise en place du harnais.

Pensez à votre propre posture de travail et au confort du patient. Utilisez les fonctions d'élévation et d'abaissement du lit. Lorsque le matelas se situe au même niveau que les articulations des bras, quand ceux-ci sont totalement tendus, la posture de travail est correcte. En fonction de la charge pesant sur le soignant, il faut évaluer, au cas par cas, le nombre de soignants nécessaires pour la manipulation.


Mise en place du harnais lorsque le patient est allongé dans le lit

Pour les levages depuis une position allongée sans possibilité de redresser la tête de lit ou de soutenir la tête par un quelconque moyen, il est recommandé d'utiliser le harnais Liko Soft Original HighBack Sling, modèle. 26 ou le harnais Liko Original HighBack Sling, modèle 200, 210, qui fournissent tous deux un soutien de la tête.



Tournez le patient sur le côté. Cette manipulation est plus facile lorsque le patient peut participer en saisissant la barrière de lit du côté sur lequel il doit être tourné. Placez le bord du harnais contre le dos du patient, bord inférieur **au niveau du coccyx**.

Pliez le harnais de façon à ce que sa « sangle centrale arrière » se trouve le long de la colonne vertébrale du patient. Contrôlez que le pli couvre le bord du harnais situé contre le dos du patient pour réduire le frottement. Tournez doucement le patient et tirez le harnais de l'autre côté. Avec cette technique de mise en place, le patient n'a besoin d'être tourné qu'une seule fois.



Faites passer les repose-jambes sous chaque cuisse. Pour faciliter l'opération, pressez le repose-jambes contre le matelas lorsque vous le faites passer sous le genou. Faites en sorte que le tissu entoure parfaitement la cuisse. Les repose-jambes peuvent être accrochés de différentes façons, voir page 12.

Levez la tête de lit. Commencez par accrocher les boucles de sangle supérieure à l'étrier, puis les boucles de repose-jambes. Reportez-vous aux instructions pages 6 et 7 pour savoir comment accrocher les boucles du harnais aux différents étriers. Soulevez le patient.

Mise en place du harnais lorsque le patient est assis sur le lit


Levez la tête de lit derrière le patient. Posez le harnais sur le lit, étiquette du produit tournée vers le matelas. Faites glisser le harnais vers le bas derrière le dos du patient de manière à ce que le bord inférieur **soit au niveau du coccyx**. **Remarque !** La mise en place est facilitée si le patient est penché ou se penche vers l'avant.

Transfert vers le lit

Il est recommandé de retirer le harnais après le transfert. Si, pour une raison quelconque, il est préférable de laisser le harnais dans le lit, il est recommandé d'utiliser un harnais en filet polyester.

Pensez à votre propre posture de travail et au confort du patient. Utilisez les fonctions d'élévation et d'abaissement du lit. Lorsque le matelas se situe au même niveau que les articulations des bras, quand ceux-ci sont totalement tendus, la posture de travail est correcte. En fonction de la charge pesant sur le soignant, il faut évaluer, au cas par cas, le nombre de soignants nécessaires pour la manipulation.

Retrait du harnais une fois le patient assis sur le lit




Placez le patient au-dessus du lit. Levez la tête de lit afin d'améliorer le confort du patient. Descendez le patient sur le lit.

Pour retirer les repose-jambes, faites-les glisser par-dessous et tirez-les sous la partie en tissu. **Remarque** : l'opération est plus facile si les jambes du patient sont fléchies.


Retirez le harnais en tirant l'un des repose-jambes par l'arrière du harnais et le côté opposé.

Retrait du harnais lorsque le patient est allongé dans le lit



Placez le patient au-dessus du lit. Levez la tête de lit afin d'améliorer le confort du patient. Descendez le patient sur le lit. Abaissez la tête de lit.

Placez les boucles de repose-jambes sous ces derniers, entre les jambes du patient.




Saisissez le bord du harnais. Ramenez le harnais sous lui-même. Appuyez-le contre le matelas et enfoncez-le sous le patient.

Tournez soigneusement le patient sur le côté. Agrippez le harnais par en dessous et retirez-le soigneusement.

Conseils d'ajustement

Différentes méthodes pour accrocher les repose-jambes

Avant de choisir une autre méthode d'accrochage, effectuez une évaluation individuelle afin d'anticiper les risques éventuels.



Repose-jambes croisés.

La méthode la plus courante de mise en place du harnais. Une boucle de repose-jambes est enfilée dans l'autre avant que les deux soient attachées à l'étrier.

Chevauchement sous les deux cuisses.

Convient, par exemple, au levage des personnes amputées des jambes.


Remarque : afin d'éviter que le patient ne soit trop incliné en position assise, des boucles d'extension peuvent être fixées aux boucles de repose-jambes.

Chaque repose-jambes est accroché séparément à l'étrier.

Convient par exemple au levage des personnes dont le bas-ventre est particulièrement sensible.

⚠ Risque accru de glissement.

Le patient n'est pas bien assis dans le harnais ; quel est le problème ?




A. Risque accru de glissement. Les fesses sortent du harnais. Il est peut-être trop grand ou bien il n'a pas été tiré suffisamment bas le long du dos du patient lors de sa mise en place.

Avant de lever, contrôlez que le bord inférieur soit tendu et que le tissu entoure correctement les jambes.

B. Avec un harnais trop petit, les repose-jambes sont susceptibles de remonter à l'entrejambe, provoquer un inconfort, une trop grande proximité entre l'étrier et le visage et un soutien insuffisant du dos.

Le bord inférieur du harnais se trouve au niveau du coccyx. Les repose-jambes sont correctement mis en place sous les jambes.

Position de raccourcissement



Notre harnais est soigneusement conçu pour permettre au patient d'être assis et une bonne répartition de la pression entre les jambes et le dos, garantissant ainsi un soutien correct pendant les transferts. Toutefois, dans certains cas, il peut être préférable d'utiliser le réglage intérieur, la « position de raccourcissement », sur la boucle de repose-jambes pour modifier la position assise du patient.


Remarque : cela **ne** s'applique pas si vous possédez un ancien modèle de UniversalSling, modèle 00/02, avec une conception antérieure de la position de raccourcissement. Pour obtenir une description de la procédure de raccourcissement pour le modèle 00/02, veuillez contacter Hill-Rom pour obtenir la notice d'utilisation de ce modèle.

Quand la position de raccourcissement est utilisée, il est recommandé d'accrocher aussi la boucle externe de repose-jambes au crochet de l'étrier pour disposer d'un meilleur contrôle visuel sur les sangles.

Accessoires

Extension Loop, verte, 12 cm (5 po)
Extension Loop, verte, 22 cm (9 po)
Extension Loop, grise, 12 cm (5 po)
Extension Loop, grise, 22 cm (9 po)

Ref. N° 3691102
Ref. N° 3691103
Ref. N° 3691302
Ref. N° 3691303




- 2 = 12 cm (5 po)
- 3 = 22 cm (9 po)

Caractéristiques du UniversalSling Liko, modèle 000

Désignation	Art. n°	Taille	Poids du patient ¹	Charge max. ²
Liko UniversalSling	35000--4	S	35-55 kg (77-121 lbs)	200 kg (440 lbs)
Liko UniversalSling	35000--1	M-Slim (adulte mince)	45-70 kg (99-154 lbs)	200 kg (440 lbs)
Liko UniversalSling	35000--5	M	60-90 kg (132-198 lbs)	200 kg (440 lbs)
Liko UniversalSling	35000--6	L	80-120 kg (176-264 lbs)	200 kg (440 lbs)
Liko UniversalSling	35000--7	XL	> 110 kg (> 242 lbs)	300 kg (660 lbs)

¹ Le poids mentionné du patient est à titre indicatif uniquement– il peut y avoir des écarts.

² Pour soulever la charge maximale, le levage/les accessoires utilisés doivent être prévus pour la même charge ou pour une charge supérieure.



Combinaisons recommandées :

Combinaisons recommandées entre le UniversalSling Liko™ et les étriers Liko :

	Mini 220	Étrier 350 ³	Étrier 450 ¹	Étrier 600 ⁴	Étrier Twinbar 670 ²	Étrier Cross-bar 450	Étrier Cross-bar 670	Univ. Étriers latéraux + Universal 350	Univ. Étriers latéraux + Universal 450
UniversalSling, S	3	2	1	3	2	1	2	2	2
UniversalSling, M-Slim	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, M	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, L	3	2	1	1	1	1	1	1	1
UniversalSling, XL	3	3	2	1	1	1	1	1	1

¹ Étrier 450 fait référence aux Universal SlingBar 450 réf. 3156075, 3156085 et 3156095, aux SlingBar Standard 450 réf. 3156001, 3156003, 3156007 et 3156016, ainsi qu'aux SlingGuard 450 réf. 3308020 et 3308520.

² Étrier Twinbar 670 fait référence aux Universal Twinbar 670 réf. 3156077 et 3156087, ainsi qu'aux SlingGuard 670 Twin réf. 3308040 et 3308540.

³ Étrier 350 fait référence aux Universal SlingBar 350 Ref. 3156074, 3156084 et 3156094.

⁴ Étrier 600 fait référence aux Universal SlingBar 600 Ref. 3156076 et 3156086.

Explication : 1 = Recommandée, 2 = Possible, 3 = Déconseillée, 4 = Inadéquate

Autres combinaisons

Des combinaisons d'accessoires/de produits autres que celles recommandées par Liko peuvent entraîner des risques pour la sécurité du patient.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Suède
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

