


Upute za uporabu



Opis proizvoda

Liko UniversalSling osnovni je model konstruiran kako bi se prilagodio pacijentu bez individualnih namještanja i jedna je od najčešće upotrebljivanih nosiljki.

UniversalSling omogućava uspravan sjedeći položaj i podupire cijela leđa do vrata. Ako pacijent treba potporanj za glavu, preporučujemo da upotrijebite nosiljku s visokim leđnim naslonom, npr. Original HighBack Sling Mod 200/210 ili Soft Original HighBack Sling Mod 26. Ruke pacijenta smještene su unutar nosiljke. Odgovarajuće pričvršćena i pažljivo postavljena nosiljka UniversalSling pružit će pacijentu odličan osjećaj sigurnosti i visok stupanj udobnosti.

Veličine

UniversalSling raspoloživ je u različitim veličinama. Važno je odabrati odgovarajuću veličinu kako bi se dosegla najveća udobnost i sigurnost. Nosiljka koja je prevelika povećava opasnost od iskliznuća pacijenta iz nje, a premala se može urezati u prepone i izazvati neugodu.

Kod većih veličina kombinacija s modelom twin bar 670 može biti dobar odabir.

Materijali

UniversalSling može se nabaviti u izvedbi od različitih materijala. Budući da se UniversalSling obično ne ostavlja ispod pacijenta nakon završenog premještanja, preporučujemo poliestersku konstrukciju. Taj je materijal izdržljiv i odlikuje se niskim trenjem zbog čega se nosiljka lako postavlja i lako uklanja.

UniversalSling također se može nabaviti u izvedbi od mrežastog poliester. Ta se tkanina preporučuje kada nosiljku ostavljate na mjestu nakon premještanja ili kad je potrebno prozračnije rješenje.

Za kupanje i tuširanje raspoloživa je mrežasta konstrukcija obložena plastikom. Vodopropusna je i može se jednostavno obrisati. Taj materijal brzo se suši i ne rashlađuje pacijenta poput vlažnog, apsorbirajućeg materijala.

Podizne trake nosiljke uvijek su izrađene od izdržljivog poliester i vrlo su sigurne.

Potpornji za noge

UniversalSling može se nabaviti s potpornjima za noge u nekoliko različitih konstrukcija. Najčešći su potpornji za noge s pojačanjima. Pojačanje pruža veliku udobnost, izjednačava pritisak i sprječava nabiranje nosiljke ispod bedara.

Kao pribor dostupni su potpornji za noge podstavljeni mekim jastučićima (sintetička ovčja koža). Nosiljka UniversalSling s podstavljenim potpornjima za noge prikladna je za pacijente koji su posebno osjetljivi na pritisak.

Prikladne dizalice

Nosiljka UniversalSling može se upotrebljavati sa svim nadglavnim i mobilnim dizalicama tvrtke Liko. Možete odabrati između nadglavnih dizalica LikoGuard™, Likorall™ i Multirall™ ili mobilnih dizalica Golvo™, Viking™, Uno™ i Liko™ M220/M230.

U ovom se dokumentu pacijentom naziva osoba koja se podiže, a njegovateljem osoba koja pomaže.



VAŽNO!






















Podizanje i premještanje pacijenta uvijek podrazumijeva određen stupanj opasnosti. Prije uporabe pročitajte upute za uporabu dizalice za pacijenta i pribora za podizanje. Važno je potpuno razumijevanje sadržaja uputa za uporabu. Opremu smije upotrebljavati samo obučeno osoblje. Provjerite je li oprema za podizanje prikladna za dizalicu koja se upotrebljava. Budite pažljivi i oprezni tijekom uporabe. Kao njegovatelj odgovorni ste za sigurnost pacijenta u svakom trenutku. Morate biti svjesni mjere u kojoj je pacijent sposoban sudjelovati u podizanju. Ako vam nešto nije jasno, obratite se proizvođaču ili dobavljaču.

Sadržaj

Opis simbola	3
Sigurnosne upute	4
Njega i održavanje	5
Definicije	5
Kako pričvrstiti nosiljku na različite šipke za nosiljke	6
Kako pričvrstiti nosiljku UniversalSling na šipku za nosiljku s 4 kuke (dvojne šipke i poprečne šipke).....	7
Podizanje iz sjedećeg položaja.....	8
Podizanje u sjedeći položaj.....	9
Uklanjanje nosiljke u stolcu/kolicima	10
Podizanje iz kreveta	10
Podizanje u krevet	11
Uklanjanje nosiljke pri sjedenju u krevetu.....	11
Uklanjanje nosiljke pri ležanju u krevetu	11
Savjeti za postavljanje	12
Različiti načini spajanja potporanja za noge.....	12
Pacijent ne sjedi dobro u nosiljci – zbog čega?.....	12
Položaj skraćivanja.....	13
Pribor.....	13
Pregled nosiljke Liko UniversalSling, mod. 000,.....	14
Preporučene kombinacije.....	14

Opis simbola

Ovi se simboli mogu pronaći u ovom dokumentu i/ili na proizvodu.

Simbol	Opis
	Upozorenje. Upotrebljava se u situacijama koje iziskuju dodatnu brigu i pažnju.
	Pročitajte upute za uporabu prije uporabe
	Pročitajte upute za uporabu prije uporabe
	Oznaka CE
	Zakonski proizvođač
	Datum proizvodnje
	Ref. br.
	Serijski broj
	Medicinski proizvod
	Nemojte kemijski čistiti
	Nemojte glačati
	Sušenje u sušilici
	Nemojte sušiti u sušilici
	Pranje Simbol se uvijek navodi u kombinaciji s temperaturom iskazanom u °C i °F.
	Ne sadrži lateks
	Periodički pregled
	Nije dopušten izbjeljivač
	Sušenje vješanjem u sjeni
	Smjer prema gore i simbol na vanjskoj površini opreme.
	Simbol na vanjskoj površini opreme.
	GS1 podatkovna matrica barkodova koja može sadržavati sljedeće podatke. (01) Globalni broj trgovačke jedinice (11) Datum proizvodnje (21) Serijski broj

Sigurnosne upute

⚠ Prije podizanja uzmite u obzir sljedeće točke.

- Odgovorna osoba u vašoj organizaciji treba u svakom pojedinačnom slučaju odlučiti je li potreban jedan njegovatelj ili više njih.
- Provjerite ispunjava li odabrana nosiljka potrebe pacijenta što se tiče modela, veličine, materijala i dizajna.
- Ukupno maksimalno opterećenje za sustav podizanja uvijek se utvrđuje na temelju proizvoda u sustavu koji ima najmanje navedeno maksimalno opterećenje.
- Upotrebljavajte nosiljke namijenjene konkretnom pacijentu iz sigurnosnih i higijenskih razloga.
- Planirajte radnju tako da je možete obaviti što sigurnije i jednostavnije.
- Povjerite visi li pribor za podizanje okomito i može li se slobodno pomicati.
- Iako su šipke za nosiljku Liko opremljene hvatačima, potrebno je primjenjivati poseban oprez. Prije nego što podignete pacijenta s površine na kojoj se nalazi, ali nakon što ste potpuno raširili trake, provjerite jesu li trake ispravno spojene na kuke šipke za nosiljku.
- Provjerite je li pacijent sigurno posjednut u nosiljku prije nego što ga premjestite na drugo mjesto.
- Nikada ne podižite pacijenta s površine na kojoj se nalazi više nego što je to potrebno za obavljanje podizanja i premještanja.
- Nikada ne ostavljajte pacijenta bez nadzora za vrijeme podizanja.
- Provjerite jesu li kotači na kolicima, krevetu, nosilima na kotačima itd. blokirani za vrijeme podizanja/premještanja.
- Uvijek radite na ergonomski način. Iskoristite sposobnost pacijenta da aktivno sudjeluje u radnjama.
- Kada se nosiljka ne upotrebljava, ne izlažite je izravnoj sunčevoj svjetlosti.

⚠ Neispravno pričvršćivanje nosiljke na šipku za nosiljku može dovesti do ozbiljnih ozljeda pacijenta.

⚠ Ručno okretanje pacijenta u krevetu može dovesti do ozljeda njegovatelja.

CE Medicinski proizvod klase 1

PATENT www.hillrom.com/patents

Proizvod može biti pokriven jednim patentom ili više njih. Pogledajte prethodno navedenu internetsku adresu.

Društva Hill-Rom vlasnici su europskih, američkih i drugih patenata i prijava za patent koje su u tijeku.

Izmjene proizvoda

Proizvodi Liko podliježu stalnom razvoju i stoga pridržavamo pravo na izmjene proizvoda bez prethodne obavijesti. Obratite se predstavniku tvrtke Hill-Rom za savjet i informacije o nadogradnjama proizvoda.


Dizajn i kvaliteta proizvođača Liko u Švedskoj

Liko ima certificiranu kvalitetu u skladu s normom ISO 9001 i istovrijednom normom za industriju medicinskih proizvoda ISO 13485.

Liko je također certificiran u skladu s ekološkom normom ISO 14001.

Napomena za korisnike i/ili pacijente unutar EU

Svaki ozbiljan incident koji se dogodi, a vezan je uz uređaj, treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj korisnik i/ili pacijent imaju nastan.



Prije prve uporabe

Prije nego što se nosiljka prvi puta upotrijebi, treba označiti datum (godinu i mjesec) na oznaci „First Use“ (Prva uporaba) (nalazi se ispod oznake „Perform Inspection“ (Obavljanje pregleda)); pogledajte donji primjer. Oznaka se izrađuje tako da zarežu zelene niti u odgovarajućim kvadratima. Niti se zarezuju jednim rezom u sredini kvadrata. Nemojte potpuno izrezati niti – ostavite krajeve zarezanih niti.

Primjer: veljača 2014.

First Use						
Month	1	2	3	4	5	6
	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12
Year	2014	2015	2016	2017	2018	
End of Use						
Year	2019	2020	2021	2022	2023	

Expected Life - 5 years

Zarežite niti u sredini kvadrata.



Njega i održavanje

Pregledajte nosiljku prije svake uporabe. Pregledajte sljedeće stavke u pogledu trošenja i oštećenja:

- tkanina
- trake
- šavovi
- ovjesne petlje

⚠ Ne upotrebljavajte oštećeni pribor za podizanje.

Ako nešto nije jasno, obratite se proizvođaču ili dobavljaču.

Ako se nosiljka upotrebljava za kupanje ili tuširanje: nakon uporabe pri kupanju i tuširanju nosiljku valja što prije staviti na sušenje.

Upute za pranje: pogledajte oznaku proizvoda na nosiljki i dodatak „Njega i održavanje Liko nosiljki“.

Periodički pregled

Proizvod treba pregledati najmanje svakih šest mjeseci. Češći pregledi mogu biti potrebni ako se proizvod upotrebljava ili pere češće nego što je to uobičajeno. Pogledajte protokol tvrtke Liko „Periodički pregled tekstilnih proizvoda tvrtke Liko“. Ako vas zanimaju protokoli, obratite se svojem predstavniku tvrtke Hill-Rom.

Očekivani životni vijek

Ako je izrađen od zelenog tkanog poliesterskog materijala, proizvod ima očekivani životni vijek od pet godina. Ako je izrađen od plastikom obložene mreže ili sivog mrežastog poliestera, proizvod ima očekivani životni vijek od tri godine. Očekivani životni vijek temelji se na 10 uporaba dnevno i pranju jedanput tjedno u skladu s uputama za pranje. Hill-Rom preporučuje da proizvod upotrebljavate samo tijekom njegovog životnog vijeka.


Upute za recikliranje


Cjelokupni proizvod, uključujući letvice, materijal podstave i sl. treba razvrstati u zapaljivi otpad.

Hill-Rom izrađuje procjene i daje smjernice svojim korisnicima o sigurnom rukovanju i odlaganju njegovih proizvoda radi sprječavanja ozljeda, uključujući, između ostalog, o sljedećem: posjekotine, kožni ubodi, ogrebotine, nužno čišćenje i dezinfekcija medicinskog proizvoda nakon uporabe i prije odlaganja. Kupci se trebaju pridržavati svih saveznih, državnih, regionalnih i/ili lokalnih zakona i propisa koji se tiču sigurnog zbrinjavanja medicinskih proizvoda i pribora.
















U slučaju dvojbi, korisnik uređaja prvo se mora obratiti tehničkoj podršci tvrtke Hill-Rom radi dobivanja uputa o protokolima za sigurno odlaganje.

Definicije




1. Etiketa proizvoda
2. Oznaka: godina i mjesec proizvodnje ()
3. Oznaka: serijski broj
4. Oznaka: pojedinačna oznaka (Belongs to (Pripada:))
5. Oznaka: provjera i pregled (Perform Inspection (Obavljanje pregleda))
6. Oznaka: prvi puta kada se proizvod upotrebljava (First Use (Prva uporaba))
7. Petlja gornje trake
8. Ručica
9. Potporanj za noge
10. Položaj skraćivanja
11. Vanjska petlja potporna za noge
12. Donji rub
13. Stražnja središnja traka
14. Oznaka veličine


Kako pričvrstiti nosiljku na različite šipke za nosiljku

Šipka za nosiljku	Petlje nosiljke na kukama šipke za nosiljku	Ispravno
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Cross-bar</p>		


Primjer: pogrešno pričvršćivanje



Kako pričvrstiti nosiljku UniversalSling na šipku za nosiljku s 4 kuke (dvojne šipke i poprečne šipke)




Podizanje iz sjedećeg položaja



Nosiljku postavite iza leđa pacijenta tako da etiketa proizvoda bude okrenuta prema van. Namotajte donji rub nosiljke oko vrhova prstiju radi lakšeg navođenja nosiljke na mjesto.


Dlanom ruke gurnite donji rub nosiljke dolje na razinu pacijentove trtične kosti – to je vrlo važno. Napomena: ispravno dovođenje u položaj lakše je izvesti ako se pacijent malo nagne/ako ga nagnete prema naprijed.





Povucite potpornje za noge na nosiljci uzduž vanjskog dijela bedara pacijenta. Stavite dlan ruke između tijela pacijenta i nosiljke i gurnite donji rub potpornja za noge dolje prema sjedalu. Istodobno drugom rukom povucite potporanj za noge naprijed da biste ga rastegnuli.


Povucite potpornje za noge prema naprijed da biste izgladili nabore na leđima. Provjerite proviruju li oba potpornja za noge jednakom duljinom. Napomena: nježno pridržavanje čašice koljena s njezine donje strane olakšava povlačenje potporanja za noge prema naprijed.



Umetnite potpornje za noge ispod svakog bedra. Provjerite je li tkanina bez nabora i obuhvaća li nogu ispravno.

Napomena: postavljanje potporanja za noge lakše je ako su noge pacijenta malo podignute iz sjedala. To možete postići tako da stavite stopala pacijenta na oslonce za stopala ili na vlastitu nogu, prema prikazu na slici.

Pripremite spoj potporanja za noge. Najuobičajeniji način primjene nosiljke je da potpornji za noge budu prekríženi. Druge metode potražite na stranici 12.




Napomena: provjerite jesu li sve ovsjesne petlje postavljene na jednaku duljinu, odnosno jesu li na jednakoj visini kada se rastežu prije podizanja. Podesite položaj nosiljke ako one nisu na istoj visini.

Prvo spojite gornje petlje trake na kuke šipke za nosiljku, a zatim petlje potporanja za noge. Pogledajte stranice 6. – 7. za upute o načinu pričvršćivanja petlji nosiljke na različite šipke za nosiljke. Podignite pacijenta.

Podizanje u sjedeći položaj

Kada stavljate pacijenta u kolica, važno je da pacijent sjedne dovoljno duboko u kolica kako bi ispravno sjedio. To možete postići na nekoliko načina.




Kada stavljate pacijenta u kolica: nagnite kolica prema natrag za vrijeme spuštanja pacijenta. Pustite stražnjicu da klizne prema dolje niz naslon za leđa za vrijeme posljednjeg dijela spuštanja. Regulirajte kut kolica stopalom na nagibnom potpornju.

Drugo rješenje: primijenite lagani pritisak ispod koljena pacijenta za vrijeme slijeda spuštanja tako da se stražnjica počne kretati prema naslonu za leđa na kolicima. Ako nosiljka ima ručice, možete ih upotrijebiti za navođenje.

⚠ Ne upotrebljavajte ručice za podizanje! Prekomjerno opterećivanje ručica može dovesti do pucanja nosiljke.

Uklanjanje nosiljke u stolcu/kolicima

Preporučujemo da uklonite nosiljku nakon premještanja. Ako iz nekog razloga radije želite ostaviti nosiljku u kolicima nakon premještanja, preporučujemo da upotrijebite nosiljku izrađenu od mrežastog poliestera.



Pažljivo uklonite potpornje za noge. Najnježniji način da to učinite je da povučete petlje potpornja za noge van ispod dijela od tkanine.

Uklonite nosiljku tako da pažljivo povučete potporanj za noge prema gore.


Podizanje iz kreveta

Nosiljka se ovisno o stanju pacijenta može postaviti na različite načine. Ona se postavlja kada pacijent leži ili sjedi u krevetu. Ako se upotrebljava napredni madrac za oslobađanje pritiska, moglo bi biti korisno da se maksimalno napuni zrakom da bi se olakšalo postavljanje nosiljke.

Pazite na vlastito radno držanje i udobnost pacijenta. Upotrijebite funkcije kreveta za podizanje i spuštanje. Dobro radno držanje postiže se kada je madrac poravnat sa zglobovima prstiju šake njegovatelja dok su mu ruke potpuno ispružene prema dolje. Ovisno o opterećenju njegovatelja morate obaviti procjenu o potrebnom broju njegovatelja od slučaja do slučaja.


Primjena nosiljke pri ležanju u krevetu

Za podizanje iz ležećeg položaja bez mogućnosti podizanja uzglavlja na krevetu ili drugog načina podupiranja glave preporučujemo Liko Soft Original HighBack Sling mod. 26 ili Liko Original HighBack Sling mod. 200, 210, koji osiguravaju podupiranje glave.



Okrenite pacijenta u bočni položaj. Ova je radnja lakša ako sam pacijent može pomoći tako da obuhvati šipku kreveta na strani na koju ćete ga okrenuti. Postavite rub nosiljke uz leđa pacijenta tako da donji rub bude **u ravni s trtičnom kosti**.

Složite nosiljku tako da njezina „stražnja središnja traka“ bude usklađena s kralježnicom pacijenta. Provjerite prekriva li složeni dio rub nosiljke koji je uvučen unutra prema leđima pacijenta kako biste smanjili trenje. Nježno okrenite pacijenta natrag i izvucite nosiljku na drugoj strani. Ovom tehnikom postavljanja trebate samo jedanput okrenuti pacijenta.



Umetnite potpornje za noge ispod svake noge. To je najbolje učiniti tako da pritišćete potporanj za noge prema dolje na madrac dok ga umećete ispod koljena. Provjerite je li tkanina bez nabora i obuhvaća li nogu ispravno. Potpornje za noge možete spojiti na različite načine, pogledajte stranicu 12.

Podignite uzglavlje kreveta. Prvo spojite gornje petlje trake na šipku za nosiljku, a zatim petlje potporanja za noge. Pogledajte stranice 6. – 7. za upute o načinu pričvršćivanja petlji nosiljke na različite šipke za nosiljke. Podignite pacijenta.

Primjena nosiljke pri sjedenju u krevetu


Podignite uzglavlje na krevetu iza pacijenta. Položite nosiljku na krevet tako da etiketa proizvođača gleda dolje prema madracu. Pogurnite nosiljku prema dolje iza leđa pacijenta tako da donji rub bude **u ravni s trtičnom kosti**. **Napomena!** Postavljanje je lakše ako se pacijent nagne/ako ga nagnete prema naprijed.

Podizanje u krevet

Preporučujemo da uklonite nosiljku nakon premještanja. Ako iz nekog razloga radije želite ostaviti nosiljku u krevetu, preporučujemo da upotrijebite nosiljku izrađenu od mrežastog poliester.

Pazite na vlastito radno držanje i udobnost pacijenta. Upotrijebite funkcije kreveta za podizanje i spuštanje. Dobro radno držanje postiže se kada je madrac poravnat sa zglobovima prstiju šake njegovatelja dok su mu ruke potpuno ispružene prema dolje. Ovisno o opterećenju njegovatelja morate obaviti procjenu o potrebnom broju njegovatelja od slučaja do slučaja.

Uklanjanje nosiljke pri sjedenju u krevetu




Namjestite pacijenta u položaj iznad kreveta. Podignite uzglavlje kreveta da bi pacijentu bilo udobno. Spustite pacijenta na krevet.

Uklonite potporne za noge tako da povučete petlje potpornja za noge ispod dijela od tkanine. **Napomena:** to je lakše ako su noge pacijenta savijene.


Uklonite nosiljku tako da povučete jedan od potporanja za noge iza nosiljke i na suprotnu stranu.

Uklanjanje nosiljke pri ležanju u krevetu



Namjestite pacijenta u položaj iznad kreveta. Podignite uzglavlje kreveta da bi pacijentu bilo udobno. Spustite pacijenta na krevet. Spustite uzglavlje.

Postavite petlje potporanja za noge ispod potporanja za noge između nogu pacijenta.




Obuhvatite rub nosiljke. Gurnite nosiljku ispod same nosiljke. Pritisnite nosiljku na madrac i ispod pacijenta.

Pažljivo okrenite pacijenta u stranu. Obuhvatite nosiljku odozdo i pažljivo je uklonite.

Savjeti za postavljanje

Različiti načini spajanja potporanja za noge

Prije odabira mogućnosti spajanja valja obaviti pojedinačnu procjenu kako biste predvidjeli moguće opasnosti.



Prekriženi potpornji za noge.

Najčešći način postavljanja nosiljke. Jedna se petlja potpornja za noge provlači kroz drugu prije nego što se petlje spoje na šipku za nosiljku.

Preklopljeno ispod oba bedra.

Može biti prikladno npr. pri podizanju pacijenta s amputiranim nogama.


Napomena: kako biste izbjegli da sjedeći položaj pacijenta bude previše nagnut, možete pričvrstiti produžne petlje na petlje potporanja za noge.

Svaki potporanj za noge spaja se odvojeno na šipku za nosiljku.

To može biti prikladno pri podizanju pacijenata s posebno osjetljivim genitalijama.

⚠ Povećana opasnost od iskliznuća.

Pacijent ne sjedi dobro u nosiljci – zbog čega?




A. Opasnost od iskliznuća. Stražnjica visi iz nosiljke. Nosiljka može biti prevelika. To također može biti zbog činjenice da nosiljka nije dovoljno povučena niz leđa pacijenta.

Prije podizanja provjerite je li donji rub rastegnut i obuhvaća li tkanina noge na ispravan način.

B. Nosiljka koja je premala može dovesti do zarezivanja potporanja za noge u preponama, što izaziva neugodu i smješta šipku za nosiljku preblizu lica i/ili leđa, zbog čega ne osigurava dovoljno podupiranje.

ISPRAVNO! Donji rub nosiljke na istoj je visini kao i trtična kost. Potpornji za noge ispravno su postavljeni ispod nogu.

Položaj skraćivanja



Naša nosiljka pažljivo je dizajnirana kako bi pacijent uvijek sjedio s pritiskom ravnomjerno raspodijeljenim između nogu i leđa, što omogućava dobro podupiranje tijekom premještanja. Međutim, u određenim slučajevima može biti bolje upotrijebiti unutrašnju postavku, „položaj skraćivanja“, na petlji potpornja za noge da bi se promijenio sjedeći položaj pacijenta.


Napomena: to se **ne** primjenjuje ako imate stariji model UniversalSling, mod. 00/02, sa starijom konstrukcijom položaja skraćivanja. Za opis postupka skraćivanja za mod. 00/02 obratite se proizvođaču Hill-Rom kako biste dobili vodič s uputama za taj model.

U slučajevima u kojima se upotrebljava položaj skraćivanja preporučujemo da također spojite vanjsku petlju potpornja za noge na kuku šipke za nosiljku kako biste imali bolju preglednost nad petljama.

Pribor

Extension Loop, zeleni, 12 cm (5 inča)
Extension Loop, zeleni, 22 cm (9 inča)
Extension Loop, sivi, 12 cm (5 inča)
Extension Loop, sivi, 22 cm (9 inča)

Br. artikla. 3691102
Br. artikla. 3691103
Br. artikla 3691302
Br. artikla 3691303




- 2 = 12 cm (5 inča)
- 3 = 22 cm (9 inča)

Pregled nosiljke Liko UniversalSling, mod. 000

Proizvod	Br. artikla	Veličina	Težina pacijenta ¹	Maks. opterećenje ²
Liko UniversalSling	35000--4	S	35 – 55 kg (77 – 121 lbs)	200 kg (440 lbs)
Liko UniversalSling	35000--1	M-Slim (mršava odrasla osoba)	45 – 70 kg (99 – 154 lbs)	200 kg (440 lbs)
Liko UniversalSling	35000--5	M	60 – 90 kg (132 – 198 lbs)	200 kg (440 lbs)
Liko UniversalSling	35000--6	L	80 – 120 kg (176 – 264 lbs)	200 kg (440 lbs)
Liko UniversalSling	35000--7	XL	> 110 kg (>242 lbs)	300 kg (660 lbs)

¹ Navedena težina pacijenta samo je smjernica – smiju postojati odstupanja.

² Za održavanje maksimalnog opterećenja potrebni su dizalica/pribor namijenjeni za isto ili veće opterećenje.



Preporučene kombinacije za:

Preporučene kombinacije za Liko™ UniversalSling i Liko šipke za nosiljku:	Mini 220	Sling bar 350 ³	Sling bar 450 ¹	Sling bar 600 ⁴	Twin bars 670 ²	Sling Cross-bar 450	Sling Cross-bar 670	Univ. Side bars + Universal 350	Univ. Side bars + Universal 450
UniversalSling, S	3	2	1	3	2	1	2	2	2
UniversalSling, M-Slim	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, M	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, L	3	2	1	1	1	1	1	1	1
UniversalSling, XL	3	3	2	1	1	1	1	1	1

¹ Sling bar 450 odnosi se na Universal SlingBar 450, br. artikla 3156075, 3156085 i 3156095, SlingBar Standard 450, br. artikla 3156001, 3156003, 3156007 i 3156016 te također SlingGuard 450, br. artikla 3308020 i 3308520.

² Twin bars 670 odnosi se na Universal TwinBar 670, br. artikla 3156077 i 3156087 te također SlingGuard 670 Twin, br. artikla 3308040 i 3308540.

³ Sling bar 350 odnosi se na Universal SlingBar 350, br. artikla 3156074, 3156084 i 3156094.

⁴ Sling bar 600 odnosi se na Universal SlingBar 600, br. artikla 3156076 i 3156086.

Objašnjenje: 1 = preporučeno, 2 = može funkcionirati, 3 = ne savjetuje se, 4 = neprikladno

Druge kombinacije

Kombinacije pribora/proizvoda koje nije preporučio Liko mogu dovesti do opasnosti za sigurnost pacijenta.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Švedska
+46 (0)920 474700

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom

Liko AB podružnica je društva Hill-Rom Holdings, Inc.