


Istruzioni per l'uso



Descrizione del prodotto

L'imbragatura Liko UniversalSling è un modello base che si adatta al paziente senza regolazioni individuali ed è una delle nostre imbragature più usate.

UniversalSling consente una postura eretta e sostiene l'intera schiena fino al collo. Se il paziente necessita di sostegno per la testa, si consiglia di utilizzare un'imbragatura con schienale alto, ad esempio Original HighBack Sling mod. 200/210 o Soft Original HighBack Sling mod. 26. Le braccia del paziente sono all'interno dell'imbragatura. Un'imbragatura UniversalSling adeguatamente regolata e applicata con cura offre al paziente un eccellente senso di sicurezza, oltre ad un elevato comfort.

Taglie

L'imbragatura UniversalSling è disponibile in diverse taglie. È importante scegliere la taglia giusta per avere il massimo livello di comfort e sicurezza. Un'imbragatura troppo larga comporta il rischio che il paziente scivoli fuori, mentre se è troppo stretta può ledere la cute dell'inguine, creando disagio.

Per le taglie più grandi, una buona soluzione è costituita dalla combinazione con un bilancino twin bar 670.

Tessuti

L'imbragatura UniversalSling è disponibile in diversi tessuti. Poiché l'imbragatura UniversalSling in genere non viene lasciata sotto il paziente dopo il trasferimento, si consiglia di utilizzare la versione in poliestere. Questo tessuto infatti è duraturo e a basso attrito, facilitando quindi l'applicazione e la rimozione dell'imbragatura.

L'imbragatura UniversalSling è disponibile anche in rete di poliestere. Questo tessuto è raccomandato quando l'imbragatura viene lasciata sotto il paziente dopo il trasferimento oppure quando è necessaria un'alternativa traspirante.

Per fare il bagno e la doccia, è disponibile una versione in rete rivestita in plastica, permeabile all'acqua e quindi facilmente lavabile. Questo materiali si asciuga rapidamente e il paziente non prende freddo, come succederebbe invece con altri tessuti assorbenti che rimarrebbero bagnati.

Le cinghie di sollevamento dell'imbragatura sono sempre realizzate in poliestere di lunga durata e sono molto sicure.

Supporti gambe

L'imbragatura UniversalSling è disponibile con supporto gambe in diversi modelli. I supporti gambe più comuni sono dotati di rinforzi. Il rinforzo garantisce un comfort elevato, equalizza la pressione e impedisce che l'imbragatura si sgualcisca sotto le cosce.

Come accessorio è disponibile un morbido supporto gambe imbottito (in montone sintetico). L'imbragatura UniversalSling con supporto gambe imbottito è adatta per pazienti particolarmente sensibili alla pressione.

Sollevatori adatti

L'imbragatura UniversalSling può essere utilizzata con i sollevatori mobili e a soffitto di Liko. È possibile scegliere tra i sollevatori a soffitto LikoGuard™, Likorall™ e Multirall™ o i sollevatori mobili Golvo™, Viking™, Uno™ e Liko™ M220/M230.

Nel presente documento verrà definito "paziente" la persona sollevata e "operatore" la persona che la aiuta.



IMPORTANTE!






















Il sollevamento e il trasferimento di un paziente comportano sempre un certo livello di rischio. Leggere le istruzioni per l'uso per il sollevatore e gli accessori di sollevamento del paziente prima dell'uso. È importante comprendere appieno il contenuto delle Istruzioni per l'uso. L'apparecchiatura deve essere utilizzata esclusivamente da personale addestrato. Accertarsi che gli accessori di sollevamento siano adatti al sollevatore in uso. Durante l'uso, procedere con la massima cura e prudenza. L'operatore è sempre responsabile della sicurezza del paziente. L'operatore deve essere in grado di valutare la capacità del paziente di affrontare il sollevamento. In caso di dubbi, contattare il produttore o il fornitore.

Sommario

Descrizione dei simboli.....	3
Avvertenze di sicurezza	4
Cura e manutenzione	5
Definizioni.....	5
Come collegare un'imbragatura a diversi bilancini.....	6
Come collegare un'imbragatura UniversalSling a un bilancino con 4 ganci (bilancini con doppio aggancio e bilancini a croce)	7
Sollevamento da posizione seduta	8
Sollevamento in posizione seduta	9
Rimozione dell'imbragatura su una sedia/sedia a rotelle.....	10
Sollevamento dal letto.....	10
Sollevamento verso il letto	11
Rimozione dell'imbragatura da una posizione seduta sul letto	11
Rimozione dell'imbragatura da una posizione sdraiata sul letto	11
Consiglio sull'adattamento	12
Diversi metodi di collegamento del supporto gambe.....	12
Il paziente non è seduto bene nell'imbragatura: perché?	12
Posizione più corta	13
Accessori	13
Presentazione dell'imbragatura UniversalSling Liko, mod. 000	14
Combinazioni raccomandate.....	14

Descrizione dei simboli

È possibile trovare questi simboli in questo documento e/o sul prodotto.

Simbolo	Descrizione
	Avvertenza. Utilizzare prestando la massima attenzione.
	Leggere le istruzioni per l'uso prima dell'uso
	Leggere le istruzioni per l'uso prima dell'uso
	Marchio CE
	Produttore legale
	Data di produzione
	Numero di rif.
	Numero di serie
	Dispositivo medico
	Non lavare a secco
	Non stirare
	Asciugatura a macchina
	Non asciugare a macchina
	Lavaggio Il simbolo è sempre accompagnato dalla temperatura consigliata espressa in °C e °F.
	Senza lattice
	Ispezione periodica
	Non candeggiare
	Asciugatura su filo all'ombra
	Direzione verso l'alto e simbolo all'esterno dell'attrezzatura.
	Simbolo all'esterno dell'attrezzatura.
 (01) 0100887761997127 (11) AAMMGG (21) 012345678910	Codice a barre Data Matrix GS1 che può contenere le seguenti informazioni. (01) Global Trade Item Number (11) Data di produzione (21) Numero di serie

Avvertenze di sicurezza

⚠ Prima del sollevamento, tenere presente i seguenti punti:

- Il responsabile all'interno dell'organizzazione deve decidere caso per caso se è sufficiente un solo operatore o se sono necessari più operatori.
- Verificare che l'imbragatura scelta sia effettivamente adatta al paziente in termini di modello, taglia, tessuto e realizzazione.
- Il carico massimo totale per un sistema di sollevamento è sempre stabilito dal prodotto nel sistema con il carico massimo più basso specificato.
- Per motivi di sicurezza e igiene, usare imbragature individuali.
- Programmare l'operazione di sollevamento per fare in modo che si svolga nel modo più corretto e sicuro possibile.
- Verificare che l'accessorio di sollevamento sia in posizione verticale e si muova liberamente.
- Anche se i bilancini Liko sono dotati di chiusure, prestare particolare attenzione. Prima di sollevare il paziente dalla superficie sottostante, ma dopo aver disteso completamente i passanti, accertarsi che questi siano correttamente agganciati al bilancino.
- Accertarsi che il paziente sia seduto in sicurezza nell'imbragatura prima di trasferirlo.
- Non sollevare mai un paziente dalla superficie sottostante a un'altezza superiore a quella necessaria per terminare la procedura di sollevamento e di trasferimento.
- Non lasciare mai un paziente da solo durante un sollevamento.
- Accertarsi che le ruote della sedia a rotelle, del letto, della barella, ecc., siano bloccate durante il sollevamento o il trasferimento.
- Lavorare tenendo sempre conto dell'ergonomia. Sfruttare le capacità del paziente per coinvolgerlo attivamente nelle operazioni.
- Quando non è utilizzata, non esporre l'imbragatura alla luce diretta del sole.

⚠ Un fissaggio errato dell'imbragatura sul bilancino può causare lesioni gravi al paziente.

⚠ La rotazione manuale del paziente a letto può causare lesioni all'operatore.

CE Dispositivo medico di classe I

BREVETTO www.hillrom.com/patents

Può essere coperto da uno o più brevetti. Vedere l'indirizzo Internet sopra riportato.

Le aziende Hill-Rom sono i proprietari di brevetti europei, americani e altri brevetti e di applicazioni in attesa di brevetto.

Modifiche sui prodotti

I prodotti Liko sono in continuo sviluppo e questo è il motivo per cui ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso. Contattare il rappresentante Hill-Rom per consigli e informazioni sugli aggiornamenti dei prodotti.


Design and Quality by Liko in Sweden

Liko ha ottenuto la certificazione qualitativa ISO 9001 e la certificazione qualitativa specifica del settore dei dispositivi medici ISO 13485.

Liko ha anche ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001.

Avviso per gli utenti e/o i pazienti nell'UE


Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente e/o il paziente.



Prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare l'imbragatura per la prima volta, annotare la data (anno e mese) sull'etichetta "First Use" (posizionata sotto l'etichetta "Perform Inspection"); vedere l'esempio riportato di seguito. La data viene annotata tagliando i fili verdi nei riquadri corrispondenti. Tagliare i fili al centro del riquadro. Non tagliare completamente i fili: lasciare le estremità dei fili tagliati.

Esempio: febbraio 2014



Tagliare i fili al centro del riquadro.



Cura e manutenzione

Controllare l'imbragatura prima di ogni uso. Ispezionare i seguenti punti al fine di riscontrare eventuali segni di usura o danneggiamento:

- Tessuto
- Passanti
- Cuciture
- Occhielli di sospensione

⚠ Non utilizzare accessori di sollevamento danneggiati.

In caso di dubbi, contattare il produttore o il fornitore.

Se l'imbragatura viene utilizzata per il bagno o la doccia: dopo l'uso durante il bagno o la doccia, l'imbragatura deve essere stesa in modo che asciughi più rapidamente possibile.

Istruzioni di lavaggio: consultare l'etichetta del prodotto e l'appendice "Cura e manutenzione delle imbragature Liko".

Ispezione periodica

Il prodotto deve essere ispezionato almeno una volta ogni 6 mesi. Potrebbero essere necessarie ispezioni più frequenti nel caso in cui i prodotti siano usati o lavati con una frequenza maggiore del previsto. Consultare il protocollo Liko "Ispezione periodica dei prodotti tessili Liko". Per i protocolli, contattare il rappresentante Hill-Rom.

Durata stimata

Se il prodotto è realizzato in tessuto di poliestere verde, la durata stimata del prodotto è di 5 anni. Se il prodotto è realizzato in rete rivestita in plastica o in rete di poliestere grigio, la durata stimata del prodotto è di 3 anni. La durata stimata si basa su 10 utilizzi al giorno e un lavaggio una volta alla settimana, secondo le istruzioni di lavaggio. Hill-Rom consiglia di utilizzare il prodotto solo entro la sua durata stimata.


Istruzioni di riciclaggio


L'intero prodotto, inclusi stecche di rinforzo, materiale di imbottitura, ecc., deve essere classificato come rifiuto combustibile.

Hill-Rom valuta e fornisce indicazioni agli utenti in merito alla manipolazione e allo smaltimento sicuri dei propri dispositivi per contribuire alla prevenzione delle lesioni inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tagli, forature della pelle, abrasioni, nonché in merito alla pulizia e alla disinfezione necessarie del dispositivo medico dopo l'uso e prima dello smaltimento. I clienti devono attenersi a tutte le leggi e normative federali, statali, regionali e/o locali in materia di smaltimento sicuro di dispositivi e accessori medicali.
















In caso di dubbi, l'utente del dispositivo dovrà prima contattare l'assistenza tecnica Hill-Rom per indicazioni sui protocolli di smaltimento sicuri.

Definizioni




1. Etichetta del prodotto
2. Etichetta: anno e mese di produzione ()
3. Etichetta: numero di serie
4. Etichetta: demarcazione individuale (Belongs to)
5. Etichetta: controllare e ispezionare (Perform Inspection)
6. Etichetta: primo utilizzo del prodotto (First Use)
7. Occhiello cinghia superiore
8. Maniglia
9. Supporto gambe
10. Posizione più corta
11. Cinghia ad occhielli supporto gambe esterni
12. Bordo inferiore
13. Passante centrale posteriore
14. Indicazione taglia


Come collegare un'imbragatura a diversi bilancini

Bilancino	Occhielli del bilancino ai ganci dell'imbragatura	Corretto
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Cross-bar</p>		


Esempio: uso improprio



Come collegare un'imbragatura UniversalSling a un bilancino con 4 ganci (bilancini con doppio aggancio e bilancini a croce)




Sollevamento da posizione seduta



Posizionare l'imbragatura dietro la schiena del paziente con l'etichetta del prodotto rivolta verso l'esterno. Piegare il bordo inferiore dell'imbragatura attorno alle proprie dita per agevolare il posizionamento dell'imbragatura.


Punto molto importante: con il palmo della mano, spingere il bordo inferiore dell'imbragatura verso il basso, a livello del coccige del paziente. Nota: il corretto posizionamento è facilitato se il paziente si inclina/viene inclinato leggermente in avanti.






Estrarre il supporto gambe dell'imbragatura lungo la parte esterna delle cosce del paziente. Posizionare il palmo della mano tra il corpo del paziente e l'imbragatura e spingere il bordo inferiore del supporto gambe verso la seduta. Contemporaneamente, tirare il supporto gambe in avanti con l'altra mano per allungarlo.

Tirare in avanti i supporti gambe per eliminare le pieghe nella parte posteriore. Controllare che entrambi i supporti gambe sporgano dalla stessa distanza. Nota: facendo leva delicatamente sulla rotula, è più facile tirare in avanti i supporti gambe.



Inserire i supporti gambe sotto entrambe le cosce. Verificare che il tessuto sia piatto e che avvolga correttamente la gamba. **Nota:** l'applicazione dei supporti gambe viene agevolata se le gambe del paziente sono leggermente sollevate dalla seduta. Ciò è possibile posizionando i piedi del paziente sui poggiapiedi o sulla gamba, come illustrato.

Preparare il collegamento dei supporti gambe. Il modo più comune di applicare l'imbragatura prevede l'uso dei supporti gambe incrociati. Per metodi alternativi, vedere pagina 12.




Nota: controllare che tutti gli occhielli delle sospensioni siano della stessa lunghezza, cioè si trovino alla stessa altezza quando vengono allungati prima del sollevamento. Regolare la posizione dell'imbragatura se non si trovano alla stessa altezza.

Collegare innanzitutto gli occhielli della cinghia superiore ai ganci del bilancino, quindi la cinghia ad occhielli supporto gambe. Vedere pagina 6-7 per le istruzioni su come collegare gli occhielli dell'imbragatura ai diversi bilancini. Sollevare il paziente.

Sollevarlo in posizione seduta

Quando si posiziona un paziente su una sedia a rotelle, è importante che il paziente si sieda più indietro possibile in modo da stare seduto correttamente. Questa operazione può essere eseguita in diversi modi.



Quando si posiziona un paziente su una sedia a rotelle: inclinare la sedia all'indietro durante l'abbassamento del paziente. Lasciare che i glutei scivolino in basso sullo schienale nella fase finale dell'abbassamento. Controllare l'angolazione della sedia a rotelle facendo leva con il piede sulla staffa di sollevamento.

Alternativa: esercitare una leggera pressione sulle ginocchia del paziente durante l'abbassamento, in modo tale che i glutei vengano spostati verso lo schienale della sedia. Se l'imbragatura è dotata di maniglie, è possibile utilizzarle come guida.

⚠ Non utilizzare le maniglie per sollevare! Una forza eccessiva sulle maniglie può provocare lo strappo dell'imbragatura.

Rimozione dell'imbragatura su una sedia/sedia a rotelle

Si consiglia di rimuovere l'imbragatura dopo il trasferimento. Se per qualche ragione è preferibile lasciare l'imbragatura sulla sedia dopo il trasferimento, si consiglia di usare un'imbragatura in rete di poliestere.



Rimuovere con cura i supporti gambe. Il modo più delicato per farlo è tirare la cinghia ad occhielli supporto gambe sotto la parte in tessuto.

Togliere l'imbragatura sollevando il supporto gambe con delicatezza.


Sollevamento dal letto

L'imbragatura può essere applicata in modi diversi a seconda dello stato del paziente, sia il paziente sdraiato o seduto sul letto. Se si utilizza un materasso a riduzione della pressione, è possibile gonfiarlo al massimo per agevolare l'applicazione dell'imbragatura.

Ricordarsi di mantenere una postura corretta durante il lavoro, favorendo il comfort per il paziente. Sfruttare le funzionalità del letto di sollevamento e abbassamento. La posizione di lavoro ottimale per l'operatore si misura tenendo le braccia lungo i fianchi: il materasso deve trovarsi a livello delle nocche delle dita. A seconda del peso che l'operatore deve sostenere, valutare il numero necessario di operatori per ogni singolo caso.


Applicazione dell'imbragatura da una posizione coricata sul letto

Per il sollevamento da una posizione supina senza la possibilità di sollevare l'estremità superiore del letto o in altro modo sollevare la testa, si consiglia l'uso dell'imbragatura Liko Soft Original HighBack Sling, mod. 26, oppure, in alternativa, Liko Original HighBack Sling, mod. 200, 210, tutti muniti di supporto per la testa.



Voltare il paziente su un lato. Questa operazione risulta semplificata con la collaborazione del paziente, che potrà tenersi al binario del letto verso il lato in cui deve girarsi. Posizionare il bordo dell'imbragatura verso la schiena del paziente con il bordo inferiore a **livello del coccige**.

Piegare l'imbragatura in modo che il "passante centrale posteriore" si trovi in corrispondenza della colonna vertebrale del paziente. Verificare che la piega copra il bordo dell'imbragatura rivolto verso l'interno in direzione della schiena del paziente, in modo da ridurre l'attrito. Voltare delicatamente il paziente di nuovo in posizione supina e tirare l'imbragatura verso l'esterno dall'altro lato. Questa tecnica di applicazione prevede un solo spostamento su un fianco del paziente.



Inserire i supporti gambe sotto ciascuna gamba. Il metodo migliore per farlo è esercitare una pressione sul supporto gambe contro il materasso mentre si inserisce sotto il ginocchio. Verificare che il tessuto sia piatto e che avvolga correttamente la gamba. I supporti gambe possono essere collegati in diversi modi; vedere pagina 12.

Sollevare la testiera del letto. Collegare innanzitutto gli occhielli della cinghia superiore ai ganci del bilancino, quindi la cinghia ad occhielli supporto gambe. Vedere pagina 6-7 per le istruzioni su come collegare gli occhielli dell'imbragatura ai diversi bilancini. Sollevare il paziente.

Applicazione dell'imbragatura da una posizione seduta sul letto


Sollevare la testiera del letto dietro il paziente. Posizionare l'imbragatura sul letto con l'etichetta del prodotto rivolta verso il materasso. Far scorrere l'imbragatura verso il basso dietro la schiena del paziente in modo che il bordo inferiore **si trovi in corrispondenza del coccige**. **Nota!** L'applicazione è agevolata se il paziente si inclina/viene inclinato in avanti.

Sollevamento verso il letto

Si consiglia di rimuovere l'imbragatura dopo il trasferimento. Se per qualche ragione è preferibile lasciare l'imbragatura sul letto, si consiglia di usare un'imbragatura in rete di poliesteri.

Ricordarsi di mantenere una postura corretta durante il lavoro, favorendo il comfort per il paziente. Sfruttare le funzionalità del letto di sollevamento e abbassamento. La posizione di lavoro ottimale per l'operatore si misura tenendo le braccia lungo i fianchi: il materasso deve trovarsi a livello delle nocche delle dita. A seconda del peso che l'operatore deve sostenere, valutare il numero necessario di operatori per ogni singolo caso.

Rimozione dell'imbragatura da una posizione seduta sul letto




Posizionare il paziente sopra il letto. Sollevare la testiera del letto per garantire il massimo comfort per il paziente. Abbassare il paziente sul letto.

Togliere i supporti gambe estraendo la cinghia ad occhielli supporto gambe sotto la parte in tessuto. **Nota:** questa operazione viene facilitata se le gambe del paziente sono piegate.


Rimuovere l'imbragatura tirando uno dei supporti gambe sotto l'imbragatura, quindi sopra, verso il lato opposto.

Rimozione dell'imbragatura da una posizione coricata sul letto



Posizionare il paziente sopra il letto. Sollevare la testiera del letto per garantire il massimo comfort per il paziente. Abbassare il paziente sul letto. Abbassare la testiera.

Posizionare la cinghia ad occhielli supporto gambe sotto i supporti stessi tra le gambe del paziente.




Afferrare il bordo dell'imbragatura. Spingere l'imbragatura in basso. Premere l'imbragatura contro il materasso e sotto il paziente.

Ruotare con cautela il paziente sul lato. Afferrare l'imbragatura dal basso e rimuoverla con cautela.

Consiglio sull'adattamento

Diversi metodi di collegamento del supporto gambe

Prima di scegliere un collegamento alternativo, occorre effettuare una valutazione individuale per identificare i potenziali rischi.



Supporto gambe incrociato.

È il metodo più diffuso per applicare l'imbragatura. Si passa una cinghia ad occhielli supporto gambe attraverso l'altra prima di collegare gli occhielli al bilancino.

Sovrapposto sotto le cosce.

Si tratta di un metodo adatto soprattutto quando si solleva un paziente con arti inferiori amputati.


Nota: per evitare che la posizione seduta del paziente sia troppo reclinata, è possibile applicare occhielli di prolunga (Extension Loop) alla cinghia ad occhielli supporto gambe.

Ogni supporto gambe collegato separatamente al bilancino.

Può essere un metodo particolarmente adatto quando si sollevano pazienti con elevata sensibilità alle zone genitali.

⚠ Maggiore rischio di scivolamento.

Il paziente non è seduto bene nell'imbragatura: perché?




A. Rischio di scivolamento. I glutei sporgono dall'imbragatura. Probabilmente l'imbragatura è troppo grande. Oppure l'imbragatura non è stata tirata sufficientemente verso il basso sulla schiena del paziente.

Prima del sollevamento, verificare che il bordo inferiore sia teso e che il tessuto avvolga correttamente le gambe.

B. Un'imbragatura troppo piccola può ledere la cute all'altezza dell'inguine e creare disagio, oppure il bilancino rischia di essere troppo vicino al viso e/o alla schiena e garantire un sostegno insufficiente.

Il bordo inferiore dell'imbragatura si trova allo stesso livello del coccige. I supporti gambe sono posizionati correttamente sotto le gambe.

Posizione più corta



La nostra imbragatura è progettata con cura in modo che il paziente abbia un robusto sostegno durante i trasferimenti grazie alla distribuzione omogenea della pressione tra sezione delle gambe e della schiena. Tuttavia, in alcuni casi risulta preferibile regolare l'imbragatura sulla "posizione più corta" della cinghia ad occhielli supporto gambe, in modo da ottenere una posizione seduta ottimale del paziente.


Nota: questo **non** si applica se si dispone di un vecchio modello di imbragatura UniversalSling, mod. 00/02, con posizione più corta di design precedente. Per una descrizione della procedura di regolazione sulla posizione più corta per il mod. 00/02, contattare Hill-Rom per richiedere le istruzioni per l'uso di tale modello.

Nei casi in cui viene impiegata la posizione più corta, si consiglia di collegare anche la cinghia ad occhielli supporto gambe esterni al gancio del bilancino, in modo da avere un miglior controllo visivo degli occhielli.

Accessori

Extension Loop, verde, 12 cm (5")
Extension Loop, verde 22 cm (9")
Extension Loop, grigio, 12 cm (5")
Extension Loop, grigio, 22 cm (9")

Art. n. 3691102
Art. n. 3691103
Art. n. 3691302
Art. n. 3691303




- 2 = 12 cm (5")
- 3 = 22 cm (9")

Presentazione dell'imbragatura UniversalSling Liko, mod. 000

Prodotto	Art. n.	Taglia	Peso del paziente ¹	Carico massimo ²
Liko UniversalSling	35000--4	S	35-55 kg	200 kg
Liko UniversalSling	35000--1	M-Slim (piccola per adulti)	45-70 kg	200 kg
Liko UniversalSling	35000--5	M	60-90 kg	200 kg
Liko UniversalSling	35000--6	L	80-120 kg	200 kg
Liko UniversalSling	35000--7	XL	> 110 kg	300 kg

¹ Il peso del paziente è un valore puramente indicativo, pertanto, potrebbero esservi differenze.

² Per attenersi al carico massimo ammesso, occorre usare sollevatore e accessori adatti allo stesso carico o a un carico superiore.



Combinazioni raccomandate:

Combinazioni raccomandate dell'imbragatura Liko™ UniversalSling e dei bilancini Liko:	Mini 220	Bilancino 350 ³	Bilancino 450 ¹	Bilancino 600 ⁴	Bilancino con doppio aggancio 670 ²	Bilancino a croce 450	Bilancino a croce 670	Barre laterali Univ. + Universal 350	Barre laterali Univ. + Universal 450
UniversalSling, S	3	2	1	3	2	1	2	2	2
UniversalSling, M-Slim	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, M	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, L	3	2	1	1	1	1	1	1	1
UniversalSling, XL	3	3	2	1	1	1	1	1	1

¹ Il bilancino 450 è relativo all'Universal SlingBar 450 art. n. 3156075, 3156085 e 3156095, al bilancino standard 450 art. n. 3156001, 3156003, 3156007 e 3156016, nonché a SlingGuard 450 art. n. 3308020 e 3308520.

² Il bilancino con doppio aggancio 670 è relativo all'Universal TwinBar 670 art. n. 3156077 e 3156087, nonché al SlingGuard 670 Twin art. n. 3308040 e 3308540.

³ Il bilancino 350 è relativo all'Universal SlingBar 350 art. n. 3156074, 3156084 e 3156094.

⁴ Il bilancino 600 è relativo all'Universal SlingBar 600 art. n. 3156076 e 3156086.

Legenda: 1 = Raccomandato, 2 = Adatto, 3 = Sconsigliato, 4 = Inadeguato

Altre combinazioni

Le combinazioni con accessori o prodotti diversi da quelli raccomandati da Liko possono mettere a rischio la sicurezza del paziente.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sweden
+46 (0)920 474700

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:



Liko AB è una società sussidiaria di Hill-Rom Holdings, Inc.