


## Naudojimo instrukcijos



## Gaminio aprašymas

„Liko UniversalSling“ yra pagrindinis modelis, kuris skirtas priderinti pacientui individualiai nereguliuojant ir yra vienas iš dažniausiai naudojamų diržų.

„UniversalSling“ užtikrina sėdėjimo stačiai padėtį ir prilaiko visą nugarą iki kaklo. Jei reikia prilaikyti paciento galvą, rekomenduojama naudoti diržą su aukšta atrama, pvz., „Original HighBack Sling Mod 200/210“ ar „Soft Original HighBack Sling Mod 26“. Paciento rankos prilaikomos diržo viduje. Tinkamai pritvirtinus ir atsargiai naudojant „UniversalSling“, pacientas jausis visiškai saugiai ir itin patogiai.

### Dydžiai

„UniversalSling“ tiekiamas skirtingų dydžių. Svarbu pasirinkti tinkamą dydį, kad būtų užtikrintas didžiausias komfortas ir saugumas. Jei diržas per didelis, pacientas gali išslysti, o per mažas gali veržti kirkšnis ir bus nepatogus. Didesniems dydžiams vertėtų rinktis porinį laikiklį 670.

### Audiniai

„UniversalSling“ gaminamas iš skirtingų audinių. Kadangi perkėlus „UniversalSling“ įprastai nėra paliekamas po pacientu, rekomenduojama naudoti modelį iš poliesterio. Šis audinys yra patvarus ir mažai trina, todėl diržą lengva uždėti ir nuimti.

„UniversalSling“ taip pat gaminamas iš tinklinio poliesterio. Šis audinys rekomenduojamas, kai diržas paliekamas perkėlus arba kai pageidaujamas lengvesnės medžiagos variantas.

Maudymui ar prausimui duše galima įsigyti plastikų dengtos tinklinės medžiagos modelį, kuris yra laidus vandeniui ir gali būti lengvai nušluostomas. Ši medžiaga greitai išdžiūsta, todėl pacientas nesusals, kaip nutiktų naudojant drėgną ir vandenį sugeriantį audinį.

Diržo kėlimo dirželiai visada gaminami iš patvaraus poliesterio ir yra labai saugūs.

### Kojų atramos

„UniversalSling“ taip pat gali būti su kelių skirtingų dizainų kojų atramomis. Dažniausiai naudojamos kojų atramos su pakietinimais. Pakietinimai užtikrina, kad būtų ypač patogiai prilaikoma, suvienodina spaudimą ir apsaugo, kad diržas nesusigarankščiūtų po šlaunimis.

Kaip priedą galima įsigyti minkštą kojų atramą (sintetinis kailis). Universalus diržas su paminkštinta kojų atrama tinka pacientams, kurie ypač jautrūs spaudimui.

### Tinkami keltuvai

„UniversalSling“ galima naudoti kartu su visais „Liko“ lubiniais ir mobiliais keltuvis. Galite rinktis iš lubinių keltuvų „LikoGuard™“, „Likorall™“ ir „Multirall™“ arba mobiliųjų keltuvų „Golvo™“, „Viking™“, „Uno™“ ir „Liko™ M220/M230“.

Šiame dokumente perkeliamas asmuo vadinamas pacientu, o pacientui padedantis asmuo vadinamas slaugytoju.



### SVARBU!






















Keliant ir perkeliant pacientą, visada yra tam tikra rizika. Prieš naudodami perskaitykite pacientų keltuvo ir kėlimo priedų instrukcijas. Prieš naudojant svarbu visiškai suprasti instrukcijų turinį. Įrangą turėtų naudoti tik parengti darbuotojai. Patikrinkite, ar kėlimo priedai yra tinkami naudojamam keltuviui. Naudodamiesi jais būkite atsargūs ir dėmesingi. Kaip slaugytojai, jūs visada esate atsakingi už paciento saugumą. Būtina žinoti, ar pacientas atlaikys perkėlimą. Jei kas nors neaišku, kreipkitės į gamintoją ar tiekėją.

# Turinys

Simbolių aprašymas.....	3
Saugumo nurodymai .....	4
Techninė ir kita priežiūra .....	5
Apibrėžimai .....	5
Kaip pritvirtinti diržą prie įvairių diržo laikiklių .....	6
Kaip pritvirtinti „UniversalSling“ prie diržo laikiklio su 4 kabliais (poriniai ir kryžminiai laikikliai).....	7
Kėlimas iš sėdimos padėties.....	8
Kėlimas į sėdimą padėtį.....	9
Diržo nuėmimas kėdėje / vežimėlyje.....	10
Kėlimas nuo lovos.....	10
Kėlimas į lovą.....	11
Diržo nuėmimas sėdint lovoje .....	11
Diržo nuėmimas gulint lovoje .....	11
Patarimai dėl reguliavimo.....	12
Skirtingi kojų atramų pritvirtinimo būdai .....	12
Pacientas nesėdi patogiai dirže. Kodėl taip yra?.....	12
Sutrumpinta padėtis.....	13
Priedai .....	13
„Liko UniversalSling, Mod. 000“ apžvalga.....	14
Rekomenduojami deriniai .....	14

## Simbolių aprašymas

Šiuos simbolius rasite dokumente ir (arba) ant paties gaminio.

Simbolis	Aprašymas
	Ispėjimas. Naudokite, kai reikia būti ypač atsargiems ir dėmesingiems
	Prieš naudodami perskaitykite instrukcijas
	Prieš naudodami perskaitykite instrukcijas
	CE ženklas
	Oficialus gamintojas
	Pagaminimo data
	Nuor. numeris
	Serijos numeris
	Medicinos prietaisas
	Nevalyti chemiškai
	Nelyginti
	Galima džiovinti džiovyklėje
	Nedžiovinti džiovyklėje
	Skalbimas Simbolis visada pateikiamas kartu su rekomenduojama temperatūra °C ir °F
	Be latekso
	Periodinė patikra
	Nebalinti
	Džiovinti ant virvės šešėlyje
	Kryptis aukštyn ir simbolis įrangos išorėje
	Simbolis įrangos išorėje
	GS1 duomenų matricos brūkšniniame kode gali būti pateikiama toliau nurodyta informacija. (01) Visuotinis prekės numeris (11) Gamybos data (21) Serijos numeris

# Saugumo nurodymai

## ⚠️ **Prieš keldami, turėkite galvoje toliau nurodytus dalykus.**

- Atsakingas Jūsų organizacijos asmuo turi kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti, ar Jums reikia vieno ar daugiau slaugytojų.
- Įsitinkite, kad pasirinktas diržas atitinka paciento poreikius pagal modelį, dydį, audinį ir dizainą.
- Bendra maksimali keltuvo sistemos apkrova visada nustatoma pagal sistemos gaminį, kurio nurodyta maksimali apkrova yra mažiausia.
- Saugumo ir higienos sumetimais naudokite individualius diržus.
- Suplanuokite kėlimo operaciją taip, kad ji būtų kiek galima saugesnė ir sklandesnė.
- Patikrinkite, ar keltuvo priedas kabo vertikaliai ir gali laisvai judėti.
- Nors „Liko“ diržų laikikliai yra su apsauginiais fiksatoriais, būtina elgtis ypač atsargiai. Prieš keldami pacientą nuo paviršiaus, kai dirželiai yra visiškai ištempti, įsitinkite, ar dirželiai yra taisyklingai pritvirtinti prie diržo laikiklio kablų.
- Prieš perkeldami pacientą į kitą vietą, įsitinkite, kad pacientas saugiai sėdi dirže.
- Niekada nekelkite paciento nuo paviršiaus aukščiau, nei reikia kėlimo ir perkėlimo procedūroms atlikti.
- Keliant jokiū būdu negalima palikti paciento be priežiūros.
- Įsitinkite, kad atliekant kėlimo / perkėlimo operaciją vežimėlio, lovos, medicininio vežimėlio ir kt. ratukai yra užfiksuoti.
- Visada dirbkite ergonomiškai. Išnaudokite paciento gebėjimą aktyviai dalyvauti operacijose.
- Kai diržas nėra naudojamas, nelaikykite jo tiesioginėje saulės šviesoje.

## ⚠️ **Netinkamai pritvirtinus diržą prie diržo laikiklio gali būti smarkiai sužalotas pacientas.**

## ⚠️ **Rankomis paversdamas pacientą lovoje gali susižaloti slaugytojas.**

CE I klasės medicinos prietaisas

**PATENTAS:** [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)

**Gali būti taikomas vienas ar daugiau patentų. Žr. prieš tai pateikiamą interneto adresą.**

„Hill-Rom“ bendrovės yra Europos, JAV ir kitų patentų bei svarstymo laukiančių patentinių paraiškų savininkės.

## Gaminio pakeitimai

„Liko“ gaminiai nuolat tobulinami, todėl pasilikame teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo. Dėl patarimų ir informacijos apie atnaujintus gaminius kreipkitės į savo „Hill-Rom“ atstovą.


## „Liko“ dizainas ir kokybė, Švedija

„Liko“ suteiktas kokybės sertifikatas pagal ISO 9001 ir šio standarto atitikmenį medicinos prietaisų pramonei ISO 13485.

„Liko“ taip pat yra sertifikuota pagal aplinkosaugos standartą ISO 14001.

## Pastaba ES naudotojams ir (ar) pacientams

Įvykus su prietaisu susijusiam rimtam incidentui, apie tai turi būti pranešta gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra naudotojas ir (ar) pacientas, kompetetingai institucijai.



## Prieš naudojant pirmą kartą

Prieš naudojant diržą pirmą kartą, ant etiketės „First Use“ (pirmasis naudojimas) (po etikete „Perform Inspection“ (atlikti apžiūrą)) reikia nurodyti datą (metai ir mėnuo), žr. toliau pateikiamą pavyzdį. Ženklinama perkerpant žalius siūlus atitinkamuose langeliuose. Šie siūlai perkerpami vienu ypu langelio viduryje. Neiškirkkite siūlų iki galo, palikite jų galus.

**Pavyzdys:** 2014 m. vasaris

First Use	
Month	Year
1	2014
2	2015
3	2016
4	2017
5	2018
6	2019
7	2020
8	2021
9	2022
10	2023
11	
12	

Expected Life - 5 years

Perkirkite siūlus langelio viduryje.



## Techninė ir kita priežiūra

Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite diržą. Patikrinkite šiuos dalykus, ar nėra nusidėvėjimo ir pažeidimų:

- audinys
- dirželiai
- siūlės
- kabamosios kilpos

### ⚠ Nenaudokite pažeistų kėlimo priedų.

Jei kas nors neaišku, kreipkitės į gamintoją ar tiekėją.

**Jei diržas naudojamas vonioje ar duše:** panaudojus prausiantis vonioje ar duše, diržą reikia padėti taip, kad jis kaip galima greičiau išdžiūtų.

**Skalbimo nurodymai:** žr. diržo gaminio etiketėje ir priede „Liko“ diržų techninė ir kita priežiūra“.

### Periodinė patikra

Gaminį reikia tikrinti bent kartą per 6 mėnesius. Patikras gali reikėti atlikti dažniau, jei gaminiai naudojami arba plaunami dažniau nei įprastai. Žr. „Bendrovės „Liko“ periodinio tekstilės gaminių tikrinimo protokolą“. Dėl protokolų kreipkitės į „Hill-Rom“ atstovą.

### Numatyta eksploataavimo trukmė

Jei gaminys pagamintas iš žalio austinio poliesterio audinio, jo tikėtina eksploataavimo trukmė yra 5 metai. Jei gaminys pagamintas iš plastiku dengto tinklo ar pilko tinklinio poliesterio, jo tikėtina eksploataavimo trukmė yra 3 metai. Tikėtina eksploataavimo trukmė apskaičiuota naudojant 10 kartų per dieną ir plaunant kartą per savaitę vadovaujantis plovimo instrukcijomis. „Hill-Rom“ rekomenduoja gaminį naudoti tik jo tikėtinos eksploataavimo trukmės laikotarpiu.


### Perdirbimo instrukcijos


Visas gaminys, įskaitant juosteles, paminkštinimo medžiagą ir pan., turi būti rūšiuojamas kaip degiosios atliekos.

„Hill-Rom“ įvertina ir pateikia nurodymų naudotojams, kaip saugiai tvarkyti ir likviduoti bendrovės gaminamus prietaisus, kad būtų išvengta sužalojimų, įskaitant įpjovimus, odos įdūrimus ir nubrodinimus, bet jais neapsiribojant, taip pat nurodo, kaip reikia valyti ir dezinfekuoti medicinos prietaisą jį panaudojus ir prieš likviduojant. Klientai turi paisyti visų federalinių, šalies, regioninių ir (ar) vietinių įstatymų ir reglamentų dėl saugaus medicinos prietaisų ir jų priedų likvidavimo.
















Kilus abejonų, prietaiso naudotojas turi iš pradžių kreiptis į „Hill-Rom“ techninės pagalbos skyrių dėl saugaus likvidavimo protokolų nurodymų.

## Apibrėžimai




1. Gaminio etiketė
2. Etiketė: pagaminimo metai ir mėnuo (  )
3. Etiketė: serijos numeris
4. Etiketė: individuali žyma („Belongs to“)
5. Etiketė: patikra ir apžiūra („Perform Inspection“)
6. Etiketė: pirmasis gaminio naudojimo kartas („First Use“)
7. Viršutinio dirželio kilpa
8. Rankena
9. Kojų atrama
10. Sutrumpinta padėtis
11. Išorinė kojų atramos kilpa
12. Apatinis kraštas
13. Centrinis galinis dirželis
14. Dydžio žyma


## Kaip pritvirtinti diržą prie įvairių diržo laikiklių

Diržo laikiklis	Diržo kilpos užkabinamos ant diržo laikiklio kablių	Teisingai
 <p>„SlingGuard™“</p>		
 <p>Universalus</p>		
 <p>„SlingGuard™ Twin“</p>		
 <p>„Universal Twin“</p>		
 <p>Kryžminis laikiklis</p>		


### Pavyzdys: netinkamas naudojimas



## Kaip pritvirtinti „UniversalSling“ prie diržo laikiklio su 4 kabliais (poriniai ir kryžminiai laikikliai)




## Kėlimas iš sėdimos padėties




Uždėkite diržą pacientui iš nugaros, kad gaminio etiketė būtų nukreipta į išorę. Suvyniokite aplink savo pirštų galiukus apatinį diržo kraštą, kad būtų lengviau nukreipti diržą į vietą.

Delnu prispauskite apatinį diržo kraštą iki paciento stuburgalio lygio – tai labai svarbu. Pastaba. Tinkamą padėtį lengviau nustatyti, kai pacientas šiek tiek pasilenkia ar yra palenkiamas į priekį.




Patraukite diržo kojų atramas pirmyn, palei paciento šlaunų išorę. Užkiškite delną tarp paciento kūno ir diržo ir pastumkite kojų atramos apatinį kraštą žemyn, sėdynės link. Tuo pat metu kita ranka patraukite kojų atramą pirmyn, kad ištiesintumėte.

Patraukite kojų atramas pirmyn, kad išlygintumėte klostes ties nugara. Patikrinkite, ar abi kojų atramos kyšo vienodu atstumu. Pastaba. Atsargiai prilaukiant po antkelio, lengviau patraukti pirmyn kojų atramas.



Pakiškite kojų atramas po abiem šlaunimis. Patikrinkite, ar audinys išlygintas ir tinkamai apgaubia koją. **Pastaba.** Kojų atramas lengviau pritaikyti, kai paciento kojos šiek tiek pakeltos nuo sėdynės. Tai galima padaryti padedant paciento pėdą ant pakojo ar savo kojos (kaip pavaizduota).

Parentkite sujungti kojų atramas. Dažniausiai diržas uždedamas sukryžius kojų atramas. Alternatyvius metodus žr. 12 psl.




**Pastaba.** Patikrinkite, ar visos kabamosios kilpos vienodo ilgio, t. y. yra vienodame aukštyje, kai ištempiamos prieš keliant. Reguluokite diržo padėtį, jei jos nėra vienodame aukštyje.

Iš pradžių prie diržo laikiklio kablių pritvirtinkite viršutinio dirželio kilpas, tada kojų atramų kilpas. Žr. 6–7 psl., kur pateikiamos instrukcijos, kaip pritvirtinti diržo kilpas prie skirtingų diržo laikiklių. Pakelkite pacientą.



## Kėlimas į sėdimą padėtį

Sodinant pacientą į vežimėlį, svarbu, kad pacientas pakankamai pasislinktų kėdėje atgal, kad patogiai sėdėtų. Tai galima atlikti keliais būdais.



**Sodindami pacientą į vežimėlį:** nuleisdami pacientą, palenkite kėdę atgal. Paskutiniame etape leiskite sėdmenims slysti nugaros atrama. Kontroliuokite vežimėlio kampą padėdami savo pėdą ant pavertimo atramos.

**Variantas:** nuleisdami šiek tiek paspauskite po paciento keliais, kad sėdmenys pasislinktų kėdės atlošo link. Jei diržas yra su rankenomis, naudojantis jomis galima pakreipti.

**⚠️ Nekelkite už rankenų! Rankenas veikiant per didelei jėgai, gali suplyšti diržas.**

## Diržo nuėmimas kėdėje / vežimėlyje

Perkėlus rekomenduojama nuimti diržą. Jei dėl kokios nors priežasties perkėlus pageidautina palikti diržą kėdėje, rekomenduojama naudoti diržą, pagamintą iš tinklinio poliesterio.



Atsargiai nuimkite kojų atramas. Švelniausias būdas tai atlikti – patraukti kojų atramų kilpas po audinio dalimi.

Nuimkite diržą, atsargiai patraukdami kojų atramą į viršų.


## Kėlimas nuo lovos

Diržą galima naudoti skirtingais būdais, atsižvelgiant į paciento būklę. Jis gali būti naudojamas pacientui gulint ar sėdint lovoje. Jei naudojamas šiuolaikiškas čiužinys nuo pragulų, jį galima iš anksto iki galo pripūsti, kad būtų lengviau uždėti diržą.

Stebėkite savo darbinę kūno padėtį ir paisykite, kad būtų patogiu pacientui. Naudokite lovos kėlimo ir nuleidimo funkcijas. Darbinė kūno padėtis gera, kai čiužinys sulygiuotas su slaugytojo krumpiais, o rankos visiškai nuleistos. Atsižvelgiant į slaugytojui tenkančią apkrovą ir pagal konkretų atvejį reikia įvertinti, kiek slaugytojų reikės veiksmui atlikti.


### Diržo uždėjimas, gulint lovoje

Keliant iš aukštiesninkos padėties be galimybės pakelti lovos galvūgalį ar kitaip paremti galvą, rekomenduojama naudoti „Liko Soft Original HighBack Sling Mod. 26“ arba, kitu atveju, „Liko Original HighBack Sling Mod 200, 210“, kurie yra su atrama galvai.



Paverskite pacientą ant šono. Šį veiksmą lengviau atlikti, kai pats pacientas gali suimti už lovos turėklų toje pusėje, į kurią paverčiamas. Padėkite diržo kraštą ties paciento nugarą, apatinį kraštą **sulygiavę su stuburgaliu**.

Sulankstykite diržą, kad jo centrinis galinis dirželis sutaptų su paciento stuburu. Patikrinkite, ar klostė dengia diržo kraštą prie paciento nugaros, kad būtų mažesnė trintis. Švelniai paverskite pacientą atgal ir patraukite diržą į kitą pusę. Taikant šį būdą, pacientą reikia paversti tik kartą.



Pakiškite kojų atramas po kiekvieną koją. Tai geriausia atlikti spaudžiant kojų atramą žemyn, prie čiužinio, ir įterpiant ją po keliais. Patikrinkite, ar audinys išlygintas ir tinkamai apgaubia koją. Kojų atramas galima jungti skirtingais būdais, žr. 12 psl.

Pakelkite lovos galvūgalį. Iš pradžių prie diržo laikiklio kablių pritvirtinkite viršutinio dirželio kilpas, tada kojų atramų kilpas. Žr. 6–7 psl., kur pateikiamos instrukcijos, kaip pritvirtinti diržo kilpas prie skirtingų diržo laikiklių. Pakelkite pacientą.

### Diržo uždėjimas, sėdint lovoje


Pakelkite lovos galvūgalį už paciento. Paklokite diržą ant lovos, gaminio etikete žemyn, į čiužinį. Slinkite diržo kraštą už paciento nugaros, kad apatinis kraštas **būtų sulygiuotas su stuburgaliu**. **Pastaba!** Uždėti lengviau, kai pacientas pasilenkia ar yra palenkiamas į priekį.

## Kėlimas į lovą

Perkėlus rekomenduojama nuimti diržą. Jei dėl kokios nors priežasties pageidautina palikti diržą lovoje, rekomenduojama naudoti diržą, pagamintą iš tinklinio poliesterio.

Stebėkite savo darbinę kūno padėtį ir paisykite, kad būtų patogiu pacientui. Naudokite lovos kėlimo ir nuleidimo funkcijas. Darbinė kūno padėtis gera, kai čiužinys sulygiuotas su slaugytojo krumpliais, o rankos visiškai nuleistos. Atsižvelgiant į slaugytojui tenkančią apkrovą ir pagal konkretų atvejį reikia įvertinti, kiek slaugytojų reikės veiksmui atlikti.

### Diržo nuėmimas, sėdint lovoje




Nustatykite paciento padėtį virš lovos. Pakelkite lovos galvūgalį, kad pacientui būtų patogiu. Nuleiskite pacientą ant lovos.

Nuimkite kojų atramas, ištraukdami kojų atramų kilpas po audinio dalimi.  
**Pastaba.** Tai lengviau atlikti, kai paciento kojos sulenktos.


Nuimkite diržą, vieną iš kojų atramų traukdami už diržo ir į priešingą pusę.

### Diržo nuėmimas, gulint lovoje



Nustatykite paciento padėtį virš lovos. Pakelkite lovos galvūgalį, kad pacientui būtų patogiu. Nuleiskite pacientą ant lovos. Nuleiskite galvūgalį.

Nustatykite kojų atramų kilpas po kojų atramomis tarp paciento kojų.




Suimkite už diržo krašto. Pastumkite diržą po juo. Prispauskite diržą prie čiužinio ir po pacientu.

Atsargiai paverskite pacientą ant šono. Suimkite diržą iš apačios ir atsargiai ištraukite.

## Patarimai dėl reguliavimo

### Skirtingi kojų atramų pritvirtinimo būdai

Prieš pasirenkant kitą prijungimo būdą, reikia atlikti individualų įvertinimą, kad būtų numatyta galima rizika.



#### Sukryžiuotos kojų atramos.

Dažniausias diržo uždėjimo būdas. Viena kojų atramos kilpa prakišama per kitą prieš pritvirtinant kilpas prie diržo laikiklio.

#### Persidengia po abiem šlaunimis.


Pvz., tai gali tikti, keliant pacientą, kurio kojos amputuotos. **Pastaba.** Kad pacientas nesėdėtų per daug atloštas, „Extension Loop“ kilpas galima pritvirtinti prie kojų atramų kilpų.

#### Kiekviena kojos atrama tvirtinama prie diržo laikiklio atskirai.

Tai gali tikti, keliant pacientus, kurių lyties organai yra ypač jautrūs.

**⚠ Padidėjusi išslydimo rizika.**

### Pacientas nesėdi patogiai dirže. Kodėl taip yra?




**A. Padidėjusi išslydimo rizika.** Gali nukarti sėdmenys. Diržas gali būti per didelis. Taip gali būti ir todėl, kad diržas nebuvo pakankamai nutemptas žemyn paciento nugarą.

Prieš keldami, patikrinkite, ar apatinis kraštas yra ištemptas ir ar audinys tinkamai apgula kojas.

**B. Dėl per mažo diržo** kojų atramos gali įsirėžti į kirkšnij ir sukelti diskomfortą, o diržo laikiklis gali būti per arti veido ir (arba) nugaros ir atrama gali būti nepakankama.

Apatinis diržo kraštas sulygiuotas su stuburgaliu. Kojų atramos tinkamai nustatytos po kojomis.

## Sutrumpinta padėtis



Šis diržas atidžiai suprojektuotas, kad pacientas visada sėdėtų tolygiai paskirsčius spaudimą tarp kojų ir nugaros dalies bei būtų gerai paremtas perkeliant. Tačiau tam tikrais atvejais pageidautina naudoti vidinį įdėklą (sutrumpinta padėtis) ant kojų atramos kilpos paciento sėdėjimo padėčiai pakeisti.


**Pastaba.** Tai **netaikoma**, jei turite senesniojo modelio „UniversalSling, Mod. 00/02“ su ankstesniosios konstrukcijos sutrumpinta padėtimi. Dėl „Mod. 00/02“ sutrumpinimo procedūros aprašymo kreipkitės į „Hill-Rom“, kad gautumėte to modelio naudojimo instrukcijas.

Tais atvejais, kai naudojama sutrumpinta padėtis, rekomenduojama už diržo laikiklio kablio užkabinti ir išorinę kojos atramos kilpą, kad galėtumėte geriau stebėti kilpas.

## Priedai

„Extension Loop“, žalia, 12 cm  
„Extension Loop“, žalia, 22 cm  
„Extension Loop“, pilka, 12 cm  
„Extension Loop“, pilka, 22 cm

Gam. Nr. 3691102  
Gam. Nr. 3691103  
Gam. Nr. 3691302  
Gam. Nr. 3691303




## „Liko UniversalSling, Mod. 000“ apžvalga

Gaminys	Gaminio Nr.	Dydis	Paciento svoris <sup>1</sup>	Maks. apkrova <sup>2</sup>
„Liko UniversalSling“	35000--4	S	35–55 kg	200 kg
„Liko UniversalSling“	35000--1	M-Slim (lieknas suaugęs)	45–70 kg	200 kg
„Liko UniversalSling“	35000--5	M	60–90 kg	200 kg
„Liko UniversalSling“	35000--6	L	80–120 kg	200 kg
„Liko UniversalSling“	35000--7	XL	110– kg	300 kg

<sup>1</sup> Nurodytas paciento svoris yra tik orientacinis – gali būti nukrypimų.

<sup>2</sup> Maksimaliai apkrovai išlaikyti reikalingas keltuvas / priedai, skirti tai pačiai arba didesnei apkrovai.



### Rekomenduojami deriniai

Rekomenduojami „Liko™ UniversalSling“ ir „Liko“ diržo laikiklių deriniai	„Mini 220“	Diržo laikiklis 350 <sup>3</sup>	Diržo laikiklis 450 <sup>1</sup>	Diržo laikiklis 600 <sup>4</sup>	Poriniai laikikliai 670 <sup>2</sup>	Kryžminis diržo laikiklis 450	„Sling Cross-bar 670“	Univ. šoniniai laikikliai + „Universal 350“	Univ. šoniniai laikikliai + „Universal 450“
	„UniversalSling“, S	3	2	1	3	2	1	2	2
„UniversalSling“, M-Slim	3	2	1	3	1	1	1	1	1
„UniversalSling“, M	3	2	1	3	1	1	1	1	1
„UniversalSling“, L	3	2	1	1	1	1	1	1	1
„UniversalSling“, XL	3	3	2	1	1	1	1	1	1

<sup>1</sup> Diržo laikikliai 450 yra „Universal SlingBar 450“, gaminio Nr. 3156075, 3156085 ir 3156095, „SlingBar Standard 450“, gaminio Nr. 3156001, 3156003, 3156007 ir 3156016, taip pat „SlingGuard 450“, gaminio Nr. 3308020 ir 3308520.

<sup>2</sup> Poriniai laikikliai 670 – tai „Universal TwinBar 670“, gaminio Nr. 3156077 ir 3156087, taip pat „SlingGuard 670 Twin“, gaminio Nr. 3308040 ir 3308540.

<sup>3</sup> Diržo laikikliai 350 yra „Universal SlingBar 350“, gaminio Nr. 3156074, 3156084 ir 3156094.

<sup>4</sup> Diržo laikikliai 600 yra „Universal SlingBar 600“, gaminio Nr. 3156076 ir 3156086.

**Paaiškinimas:** 1 = rekomenduojama, 2 = gali veikti, 3 = nepatartina, 4 = netinkama

### Kiti deriniai

Kitų priedų ar gaminių, nei rekomenduoja „Liko“, deriniai gali kelti riziką paciento saugumui.



www.hillrom.com

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Sweden (Švedija)  
+46 (0)920 474700

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom

„Liko AB“ yra „Hill-Rom Holdings, Inc.“ patronuojamoji įmonė