


## Instruções de utilização



## Descrição do produto

**A Liko UniversalSling, uma das nossas fundas mais usadas, é um modelo básico feito para se adaptar ao paciente sem ajustamentos individuais.**

A UniversalSling proporciona uma postura sentada vertical e suporta toda a zona das costas até ao pescoço. Se o paciente precisar de apoio para a cabeça, recomenda-se a utilização de uma funda alta para as costas como, por exemplo, a Original HighBack Sling, mod. 200/210, ou a Soft Original HighBack Sling, mod. 26. Os braços do paciente ficam por dentro da funda. Uma UniversalSling bem ajustada e cuidadosamente aplicada irá proporcionar ao paciente uma excelente sensação de segurança, assim como, um alto grau de conforto.

### Tamanhos

A UniversalSling está disponível em diferentes tamanhos. É importante escolher o tamanho correto para obter um maior grau de conforto e segurança. Uma funda demasiado grande aumenta o risco de o paciente deslizar para fora da mesma, enquanto uma funda demasiado pequena pode cortar na zona da virilha e causar desconforto.

Uma boa escolha para tamanhos maiores é uma combinação com a barra de suporte Twin Bar 670.

### Tecidos

A UniversalSling está disponível em tecidos diferentes. Uma vez que a UniversalSling não fica, normalmente, por baixo do paciente após a transferência, recomenda-se a utilização do design de poliéster. Este tecido é resistente e proporciona baixa fricção, o que facilita a aplicação e a remoção da funda.

A UniversalSling também está disponível em tela de poliéster. A utilização deste tecido é recomendada quando o paciente fica sentado na funda depois da transferência ou quando se pretende uma alternativa mais arejada.

Para o duche e o banho, está disponível um design de tela plastificada, permeável à água e de fácil limpeza. Este material seca rapidamente e não arrefece o paciente da mesma forma que um tecido absorvente húmido.

As bandas de elevação da funda são sempre feitas de poliéster durável e são muito seguras.

### Apoios das pernas

A UniversalSling está disponível com apoios das pernas em vários designs diferentes. Os mais comuns são os apoios das pernas com reforços. O reforço proporciona um elevado conforto, equilibra a pressão e impede que a funda dobre sob as coxas.

Está disponível como acessório um apoio almofadado e macio das pernas (pele de carneiro sintética).

A UniversalSling com apoio almofadado das pernas é adequada para pacientes especialmente sensíveis à pressão.

### Elevadores adequados

A UniversalSling pode ser utilizada com todos os elevadores móveis e suspensos da Liko. Pode escolher entre os elevadores suspensos LikoGuard™, Likorall™ e Multirall™ ou os elevadores móveis Golvo™, Viking™, Uno™ e Liko™ M220/M230.

*Neste documento a pessoa elevada é referida como paciente e a pessoa que auxilia como cuidador.*



### IMPORTANTE!

A elevação e a transferência de um paciente envolvem sempre um determinado nível de risco. Leia as instruções de utilização tanto do elevador do paciente como dos acessórios de elevação antes de os utilizar. É importante compreender na íntegra o conteúdo das instruções de utilização. O equipamento apenas deve ser utilizado por pessoal qualificado. Certifique-se de que os acessórios de elevação são adequados para o elevador utilizado. Tenha cuidado e atenção durante a utilização. Como cuidador, a segurança do paciente é sempre da sua responsabilidade. Deverá ter atenção à capacidade do paciente para acompanhar a elevação. Caso surja alguma dúvida, agradecemos que contacte o fabricante ou fornecedor.

# Índice

Descrição dos símbolos .....	3
Instruções de segurança .....	4
Cuidados e manutenção .....	5
Definições .....	5
Como engatar uma funda em diferentes barras de suporte .....	6
Como engatar a UniversalSling numa barra de suporte com 4 ganchos (twin bars e cross bars) .....	7
Elevar de uma posição sentada .....	7
Elevar para uma posição sentada .....	9
Remover a funda numa cadeira/cadeira de rodas .....	9
Elevar da cama .....	10
Elevar para a cama .....	11
Remover a funda sentado na cama .....	11
Remover a funda deitado na cama.....	11
Conselhos para a prova .....	12
Formas diferentes de conectar os apoios das pernas .....	12
O paciente não está bem sentado na funda – Porquê?.....	12
Posição para encurtar.....	13
Acessórios .....	13
Geral, Liko UniversalSling, mod. 000 .....	14
Combinações recomendadas .....	14

## Descrição dos símbolos

Estes símbolos encontram-se neste documento e/ou no produto.

Descrição dos	símbolos
	Aviso. Utilizado quando é necessário muito cuidado e e muita atenção.
	Ler as instruções de utilização antes da utilização
	Ler as instruções de utilização antes da utilização
	Marcação CE
	Fabricante legal
	Data de fabrico
	Número de referência
	Número de série
	Dispositivo médico
	Não limpar a seco
	Não passar a ferro
	Secar na máquina de secar
	Não colocar na máquina de secar
	Lavagem O símbolo é sempre associado à temperatura recomendada em °C e °F.
	Isento de látex
	Inspeção periódica
	Não utilizar lixívia
	Secar no exterior à sombra
	Direção para cima e símbolo no exterior do equipamento.
	Símbolo no exterior do equipamento.
	Código de barras da matriz de dados GS1 que pode conter as seguintes informações. (01) Número de artigo comercial global (11) Data de produção (21) Número de série

# Instruções de segurança

## ⚠ Deve ter em atenção os seguintes pontos antes da elevação:

- Uma pessoa responsável da sua organização deve decidir, para cada caso, se é necessário estarem presentes um ou mais cuidadores.
- Certificar-se de que a funda selecionada satisfaz as necessidades do paciente no que se refere a modelo, tamanho, tecido e design.
- A carga máxima total para um sistema de elevação é sempre determinada pelo produto do sistema com a carga máxima mais baixa especificada.
- Por razões de segurança e higiene, devem ser utilizadas fundas individuais.
- Planear a operação de elevação antes de elevar de modo a que decorra da forma mais segura e suave possível.
- Verificar se o acessório de elevação está pendurado verticalmente e se move livremente.
- Embora as barras de suporte da Liko estejam equipadas com fechos, deve ser exercido um cuidado especial. Com as bandas totalmente esticadas, mas antes de elevar o paciente da superfície, verificar se as bandas estão corretamente conectadas aos ganchos da barra de suporte.
- Antes de transferir o paciente para outro local, verificar se este está sentado na funda de forma segura.
- Nunca elevar o paciente da superfície mais alto do que o necessário para efetuar a elevação e a transferência.
- Nunca deixar um paciente sozinho durante a elevação.
- Assegurar que as rodas da cadeira de rodas, cama, maca, etc. estão travadas durante a operação de elevação/transferência.
- Trabalhar sempre de forma ergonómica. Aproveitar as capacidades do paciente para participar ativamente nas operações.
- Não expor a funda à luz solar direta quando esta não estiver a ser utilizada.

⚠ A fixação incorreta da funda na barra de suporte pode causar ferimentos graves no paciente.

⚠ Virar manualmente o paciente na cama pode causar ferimentos no cuidador.

Ⓒ Dispositivo médico, produto de Classe I

**PATENTE** [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)

**Pode estar abrangido por uma ou mais patentes. Consulte o endereço de Internet acima.**

As empresas Hill-Rom são as proprietárias das patentes europeias, norte-americanas e de outras patentes e de pedidos de patentes pendentes.

## Alterações ao produto


Os produtos Liko são sujeitos a desenvolvimento contínuo, razão pela qual nos reservamos o direito de fazer alterações ao produto sem aviso prévio. Se necessitar de aconselhamento e informações sobre atualizações de produtos, contacte o seu representante Hill-Rom.

## Design e qualidade efetuados pela Liko na Suécia

A Liko tem o certificado de qualidade conforme o ISO 9001 e o seu equivalente para a indústria de aparelhos médicos, ISO 13485. A Liko está também certificada com a norma ambiental ISO 14001.

## Aviso para os utilizadores e/ou pacientes na UE

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o paciente estão estabelecidos.



### Antes da primeira utilização

Antes de utilizar a funda pela primeira vez, a data (ano e mês) deve ser marcada na etiqueta "First Use" (Primeira utilização) (colocada sob a etiqueta "Perform Inspection" [Realizar inspeção]); consulte o exemplo abaixo. A marcação é realizada ao cortar as linhas verdes nos quadrados correspondentes. As linhas são cortadas com um corte no meio do quadrado. Não corte completamente as linhas – deixe as extremidades das linhas cortadas.

**Exemplo:** Fevereiro de 2014

First Use	
Month	Year
1	2014
2	2015
3	2016
4	2017
5	2018
6	2019
7	2020
8	2021
9	2022
10	2023
11	
12	

Expected Life - 5 years

Cortar as linhas no meio do quadrado.



## Cuidados e manutenção

Verificar a funda antes de cada utilização. Verificar se os seguintes pontos apresentam desgaste ou danos:

- Tecido
- Bandas
- Costuras
- Anéis de suspensão

**⚠ Não utilizar acessórios de elevação danificados.**

Caso surja alguma dúvida, agradecemos que contacte o fabricante ou fornecedor.

**Se a funda for utilizada no banho ou no duche:** Depois ser utilizada no banho ou no duche, a funda deve ficar colocada de forma a poder secar rapidamente.

**Instruções de lavagem:** Consulte a etiqueta de produto da funda e o anexo "Cuidados e manutenção das fundas Liko" fornecido.

### Inspeção periódica

O produto tem de ser inspecionado, pelo menos, uma vez a cada 6 meses. Poderão ser necessárias inspeções mais frequentes se os produtos forem utilizados ou lavados mais frequentemente do que o normal. Ver o protocolo da Liko "Inspeção periódica dos produtos têxteis Liko". Para ter acesso aos protocolos, contacte o representante Hill-Rom.

### Estimativa do tempo de vida útil

Se for fabricado com tecido de poliéster entrançado verde, o produto tem uma estimativa do tempo de vida útil de 5 anos. Se for fabricado com tela plastificada ou tela de poliéster cinzento, o produto tem uma estimativa do tempo de vida útil de 3 anos. A estimativa do tempo de vida útil baseia-se em 10 utilizações por dia e na lavagem uma vez por semana, de acordo com as instruções de lavagem. A Hill-Rom recomenda que o produto seja utilizado apenas durante a sua estimativa do tempo de vida útil.

### Instruções de reciclagem


Todo o produto, incluindo ripas, material de enchimento, etc., deve ser considerado resíduo combustível.

A Hill-Rom avalia e fornece orientação aos seus utilizadores sobre o manuseamento e a eliminação seguros dos seus dispositivos, a fim de auxiliar na prevenção de lesões, incluindo, mas não se limitando a: cortes, punções cutâneas, abrasões e qualquer limpeza e desinfeção necessárias do dispositivo médico após utilização e antes da respetiva eliminação.

Os clientes devem respeitar todas as leis e regulamentos federais, estaduais, regionais e/ou locais, na medida em que são responsáveis pela eliminação segura de acessórios e dispositivos médicos.













Em caso de dúvida, o utilizador do dispositivo deverá contactar primeiro o apoio técnico da Hill-Rom para obter orientação sobre os protocolos de eliminação segura.

## Definições




1. Etiqueta de produto
2. Etiqueta: ano e mês de fabrico (  )
3. Etiqueta: número de série
4. Etiqueta: marcação individual Belongs to [Pertence a]
5. Etiqueta: verificar e inspecionar (Perform Inspection [Realizar inspeção])
6. Etiqueta: a primeira vez que o produto é utilizado (First Use [Primeira utilização])
7. Anel da banda superior
8. Pega
9. Apoio das pernas
10. Posição para encurtar
11. Anel exterior dos apoios das pernas
12. Extremidade inferior
13. Banda central das costas
14. Marcação do tamanho


## Como engatar uma funda em diferentes barras de suporte

Barras de suporte	Anéis de funda para os ganchos da barra de suporte	Correto
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Cross-bar</p>		


### Exemplo: Utilização indevida



## Como engatar a UniversalSling numa barra de suporte com 4 ganchos (twin bars e cross bars)




## Elevar de uma posição sentada



Coloque a funda por trás das costas do paciente com a etiqueta de produto para fora. Dobre a extremidade inferior da funda em torno das pontas dos dedos para facilitar a orientação da mesma para o devido lugar.


Usando a palma da mão, empurre a extremidade inferior da funda para baixo até ao nível do cóccix do paciente – isto é muito importante. Nota: o posicionamento correto é facilitado se o paciente se inclinar/for inclinado ligeiramente para a frente.






Puxe os apoios das pernas da funda para a frente, ao longo da parte exterior das coxas do paciente. Coloque a palma da mão entre o corpo do paciente e a funda e empurre a extremidade inferior do apoio das pernas para baixo, em direção ao assento. Em simultâneo, puxe o apoio das pernas para a frente com a outra mão, a fim de esticá-lo.

Puxe os apoios das pernas para a frente para alisar quaisquer vincos nas costas. Verifique se ambos os apoios das pernas estão à mesma distância. Nota: segurar um pouco por baixo dos joelhos ajuda a puxar os apoios das pernas para a frente.



Insira os apoios das pernas por baixo de cada coxa. Certifique-se de que o tecido fica plano e que cobre bem toda a perna. **Nota:** a aplicação dos apoios das pernas é facilitada se as pernas do paciente estiverem ligeiramente levantadas do assento. Isto pode ser alcançado colocando os pés do paciente na placa de suporte para os pés ou na sua própria perna, conforme ilustrado.

Prepare a conexão dos apoios das pernas. A forma mais comum de aplicar a funda é através de apoios das pernas cruzados. Para métodos alternativos, consulte a página 12.




**Nota:** antes de proceder à elevação, verifique se todos os anéis de suspensão têm o mesmo comprimento, ou seja, se estão a uma altura igual quando esticados. Ajuste a posição da funda se não estiverem a uma altura igual.

Conecte primeiro os anéis superiores da banda nos ganchos da barra de suporte e, em seguida, os anéis dos apoios das pernas. Consulte as páginas 6-7 para obter instruções sobre como fixar os anéis da funda a diferentes barras de suporte. Eleve o paciente.

## Elevar para uma posição sentada

Ao colocar um paciente numa cadeira de rodas, é importante que o paciente fique bem encostado às costas da cadeira para ficar bem sentado. Isto pode ser alcançado de várias maneiras.




*Ao colocar um paciente numa cadeira de rodas:* incline a cadeira para trás durante a descida do paciente. Deixe os nádegas do paciente deslizarem para baixo no encosto durante a última parte. Controle o ângulo da cadeira de rodas com o pé no suporte de inclinação.

*Alternativa:* aplique uma pressão ligeira por baixo dos joelhos do paciente durante a sequência de descida, de forma a guiar as nádegas em direção às costas da cadeira. Se a funda tiver pegas, estas podem ser utilizadas para orientação.

**⚠ Não utilize as pegas para elevar! A força excessiva nas pegas pode provocar o desgaste da funda.**

## Remover a funda numa cadeira/cadeira de rodas

Recomenda-se que a funda seja retirada após a transferência. Se, por alguma razão, preferir deixar a funda na cadeira depois da transferência, recomendamos que seja usada uma funda feita de tela de poliéster.



Remova cuidadosamente os apoios das pernas. A forma mais suave de fazer isto é puxando os anéis dos apoios das pernas para fora, por baixo da parte de tecido.

Remova a funda, puxando cuidadosamente o apoio de perna para cima.


## Elevar da cama

A funda pode ser aplicada de diferentes formas, dependendo do estado do paciente. Pode ser aplicada com o paciente deitado ou sentado na cama. Se for utilizado um colchão com alívio de pressão avançada, pode ser vantajoso insuflar o mesmo, até ao nível máximo, para facilitar a aplicação da funda.

Lembre-se da sua postura de trabalho e do conforto do paciente. Utilize as funções da cama para efetuar a elevação e descida. Obtem-se uma boa postura de trabalho quando o colchão está ao nível dos nós dos dedos do cuidador, quando os braços estão completamente para baixo. Dependendo do esforço que o cuidador tem de fazer, é necessário avaliar, caso a caso, quantos cuidadores são necessários para a operação.


### Aplicar a funda deitado na cama

Para levantar a partir de uma posição supina sem possibilidade de levantar a cabeceira da cama ou apoiar a cabeça de outra forma, recomenda-se a utilização da Liko Soft Original HighBack Sling mod. 26, ou, em alternativa, da Liko Original HighBack Sling mod. 200, 210, fundas que oferecem suporte para a cabeça.



Vire o paciente para o lado. Esta operação é facilitada se o próprio paciente puder contribuir, agarrando a guarda da cama na parte lateral para a qual vai ser virado. Coloque a extremidade da funda direcionada para as costas do paciente, com a extremidade inferior **nivelada com o cóccix**.

Dobre a funda de forma a que a "banda central das costas" corresponda à coluna vertebral do paciente. Certifique-se de que a dobra cobre a extremidade da funda que se encontra na direção das costas do paciente, de forma a reduzir a fricção. Vire cuidadosamente o paciente e puxe a funda para fora do outro lado. Com esta técnica de aplicação, o paciente tem de ser virado apenas uma vez.



Insira os apoios das pernas por baixo de cada perna. A melhor forma de o fazer é pressionar o apoio das pernas contra o colchão enquanto o introduz sob o joelho. Certifique-se de que o tecido fica plano e que cobre bem toda a perna. Os apoios das pernas podem ser conectados de diferentes formas, consulte a página 12.

Eleve a cabeceira da cama. Conecte primeiro os anéis superiores da banda nos ganchos da barra de suporte e, em seguida, os anéis dos apoios das pernas. Consulte as páginas 6-7 para obter instruções sobre como fixar os anéis da funda a diferentes barras de suporte. Eleve o paciente.

### Aplicar a funda sentado na cama


Eleve a cabeceira da cama atrás do paciente. Coloque a funda na cama com a etiqueta de produto virada para baixo, na direção do colchão. Faça deslizar a funda para baixo, atrás das costas do paciente, de forma a que a extremidade inferior **fique nivelada com o cóccix**. **Nota!** A aplicação é facilitada se o paciente se inclinar/for inclinado para a frente.

## Elevar para a cama

Recomenda-se que a funda seja retirada após a transferência. Se, por alguma razão, preferir deixar a funda na cama depois da transferência, recomendamos que seja usada uma funda feita de tela de poliéster.

Lembre-se da sua postura de trabalho e do conforto do paciente. Utilize as funções da cama para efetuar a elevação e descida. Obtém-se uma boa postura de trabalho quando o colchão está ao nível dos nós dos dedos do cuidador, quando os braços estão completamente para baixo. Dependendo do esforço que o cuidador tem de fazer, é necessário avaliar, caso a caso, quantos cuidadores são necessários para a operação.

### Remover a funda sentado na cama




Posicione o paciente na cama. Levante a cabeceira da cama para garantir o conforto do paciente. Baixe o paciente até à cama.

Remova os apoios das pernas, puxando os respetivos anéis por baixo da parte de tecido. **Nota:** isto é mais fácil se o paciente dobrar as pernas.


Remova a funda, puxando um dos apoios das pernas por trás da funda e por cima, pelo lado oposto.

### Remover a funda deitado na cama



Posicione o paciente na cama. Levante a cabeceira da cama para garantir o conforto do paciente. Baixe o paciente até à cama. Baixe a cabeceira da cama.

Coloque os anéis dos apoios das pernas, por baixo do próprio apoio das pernas, entre as pernas do paciente.




Agarre a extremidade da funda. Empurre a funda sob si mesma. Pressione a funda contra o colchão e por baixo do paciente.

Vire cuidadosamente o paciente para o lado. Agarre a funda pela parte de baixo e retire-a cuidadosamente.

## Conselhos para a prova

### Formas diferentes de conectar os apoios das pernas

Antes de selecionar uma opção de conexão, deve ser feita uma avaliação individual para antecipar possíveis riscos.



#### Apoio das pernas cruzado.

A forma mais comum de aplicar a funda. Passe um anel do apoio das pernas pelo outro antes de os conectar à barra de suporte.

#### Sobrepostos por baixo das duas coxas.


Pode ser adequado para elevar um paciente com as pernas amputadas, por exemplo. **Nota:** para evitar que a postura sentada do paciente seja demasiado reclinada, os Extension Loops podem ser fixados aos anéis dos apoios das pernas.

#### Cada apoio das pernas é conectado separadamente à barra de suporte.

Isto pode ser adequado para elevar pacientes mais sensíveis na zona genital.

**⚠ Maior risco de deslizar para fora.**

### O paciente não está bem sentado na funda – Porquê?




**A. Maior risco de deslizar para fora.** As nádegas ficam suspensas. A funda pode ser demasiado grande. Também pode dever-se ao facto de a funda não ter sido suficientemente puxada para baixo, nas costas do paciente.

Antes de elevar, verifique se o canto inferior está esticado e que o tecido cobre bem toda a perna.

**B. Uma funda demasiado pequena** pode fazer com que os apoios das pernas cortem na zona genital causando desconforto, a barra de suporte fique demasiado perto da cara e/ou as costas não tenham apoio suficiente.

A extremidade inferior da funda está ao mesmo nível do cóccix. Os apoios das pernas estão devidamente posicionados sob as pernas.

## Posição para encurtar



A nossa funda foi cuidadosamente concebida para garantir que o paciente se senta sempre com uma pressão bem distribuída entre as pernas e a zona das costas para um bom apoio durante as transferências. No entanto, em determinados casos, pode ser preferível utilizar a definição interna, a "posição para encurtar", nos anéis dos apoios das pernas, para alterar a posição sentada do paciente.


**Nota:** tal **não** é aplicável se tiver um modelo antigo da UniversalSling, mod. 00/02, com um design anterior da posição para encurtar. Para uma descrição do procedimento para encurtar para o mod. 00/02, contacte a Hill-Rom para obter as instruções de utilização desse modelo.

Em casos onde é usada a posição para encurtar, recomendamos que encaixe também o anel exterior do apoio das pernas no gancho da barra de suporte, para poder ter melhor controlo visual dos anéis.

## Acessórios

Extension Loop, verde, 12 cm  
Extension Loop, verde 22 cm  
Extension Loop, cinzento, 12 cm  
Extension Loop, cinzento, 22 cm

Prod. n.º 3691102  
Prod. n.º 3691103  
Prod. n.º 3691302  
Prod. n.º 3691303




# Geral, Liko UniversalSling, mod. 000

Produto	Prod. n.º	Tamanho	Peso do paciente <sup>1</sup>	Carga máx. <sup>2</sup>
Liko UniversalSling	35000--4	S	35-55 kg	200 kg
Liko UniversalSling	35000--1	M-Slim (adulto magro)	45-70 kg	200 kg
Liko UniversalSling	35000--5	M	60-90 kg	200 kg
Liko UniversalSling	35000--6	L	80-120 kg	200 kg
Liko UniversalSling	35000--7	XL	> 110 kg	300 kg

<sup>1</sup> O peso do paciente acima indicado é apenas uma orientação, podem ocorrer desvios.

<sup>2</sup> Para manter a carga máxima, é necessário que o elevador/acessórios sejam destinados para a mesma carga ou superior.



## Combinações recomendadas:

Combinações recomendadas da Liko™ UniversalSling e das barras de suporte Liko:	Mini 220	Barra de suporte 350 <sup>3</sup>	Barra de suporte 450 <sup>1</sup>	Barra de suporte 600 <sup>4</sup>	Twin bars 670 <sup>2</sup>	Sling Cross-bar 450	Sling Cross-bar 670	Univ. SideBars + Universal 350	Univ. SideBars + Universal 450
UniversalSling, S	3	2	1	3	2	1	2	2	2
UniversalSling, M-Slim	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, M	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, L	3	2	1	1	1	1	1	1	1
UniversalSling, XL	3	3	2	1	1	1	1	1	1

<sup>1</sup> As barras de suporte 450 estão relacionadas com a barra de suporte Universal SlingBar 450 Prod. n.º 3156075, 3156085 e 3156095, SlingBar Standard 450 Prod. n.º 3156001, 3156003, 3156007 e 3156016, assim como SlingGuard 450 Prod. n.º 3308020 e 3308520.

<sup>2</sup> As Twin bars 670 estão relacionadas com a Universal TwinBar 670 Prod. n.º 3156077 e 3156087, assim como a SlingGuard 670 Twin Prod. n.º 3308040 e 3308540.

<sup>3</sup> A barra de suporte 350 está relacionada com a Universal SlingBar 350 Prod. n.º 3156074, 3156084 e 3156094.

<sup>4</sup> A barra de suporte 600 está relacionada com a Universal SlingBar 600 Prod. n.º 3156076 e 3156086.

**Legenda:** 1 = Recomendado, 2 = Pode funcionar, 3 = Não aconselhável, 4 = Inapropriado

## Outras combinações

Combinações de acessórios/produtos que não sejam os recomendados pela Liko podem resultar em riscos para a segurança do paciente.



www.hillrom.com

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Sweden  
+46 (0)920 474700

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

Hill-Rom

Liko AB é uma subsidiária da Hill-Rom Holdings, Inc.