


## Instrucțiuni de utilizare



## Descrierea produsului

**Hamul Liko UniversalSling este un model de bază proiectat pentru a se adapta la pacient fără ajustări individuale și este unul dintre hamurile noastre cel mai frecvent utilizate.**

Hamul UniversalSling asigură poziția verticală în șezut a corpului și oferă sprijin pentru toată suprafața spatelui, până la gât. Dacă pacientul are nevoie de sprijinirea capului, se recomandă utilizarea unui ham înalt pentru spate, de ex. Original HighBack Sling modul 200/210 sau Soft Original HighBack Sling modul 26. Brațele pacientului sunt ținute în interiorul hamului. Un ham UniversalSling ajustat în mod corect și aplicat cu atenție îi va oferi pacientului un excelent sentiment de siguranță, dar și un grad ridicat de confort.

### Dimensiuni

Hamul UniversalSling este disponibil în diferite dimensiuni. Este important să alegeți dimensiunea corectă, pentru a obține cel mai înalt nivel de confort și de siguranță. Un ham prea mare crește riscul alunecării din acesta, în timp ce unul prea mic poate presa zona inghinală și poate provoca disconfort.

Pentru dimensiunile mai mari, combinarea cu o bară dublă 670 poate fi o alegere potrivită.

### Materiale

Hamul UniversalSling este disponibil în diferite materiale. Având în vedere faptul că hamul UniversalSling nu este lăsat de obicei sub pacient după transfer, se recomandă utilizarea designului din poliester. Acest material este rezistent și are un coeficient redus de frecare, ceea ce face hamul ușor de aplicat și de îndepărtat.

Hamul UniversalSling este disponibil și în versiunea cu plasă de poliester. Acest material este recomandat când hamul este lăsat în poziție după transfer sau când se dorește o variantă mai aerisită.

Pentru baie în cadă și duș, este disponibil un design cu plasă cu înveliș de plastic, care să permită absorbția apei și care să se poată șterge cu ușurință. Materialul se usucă rapid și pacientului nu i se face frig, ca în cazul materialelor umede, absorbante.

Benzile de ridicare ale hamului sunt fabricate, în cazul tuturor modelelor, din poliester rezistent și sunt foarte sigure.

### Suporturi pentru picioare

Hamul UniversalSling este disponibil cu suporturi pentru picioare în mai multe designuri diferite. Cele mai frecvente sunt suporturile cu întărituri pentru picioare. Întăriturile oferă un confort ridicat, egalizează presiunea și împiedică strângerea hamului sub coapse.

Ca accesoriu, este disponibil un suport pentru picioare cu căptușeală moale (din piele sintetică de oaie). Hamul UniversalSling cu suport pentru picioare căptușit este potrivit pentru pacienții care sunt deosebit de sensibili la presiune.

### Elevatoare adecvate

Hamul UniversalSling poate fi utilizat împreună cu toate elevatoarele suspendate și mobile de la Liko. Puteți alege între elevatoarele suspendate LikoGuard™, Likorall™ și Multirall™ sau elevatoarele mobile Golvo™, Viking™, Uno™ și Liko™ M220/M230.

*În acest document, persoana ridicată este denumită pacient, iar persoana care o ajută este denumită infirmier.*



### IMPORTANT!




















Ridicarea și transferul unui pacient implică întotdeauna un anumit nivel de risc. Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile de utilizare atât pentru elevatorul pentru pacient, cât și pentru accesoriile de ridicare. Este important să înțelegeți în totalitate conținutul instrucțiunilor de utilizare. Echipamentul trebuie să fie utilizat doar de către personalul instruit. Asigurați-vă că accesoriile de ridicare sunt adecvate pentru elevatorul utilizat. Utilizați-le cu grijă și atenție. În calitate de îngrijitor, sunteți întotdeauna responsabil pentru siguranța pacientului. Trebuie să știți dacă pacientul este capabil să facă față ridicării. Dacă există neclarități, vă rugăm să contactați producătorul sau furnizorul.

# Cuprins

Descrierea simbolurilor .....	3
Instrucțiuni de siguranță .....	4
Îngrijire și întreținere .....	5
Definiții .....	5
Mod de atașare a hamului la diferite bare de susținere .....	6
Mod de atașare a unui ham UniversalSling la o bară de susținere cu 4 cârlige (bare duble și bare în cruce).....	7
Ridicarea din poziția în șezut .....	8
Ridicarea în poziția în șezut .....	9
Îndepărtarea hamului dintr-un scaun/scaun cu roțile .....	10
Ridicarea din pat.....	10
Ridicarea pe pat.....	11
Îndepărtarea hamului în cazul în care pacientul stă în șezut pe pat .....	11
Îndepărtarea hamului în cazul în care pacientul stă întins pe pat .....	11
Recomandări de fixare.....	12
Modalități diferite de conectare a suporturilor pentru picioare .....	12
Pacientul nu stă bine în ham – De ce se întâmplă acest lucru? .....	12
Poziția de scurtare .....	13
Accesorii .....	13
Prezentarea generală a hamului Liko UniversalSling, Mod. 000,.....	14
Combinatii recomandate.....	14

## Descrierea simbolurilor

Aceste simboluri se pot găsi în acest document și/sau pe produs.

Simbol	Descriere
	Avertisment. Utilizat în situațiile în care este nevoie de grijă și atenție suplimentare.
	Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de utilizare
	Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de utilizare
	Marca CE
	Producător legal
	Data fabricației
	Număr de referință
	Număr de serie
	Dispozitiv medical
	Nu curățați cu metode chimice
	Nu călcați cu fierul
	Uscare cu aer cald
	Nu este adecvat pentru uscătoarele de rufe cu tambur
	Spălare Simbolul apare întotdeauna în combinație cu temperatura recomandată în °C și °F.
	Nu conține latex
	Inspecție periodică
	Fără înălbitor
	A se usca căptușeala la umbră
	Direcție în sus și simbol de pe exteriorul echipamentului.
	Simbol de pe exteriorul echipamentului.
	Cod de bare matrice de date GS1, care poate conține următoarele informații. (01) Cod articol comercial global (11) Data de fabricare (21) Număr de serie

# Instrucțiuni de siguranță

## ⚠ Înainte de ridicare, rețineți următoarele aspecte:

- O persoană responsabilă din organizația dvs. trebuie să decidă, în funcție de caz, dacă este nevoie de unul sau mai mulți îngrijitori.
- Asigurați-vă că hamul selectat este adecvat necesităților pacientului, în funcție de model, dimensiune, material și design.
- Sarcina maximă totală pentru un sistem de ridicare este determinată întotdeauna de produsul din sistem cu cea mai mică sarcină maximă specificată.
- Din motive de igienă și siguranță, utilizați hamuri individuale.
- Planificați operațiunea în așa fel încât să fie efectuată cât mai sigur și ușor posibil.
- Verificați dacă accesoriul de ridicare este suspendat vertical și se poate deplasa liber.
- Deși barele de susținere Liko sunt echipate cu mecanisme de blocare, trebuie să le utilizați cu multă atenție. Înainte de a ridica pacientul de pe suprafața pe care stă, dar după întinderea completă a curelelor, asigurați-vă că acestea sunt corect conectate la cârligele barelor de susținere.
- Asigurați-vă că pacientul stă în siguranță în ham înainte de a-l transfera în altă locație.
- Nu ridicați niciodată pacientul de pe suprafața pe care este așezat mai sus decât este nevoie pentru a efectua procedura de ridicare și transfer.
- Nu lăsați niciodată pacientul nesupravegheat în timpul ridicării.
- Asigurați-vă că roțile scaunului cu rotile, ale patului, ale târgii mobile etc., sunt blocate pe durata operațiunii de ridicare/transfer.
- Lucrați întotdeauna în mod ergonomic. Folosiți-vă de capacitatea pacientului de a participa activ la operațiuni.
- Când nu utilizați hamul, nu îl lăsați în lumină solară directă.

⚠ **Atașarea incorectă a hamului la bara de susținere poate provoca rănirea gravă a pacientului.**

⚠ **Întoarcerea manuală a pacientului în pat poate provoca rănirea îngrijitorului.**

CE Dispozitiv medical Clasa I Produs

**BREVET [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)**

**Poate fi protejat de unul sau mai multe brevete. Consultați adresa de internet de mai sus.**

Comaniile Hill-Rom sunt deținătoarele brevetelor europene, americane și ale altor brevete și cereri de brevete în așteptare.

## Modificări ale produsului

Produsele Liko sunt în continuă dezvoltare, motiv pentru care ne rezervăm dreptul de a realiza modificări ale produsului fără notificare prealabilă. Contactați reprezentantul dvs. Hill-Rom pentru sfaturi și informații privind upgrade-urile de produse.


## Design and Quality by Liko in Sweden

Liko este certificat din punct de vedere al calității în conformitate cu standardul ISO 9001 și echivalentul acestuia pentru industria dispozitivelor medicale, ISO 13485.

De asemenea, Liko este certificat în conformitate cu standardul de mediu ISO 14001.

## Notificare adresată utilizatorilor și/sau pacienților din UE

Orice incident grav care a avut loc în legătură cu acest dispozitiv, trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.



## Înainte de prima utilizare

Înainte de a utiliza hamul pentru prima dată, trebuie marcată data (anul și luna) pe eticheta „First Use” (plasată sub eticheta „Perform Inspection”), consultați exemplul de mai jos. Marcarea se face prin tăierea firelor verzi din pătratele relevante. Firele sunt tăiate printr-o tăietură în centrul pătratului. Nu tăiați complet firele - lăsați capetele firelor tăiate să rămână.

**Exemplu:** Februarie 2014

First Use						
Month	1	2	3	4	5	6
	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12
Year	2014	2015	2016	2017	2018	
	1	1	1	1	1	
End of Use	Year					
	2019	2020	2021	2022	2023	

Expected Life - 5 years

Tăiați firele în centrul pătratului..



## Îngrijire și întreținere

Verificați hamul înainte de fiecare utilizare. Verificați următoarele aspecte pentru uzură și deteriorare:

- Materialul
- Curelele
- Cusăturile
- Buclele de suspenzie

**⚠ Nu utilizați accesoriile de ridicare deteriorate.**

Dacă există neclarități, vă rugăm să contactați producătorul sau furnizorul.

**Dacă hamul este utilizat pentru baie în cadă sau duș:** După utilizarea la baie în cadă sau duș, hamul trebuie așezat astfel încât să se poată usca cât mai repede posibil.

**Instrucțiuni de spălare:** Consultați eticheta de produs a hamului și anexa atașată, „Îngrijirea și întreținerea hamurilor Liko”.

### Inspekția periodică

Produsul trebuie verificat cel puțin o dată la 6 luni. Ar putea fi necesare inspekții mai frecvente dacă produsele sunt utilizate sau spălate mai des decât este normal. Consultați protocolul Liko „Inspekția periodică a produselor textile Liko”. Pentru protocoale, contactați reprezentantul Hill-Rom.

### Durată de viață estimată

Dacă produsul este confecționat dintr-o țesătură din poliester țesut de culoare verde, produsul are o durată de viață estimată de 5 ani. Dacă produsul este confecționat dintr-o plasă cu înveliș de plastic sau o plasă de poliester de culoare gri, produsul are o durată de viață estimată de 3 ani. Durata de viață estimată se bazează pe o frecvență de utilizare de 10 utilizări pe zi și de spălare o dată pe săptămână, conform instrucțiunilor de spălare. Hill-Rom recomandă utilizarea produsului numai în perioada de viață estimată.


### Instrucțiuni de reciclare


Întregul produs, incluzând lamelele, materialul de căptușeală etc. trebuie sortate ca deșeuri combustibile.

Hill-Rom evaluează și oferă îndrumări utilizatorilor săi cu privire la manevrarea și eliminarea în siguranță a dispozitivelor sale la deșeuri, pentru a ajuta la prevenirea rănilor, inclusiv, dar fără a se limita la: tăieturi, înțepături la nivelul pielii, excoriații și orice curățare și dezinfectare necesară a dispozitivului medical după utilizare și înainte de eliminarea acestuia la deșeuri. Clienții trebuie să respecte toate legile și reglementările federale, de stat, regionale și/sau locale în ceea ce privește eliminarea în siguranță a dispozitivelor și accesoriilor medicale.
















În caz de nelămuriri, utilizatorul dispozitivului trebuie să contacteze mai întâi departamentul de Asistență tehnică Hill-Rom pentru îndrumări privind protocoalele de eliminare în condiții de siguranță.

## Definiții




1. Etichetă produs
2. Etichetă: Anul și luna fabricației (  )
3. Etichetă: Număr de serie
4. Etichetă: Marcaj individual (Aparține)
5. Etichetă: Verificare și inspekție (Perform Inspection)
6. Etichetă: Prima utilizare a produsului (First Use)
7. Buclă curea superioară
8. Mâner
9. Suport pentru picioare
10. Poziția de scutire
11. Buclă exterioară suport pentru picioare
12. Marginea inferioară
13. Curea din centru-spate
14. Marcaj dimensiune






## Mod de atașare a hamului la diferite bare de susținere

Bară de susținere	Buclele hamului pe cârligele barei de susținere	Corect
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Cross-bar (bară în cruce)</p>		


### Exemplu: Utilizare necorespunzătoare



## Mod de atașare a unui ham UniversalSling la o bară de susținere cu 4 cârlige (bare duble și bare în cruce)

 <p>A Bucle curea superioară</p> <p>B Bucle suport picior</p>	<p>1.</p>  
<p>2.</p> 	<p>3.</p>  <p>Figurile 1, 2 și 3 ilustrează o bară dublă, însă același lucru este valabil și pentru o bară în cruce Cross-Bar.</p>


## Ridicarea din poziția în șezut



Puneți hamul sub spatele pacientului, cu eticheta produsului spre exterior. Plițați marginea inferioară a hamului cu vârfurile degetelor, pentru a facilita ghidarea hamului în poziție.


Cu palma, împingeți în jos marginea inferioară a hamului până la nivelul coccisului pacientului - acest lucru este foarte important. Notă: Poziționarea corectă este facilitată dacă pacientul se apleacă ușor/este aplecat ușor în față.






Trageți suporturile pentru picioare ale hamului în față de-a lungul părții exterioare a coapselor pacientului. Așezați-vă palma între corpul pacientului și ham și împingeți marginea inferioară a suportului pentru picioare în jos, către scaun. În același timp, trageți suportul pentru picioare în față cu cealaltă mână pentru a-l extinde.

Trageți suporturile pentru picioare în față pentru a netezi eventualele cute din spate. Verificați dacă ambele suporturi pentru picioare ies în afară la aceeași distanță. Notă: Dacă strângeți ușor cu mâna așezată sub rotulă, vă va fi mai ușor să trageți suporturile pentru picioare în față.



Introduceți suporturile pentru picioare sub fiecare coapsă. Asigurați-vă că materialul este plat și că ajunge în mod adecvat în jurul piciorului. **Notă:** Aplicarea suporturilor pentru picioare este facilitată dacă picioarele pacientului sunt ridicate ușor de pe scaun. Acest lucru poate fi obținut prin așezarea picioarelor pacientului pe suporturile pentru picioare sau pe propriul dvs. picior, conform ilustrației.

Pregătiți conexiunea suporturilor pentru picioare. Cea mai uzuală modalitate de aplicare a hamului este cu suporturile pentru picioare în cruce. Pentru metode alternative, consultați pagina 12.




**Notă:** Verificați dacă toate buclele pentru suspendare au aceeași lungime, adică dacă se află la o înălțime egală atunci când sunt extinse înaintea ridicării. Reglați poziția hamului dacă acestea nu se află la o înălțime egală.

Mai întâi, conectați buclele curelei superioare la bara de susținere, apoi buclele suportului pentru picioare. Consultați pagina 6-7 pentru instrucțiuni cu privire la modul de atașare a buclelor hamului la diferite bare de susținere. Ridicați pacientul.



## Ridicarea în poziția în șezut

Atunci când așezați un pacient într-un scaun cu rotile, este important ca pacientul să ajungă cât mai în spate pe scaun pentru a sta bine. Acest lucru poate fi realizat în mai multe moduri.



*Când așezați un pacient într-un scaun cu rotile:* Înclinați scaunul în spate în timpul coborârii pacientului. Lăsați posteriorul pacientului să alunece pe spătar de-a lungul ultimei părți. Controlați unghiul scaunului cu rotile ținându-vă piciorul pe suportul de basculare.

*Alternativă:* Aplicați o ușoară presiune sub genunchii pacientului în timpul secvenței de coborâre, astfel încât posteriorul acestuia să fie ghidat spre spătarul scaunului. Dacă hamul are mânere, acestea pot fi utilizate pentru ghidare.

**⚠ Nu utilizați mânerul pentru ridicare! Forța excesivă aplicată pe mânere poate provoca ruperea hamului.**

## Îndepărtarea hamului dintr-un scaun/scaun cu rotile

Se recomandă îndepărtarea hamului după transfer. Dacă, din anumite motive, este de preferat să lăsați hamul în scaun după transfer, se recomandă utilizarea unui ham din plasă de poliester.



Îndepărtați cu grijă suporturile pentru picioare. Cea mai delicată modalitate de a realiza acest lucru este prin tragerea buclelor suportului pentru picioare sub partea din material textil.

Îndepărtați hamul cu grijă, trăgând în sus suportul pentru picioare.


## Ridicarea din pat

Hamul poate fi aplicat în diferite moduri, în funcție de starea pacientului. Fie se aplică cu pacientul întins pe pat, fie cu acesta stând în șezut pe pat. Dacă se utilizează o saltea de reducere a presiunii avansată, poate fi avantajos ca aceasta să fie umflată la maximum, pentru a facilita aplicarea hamului.

Nu uitați de propria dvs. postură de lucru și de confortul pacientului. Utilizați funcțiile patului pentru ridicare și coborâre. O postură de lucru bună se obține atunci când salteaua se află la același nivel cu unghiile îngrijitorului, când acesta își ține brațele relaxate în jos. În funcție de greutatea pe care o suportă îngrijitorul, trebuie făcută o evaluare a numărului de îngrijitori necesari pentru operație, de la caz la caz.


### Aplicarea hamului în cazul în care pacientul stă întins pe pat

Pentru ridicarea dintr-o poziție în decubit dorsal, fără posibilitatea de ridicare a capătului dinspre cap al patului sau de susținere a capului în alt mod, se recomandă utilizarea hamului Liko Soft Original HighBack Sling Mod. 26, sau, alternativ, a hamului Liko Original HighBack Sling Mod. 200, 210, care oferă, toate, sprijin pentru cap.



Întoarceți pacientul pe o parte. Această operație este facilitată dacă pacientul însuși poate contribui ținându-se de bara patului de pe partea înspre care urmează să fie întors. Puneți marginea hamului spre spatele pacientului cu marginea inferioară **la același nivel cu cocchisul**.

Pliți hamul astfel încât „cureaua din centru-spate” să corespundă coloanei vertebrale a pacientului. Verificați dacă pliul acoperă marginea hamului care se află înspre spatele pacientului pentru a reduce frecarea. Întoarceți pacientul cu blândețe și trageți hamul pe cealaltă parte. Cu această tehnică de aplicare, pacientul trebuie să fie întors o singură dată.



Introduceți suporturile pentru picioare sub fiecare picior. Acest lucru se realizează cel mai bine prin apăsarea suportului pentru picioare pe saltea în timp ce îl introduceți sub genunchi. Asigurați-vă că materialul este plat și că ajunge în mod adecvat în jurul piciorului. Suporturile pentru picioare pot fi conectate în diferite moduri, consultați pagina 12.

Ridicați capătul dinspre cap al patului. Mai întâi, conectați buclele curelei superioare de cârligele barei de susținere, apoi buclele suportului pentru picioare. Consultați pagina 6-7 pentru instrucțiuni cu privire la modul de atașare a buclelor hamului la diferite bare de susținere. Ridicați pacientul.

### Aplicarea hamului în cazul în care pacientul stă în șezut pe pat


Ridicați capătul dinspre cap al patului în spatele pacientului. Așezați hamul pe pat, cu eticheta produsului orientată în jos, către saltea. Glisați hamul în jos în spatele pacientului, astfel încât marginea inferioară să fie la același nivel cu cocchisul. **Notă!** Aplicarea este facilitată dacă pacientul se apleacă ușor/este aplecat ușor în față.

## Ridicarea pe pat

Se recomandă îndepărtarea hamului după transfer. Dacă din anumite motive este de preferat să lăsați hamul în pat, se recomandă utilizarea unui ham din plasă de poliester.

Nu uitați de propria dvs. postură de lucru și de confortul pacientului. Utilizați funcțiile patului pentru ridicare și coborâre. O postură de lucru bună se obține atunci când salteaua se află la același nivel cu unghiile îngrijitorului, când acesta își ține brațele relaxate în jos. În funcție de greutatea pe care o suportă îngrijitorul, trebuie făcută o evaluare a numărului de îngrijitori necesari pentru operație, de la caz la caz.

### Îndepărtarea hamului în cazul în care pacientul stă în șezut pe pat




Poziționați pacientul deasupra patului. Ridicați capătul dinspre cap al patului pentru confortul pacientului. Coborâți pacientul pe pat.

Îndepărtați suporturile pentru picioare trăgând buclele suporturilor pentru picioare sub partea din material textil. **Notă:** Acest lucru este facilitat dacă picioarele pacientului sunt îndoite.


Îndepărtați hamul trăgând unul dintre suporturile pentru picioare în spatele hamului și peste partea opusă.

### Îndepărtarea hamului în cazul în care pacientul stă întins pe pat



Poziționați pacientul deasupra patului. Ridicați capătul dinspre cap al patului pentru confortul pacientului. Coborâți pacientul pe pat. Coborâți capătul dinspre cap.

Așezați buclele suportului pentru picioare sub suporturile pentru picioare dintre picioarele pacientului.




Prindeți marginea hamului. Împingeți hamul dedesubt. Apăsăți hamul pe saltea și pe sub pacient.

Întoarceți cu atenție pacientul pe o parte. Prindeți hamul din partea de jos și îndepărtați-l cu atenție.

## Recomandări de fixare

### Modalități diferite de conectare a suporturilor pentru picioare

Înainte de alegerea unei alternative de conectare, trebuie efectuată o evaluare individuală pentru a anticipa riscurile posibile.



#### Suporturi pentru picioare în cruce.

Cea mai uzuală modalitate de aplicare a hamului. O buclă a suportului pentru picioare este introdusă prin cealaltă înainte ca buclele să fie conectate la bara de susținere.

#### Suprapuse sub ambele coapse.

Această modalitate poate fi potrivită, spre exemplu, atunci când ridicați un pacient cu picioarele amputate.

**Notă:** Pentru a evita poziția în șezut prea înclinată a pacientului, pot fi atașate bucle de extensie Extension Loop la buclele suportului pentru picioare.


#### Fiecare suport pentru picioare

#### conectat separat la bara de susținere.

Această modalitate poate fi potrivită atunci când ridicați pacienți cu organe genitale deosebit de sensibile.

⚠ **Risc crescut de alunecare în afară.**

### Pacientul nu stă bine în ham – De ce se întâmplă acest lucru?




**A. Risc de alunecare în afară.** Posteriorul pacientului atârână prea jos. Hamul ar putea fi prea mare. De asemenea, poate fi din cauza faptului că hamul nu a fost tras suficient în jos pe spatele pacientului.

Înainte de ridicare, verificați ca marginea inferioară să fie întinsă și ca materialul să fie bine înfășurat în jurul picioarelor.

**B. Un ham prea mic** poate determina suporturile pentru picioare să preseze zona inghinală, cauzând disconfort și apropiind bara de susținere prea mult de față și/sau nepermițând spatelui să primească suficient sprijin.

Marginea inferioară a hamului este la același nivel cu coccisul. Suporturile pentru picioare sunt poziționate corespunzător sub picioare.

## Poziția de scurtare




Hamul nostru este conceput cu atenție, pentru a se asigura faptul că pacientul are întotdeauna o poziție în care presiunea este bine distribuită între picioare și secțiunea din spate pentru un sprijin bun în timpul transferurilor. Cu toate acestea, în anumite cazuri, poate fi de preferat să se utilizeze setarea interioară, „poziția de scurtare”, pe bucla suportului pentru picioare pentru a schimba poziția în șezut a pacientului.

**Notă:** Acest lucru **nu** se aplică dacă aveți un model mai vechi decât UniversalSling, Mod. 00/02, cu un design anterior al poziției de scurtare. Pentru o descriere a procedurii de scurtare pentru Mod. 00/02, vă rugăm să contactați Hill-Rom pentru a obține instrucțiunile de utilizare a modelului respectiv.

În cazul în care se utilizează poziția de scurtare, se recomandă, de asemenea, conectarea buclei exterioare a suportului pentru picioare la cârligul barei de susținere, pentru un control vizual mai bun al buclelor.

## Accesorii

Buclă de extensie Extension Loop, verde, 12 cm (5 in)	Nr. produs 3691102
Buclă de extensie Extension Loop, verde, 22 cm (9 in)	Nr. produs 3691103
Buclă de extensie Extension Loop, gri, 12 cm (5 in)	Nr. produs 3691302
Buclă de extensie Extension Loop, gri, 22 cm (9 in)	Nr. produs 3691303




- 2 = 12 cm (5 in)  
- 3 = 22 cm (9 in)

# Prezentarea generală a hamului Liko UniversalSling, Mod. 000

Produs	Nr. produs	Dimensiune	Greutate pacient <sup>1</sup>	Încărcare max. <sup>2</sup>
Liko UniversalSling	35000 -- 4	S	35-55 kg (77-121 lbs)	200 kg (440 lb)
Liko UniversalSling	35000 -- 1	M-suplu (adult suplu)	45-70 kg (99-154 lbs)	200 kg (440 lb)
Liko UniversalSling	35000 -- 5	M	60-90 kg (132-198 lbs)	200 kg (440 lb)
Liko UniversalSling	35000 -- 6	L	80-120 kg (176-264 lbs)	200 kg (440 lb)
Liko UniversalSling	35000 -- 7	XL	110- kg (242- lbs)	300 kg (660 lbs)

<sup>1</sup> Greutatea indicată a pacientului este doar orientativă – pot exista diferențe.

<sup>2</sup> Pentru menținerea sarcinii maxime, este nevoie de un elevator/accesorii proiectate pentru aceeași sarcină sau sarcini mai mari.



## Combi-nații recomandate:

Combi-nații recomandate pentru Liko™ UniversalSling și barele de susținere Liko:	Mini 220	Bară de susținere SlingBar 350 <sup>3</sup>	Bară de susținere SlingBar 450 <sup>1</sup>	Bară de susținere SlingBar 600 <sup>4</sup>	Bare TwinBar 670 <sup>2</sup>	Sling Cross-bar 450	Sling Cross-bar 670	Univ. Bare laterale + Universal 350	Univ. Bare laterale + Universal 450
UniversalSling, S	3	2	1	3	2	1	2	2	2
UniversalSling, M-Slim	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, M	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, L	3	2	1	1	1	1	1	1	1
UniversalSling, XL	3	3	2	1	1	1	1	1	1

<sup>1</sup> Bară de susținere SlingBar 450 este asociată cu Universal SlingBar 450 Nr. prod. 3156075, 3156085, și 3156095, SlingBar Standard 450 Nr. prod. 3156001, 3156003, 3156007 și 3156016 și, de asemenea, cu SlingGuard 450 Nr. prod. 3308020 și 3308520.

<sup>2</sup> Barele TwinBar 670 sunt asociate cu Universal TwinBar 670 Nr. prod. 3156077 și 3156087 și, de asemenea, cu SlingGuard 670 Twin Nr. prod. 3308040 și 3308540.

<sup>3</sup> Bară de susținere SlingBar 350 este asociată cu Universal SlingBar 350 Nr. produs 3156074, 3156084 și 3156094.

<sup>4</sup> Bară de susținere SlingBar 600 este asociată cu Universal SlingBar 600 Nr. produs 3156076 și 3156086.

**Explicație:** 1 = Recomandat, 2 = Poate funcționa, 3 = Nu este recomandat, 4 = Nepotrivit

## Alte combinații

Combi-națiile de accesorii/produse ce nu sunt recomandate de Liko pot provoca riscuri pentru siguranța pacientului.



www.hillrom.com

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Suedia  
+46 (0)920 474700

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom

Liko AB este o filială a Hill-Rom Holdings, Inc.