


## Navodila za uporabo



## Opis izdelka

**Vreča Liko UniversalSling je osnovni model, ki je zasnovan tako, da se prilagodi pacientu brez posameznih nastavitvev, in je ena izmed naših najbolj uporabljenih vreč.**

Vreča UniversalSling omogoča pokončen sedeč položaj in zagotavlja podporo za ves hrbet vse do vratu. Kadar pacient potrebuje podporo za glavo, priporočamo uporabo vreče z visoko oporo za hrbet, npr. Original HighBack Sling, mod. 200/210, ali Soft Original HighBack Sling, mod. 26. Pacient roke namesti v notranjosti vreče. Kadar je vreča UniversalSling ustrezno nameščena in skrbno uporabljena, se bo pacient počutil res varno in izjemno udobno.

### Velikosti

Vreča UniversalSling je na voljo v različnih velikostih. Izbira prave velikosti je pomembna za največje udobje in varnost. Prevelika vreča pomeni večje tveganje zdrsa pacienta iz nje, premajhna vreča pa pacienta lahko tišči v predelu dimelj in je neudobna.

Za večje velikosti je lahko kombinacija z nosilcem TwinBar 670 dobra izbira.

### Tkanina

Vreča UniversalSling je na voljo v različnih tkaninah. Ker se vreča UniversalSling po premestitvi pacienta običajno odstrani, priporočamo uporabo vreče iz poliestra. Ta tkanina je trpežna in ne povzroča veliko trenja, zato je vrečo mogoče preprosto uporabiti in odstraniti.

Vreča UniversalSling je na voljo tudi v mrežastem poliestru. Ta tkanina se priporoča v primerih, ko se vreča po premiku pacienta ne odstrani ali ko je zaželen zračnejša različica.

Za kopanje ali prhanje je na voljo plastificirana mrežasta različica, ki je prepustna za vodo in jo je mogoče preprosto obrisati. Material se hitro suši in pacienta ne hladi, kot bi ga vlažna, vpojna tkanina.

Dvižni jermeni vreče so vedno izdelani iz trpežnega poliestra in so zelo varni.

### Podpori za noge

Vreča UniversalSling je na voljo s podporami za noge v različnih izvedbah. Najpogostejše so ojačane podpore za noge. Ojačane podpore zagotavljajo izjemno udobje, izenačujejo pritisk in preprečujejo, da bi se vreča gubala pod stegni.

Kot dodatna oprema je na voljo mehka podpora za noge (iz umetne ovčje kože). Vreča UniversalSling z mehko podporo za noge je primerna za paciente, ki so še posebno občutljivi na pritisk.

### Ustrezna dvigala

Vreča UniversalSling se lahko uporablja z vsemi nadglavnimi in mobilnimi dvigali Liko. Uporabite lahko nadglavna dvigala LikoGuard™, Likorall™ in Multirall™ ali mobilna dvigala Golvo™, Viking™, Uno™ in Liko™ M220/M230.

*V tem dokumentu je oseba, ki se jo dviga, imenovana pacient, oseba, ki ji pomaga, pa negovalec.*



### POMEMBNO!






















Dviganje in premik pacienta vedno pomeni določeno stopnjo tveganja. Pred uporabo preberite navodila za uporabo dvigala za paciente in opreme za dviganje. Pomembno je, da v celoti razumete vsebino navodil za uporabo. Opremo lahko uporablja le usposobljeno osebje. Poskrbite, da je oprema za dviganje primerna za dvigalo, ki ga uporabljate. Med uporabo bodite skrbni in previdni. Kot negovalec ste vedno odgovorni za pacientovo varnost. Vedeti morate, v kolikšni meri je pacient zmožen sodelovati pri dviganju. V primeru nejasnosti se obrnite na proizvajalca ali dobavitelja.

## Kazalo vsebine

Opis simbolov .....	3
Varnostna navodila .....	4
Nega in vzdrževanje .....	5
Opredelitev pojmov .....	5
Namestitev vreče na različne prečne nosilce .....	6
Namestitev vreče UniversalSling na prečni nosilec s 4 kavlji (nosilci TwinBar in Cross-bar).....	7
Dviganje iz sedečega položaja .....	8
Dviganje v sedeč položaj .....	9
Odstranjevanje vreče s stola/vozička .....	10
Dviganje s postelje.....	10
Dviganje na posteljo .....	11
Odstranjevanje vreče med sedenjem na postelji .....	11
Odstranjevanje vreče med ležanjem na postelji.....	11
Nasveti za namestitev.....	12
Različni načini priključitve podpor za noge .....	12
Pacient ne sedi dobro v vreči – zakaj? .....	12
Položaj za skrajšanje .....	13
Dodatna oprema .....	13
Pregled vreče Liko UniversalSling, mod. 000, .....	14
Priporočene kombinacije.....	14

## Opis simbolov

Te simbole lahko najdete v tem dokumentu in/ali na izdelku.

Simbol	Opis
	Opozorilo. Uporablja se, kadar sta potrebni posebna skrb in previdnost.
	Pred uporabo preberite navodila za uporabo
	Pred uporabo preberite navodila za uporabo
	Oznaka CE
	Zakoniti proizvajalec
	Datum proizvodnje
	Referenčna številka
	Serijska številka
	Medicinski pripomoček
	Kemično čiščenje ni dovoljeno
	Likanje ni dovoljeno
	Sušenje v stroju
	Sušenje v stroju ni dovoljeno
	Pranje Simbol je vedno prikazan v kombinaciji s priporočeno temperaturo v °C in °F.
	Brez lateksa
	Redni pregledi
	Brez belila
	Sušenje z obešanjem v senci
	V smeri navzgor in simbol na zunanji strani opreme.
	Simbol na zunanji strani opreme.
	Črtna koda GS1 Data Matrix, ki lahko vsebuje naslednje informacije. (01) Globalna trgovinska identifikacijska številka (11) Datum proizvodnje (leto, mesec, dan) (21) Serijska številka

# Varnostna navodila

## ⚠ Pred dviganjem upoštevajte naslednje:

- Odgovorna oseba v vaši organizaciji se mora na osnovi posameznega primera odločiti, ali je potreben en negovalec ali več.
- Prepričajte se, da izbrana vreča ustreza potrebam pacienta glede modela, velikosti, tkanine in zasnove.
- Skupno največje obremenitev za dvižni sistem vedno določa izdelek v sistemu z najnižjo določeno največjo obremenitvijo.
- Zaradi varnostnih in higienskih razlogov uporabljajte ločene vreče.
- Načrtujte postopek dviganja tako, da ga boste izvedli čim bolj varno in preprosto.
- Preverite, da oprema za dviganje visi navpično in se lahko prosto premika.
- Čeprav so prečni nosilci znamke Liko opremljeni z varovali, bodite zelo previdni. Preden pacienta dvignete s podlage, vendar ko so pasovi povsem raztegnjeni, se prepričajte, da so pasovi ustrezno priključeni na kavlje prečnega nosilca.
- Pred premikom na drugo mesto se prepričajte, da pacient varno sedi v vreči.
- Pacienta nikoli ne dvigajte višje, kot je potrebno za izvedbo postopka dviganja in premikanja.
- Pacienta med dviganjem nikoli ne pustite brez nadzora.
- Poskrbite, da bodo kolesa na invalidskem vozičku, postelji, nosilih z zložljivim podvozjem itd. med dviganjem/premikanjem zaklenjena.
- Vedno delajte ergonomično. Izkoristite pacientove zmožnosti aktivnega sodelovanja pri postopku.
- Ko vreče ne uporabljate, je ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo.

⚠ Zaradi nepravilne namestitve vreče na prečni nosilec se lahko pacient hudo poškoduje.

⚠ Zaradi ročnega premikanja pacienta na postelji se lahko poškoduje negovalec.

CE Medicinski pripomoček razreda I

**PATENT** [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)

Izdelek je lahko zaščiten za enim patentom ali več. Glejte zgoraj navedeni spletni naslov.

Podjetja Hill-Rom so lastniki evropskih, ameriških in drugih patentov ter prijav patentov v teku.

## Spremembe izdelka

Izdelke Liko nenehno razvijamo, zato si pridržujemo pravico do sprememb izdelka brez predhodnega obvestila. Za nasvet in informacije o nadgradnjah izdelka se obrnite na zastopnika podjetja Hill-Rom.


## Design and Quality by Liko in Sweden

Izdelek Liko je potrjen glede kakovosti v skladu s standardom ISO 9001 in njemu enakovrednim standardom za medicinske pripomočke, ISO 13485.

Izdelek Liko je prav tako potrjen v skladu z okoljskim standardom ISO 14001.

## Obvestilo za uporabnike in/ali paciente v EU

O resnih incidentih, do katerih bi prišlo v zvezi z uporabo tega pripomočka, morate obvestiti proizvajalca in pristojen organ v državi članici bivanja uporabnika in/ali pacienta.



## Pred prvo uporabo

Pred prvo uporabo vreče je treba na oznako o prvi uporabi "First Use" (pod oznako o pregledu "Perform Inspection") označiti datum (leto in mesec), kot je prikazano v primeru. Datum označite tako, da prerežete zelene niti v ustreznem okvirčku. Niti prerežete z enim rezom na sredini okvirčka. Niti ne odrežite v celoti; konci odrezanih niti morajo ostati pritrjeni na kvadratku.

Primer: februar 2014

First Use	
Month	Year
1	2014
2	2015
3	2016
4	2017
5	2018
6	2019
7	2020
8	2021
9	2022
10	2023
11	
12	

End of Use

Year
2019
2020
2021
2022
2023

Expected Life - 5 years

Prerežite niti na sredini okvirčka.



## Nega in vzdrževanje

Vrečo pred vsako uporabo preglejte. Preverite, ali so naslednji deli obrabljeni ali poškodovani:

- Tkanina
- Pasovi
- Šivi
- Nosilne zanke

**⚠ Ne uporabljajte poškodovane opreme za dviganje.**

V primeru nejasnosti se obrnite na proizvajalca ali dobavitelja.

**Kadar vrečo uporabljate za kopanje ali prhanje:** po uporabi v kadi in pod tušem morate vrečo namestiti tako, da se čim prej posuši.

**Navodila za pranje:** na vreči si oglejte označbo izdelka in priložen dodatek "Nega in vzdrževanje vreč Liko".

### Redni pregledi

Izdelek je treba pregledati vsaj enkrat na 6 mesecev. Če se izdelek uporablja ali pere pogosteje kot običajno, bodo morda potrebni pogostejši pregledi. Glejte Likov protokol "Redni pregledi tekstilnih izdelkov Liko". Za dodatne informacije o protokolih se obrnite na zastopnika podjetja Hill-Rom.

### Pričakovana uporabna doba

Za izdelke z zeleno tkano poliestrsko tkanino je pričakovana uporabna doba 5 let. Za izdelke s plastificirano mrežo ali sivim mrežastim poliestrom je pričakovana uporabna doba 3 leta. Pričakovana uporabna doba temelji na predpostavki, da se izdelek uporabi 10-krat na dan in se v skladu z navodili za pranje opere enkrat na teden. Podjetje Hill-Rom priporoča, da se izdelek uporablja samo v času pričakovane uporabne dobe.


### Navodila za recikliranje


Celoten izdelek, vključno z opornicami, podložnim materialom itd., je treba odstraniti med vnetljive odpadke.

Podjetje Hill-Rom svojim uporabnikom zagotavlja oceno in navodila za varno ravnanje z njegovimi pripomočki in njihovim odlaganjem za preprečitev poškodb, kot so na primer ureznine, predrtje kože in odrgnine, zagotavlja pa tudi navodila o obveznem čiščenju in razkuževanju medicinskih pripomočkov po uporabi in pred odlaganjem. Kupci morajo upoštevati vse zvezne, državne, regionalne in/ali lokalne zakone oziroma predpise, ki urejajo varno odlaganje medicinskih pripomočkov in dodatne opreme.
















Če ste v dvomih, se lahko uporabnik pripomočka najprej obrne na tehnično podporo Hill-Rom, kjer lahko dobi informacije o protokolih varnega odlaganja.

## Oprelitev pojmov




1. Označba izdelka
2. Oznaka: leto in mesec izdelave (  )
3. Oznaka: serijska številka
4. Oznaka: individualna oznaka lastnika (Belongs to)
5. Oznaka: preverjanje in pregledovanje (Perform Inspection)
6. Oznaka: prva uporaba izdelka (First Use)
7. Zgornja zanka pasu
8. Ročaj
9. Podpora za noge
10. Položaj za skrajšanje
11. Zunanja zanka podpore za noge
12. Spodnji rob
13. Sredinski hrbtni pas
14. Oznaka velikosti





## Namestitev vreče na različne prečne nosilce

Prečni nosilec	Zanke vreče na kavljih prečnega nosilca	Pravilno
 <p style="text-align: center;">SlingGuard™</p>		
 <p style="text-align: center;">Univerzalni nosilec</p>		
 <p style="text-align: center;">SlingGuard™ Twin</p>		
 <p style="text-align: center;">Univerzalni nosilec Twin</p>		
 <p style="text-align: center;">Cross-bar</p>		


### Primer: napačna uporaba



## Namestitev vreče UniversalSling na prečni nosilec s 4 kavli (nosilci TwinBar in Cross-Bar)


 <p style="margin-left: 20px;">(A) Zgornji zanki pasu</p> <p style="margin-left: 20px;">(B) Zanki podpore za noge</p>	<p><b>1.</b></p> 
<p><b>2.</b></p> 	<p><b>3.</b></p>  <p style="margin-top: 10px;">Slike 1, 2 in 3 prikazujejo uporabo nosilca TwinBar, vendar postopek velja tudi za nosilce Cross-Bar.</p>

## Dviganje iz sedečega položaja




Vrečo namestite za pacientov hrbet tako, da bo označba izdelka obrnjena navzven. Za lažjo namestitev spodnji rob vreče zavijajte in pridržite s konicami prstov.

Zelo pomembno je, da z dlanjo potisnete spodnji rob vreče navzdol do pacientove trtice. Opomba: vrečo boste lažje pravilno namestili, če se pacient nagne nekoliko naprej oz. mu pri tem pomagata.




Podpori za noge na vreči povlecite naprej vzdolž zunanje strani pacientovih stegen. Dlan položite med pacienta in vrečo in spodnji rob podpore za noge potisnite navzdol proti sedežu. Z drugo roko podporo za noge istočasno povlecite naprej in jo nategnite.

Podpori za noge povlecite naprej, da zgladite vse gube na hrbtnem delu. Preverite, da sta podpori za noge enakomerno izvlečeni. Opomba: za lažje vlečenje podpor za noge naprej z roko nežno pridržite pacientovo koleno.



Podpori za noge namestite pod posamezno stegno. Tkanina mora biti zravnan in segati okoli cele noge. **Opomba:** namestitev podpore za noge bo lažja, če so pacientove noge privzdignjene. To naredite tako, da pacientove noge položite na naslon za noge ali na svoje noge, kot je prikazano na sliki.

Prpravite priključitev podpor za noge. Vreča se najpogosteje namesti s prekrizanimi podporama za noge. Za druge načine glejte stran 12.




**Opomba:** preverite, ali so vse nosilne zanke enako dolge, tj., da so na enaki višini, ko jih napnete pred samim dvigom. Če niso na enaki višini, prilagodite položaj vreče.

Na kavlja droga prečnega nosilca najprej priključite zgornji zanki pasu, nato še zanki podpore za noge. Za navodila o priključitvi zank pasu na različne prečne nosilce glejte strani 6–7. Dvignite pacienta.



## Dviganje v sedeč položaj

Pri posedanju pacienta v invalidski voziček je pomembno, da se pacient usede dovolj nazaj, da udobno sedi. To je mogoče doseči na več načinov.



*Pri posedanju pacienta v invalidski voziček:* voziček med spuščanjem pacienta nagnite nazaj. Proti koncu naj pacient z zadnjico zdrsne navzdol ob naslonu. Nadzorujte naklon invalidskega vozička, tako da nogo naslonite na podporo za nagibanje.

*Druga možnost:* med spuščanjem rahlo pritisnite pod pacientovimi kolena, da zadnjico potisnete proti naslonu vozička. Če ima vreča ročaje, jih lahko uporabite za vodenje.

**⚠ Ročajev ne uporabljajte za dviganje! Zaradi prekomerne sile na ročaje, se vreča lahko strga.**

## Odstranjevanje vreče s stola/vozička

Priporočamo, da po premiku pacienta vrečo odstranite. Če po premiku iz kakršnih koli razlogov odstranitev vreče z vozička ne bi bila primerna, priporočamo uporabo vreče iz mrežastega poliestra.



Previdno odstranite podpori za noge. Najbolj nežno lahko to naredite tako, da izvlčete zanki podpore za noge, ki sta pod tkanino.


Vrečo odstranite tako, da podporo za noge previdno povlečete navzgor.

## Dviganje s postelje

Glede na pacientovo stanje vrečo lahko uporabite na različne načine. Vrečo lahko namestite, ko pacient leži ali sedi na postelji. Če pacient leži na naprednem ležišču za zmanjšanje pritiska, lahko za lažjo namestitev vreče to ležišče čim bolj napihnete. Ne pozabite na lastno delovno držo in na pacientovo udobje. Za dviganje in spuščanje uporabite funkcije postelje. Dobro delovno držo zagotovite tako, da je ležišče na isti višini kot negovalčevi členki, ko so njegove roke iztegnjene navzdol. Glede na breme, ki ga dvig predstavlja za negovalca, je treba v vsakem posameznem primeru oceniti, koliko negovalcev mora pomagati pri dvigu.


### Nameščanje vreče med ležanjem na postelji

Kadar dvigate pacienta, ki leži na hrbtu, in imate možnost dviga vzglavnega dela postelje ali kakor koli drugače podpreti pacientovo glavo, priporočamo uporabo vreče Liko Soft Original HighBack Sling, mod. 26, ali vrečo Liko Original HighBack Sling, mod. 200 in 210, saj ti modeli zagotavljajo podporo glave.



Pacienta obrnite na bok. Ta premik bo lažji, če pacient pri tem lahko pomaga, tako da se prime posteljne ograje na strani, proti kateri se obrača. Rob vreče namestite proti pacientovemu hrbtu, tako da je spodnji rob **vzporeden s trtico**.

Vrečo zavijajte, tako da je "sredinski hrbtni pas" poravnani s pacientovo hrbtenico. Zaradi manjšega trenja mora zavitek prekrivati rob vreče proti pacientovemu hrbtu. Pacienta nežno obrnite nazaj na hrbet in povlecite vrečo na drugi strani. S to tehniko je treba pacienta obrniti samo enkrat.



Podpori za noge namestite pod obe nogi. Najboljši način za to je, da podporo za nogo med nameščanjem pod koleno pritiskate navzdol ob ležišče. Tkanina mora biti zravnana in segati okoli cele noge. Podpori za noge je mogoče priključiti na različne načine, glejte stran 12.

Privzdignite vzglavni del postelje za pacientom. Na kavlja prečnega nosilca najprej priključite zgornji zanki pasu, nato zanki podpore za noge. Za navodila o priključitvi zank pasu na različne prečne nosilce glejte strani 6–7. Dvignite pacienta.

### Nameščanje vreče med sedenjem na postelji


Privzdignite vzglavni del postelje za pacientom. Vrečo namestite na posteljo, tako da je označba izdelka obrnjena navzdol proti ležišču. Vrečo povlecite za pacientovim hrbtom, tako da je spodnji rob **vzporeden s trtico**. **Opomba!** Vrečo boste lažje namestili, če se pacient nagne naprej oz. mu pri tem pomagate.

## Dviganje na posteljo

Priporočamo, da po premiku pacienta vrečo odstranite. Če iz kakršnih koli razlogov odstranitev vreče s postelje ne bi bila primerna, priporočamo uporabo vreče iz mrežastega poliestra.

Ne pozabite na lastno delovno držo in na pacientovo udobje. Za dviganje in spuščanje uporabite funkcije postelje. Dobro delovno držo zagotovite tako, da je ležišče na isti višini kot negovalčevi členki, ko so njegove roke iztegnjene navzdol. Glede na breme, ki ga dvig predstavlja za negovalca, je treba v vsakem posameznem primeru oceniti, koliko negovalcev mora pomagati pri dvigu.

### Odstranjevanje vreče med sedenjem na postelji




Pacienta namestite nad posteljo. Privzdignite vzglavni del postelje, da bo pacientu udobneje. Pacienta spustite na posteljo.

Odstranite podpori za noge, tako da izvlečete zanki podpore za noge, ki sta pod tkanino. **Opomba:** postopek bo lažji, če so pacientove noge upognjene.


Odstranite vrečo, tako da povlečete eno od podpor za noge za vrečo in na drugo stran.

### Odstranjevanje vreče med ležanjem na postelji



Pacienta namestite nad posteljo. Privzdignite vzglavni del postelje, da bo pacientu udobneje. Pacienta spustite na posteljo. Znižajte vzglavni del.

Zanki podpore za noge namestite pod podpori za noge med pacientovimi nogami.




Primite rob vreče. Vrečo spodvijte. Nato vrečo pritisnite ob ležišče in pod pacienta.

Pacienta previdno obrnite na bok. Primite vrečo od spodaj in jo previdno odstranite.

## Nasveti za namestitvev

### Različni načini priključitve podpor za noge

Pred izbiro druge možnosti priključitve je treba opraviti posamezno ocenitev za predvidenje morebitnih tveganj.



#### Prekrižana podpora za noge.

Najpogostejši način nameščanja vreče. Pred priključitvijo zank na prečni nosilec se eno zanko podpore za noge spelje skozi drugo.

#### Prekrivanje pod obema stegnuma.

To je lahko primerno npr. pri dviganju pacienta z amputiranimi nogami.


**Opomba:** da pacient med sedenjem ne bi bil nagnjen preveč nazaj, lahko na zanki podpor za noge namestite podaljševalni zanki Extension Loops.

#### Vsaka podpora za noge je ločeno priključena na prečni nosilec.

To je lahko primerno pri dviganju pacientov s posebej občutljivimi spolovili.

**⚠ Povečana nevarnost zdrsa iz vreče.**

### Pacient ne sedi dobro v vreči – zakaj?




**A. Nevarnost zdrsa iz vreče.** Zadnjica je zunaj vreče. Vreča je morda prevelika. Do tega je lahko prišlo tudi, ker vreča ni bila dovolj zategnjena navzdol za pacientovim hrbtom.

Pred dviganjem preverite, ali je spodnji rob napet in se blago pravilno prilega okrog nog.

**B. Premajhna vreča** je lahko vzrok, da podpori za noge režeta v dimlje, zaradi česar je pacientu neudobno, prečni nosilec pa je preblizu obrazu in/ali hrbtu, zato je podpora nezadostna.

Spodnji rob vreče je vzporeden s trtico. Podpori za noge sta pravilno nameščeni pod nogami.

## Položaj za skrajšanje



Naša vreča je skrbno oblikovana, tako da je pritisk med sedenjem dobro porazdeljen med pacientovimi nogami in hrbtnim predelom, kar zagotavlja dobro podporo med premeščanjem. V nekaterih primerih je morda ustrezneje izbrati notranjo nastavitev oz. "položaj za skrajšanje" na zanki podpore za noge in spremeniti pacientov položaj sedenja.


**Opomba:** to **ne** velja, če uporabljate starejši model vreče UniversalSling, mod. 00/02, s starejšo zasnovo položaja za skrajšanje. Za opis postopka skrajšanja za mod. 00/02 se obrnite na podjetje Hill-Rom, ki vam bo posredoval navodila za uporabo za ustrezní model.

V primerih, ko je uporabljen položaj za skrajšanje, je priporočljivo, da na kavelj prečnega nosilca priključite tudi zunanjo zanko podpore za noge, da imate boljši vidni nadzor nad zankama.

## Dodatna oprema

Extension Loop, zelena, 12 cm (5 in)  
Extension Loop, zelena 22 cm (9 in)  
Extension Loop, siva, 12 cm (5 in)  
Extension Loop, siva, 22 cm (9 in)

Št. izdelka 3691102  
Št. izdelka 3691103  
Št. izdelka 3691302  
Št. izdelka 3691303




- 2 = 12 cm (5 in)  
- 3 = 22 cm (9 in)

## Pregled vreče Liko UniversalSling, mod. 000

Izdelek	Št. izdelka	Velikost	Teža pacienta <sup>1</sup>	Najv. obremenitev <sup>2</sup>
Liko UniversalSling	35000--4	S	35–55 kg (77–121 lb)	200 kg (440 lb)
Liko UniversalSling	35000--1	M-Slim	45–70 kg (99–154 lb)	200 kg (440 lb)
Liko UniversalSling	35000--5	M	60–90 kg (132–198 lb)	200 kg (440 lb)
Liko UniversalSling	35000--6	L	80–120 kg (176–264 lb)	200 kg (440 lb)
Liko UniversalSling	35000--7	XL	110– kg (242– lb)	300 kg (660 lb)

<sup>1</sup> Navedena teža pacienta je samo okvirna – lahko pride do odstopanj.

<sup>2</sup> Za ohranitev največje obremenitve morate uporabiti dvigalo/opremo, namenjeno za enako obremenitev ali večjo.



### Priporočene kombinacije:

Priporočene kombinacije vreče Liko™ UniversalSling in prečnih nosilcev Liko:	Mini 220	Sling bar 350 <sup>3</sup>	Sling bar 450 <sup>1</sup>	Sling bar 600 <sup>4</sup>	Twin bars 670 <sup>2</sup>	Sling Cross-bar 450	Sling Cross-bar 670	Univ. Side bars + Universal 350	Univ. Side bars + Universal 450
	UniversalSling, S	3	2	1	3	2	1	2	2
UniversalSling, M-Slim	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, M	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, L	3	2	1	1	1	1	1	1	1
UniversalSling, XL	3	3	2	1	1	1	1	1	1

<sup>1</sup> Sling bar 450 se nanaša na izdelke Universal SlingBar 450, št. izdelka. 3156075, 3156085 in 3156095, SlingBar Standard 450, št. izdelka 3156001, 3156003, 3156007 in 3156016 ter SlingGuard 450, št. izdelka 3308020 in 3308520.

<sup>2</sup> Twin bars 670 se nanašajo na Universal TwinBar 670, št. izdelka 3156077 in 3156087 ter SlingGuard 670 Twin, št. izdelka 3308040 in 3308540.

<sup>3</sup> Sling bar 350 se nanaša na Universal SlingBar 350, št. izdelka 3156074, 3156084 in 3156094.

<sup>4</sup> Sling bar 600 se nanaša na Universal SlingBar 600, št. izdelka 3156076 in 3156086.

**Razlaga:** 1 = priporočeno, 2 = lahko deluje, 3 = ni priporočeno, 4 = neprimerno

### Druge kombinacije

Drugačne kombinacije opreme in izdelkov, kot jih priporoča podjetje Liko, lahko predstavljajo tveganje za varnost pacienta.



www.hillrom.com

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Švedska  
+46 (0)920 474700

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

**Hill-Rom**

Liko AB je hčerinsko podjetje družbe Hill-Rom Holdings, Inc.