


Talimat Kılavuzu



Ürün Açıklaması

Temel modellerden biri olan Liko UniversalSling herhangi bir ayarlama gerektirmeden kullanılabilen, bireysel hasta gereksinimlerine uygun olarak tasarlanmıştır ve en sık kullanılan askılardan biridir.

UniversalSling dik bir vaziyette oturma olanağı sağlar ve boyna kadar tüm sırtı destekler. Hastanın başı için desteğe ihtiyacı varsa Original HighBack Sling Mod 200/210 veya Soft Original HighBack Sling Mod 26 gibi yüksek sırt askısı kullanılması önerilir. Hastanın kolları askının içinde tutulur. Uygun şekilde ayarlanmış ve dikkatle uygulanmış UniversalSling hastaya mükemmel bir emniyet duygusu ve ayrıca büyük ölçüde rahatlık sağlayacaktır.

Bedenler

UniversalSling'in farklı bedenleri mevcuttur. En yüksek düzeyde rahatlık ve güvenlik sağlamak için doğru beden seçilmesi önemlidir. Askının çok büyük olması halinde hastanın askının içinden kayıp çıkması riski artar ancak küçük bir askı da kasığı kesip rahatsızlığa neden olabilir.

Daha büyük bedenler için twin bar 670 ile kombinasyon iyi bir seçenek olabilir.

Kumaşlar

UniversalSling farklı kumaşlarda mevcuttur. UniversalSling genellikle taşıma işleminden sonra hastanın altında bırakılmadığı için polyester tasarımının kullanılması önerilir. Bu kumaş dayanıklıdır ve düşük sürtünmeye sahiptir, böylece askı kolayca takılabilir ve çıkarılabilir.

UniversalSling aynı zamanda file polyester olarak da mevcuttur. Bu kumaşlar askı taşımadan sonra hasta üzerinde bırakılacaksa veya daha havadar bir alternatif istendiğinde önerilir.

Banyo yapmak ve duş almak için su geçiren ve kolayca silinebilir plastik kaplamalı file mevcuttur. Bu malzeme çabuk kurur ve hastayı nemli, emici kumaşlar gibi üşütmez.

Askının lift kayışları her zaman dayanıklı polyester malzemeden yapılmıştır ve çok sağlamdır.

Bacak Destekleri

Bacak desteği bulunan birçok farklı UniversalSling tasarımı mevcuttur. En yaygın tasarımda güçlendirmeli bacak destekleri bulunur. Güçlendirme; yüksek konfor sağlar, basıncı dengeler ve askının uylukların altında kırışmasını önler.

Aksesuar olarak sentetik koyun derisinden yumuşak dolgulu bacak desteği mevcuttur. Dolgulu bacak destekli UniversalSling, basınca özellikle duyarlı hastalar için uygundur.

Uygun liftler

UniversalSling, Liko'nun tüm üstten ve mobil lift ürünleriyle birlikte kullanılabilir. LikoGuard™, Likorall™ ve Multirall™ baş üstü liftleri veya mobil liftler Golvo™, Viking™, Uno™ ve Liko™ M220/M230 arasından seçim yapabilirsiniz.

Bu belgede taşınan kişiye hasta ve yardımcı olan kişiye bakım veren denmiştir.



ÖNEMLİ!






















Hastanın kaldırılması ve taşınması her zaman belirli bir seviyede risk taşır. Kullanım öncesi hem hasta lifti hem de kaldırma aksesuarlarına yönelik talimat kılavuzunu okuyun. Talimat kılavuzu içeriğinin tamamen anlaşılması önemlidir. Ekipman yalnızca eğitilmiş personel tarafından kullanılmalıdır. Kaldırma aksesuarlarının kullanılan lift ile uyumlu olduğundan emin olun. Kullanım sırasında özenli ve dikkatli davranın. Bakım veren olarak hastanın güvenliğinden her zaman siz sorumlusunuz. Hastanın kaldırma sürecini atlatma becerisine dikkat etmelisiniz. Emin olmadığınız bir konu varsa üretici veya tedarikçi ile irtibata geçin.

İçindekiler

Sembol Tanımı	3
Güvenlik Talimatları	4
Bakım ve Onarım	5
Tanımlar	5
Bir Askıyı Farklı Askı Çubuklarına Tutturma Yolları	6
UniversalSling’i 4 kancalı bir askı çubuğuna (ikiz çubuklar ve çapraz çubuklar) tutturma yolları	7
Oturma Pozisyonundan Kaldırma	8
Oturma Pozisyonuna Kaldırma	9
Sandalyede/Tekerlekli Sandalyede Askının Çıkarılması	10
Yataktan Kaldırma.....	10
Yatağa Kaldırma	11
Hasta Yatakta Otururken Askının Çıkarılması.....	11
Hasta Yatakta Yatarken Askının Çıkarılması	11
Uygulama Önerisi	12
Bacak Desteklerini Bağlamanın Farklı Yolları	12
Hasta Askıda Doğru Şekilde Oturmuyor – Neden?	12
Kısaltma Pozisyonu	13
Aksesuarlar	13
Genel Bakış: Liko UniversalSling, Mod. 000,.....	14
Önerilen Kombinasyonlar	14

Sembol tanımı

Bu semboller, bu belgede ve/veya ürün üzerinde bulunabilir.

Sembol	Tanımı
	Uyarı. Çok dikkatle ve özen gösterilerek kullanılmalıdır.
	Kullanmadan önce talimat kılavuzunu okuyun
	Kullanmadan önce talimat kılavuzunu okuyun
	CE işareti
	Yasal üretici
	Üretim tarihi
	Ref numarası
	Seri Numarası
	Tıbbi cihaz
	Kuru temizleme yapmayın
	Ütü yapmayın
	Tamburlu kurutma
	Tamburlu kurutmayın
	Yıkama Sembol her zaman °C ve °F olarak önerilen sıcaklıkla birlikte kullanılır.
	Lateks içermez
	Düzenli denetleme
	Çamaşır suyu kullanmayın
	Gölgede asarak kurutun
	Yukarı bakacak şekilde ve sembol ekipmanın dışında.
	Sembol ekipmanın dışında.
	Aşağıdaki bilgileri içerebilen GS1 Veri Matrisi Barkodu. (01) Küresel Ticari Ürün Numarası (11) Üretim Tarihi (21) Seri Numarası

Güvenlik Talimatları

⚠️ Kaldırmadan önce şu noktaları aklınızda bulundurun:

- Kurumunuz bünyesinde sorumlu bir kişi, taşınacak her hasta için gereken bakım veren sayısının bir veya birden fazla olup olmayacağına karar vermelidir.
- Seçilen askının model, beden, kumaş ve tasarım açısından hastanın gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
- Bir lift sisteminin toplam maksimum yükü, her zaman sistemdeki belirlenmiş en düşük maksimum yüke sahip ürün ile belirlenir.
- Güvenlik ve hijyen nedenleriyle, ayrı askılar kullanın.
- Kaldırma işleminin mümkün olduğunca güvenli ve düzgün bir şekilde yapılabilmesi için kaldırma işlemini önceden planlayın.
- Kaldırma aksesuarının dikey olarak asılı olduğunu ve serbestçe hareket edebildiğini kontrol edin.
- Liko askı çubuklarında mandallar olsa da ürün kullanılırken çok dikkat edilmelidir. Hasta yattığı yerden kaldırılmadan önce ve kayışlar tamamen uzatıldığında kayışların askı çubuğu kancalarına doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.
- Hastayı farklı bir konuma aktarmadan önce askıda güvenli bir şekilde oturduğundan emin olun.
- Bir hastayı yattığı yerden sadece kaldırma ve taşıma işlemini tamamlamak için gerektiği kadar yükseğe kaldırın.
- Kaldırma sırasında hastayı kesinlikle tek başına bırakmayın.
- Tekerlekli sandalye, yatak, sedye vb. araçların tekerleklerinin kaldırma/taşıma işlemi sırasında kilitli olduğundan emin olun.
- Daima ergonomik çalışın. Hastanın işlemlere aktif olarak katılma kabiliyetini kullanın.
- Askı kullanımında değilken doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı bir yere bırakmayın.

⚠️ Askının askı çubuğuna yanlış takılması, hastanın ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir.

⚠️ Hastanın yataкта manuel olarak döndürülmesi bakım veren kişinin yaralanmasına neden olabilir.

CE Sınıf I Tıbbi Cihaz

PATENT www.hillrom.com/patents

Ürün bir veya daha fazla patent kapsamında olabilir. Yukarıdaki internet adresine bakın.

Hill-Rom şirketleri, Avrupa, ABD ve diğer patentler ile beklemede olan patent başvurularının sahibidir.

Ürün Değişiklikleri

Liko'nun ürünleri sürekli geliştirmeye tabidir; bu nedenle önceden haber vermeksizin ürün değişiklikleri yapma hakkımızı saklı tutarız. Ürün yükseltmeleri hakkında öneri ve bilgi için Hill-Rom temsilcinize ulaşın.


İsveç'te Liko Tasarımı ve Kalitesi

Liko; ISO 9001 ve tıbbi cihaz endüstrisi için eşdeğeri olan ISO 13485 uyarınca kalite sertifikalıdır.

Liko ayrıca çevre standardı ISO 14001 uyarınca sertifikalıdır.

AB'deki Kullanıcılara ve/veya Hastalara Bildirim

Cihazla ilgili meydana gelen tüm ciddi olaylar, üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın bulunduğu Üye Ülkenin yetkili makamına bildirilmelidir.



İlk Kullanımdan Önce

Askı ilk kez kullanılmadan önce tarih (yıl ve ay) "First Use" etiketi üzerinde işaretlenmelidir ("Perform Inspection" etiketinin altına yerleştirilmiştir), lütfen aşağıdaki örneğe bakın. İşaretleme, ilgili kare alanlardaki yeşil iplikler keserek yapılır. İplikler, karenin ortasından tek hamlede kesilir. İplikleri tamamen kesmeyin - kesilmiş iplik uçları kalsın.

Örnek: Şubat 2014

First Use						
Month	1	2	3	4	5	6
	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12
Year	2014	2015	2016	2017	2018	
	1	2	3	4	5	6
End of Use	Year	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5

Expected Life - 5 years

İplikleri karenin ortasında kesin.



Bakım ve Onarım

Her kullanım öncesinde askıyı kontrol edin. Aşağıdaki parçaları aşınma ve hasara karşı kontrol edin:

- Kumaş
- Kayışlar
- Dikiş yerleri
- Askı halkaları

⚠️ Hasarlı kaldırma aksesuarlarını kullanmayın.

Emin olmadığınız konular varsa lütfen üretici veya tedarikçi ile irtibata geçin.

Askı banyo veya duş için kullanılıyorsa: Banyo veya duşta kullanıldıktan sonra askı mümkün olduğunca hızlı kuruyacak şekilde yerleştirilmelidir.

Yıkama Talimatları: Lütfen askının ürün etiketine ve ekteki "Liko Askılarının Bakım ve Onarımı" ekine bakın.

Düzenli Denetleme

Ürün, en az 6 ayda bir denetlenmelidir. Ürünler normalden fazla kullanılıyorsa veya yıkaniyorsa daha sık denetim gerekebilir. Bkz. Liko'nun "Liko Tekstil Ürünleri Düzenli Denetleme" protokolü. Protokoller için lütfen Hill-Rom temsilcinizle irtibata geçin.

Beklenen Kullanım Ömrü

Ürün yeşil dokuma polyester kumaştan yapılmışsa beklenen kullanım ömrü 5 yıldır. Ürün plastik kaplı file veya gri file polyesterden yapılmışsa beklenen kullanım ömrü 3 yıldır. Beklenen kullanım ömrü, yıkama talimatlarına göre günde 10 kullanım ve haftada bir yıkama esas alınarak hesaplanmaktadır. Hill-Rom, ürünün yalnızca beklenen kullanım ömrü boyunca kullanılmasını önerir.


Geri Dönüşüm Talimatları


Çıtalar, dolgu malzemesi vb. dahil tüm ürün Yanıcı atık olarak sınıflandırılmalıdır.

Hill-Rom; kesikler, ciltte delinmeler ve aşınmalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaralanmaların önlenmesine yardımcı olmak için ve kullanım sonrasında ve atılmadan önce tıbbi cihazın gereken tüm temizlik ve dezenfeksiyon işlemleriyle alakalı olarak kullanıcıları cihazların güvenli olarak kullanılması ve atılması konusunda değerlendirir ve kılavuzluk eder. Müşteriler tıbbi cihazların ve aksesuarların güvenli bir şekilde atılmasına ilişkin tüm federal, bölgesel, yerel ve/veya eyalete ait yasa ve yönetmeliklere uymalıdır.
















Emin olmadığı durumlarda cihaz kullanıcısı, güvenli atma protokolleriyle ilgili rehberlik için öncelikle Hill-Rom Teknik Destek birimi ile iletişime geçmelidir.

Tanımlar




1. Ürün etiketi
2. Etiket: Üretim yıl ve ayı ()
3. Etiket: Seri numarası
4. Etiket: Ayrı işaret (Belongs to)
5. Etiket: Kontrol ve denetim (Perform Inspection)
6. Etiket: Ürünün ilk kez kullanıldığı zaman (First Use)
7. Üst kayış halkası
8. Kol
9. Bacak desteği
10. Kısaltma pozisyonu
11. Dış bacak destek halkası
12. Alt kenar
13. Orta arka kayış
14. Beden işareti


Bir askıyı farklı askı çubuklarına tutturma yolları

Askı çubuğu	Askı çubuğu kancaları için askı halkaları	Doğru
 <p>SlingGuard™</p>		
 <p>Universal</p>		
 <p>SlingGuard™ Twin</p>		
 <p>Universal Twin</p>		
 <p>Cross-bar</p>		


Örnek: Yanlış Kullanım



UniversalSling'i 4 kancalı bir askı çubuğuna (ikiz çubuklar ve çapraz çubuklar) tuturma yolları




Oturma Pozisyonundan Kaldırma



Kayış ürün etiketi dışarıda olacak şekilde hastanın sırtına yerleştirin. Askıyı yerine yerleştirme işlemi kolaylaştırmak için askının alt kenarını parmak uçlarınızı etrafına doğru katlayın.


Avuç içinizi kullanarak askının alt kenarlarını hastanın koksiks seviyesine gelinceye kadar aşağıya doğru itin. Bu işlem çok önemlidir. Not: Hasta hafifçe ileri doğru eğilirse doğru konumlandırma kolaylaşır.






Askının bacak desteklerini hastanın uyluklarının dış kısmı boyunca öne doğru çekin. Avucunuzu hastanın vücudu ile askı arasına yerleştirin ve bacak desteğinin alt kenarını koltuğa doğru aşağı itin. Aynı anda diğer elinizle bacak desteğini ileri doğru çekerek gerin.

Arkadaki kırışıklıkları düzeltmek için bacak destekleri ileri doğru çekin. Her iki bacak desteğinin çıkıntılarının aynı mesafede olduğundan emin olun. **Not:** Diz kapağının altından hafifçe tutulması, bacak desteklerini ileri doğru çekmeyi kolaylaştırır.



Bacak desteklerini her bir uyluğun altına yerleştirin. Kumaşın düz bir şekilde durduğundan ve bacağın etrafına düzgün şekilde ulaştığından emin olun. **Not:** Hastanın bacakları koltuktan hafifçe kaldırıldığında bacak desteklerinin takılması kolaylaşır. Bu, hastanın ayaklarını gösterildiği gibi ayak dayanaklarına veya kendi bacağının üzerine koymasıyla yapılabilir.

Bacak desteklerinin bağlantısını hazırlayın. Askı uygulamanın en yaygın yolu, çapraz bacak destekleri ile yapılır. Alternatif yöntemler için bkz. sayfa 12.




Not: Tüm süspansiyon halkalarının aynı uzunlukta olup olmadığını, yani kaldırma öncesinde gerildiklerinde eşit yükseklikte olup olmadıklarını kontrol edin. Eşit yükseklikte değilse askının konumunu ayarlayın.

Askı çubuğu halkalarına önce üst kayış halkalarını, sonra bacak destek halkalarını bağlayın. Askı halkalarını farklı askı çubuklarına bağlamakla ilgili talimatlar için sayfa 6-7'ye bakın. Hastayı kaldırın.

Oturma Pozisyonuna Kaldırma

Bir hastayı tekerlekli sandalyeye yerleştirirken hastanın sandalyede yeterince geriye yaslanarak doğru bir şekilde oturması önemlidir. Bu işlem çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir.



Bir hastayı tekerlekli sandalyeye oturturken: Hastanın alçaltılması sırasında sandalyeyi geriye doğru eğin. Son hamlede kalçanın sırt desteğinden aşağı kaymasına izin verin. Ayağınız arkaya yatırma desteğinde olacak şekilde tekerlekli sandalyenin açısını kontrol edin.

Alternatif: İndirme işlemi sırasında hastanın dizlerinin altına hafif basınç uygulayarak kalçaları sandalyenin sırt desteğine doğru yönlendirin. Askının kolları varsa bunlar kılavuz olarak kullanılabilir.

⚠️ Kaldırmak için kolları kullanmayın! Kollara aşırı kuvvet uygulamak, askının kopmasına neden olabilir.

Sandalyede/Tekerlekli Sandalyede Askının Çıkarılması

Taşıma işleminden sonra askıyı çıkarmanız önerilir. Herhangi bir nedenle taşımadan sonra askının sandalyede bırakılması tercih ediliyorsa file polyesterden yapılmış bir askı kullanılması önerilir.



Bacak desteklerini dikkatlice çıkarın. Bunu yapmanın en nazık yolu bacak desteği halkalarını bacak desteğinin kumaş kısmının altından çekip çıkarmaktır.

Askıyı, bacak desteğini yukarı doğru dikkatlice çekerek çıkarın.


Yataktan Kaldırma

Askı, hastanın durumuna bağlı olarak farklı şekillerde takılabilir. Hasta yatakta yatarken ya da yatakta otururken takılır. Gelişmiş bir basınç tahliye şiltesi kullanılıyorsa askının takılmasını kolaylaştırmak için maksimum seviyede şişirilmesinden faydalanılabilir.

Kendi vücudunuzun pozisyonunu ve hastanın konforunu unutmayın. Yükseltme ve alçaltma için yatağın fonksiyonlarını kullanın. Kollar tamamen aşağı bırakıldığında bakım veren kişinin parmaklarının başladığı yer ile şilte aynı seviyede ise iş için iyi bir vücut pozisyonu alınmış demektir. Bakım veren kişinin yükümlülüğüne bağlı olarak bu işlem için kaç bakıcının gerekli olduğuna dair yapılacak değerlendirme, o anki durum bazında yapılmalıdır.


Hasta Yatakta Yatarken Askının Uygulanması

Yatağın baş ucunu kaldırma veya başka bir yolla başı destekleme olasılığı olmadan sırtüstü konumdan kaldırma için Liko Soft Original HighBack Sling Mod. 26 ya da alternatif olarak Liko Original HighBack Sling Mod. 200, 210, kullanılması önerilir; bunların hepsi baş için destek sağlar.



Hastayı yana çevirin. Hastanın kendisi, döndürüleceği taraftaki yatak rayını kavrayarak katkıda bulunabiliyorsa bu işlem kolaylaşır. Askının kenarını, hastanın sırtına doğru, alt kenar **koksiks ile aynı hizada olacak şekilde yerleştirin.**

Askıyı "orta arka kayış" hastanın omurgasına karşılık gelecek şekilde katlayın. Sürtünmeyi azaltmak için katlanan askı kısmının, askının hastanın sırtına bakan kenarını örttüğünden emin olun. Hastayı yavaşça geri döndürün ve diğer taraftaki askıyı çekip çıkarın. Bu uygulama tekniğiyle hastanın yalnızca bir kez çevrilmesi gerekir.



Bacak desteklerini her bir bacağın altına yerleştirin. Bunun için bacak desteğini dizin altına yerleştirirken şilteye bastırmanız gerekir. Kumaşın düz bir şekilde durduğundan ve bacağın etrafına düzgün şekilde ulaştığından emin olun. Bacak destekleri farklı şekillerde bağlanabilir, bkz. sayfa 12.

Yatağın baş ucu kısmını yükseltin. Askı çubuğu halkalarına önce üst kayış halkalarını, sonra bacak destek halkalarını bağlayın. Askı halkalarını farklı askı çubuklarına bağlamakla ilgili talimatlar için sayfa 6-7'ye bakın. Hastayı kaldırın.

Hasta Yatakta Otururken Askıyı Uygulama


Hastanın arkasındaki yatağın baş ucu kısmını yükseltin. Askıyı ürün etiketi aşağı bakacak şekilde yatağa yatırın. Askıyı, alt kenarı **koksiks ile aynı hizada olacak şekilde** hastanın sırtından aşağı doğru kaydırın. **Not!** Hasta ileri doğru eğilirse uygulama kolaylaşır.

Yatağa Kaldırma

Taşıma işleminden sonra askıyı çıkarmanız önerilir. Herhangi bir nedenle askının yatakta bırakılması tercih ediliyorsa file polyesterden yapılmış bir askı kullanılması önerilir.

Kendi vücudunuzun pozisyonunu ve hastanın konforunu unutmayın. Yükseltme ve alçaltma için yatağın fonksiyonlarını kullanın. Kollar tamamen aşağı bırakıldığında bakım veren kişinin parmaklarının başladığı yer ile şilte aynı seviyede ise iş için iyi bir vücut pozisyonu alınmış demektir. Bakım veren kişinin yükümlülüğüne bağlı olarak bu işlem için kaç bakıcının gerekli olduğuna dair yapılacak değerlendirme, o anki durum bazında yapılmalıdır.

Hasta Yatakta Otururken Askının Çıkarılması




Hastayı yatağın üzerine alın. Hastanın rahat etmesi için yatağın baş ucunu yükseltin. Hastayı yatağa doğru indirin.

Kumaş kısmın altından bacak destek halkalarını çekerek bacak desteklerini çıkarın. **Not:** Hastanın bacakları bükülürse bu işlem daha kolay yapılır.


Askıyı bacak desteklerinden birini askı arkasından ve üstten karşı tarafa çekerek çıkarın.

Hasta Yatakta Yatarken Askının Çıkarılması



Hastayı yatağın üzerine alın. Hastanın rahat etmesi için yatağın baş ucunu yükseltin. Hastayı yatağa doğru indirin. Baş ucunu indirin.

Bacak destek halkalarını hastanın bacakları arasında, bacak destekleri altına yerleştirin.




Askının kenarını kavrayın. Askıyı kendi altına doğru itin. Askıyı yatağın üzerine ve hastanın altına bastırın.

Hastayı dikkatlice yanına çevirin. Askıyı alttan kavrayın ve dikkatlice çıkarın.

Uygulama Önerisi

Bacak Desteklerini Bağlamanın Farklı Yolları

Bir bağlantı alternatifi seçilmeden önce olası riskleri öngörmek üzere bireysel bir değerlendirme yapılmalıdır.



Birbiri içinden geçirilmiş çapraz bacak destekleri.

Askıyı uygulamanın en sık kullanılan yoludur. Halkalar askı çubuğuna bağlanmadan önce bir bacak destek halkası ötekini altından geçirilir.

Her iki uyluk altında birbiri üzerinde örtüşme.


Bu, örneğin bacakları amput edilmiş bir hastayı kaldırırken uygun olabilir. **Not:** Otururken hastanın duruşunun çok fazla yatık olmasını önlemek için Extension Loop'lar bacak destek halkalarına takılabilir.

Her bir bacak desteği askı çubuğuna ayrı ayrı bağlanır.

Bu durum özellikle genital bölgesi hassas olan hastalar kaldırılırken uygun olabilir.

⚠️ Dışarı kayma riskinde artış.

Hasta Askıda Doğru Şekilde Oturmuyor – Neden?




A. Dışarı kayma riski. Kalçalar aşağı sarkıyor. Askı çok büyük olabilir. Ayrıca askının, hastanın sırtından yeterince aşağı çekilmemiş olmasından da kaynaklanabilir.

Kaldırmadan önce alt kenarın gerildiğini ve kumaşın bacaklar etrafına uygun şekilde sarıldığını kontrol edin.

B. Çok küçük bir askı, bacak desteklerinin kasığa baskı yaparak rahatsızlık vermesine ve askı çubuğunun yeterince destek sağlayamayacak şekilde yüze ve/veya sırtta fazla yakın hale gelmesine yol açabilir.

Askının alt kenarı, koksiks ile aynı seviyededir. Bacak destekleri bacakların altına doğru şekilde yerleştirilmiştir.

Kısaltma Pozisyonu



Askımız, hastanın taşıma sırasında her zaman bacaklara ve sırt kısmına iyi bir şekilde dağıtılmış basınçla oturmasını sağlamak için dikkatle tasarlanmıştır. Bununla birlikte bazı durumlarda hastanın oturma konumunu değiştirmek için bacak destek döngüsü üzerinde iç ayarın, yani "kısaltma pozisyonunun" kullanılması tercih edilebilir.


Not: Bu, kısaltma pozisyonu tasarımı eski olan eski bir UniversalSling Mod. 00/02 modeliniz varsa geçerli **değildir**. 00/02, with an earlier design of the shortening position. Mod. 00/02 kısaltma prosedürü açıklamaları için ilgili modelin talimat kılavuzunu almak üzere Hill-Rom ile iletişime geçin.

Kısaltma pozisyonunun kullanıldığı durumlarda halkaların daha iyi görsel kontrolü için aynı zamanda dış bacak desteği halkasını askı çubuğu halkasına bağlamanız önerilir.

Aksesuarlar

Extension Loop, yeşil, 12 cm (5 inç)
Extension Loop, yeşil, 22 cm (9 inç)
Extension Loop, gri, 12 cm (5 inç)
Extension Loop, gri, 22 cm (9 inç)

Ürün No. 3691102
Ürün No. 3691103
Ürün No. 3691302
Ürün No. 3691303




- 2 = 12 cm (5 inç)
- 3 = 22 cm (9 inç)

Genel Bakış: Liko UniversalSling, Mod. 000

Ürün	Ürün No.	Beden	Hastanın Kilosu ¹	Azami Yük ²
Liko UniversalSling	35000 -- 4	S	35-55 kg (77-121 lb)	200 kg (440 lb)
Liko UniversalSling	35000 -- 1	M-Slim (ince yetişkin)	45-70 kg (99-154 lb)	200 kg (440 lb)
Liko UniversalSling	35000 -- 5	M	60-90 kg (132-198 lb)	200 kg (440 lb)
Liko UniversalSling	35000 -- 6	L	80-120 kg (176-264 lb)	200 kg (440 lb)
Liko UniversalSling	35000 -- 7	XL	> 110 kg (> 242 lb)	300 kg (660 lb)

¹ Belirtilen hasta ağırlığı sadece bir rehberdir; sapmalar olabilir.

² Azami yükü devam ettirmek için aynı yük veya daha fazlasında kullanılması amaçlanan lift/aksesuarlar gereklidir.



Önerilen kombinasyonlar:

Liko™ UniversalSling ve Liko'nun askı çubuklarının önerilen kombinasyonları:	Mini 220	Sling bar 350 ³	Sling bar 450 ¹	Sling bar 600 ⁴	Twin bars 670 ²	Sling Cross-bar 450	Sling Cross-bar 670	Univ. Side bars + Universal 350	Univ. Side bars + Universal 450
UniversalSling, S	3	2	1	3	2	1	2	2	2
UniversalSling, M-Slim	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, M	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, L	3	2	1	1	1	1	1	1	1
UniversalSling, XL	3	3	2	1	1	1	1	1	1

¹ Sling bar 450; Universal SlingBar 450 Ürün No. 3156075, 3156085 ve 3156095, SlingBar Standard 450 Ürün No. 3156001, 3156003, 3156007 ve 3156016, ayrıca SlingGuard 450 Ürün No. 3308020 ve 3308520 ile ilişkilidir.

² Twin bars 670; Universal TwinBar 670 Ürün No 3156077 ve 3156087'nin yanı sıra SlingGuard 670 Twin Ürün No. 3308040 ve 3308540 ile de ilişkilidir.

³ Sling bar 350; Universal SlingBar 350 Ürün No. 3156074, 3156084 ve 3156094 ile ilişkilidir.

⁴ Sling bar 600; Universal SlingBar 600 Ürün No. 3156076 ve 3156086 ile ilişkilidir.

Açıklama: 1 = Önerilir, 2 = Uygun olabilir, 3 = Önerilmez, 4 = Uygun değil

Diğer Kombinasyonlar

Liko tarafından önerilenler dışında aksesuar/ürün kombinasyonları hasta güvenliği açısından risk yaratabilir.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, İsveç
+46 (0)920 474700

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom

Liko AB, Hill-Rom Holdings, Inc.'in bir yan kuruluşudur.