

Descripción del producto

El accesorio OctoStretch se ha diseñado para elevar y trasladar a pacientes en posición horizontal en aquellos casos en los que no se requiere el uso de una superficie subyacente de elevación particularmente plana. Con frecuencia, se utiliza en áreas como las salas quirúrgicas, e incluso en los servicios de cuidados intensivos o de rayos X.

La parte sobre la que se apoya el cuerpo se compone de una sábana completa.

El accesorio OctoStretch es muy apreciado por su facilidad de uso y por el hecho de que ocupa relativamente poco espacio durante su uso y almacenamiento.

El accesorio OctoStretch está equipado con un accesorio de equilibrio que facilita la regulación del centro de gravedad durante la elevación.

El accesorio OctoStretch se puede utilizar junto con: las grúas de techo LikoGuard™, Likorall™ y Multirall™, y las grúas móviles Viking™ y Golvo™.

En este documento, se denomina paciente a la persona elevada y cuidadores a las personas que le asisten.



¡IMPORTANTE!

La elevación y el traslado de un paciente siempre implican un cierto riesgo. Lea la guía de instrucciones de la grúa de pacientes y de los accesorios de elevación antes de su uso. Es importante comprender la totalidad del contenido de la guía de instrucciones. El equipo solo debe ser utilizado por personal capacitado. Asegúrese de que los accesorios de elevación son adecuados para la grúa que se está utilizando. Tenga cuidado y precaución durante su uso. Como cuidador, usted es el responsable de la seguridad del paciente. Debe conocer la capacidad del paciente para soportar la elevación. Si no está seguro de algo, póngase en contacto con el fabricante o con el proveedor.

Índice

Descripción de los símbolos	3
Instrucciones de seguridad.....	3
Definiciones.....	4
Datos técnicos	4
Carga máxima.....	4
Accesorios de elevación recomendados	4
Montaje.....	5
Colocación de LiftSheet™.....	5
Elevación con LiftSheet™	7
Cuidado y mantenimiento.....	8

Descripción de los símbolos

Estos símbolos se pueden encontrar en este documento o en el producto.

Símbolo	Descripción
	Advertencia: esta situación requiere cuidado y atención especial.
	Lea la guía de instrucciones antes de utilizar el producto.
	Marca CE.
	Fabricante legal.
	Fecha de fabricación.
	¡Precaución! Consulte las instrucciones de uso.
	Lea la guía de instrucciones antes de utilizar el producto.
	Cabecera del producto.
	Identificador de producto.
	Número de serie.
	Producto sanitario.
	Reciclable.
	El código de barras Data Matrix GS1 puede contener la siguiente información: (01) Número global de artículo comercial (11) Fecha de fabricación (21) Número de serie

Instrucciones de seguridad

Antes de realizar la elevación, tenga en cuenta los siguientes puntos:


- Asegúrese de que el accesorio de elevación está bien acoplado a la grúa.
- Se recomienda que al menos dos cuidadores asistan en el uso de la grúa cuando se utiliza el accesorio OctoStretch.
- Planifique la elevación para que se realice de forma tan segura y práctica como sea posible.
- Aunque el accesorio OctoStretch™ está equipado con cierres, se debe tener especial cuidado. Antes de elevar al paciente de la superficie donde se encuentra y una vez que las cintas del arnés se hayan extendido completamente, asegúrese de que estas están correctamente sujetas a la camilla.
- Asegúrese de que las ruedas de la cama, de la camilla, etc., están bloqueadas durante una elevación o un traslado. Sin embargo, las ruedas de la grúa móvil deberán estar desbloqueadas cuando se utilicen con la camilla.

Nunca deje al paciente desatendido durante una elevación.

La camilla no debe modificarse en ninguna circunstancia. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Hill-Rom.

 Producto sanitario de clase I

Definiciones



1. Nivelador de camilla
2. Brazo de elevación

Consulte, a continuación, los accesorios de elevación recomendados.

Datos técnicos

Carga máxima:	200 kg (440 lb)
Dimensiones:	Longitud: 1263 mm / 49,7 in
	Anchura: 617 mm / 24,3 in

Carga máxima

Pueden aplicarse diferentes cargas máximas según los distintos componentes del sistema de elevación montado: grúa, percha, arnés y otros accesorios que se utilicen. Para el sistema de elevación montado, la carga máxima es siempre la menor de la categoría de carga máxima de cualquiera de los componentes. Por ejemplo: el accesorio OctoStretch™, que tiene una carga máxima de 200 kg (440 lb). En combinación con Quick-release Hook Universal, que tiene una carga máxima de 300 kg (660 lb), y una grúa de techo Liko™, que tiene una carga máxima de 200 kg (440 lb), la carga máxima de 200 kg (440 lb) se aplica al sistema de elevación montado.


Compruebe las capacidades de elevación de la grúa y de los accesorios de elevación, o póngase en contacto con el representante de Hill-Rom en caso de duda.

Accesorios de elevación recomendados

Octo LiftSheet™

LiftSheet Octo, poliéster, mediano, 160 x 50 cm (63 x 20 in).

Art. n.º 3683105



Octo LiftSheet™


LiftSheet Octo, poliéster, grande, 170 x 90 cm (67 x 35 in).

Art. n.º 3683106

Solo Octo Liftsheet™

Solo Octo Liftsheet, mediano, 160 x 50 cm (63 x 20 in).

Art. n.º 3683905



Solo Octo Liftsheet™


Solo Octo Liftsheet, grande, 170 x 90 cm (67 x 35 in).

Art. n.º 3683906

Quick-release Hook TDM

El accesorio OctoStretch se puede equipar con Quick-release Hook TDM para facilitar el montaje en la grúa sin necesidad de herramientas. En función de qué grúa Liko se utilice, la grúa ya está equipada, o puede equiparse con, el conector Q-link o Q-link 13 de Liko (grúa móvil Viking™).

Art. n.º 3156502




Q-link 13
Art. n.º 3156509

Kit fijo 4

Es compatible con el accesorio Liko™ OctoStretch con la grúa de techo LikoGuard™ L, XL.

Art. n.º 3308860



Montaje



Instalación fija

El accesorio OctoStretch se conecta a la llamada placa de cintas de la grúa utilizando un tornillo y tuerca M10 x 25.

Utilice una llave Allen de 6 mm y una llave de ajuste plana de 17 mm. (Se aplica a la grúa de techo Likorall™ y a la grúa móvil Golvo™).

Montaje con Quick-release Hook

El accesorio OctoStretch se puede instalar utilizando Quick-release Hook TDM (Art. n.º 3156502) para una instalación rápida y fácil, sin necesidad de utilizar herramientas, en la grúa de techo Multirall™ u otras grúas Liko recomendadas equipadas con el conector Q-link o Q-link 13 de Liko (grúa móvil Viking™).

Colocación de LiftSheet™

Habitualmente, cuando se realiza una elevación con una sábana completa, es una ventaja si el paciente tiene suficiente movilidad como para moverse por la sábana sin ayuda. Lo que es a veces posible antes de la cirugía.

La mesa de operaciones está preparada para que la sábana extensible se coloque por debajo de las sábanas de cirugía, permitiendo que el paciente anestesiado se pueda elevar después de la intervención.

Aquí presentamos dos métodos alternativos de colocación de la sábana extensible por debajo de pacientes que no se pueden mover: girando al paciente y con la ayuda de dos sábanas deslizantes.

Alt. 1) Colocación de la sábana extensible con la ayuda de una sábana de giro

El giro de un paciente de mucho peso hacia un lado es una tarea intensa que se puede facilitar con la ayuda de un accesorio como una sábana de giro. Esta tarea debe ser realizada por dos o más cuidadores.



Gire al paciente a un lado tirando de la sábana de giro hacia usted. **⚠️ Asegúrese de que el paciente tiene espacio suficiente en la cama para evitar el riesgo de caída.** Es posible que deba levantar las barandas laterales de la cama, si las hubiera.

Coloque la sábana extensible debajo del paciente lo más lejos posible. La etiqueta debe estar en la cabecera y orientada hacia abajo. Agrupe parte de la sábana en pliegues de forma que el paciente quede tendido en el centro de esta cuando se tumba boca arriba.




Gire un poco al paciente en la posición opuesta de forma que se pueda extender la sábana. Al mismo tiempo, prepárese para retirar la sábana de giro, si es necesario, plegándola debajo del paciente antes de que este se vuelva a tumbar boca arriba.

Si fuera necesario, gire con cuidado al paciente para poder retirar la sábana de giro. Con cuidado, coloque al paciente boca arriba. En estos momentos, podrá colocar al paciente en medio de la sábana extensible con un apoyo para la cabeza.

Alt. 2) Colocación de la sábana extensible con la ayuda de dos sábanas deslizantes

Si la sábana extensible se va a colocar debajo de un paciente que no se puede girar sobre un lado, se pueden utilizar las sábanas deslizantes. Con el paciente tumbado boca arriba, tire de las dos sábanas deslizantes plegadas hasta colocarlas debajo del paciente y tire de la sábana extensible para situarla entre las sábanas deslizantes. Esta tarea debe ser realizada por dos o más cuidadores.




Coloque dos sábanas deslizantes, una encima de la otra. Comience doblándolas juntas, unos 30 cm (12 in), partiendo del borde inferior. Repita este procedimiento, doblando 30 cm (12 in), a la vez hasta que se pliegue toda la longitud de las dos sábanas. Gire las sábanas de manera que los pliegues queden orientados hacia el colchón. Coloque las sábanas dobladas por debajo de los pies y de las pantorrillas del paciente.



Con los brazos alrededor del paciente, los cuidadores deben coger el pliegue por debajo de las sábanas deslizantes mientras que sostiene el borde inferior de las sábanas con las otras manos.

A continuación, los cuidadores deben desdoblar simultáneamente el primer pliegue debajo del paciente. Los brazos o las manos que estén más próximas al paciente desdoblarán las sábanas, mientras que los brazos o las manos que se encuentren en el lado opuesto sujetarán la parte inferior de las sábanas colocadas.



Después, los cuidadores deben coger firmemente el siguiente pliegue y repetir el procedimiento hasta que las sábanas deslizantes estén completamente extendidas por debajo del paciente.


A continuación, la sábana extensible se debe introducir entre las sábanas deslizantes desde el extremo de los pies y tirar hacia arriba entre las sábanas deslizantes sin fricciones.



En este momento, la sábana extensible está colocada debajo del paciente. El borde superior debe extenderse lo suficiente como para que llegue hasta la cabeza.

En este momento, se puede retirar la sábana deslizante superior. La forma más fácil de hacerlo es desde la cabecera hacia abajo, doblando la sábana deslizante y dejándola que se deslice "por debajo de sí misma" mientras se tira hacia abajo.

Elevación con LiftSheet™



Elevación tras la colocación de LiftSheet

Coloque el accesorio OctoStretch™ sobre el paciente y bájelo hasta alrededor de medio metro por encima de la cama. Coloque todos los lazos de cinta sobre la camilla. Tenga en cuenta que el accesorio OctoStretch tiene una cabecera y un extremo para los pies.

⚠️ Compruebe que todos los lazos de cinta están correctamente ajustados antes de elevar al paciente desde la superficie subyacente.

Accesorio OctoStretch con nivelador de camilla

Al realizar una elevación, asegúrese de que el paciente está suspendido en la posición adecuada: horizontalmente o normalmente un poco por encima de la cabecera. En caso de que sea necesario, se puede ajustar la posición de elevación girando el botón del nivelador de camilla.

Cuidado y mantenimiento

Para utilizar el accesorio sin que se produzca ninguna incidencia, se deben realizar algunas comprobaciones antes de cada uso:

- Revise la camilla y los accesorios de elevación, y asegúrese de que no hay daños en su exterior.
- Compruebe que los pestillos funcionan.
- Compruebe el accesorio del brazo de la camilla.
- Compruebe que la sábana extensible no está desgastada y asegúrese de que no está retorcida.

Cuando sea necesario, limpie la camilla con un paño húmedo, utilizando agua tibia o desinfectantes.

⚠ No debe exponer la camilla al agua corriente.

NOTA: la camilla no puede limpiarse ni con cloruro de amonio cuaternario (Virex II [256] o equivalente), ni con amonio cuaternario (CSI o equivalente) ni con cloruros de bencil C12-18 alquildimetilamonio (Terralin Protect o equivalente). Póngase en contacto con el representante de Hill-Rom si tiene alguna pregunta.

Mantenimiento

Se debe realizar una inspección periódica de la camilla al menos una vez al año.

⚠ La inspección periódica debe realizarla el personal autorizado por Hill-Rom.

⚠ No se deben realizar tareas de mantenimiento cuando el paciente está en la camilla.

Acuerdo de mantenimiento

Hill-Rom ofrece la oportunidad de realizar contratos de servicio para el mantenimiento y la inspección periódica del producto Liko.

Tiempo de vida útil estimado

El producto tiene una vida útil estimada de 10 años si su uso, mantenimiento e inspección se realizan adecuada y periódicamente según las instrucciones de Liko.

Instrucciones de reciclaje

La camilla debe reciclarse como si fuera chatarra.

Hill-Rom evalúa y proporciona orientación a los usuarios sobre la manipulación y la eliminación seguras de sus dispositivos para ayudar a prevenir lesiones, entre las que se incluyen cortes, punciones en la piel o abrasiones, y sobre la limpieza y desinfección necesarias del producto sanitario después de su uso y antes de su eliminación. Los clientes deben cumplir todas las leyes y normativas federales, estatales, regionales o locales relativas a la eliminación segura de los productos sanitarios y los accesorios médicos.

En caso de duda, el usuario del dispositivo debe ponerse en contacto primero con el servicio de asistencia técnica de Hill-Rom para obtener orientación sobre los protocolos de eliminación segura.

Modificaciones en los productos

Los productos Liko están en un continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en ellos sin previo aviso. Póngase en contacto con su representante de Hill-Rom para obtener asesoramiento e información sobre las actualizaciones de los productos.

Design and Quality by Liko in Sweden

El sistema de gestión para la fabricación y el desarrollo del producto está certificado de acuerdo con la norma ISO9001 y su equivalente para el sector de productos sanitarios, la norma ISO13485. El sistema de gestión también posee la certificación medioambiental de acuerdo con la norma medioambiental ISO14001.

Aviso para usuarios o pacientes de la UE

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentran el usuario o el paciente.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Suecia
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom