


BRAUN

WelchAllyn®

ThermoScan®

Nabíjecí stanice
Návod k použití



PRO 6000
Nabíjecí stanice

BRAUN

ThermoScan®

Nabíjecí stanice PRO 6000

Tento manuál se vztahuje na příslušenství **REF 901009**, termometrie

Vyrábí:
Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153
USA



107983 (CD)
DIR 80025813
Datum revize: 09/2019



Welch Allyn Limited
Navan Business Park
Dublin Road,
Navan, County Meath,
Republic of Ireland
C15 AW22

Informace o jakémkoli výrobku společnosti Welch Allyn poskytuje:

Technická podpora společnosti Welch Ally:

www.welchallyn.com/support

navštivte pracoviště:

www.welchallyn.com/about/company/locations.htm

Náhradní díly

Kompletní seznam náhradních dílů najdete na www.welchallyn.com

Informace o patentech naleznete na stránkách

www.welchallyn.com/patents

© 2019 Všechna práva vyhrazena.

Vyrobeno v Mexiku

Tento výrobek byl vyroben pod licencí spojenou s obchodní známkou „Braun“.


„Braun“ je registrovaná obchodní známka společnosti Braun GmbH, Kronberg, Německo.

ThermoScan® je registrovaná ochranná známka společnosti Helen of Troy Limited.

Použití jen pro
kryty
sond Hillrom



1. Nabíjecí stanice Braun Thermoscan® PRO 6000



2. Součásti balení



Nabíjecí stanice Braun ThermoScan® PRO 6000

CD s návodem k použití, software Welch Allyn Service Tool (dostupný pomocí internetového odkazu) a průvodce instalací Service Tool (dostupný pomocí internetového odkazu)

- 1 dobíjecí baterie (NiMH)
- 1 sada vyměnitelných hmoždinek
- 1 síťová zástrčka a USB kabel

3. Popis výrobku

- 1 Úložný prostor pro pouzdro na 200 krytů sondy Braun
- 2 Ušní teploměr Braun ThermoScan® PRO 6000 s kolébkou
- 3 Kontrolka nabíjení
- 4 Kontrola zapnutí
- 5 USB kabel
- 6 Síťová zástrčka
- 7 Vyměnitelná hmoždinka (dostupná ve 4 různých konfiguracích)

Číslo modelu	Konfigurace zástrčky	
PRO6000BSNA / 06000-100	Zástrčka pro Severní Ameriku / Čínu	
PRO6000BSEU / 06000-125	Zástrčka pro EU a Spojené království	 
PRO6000BSC / 06000-575	Zástrčky pro Severní Ameriku / Čínu, EU a Spojené království	  
PRO6000BSAU / 06000-150	Zástrčka pro Austrálii	

- 8 Adaptér USB připojení
- 9 Přichytka USB
- 10 Otvor pro montáž na stěnu

ULOŽTE TYTO POKYNY

Nabíjecí stanice pro ušní teploměr, klinický teploměr, Braun ThermoScan® PRO 6000, poskytuje nabíjení, bezpečnostní funkci a také úložný prostor pro teploměr a dávkovače krytů sondy. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

4. Varování a upozornění



wekhaliv.com

Chcete-li snížit nebezpečí zásahu elektrickým proudem:

-  **VAROVÁNÍ** Pokud by nabíjecí stanice spadla do vody, nesaňte se ji vytáhnout rukou. Okamžitě ji vytáhněte ze zásuvky.
 -  **VAROVÁNÍ** Nepokládejte, neskladujte ani nenabíjete nabíjecí stanici tam, kde by mohla spadnout nebo být vtažena do vany či do dřezu. Neponožujte ani ji nenechte spadnout do vody či do jiné kapaliny.
 -  **VAROVÁNÍ** Před čištěním nabíjecí stanici vytáhněte ze zásuvky.
 -  **VAROVÁNÍ** Nabíjecí stanice obsahuje nízkonapěťovou síťovou zástrčku (adaptér síťové zástrčky pro zdravotnická zařízení, typ TMW7-5-IPW). Proto ji nesmíte s žádnou z jejích částí manipulovat ani ji vyměňovat. Jinak by hrozilo nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
 -  **VAROVÁNÍ** Pouze pro odborné použití.
 -  **UPOZORNĚNÍ** Aby bylo možné teploměr nabíjet, musí se nabíjecí stanice používat pouze s dobíjecí baterií dodávanou spolu s touto jednotkou.
- V zájmu snížení nebezpečí požárů, popálenin, zásahu elektrickým proudem nebo zranění osob:
-  **VAROVÁNÍ** Nabíjecí stanice se nesmí používat v okolí 1,5 m (4,92 stop) od pacienta.
 -  **UPOZORNĚNÍ** Toto zařízení používejte jen pro jeho daný účel použití popsany v tomto návodu. Nepoužívejte příslušenství, které není výrobcem doporučeno.
 -  **VAROVÁNÍ** Neupravujte toto zařízení bez souhlasu výrobce.
 -  **UPOZORNĚNÍ** Zařízení by nikdy nemělo být vystaveno teplotám pod -20 °C (-4 °F) nebo nad +50 °C (122 °F). Udržujte zařízení a jeho kabel vždy suchý. Nesahejte na něj mokřými rukama. Neskladujte ve vlhkém prostředí. Nenavíjejte kabel kolem zařízení, aby nedošlo k poškození. Je důležité pravidelně (každé 3 měsíce) kontrolovat, zda-li není kabel poškozen, zejména na jeho koncích, kde kabel vstupuje do zástrčky.
 -  **VAROVÁNÍ** Nikdy toto zařízení nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, nefunguje správně, utrpělo pád či poškození nebo pokud spadlo do vody. V takovém případě odešlete zařízení do servisního střediska ke kontrole a opravě.
 -  **UPOZORNĚNÍ** Udržujte kabel mimo horké povrchy.
 -  **VAROVÁNÍ** Do otvoru nikdy nic nevkládejte ani neházejte.
 -  **UPOZORNĚNÍ** Vždy nejprve připojujte zástrčku do přístroje a až pak do zásuvky.
 -  **UPOZORNĚNÍ** Toto zařízení splňuje aktuální požadované normy v oblasti elektromagnetického rušení a nemělo by působit problémy pro ostatní vybavení, ani by jej neměla ovlivňovat ostatní zařízení. V rámci preventivního opatření nepoužívejte toto zařízení v blízkosti jiného vybavení.
 -  **VAROVÁNÍ** Neumisťujte zařízení tak, že by to činilo jeho obsluhu nebo odpojení (zástrčky) obtížné.

5. Nastavení

5.1 Instalace baterie



Nabíjecí stanice je dodávána s 1 dobíjecí baterií. Chcete-li využít funkci nabíjení, umístěte dobíjecí baterii do přihrádky na baterii teploměru.

Baterie nemusí být dodávána v nabitém stavu.




UPOZORNĚNÍ Před použitím zařízení v nabíjecí stanici nabíjejte po dobu 3 hodin.
Viz oddíl 5.2 Připojení a 5.4 Nabíjení teploměru.


- 1 Pomocí prstu nebo špičatého předmětu, jako je například pero, otevřete dvířka baterie posunutím pružinové západky doprava. Západku držte v otevřené poloze, uchopte dvířka baterie a vyjměte je.



- 2 Vložte do přihrádky na baterii dobíjecí baterii tak, aby její štítek směřoval ven.



- 3 Zasuňte dvířka baterie zpět na jejich místo a zkontrolujte, aby se západka vrátila do původní zajištěné polohy.





Tento produkt obsahuje baterie a recyklovatelný elektronický odpad. V zájmu ochrany životního prostředí tento produkt nevyhazujte do koše, ale odneste jej na příslušné místní sběrné místo v souladu s národními nebo místními předpisy.



UPOZORNĚNÍ Nerozebírejte, nezkratujte ani nevyhazujte do koše. Nekombinujte různé typy baterií.


5.2 Připojení

- 1 Kabel USB připojte k zadní straně nabíjecí stanice (1a) a protáhněte kabel přes příchytku (1b).




- 2 Vyberte vyměnitelnou zástrčku vhodnou pro vaši zemi a region (pokud je dodána více než jedna zástrčka).

- 3 Připojte zástrčku do síťového adaptéru.




- 4 Připojte do síťového adaptéru USB kabel.

- 5 Celou sestavu připojte do elektrické zásuvky.



- 6 Rozsvítí se zelené světlo, což znamená, že nabíjecí stanice je připravena k použití.



5.3 Instalační pokyny (volitelné)


Nabíjecí stanici je možné namontovat na zeď nebo postavit na rovný povrch. Nabíjecí stanice by měla být namontována na zeď až po dokončení kroku 3 v oddílu 5.2 Připojení.

K montáži bude zapotřebí následujícího:

- 2 šrouby Phillips č. 8 s kulatou hlavou (součástí balení)
- 2 hmoždinky na sádrokarton (součástí balení)
- Pravitko (není součástí balení)
- Šroubovák Phillips –č. 2 (není součástí balení)

Instalace na zeď:

- 1 Zkontrolujte, zda je kabel USB odpojen od elektrické zásuvky, ale přitom je připojen k nabíjecí stanici. Po instalaci nebude připojení USB na nabíjecí stanici přístupné.



- 2 Připravte si šrouby a hmoždinky, které byly dodány spolu s nabíjecí stanici.


- 3 Najděte montážní otvory na zadní části nabíjecí stanice.

- 4 Pomocí dodaných hmoždinek a šroubů připevněte nabíjecí stanici ke zdi nebo na jiné bezpečné místo.

Poznámka: Pokud nabíjecí stanici připojujete k jinému povrchu, než je sádrokarton, použijte upevňovací prvky odpovídající konkrétnímu povrchu.

5.4 Nabíjení teploměru


- 1 Teploměr s nainstalovanou nabíjecí baterií vložte do držáku teploměru (1a). Teploměr v kolébce vložte do nabíjecí stanice (1b).



- 2 Teploměr vydá akustický signál.



- 3 Kontrolka nabíjení na nabíjecí stanici se rozsvítí oranžově.




- 4 Na LCD teploměru se zobrazí úroveň nabití baterie.

Až bude teploměr plně nabitý, kontrolka nabíjení na nabíjecí stanici změní barvu na zelenou (to trvá přibližně 3 hodiny, pokud je baterie vybitá). Baterie není možné přebít. Pokud se právě teploměr nepoužívá, doporučujeme jej uložit do nabíjecí stanice, aby si zachoval úplné nabití.

Pamatujte, že i při úplném nabití může nabíjecí stanice trvat až 5 minut, než rozpozná úroveň úplného nabití baterie. Pokud k takové situaci dojde, bude kontrolka nabíjení po instalaci teploměru do nabíjecí stanice žlutá a po rozpoznání úplně nabité baterie změní barvu na zelenou.

Pokud si všimnete, že nabíjecí stanice ukazuje úplné nabití (zelená kontrolka nabíjení), ale LCD teploměru úplné nabití neukazuje, může to být důsledkem příliš vysoké teploty nabíjecí stanice nebo baterií. V takovém případě doporučujeme nabíjecí stanici přemístit do chladnějšího prostředí.




Pokud se kontrolka nabíjení nerozsvítila, možná došlo k některé z následujících situací:

- Byly vloženy alkalické baterie (nenabíjecí)
- Teploměr / nabíjecí stanice nejsou správně připojené k elektrickému zdroji
- Teploměr není do nabíjecí stanice vložen správně

6. Bezpečnostní funkce


Ušní teploměr Braun ThermoScan® PRO 6000 je vybaven bezpečnostní funkcí, která vyžaduje, aby byl teploměr v předem určenou dobu vrácen zpět do nabíjecí stanice. Pokud bude tato doba překročena, teploměr se uzamkne. Tuto funkci zabezpečení lze nastavit pomocí softwaru Service Tool až na 12 hodin / 720 minut.

Tato bezpečnostní funkce ušního teploměru Braun ThermoScan® PRO 6000 byla před expedicí z výroby vypnuta. Zabezpečení je k dispozici pouze pomocí softwaru Welch Allyn Service Tool a je nutné, aby byla nejprve spuštěna nabíjecí stanice nebo jakékoli kompatibilní zařízení z řady Welch Allyn Vital Signs. Tato bezpečnostní funkce může být použita s dobíjecími i alkalickými bateriemi. Viz oddíl 6.2 Nastavení, kde získáte přístup k této funkci a změně nastavení.





6.1 Jak to funguje


- 1 Když je bezpečnostní funkce aktivována, zobrazí se při normálním používání vedle indikátoru baterie ikona odemknutí, která ukazuje, že funkce zabezpečení je aktivní.




- 2 Až bude teploměru zbývat do konce časového limitu 60 minut, zobrazí se vedle odemknuté ikony odpočítávací hodiny se zbývajícím počtem minut.




- 3 Pět minut před vypršením časového limitu začne teploměr jednou za minutu pípat a odemknutá ikona bude blikat, aby upozornila na bezprostřední uzamčení teploměru.



- 4 Po uplynutí časového limitu bude ikona odemčení a odpočítávací hodiny nahrazené ikonou zamčené a teploměr jednou za 5 minut pípne, aby upozornil na zamčený stav. Jakékoli tlačítko stisknuté v uzamčeném stavu způsobí pípnutí na označení chyby a k žádné další odezvě teploměru nedojde. V zamčeném stavu není možné teploměr používat.




- 5 Teploměr můžete odemknout, když jej vrátíte do nabíjecí stanice.



- 6 Teploměr vydá akustický signál a podsvícení se na 5 sekund rozsvítí.




- 7 Časový limit se resetuje a teploměr se vrátí do odemčeného stavu, který umožní běžný provoz. Poté, co bylo dosaženo odemčeného stavu, teploměr vydá pípnutí a znovu se objeví displej.



8 Nabíjení teploměru při aktivované bezpečnostní funkci:

Pokud jsou vloženy dobíjecí baterie, rozsvítí se na nabíjecí stanici oranžová kontrolka, což znamená obnovení nabíjecí stanice, a na displeji teploměru se objeví ikona baterie.

I když je bezpečnostní funkce aktivní, pokud jsou do teploměru vloženy alkalické (nedobíjecí) baterie, pak se oranžová kontrolka na nabíjecí stanici nerozsvítí, na displeji teploměru se ikona baterie neobjeví a baterie se nebudou nabíjet.



6.2 Nastavení bezpečnostních funkcí


K úpravě nastavení teploměru lze použít software Welch Allyn Service Tool nabíjecí stanice nebo kompatibilního zařízení z řady Welch Allyn Vital Signs.

K úpravě konfigurace teploměru je zapotřebí software Service tool společnosti Welch Allyn.

Pro připojení k počítači se softwarem Welch Allyn Service Tool je nutná nabíjecí stanice a dobíjecí baterie nebo kompatibilní zařízení od společnosti Welch Allyn.

Pro přístup k pokročilým nastavením ušního teploměru Braun Thermoscan® PRO 6000 pomocí softwaru Welch Allyn Service Tool postupujte dle pokynů.

- 1 Zadokujte ušní teploměr Braun Thermoscan® PRO 6000 do nabíjecí stanice.



- 2 Doporučujeme použít USB kabel, který se připojuje k síťovému adaptéru – odpojte jej od síťového adaptéru a zapojte jej do svého počítače.





- 3 a. Spusťte software Welch Allyn Service Tool.
- b. Pokud se objeví úvodní obrazovka s tlačítky „Přidat nové funkce“ a „Servis“, klikněte na tlačítko „Servis“.
- c. Přihlaste se jako ADMIN bez hesla, nebo použijte účet, který jste si vytvořili dříve.

Poznámka: Pokud se neobjeví vybídka k přihlášení, klikněte na tlačítko Přihlášení. Pro přístup k dialogovému konfiguračnímu oknu musíte být přihlášení.


- 4 Klepnutím zvýrazněte teploměr Braun na seznamu zařízení a klikněte na tlačítko výběru.

- 5 Otevře se karta Zařízení.

- 6 Klepněte na kartu Konfigurovat vpravo od karty Informace o zařízení.




- 7 Klikněte na tlačítko Změnit v poličku aktuálních nastavení. Otevře se dialogové okno s nastaveními konfigurace.



- 8 Chcete-li vybrat bezpečnostní funkci, klepněte na rozevřací nabídku a klepněte na požadovaný čas nebo ji vypnutím deaktivujte.

Po výběru požadovaných nastavení klikněte na tlačítko Uložit, aby se nastavení odeslala na teploměr Braun, a zavřete okno.

Pokud chcete okno zavřít beze změny nastavení, klikněte na tlačítko Zrušit.



6.3 Software Service tool

Více informací o nástroji Service Tool a pokyny k instalaci softwaru Service Tool installation najdete na adrese www.welchallyn.com, kde můžete software Service tool najít v oddílu Služby a podpora karta /Servisní střediska / stáhnout software Service tool.

7. Údržba a servis

7.1 Čištění



Upozornění

UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte při čištění kovových elektrických kontaktů žádné bělicí roztoky. Poškodily by zařízení.

UPOZORNĚNÍ Kontakty čistěte jen pomocí 70% isopropylalkoholu. Nechte kontakty asi 1 minutu schnout.

Podle potřeby nabíjecí stanici očistěte lehce hadříkem nebo čistící utěrkou navlhčenou 70% roztokem isopropylalkoholu nebo ethylalkoholu, 10% roztokem chlorového bělidla, čistícími přípravky, které nezanechávají stopy (např. Metrex CaviWipes™, PDI Sani-Coth®), nebo čistícími prostředky na bázi peroxidu vodíku (např. Virox či Oxivir).







Schválené čistící prostředky			
Typ	Prostředek nebo značka	Konstrukce nabíjecí stanice	Kontakty
Chlor a sloučeniny chloru	10% chlorový bělicí roztok	Ano	Ne
Kvartérní amoniové sloučeniny	CaviWipes™ Univerzální utěrkyClinell® SaniCloth Metrex	Ano	Ne
Peroxid vodíku	Virox Oxivir	Ano	Ne
Alkohol	70% roztok isopropylalkoholu nebo ethylalkoholu	Ano	Ano

Pravidelně je možné vyhodnotit i další potenciálně kompatibilní čistící prostředky. Pokud vámi používaný čistící prostředek není uveden, obraťte se na společnost Welch Allyn, abyste zjistili, zda byly schváleny nějaké další čistící prostředky.

Poznámka: Pokud přijde do kontaktu s kontakty jakýkoli čistící prostředek než isopropylalkohol nebo ethylalkohol, okamžitě je setřete. Poté kontakty vyčistěte pomocí isopropylalkoholu nebo ethylalkoholu.



Upozornění

-  **UPOZORNĚNÍ** **Nepoužívejte** hrubé čisticí prostředky.
-  **VAROVÁNÍ** Před jakoukoli údržbou nebo servisem nabíjecí stanici odpojte ze zásuvky.
-  **VAROVÁNÍ** **Nikdy** nabíjecí stanici neponořujte do vody ani do žádné jiné tekutiny.
-  **UPOZORNĚNÍ** Ubrousky by měly být vlhké, ale tekutina by z nich neměla kapat. Přebytečná tekutina by mohla způsobit poškození nabíjecí stanice.
-  **UPOZORNĚNÍ** Při čištění teploměru a kolébky ušního teploměru Braun Thermoscan® PRO 6000 postupujte podle pokynů k čištění uvedených v Návod k použití, údržbě a servisu PRO 6000.
-  **VAROVÁNÍ** Je důležité pravidelně (každé 3 měsíce) kontrolovat, zda-li není kabel poškozen, zejména na jeho koncích, kde kabel vstupuje do zástrčky.

7.2 Pokyny ke skladování

Teploměr a kryty sondy skladujte na suchém místě (teploměr není chráněn před vniknutím vody) bez přístupu prachu a nečistot a mimo přímé sluneční světlo. Okolní teplota na místě skladování by měla zůstat víceméně konstantní a měla by být v rozmezí od -20 do 50 °C (-4 až 122 °F).

8. Technické údaje

Rozsah provozní okolní teploty: 10–40 °C (50–104 °F)

Externí zdravotnický certifikované napájecí zdroje:

Výstupní napětí: 5 Vdc
 Výstupní proud: 1A
 Vstupní napětí: 100–240 VAC
 Vstupní proud: 0,3A
 Vstupní frekvence: 50–60 Hz

Rozsahy pro dlouhodobé skladování

Teplota skladování: -20 až 50 °C (-4 až 122 °F)
 Skladovací vlhkost: 0 až 85 % nekondenzující
 Elektrický jmenovitý výkon: 750 mAh
 Záruka dobíjecích baterií: 3 roky
 Kapacita baterie: Až 700 měření teploty na plné nabití / 3 V
 Typ dobíjecí baterie: přizpůsobená duální baterie (NiMH)
 Rozměry nabíjecí stanice 3,51" V × 4,08" H × 6,02" Š
 (89,2 mm V × 103,7 mm H × 153,0 mm Š)
 Hmotnost nabíjecí stanice: 5,3 oz / 150 g



UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte toto zařízení v přítomnosti elektromagnetického nebo jiného rušení mimo běžný rozsah stanovený směrnicí IEC 60601-1-2.



Intertek



NiMH

Normy a kompatibilita

Tento přístroj podléhá následujícím bezpečnostním a výkonnostním normám:

Tento výrobek podléhá ustanovením směrnice Rady Evropy 93/42/EEC (Směrnice o zdravotnických prostředcích).

ANSI/AAMI STD ES60601-1, UL STD 60601-1, CAN/CSA STD C22.2 č. 60601.1, IEC 60601-1 a EN 60601-1; edice 2 a 3.1. Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost

BS EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014

Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1–2: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost – Skupinová norma: Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky a zkoušky

IEC/EN 62366-1: 2015 (IEC 60601-1-6:2010+A1: 2013) Zdravotnické prostředky – Aplikace řízení použitelnosti na zdravotnické prostředky

ISO 14971:2012 Zdravotnické prostředky – Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky

ZDRAVOTNICKÉ ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE vyžadují zvláštní opatření ohledně elektromagnetické kompatibility (EMC). Pro podrobný popis požadavků EMC kontaktujte místní autorizované servisní středisko. Přenosná a mobilní zařízení využívající vysokofrekvenční moduly mohou ovlivnit ZDRAVOTNICKÉ ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE.

Zdravotnické elektronické přístroje s vnitřním napájením.

Trvalý provoz.

Zařízení není chráněno proti vniknutí vody.



Definice symbolů:



Aplikovaná součást typu BF



Upozornění

Upozornění uvedená v tomto manuálu označují podmínky nebo postupy, které mohou vést k poškození zařízení nebo jiných věcí nebo ke ztrátě dat.



Varování

Varování uvedená v tomto manuálu označují podmínky nebo postupy, které mohou vést k onemocnění, zranění nebo smrti. Varovné symboly se zobrazují se šedým pozadím v černobílém dokumentu.



Zařízení třídy II



Tříděný odpad v podobě elektrických a elektronických zařízení. Neodhazujte jej do směsného komunálního odpadu.



7d Vyhleďteje návod k použití.

welchallyn.com



Kontrolka zapnutí



Kontrolka nabíjení



Teploty skladování



Skladovací vlhkost

9. Omezená záruka od výrobce na tři roky

Nabíjecí stanice pro model Braun Thermoscan® PRO 6000

Společnost Welch Allyn (přidružená společnost společnosti Hill-Rom®) ručí za to, že výrobek bude bez vad materiálu a výrobních závad a bude pracovat v souladu s technickými údaji výrobce po dobu tří let od data zakoupení od společnosti Welch Allyn nebo jejich autorizovaných distributorů či zástupců.

Datum zakoupení je: 1) fakturované datum expedice, jestliže byl přístroj zakoupen přímo od společnosti Welch Allyn, 2) datum určené během registrace výrobku, nebo 3) datum zakoupení výrobku od autorizovaného distributora společnosti Welch Allyn, jak je doloženo na potvrzení od výše zmíněného distributora.

Tato záruka nepokrývá poškození způsobená 1) manipulací při přepravě, 2) nedodržáním označených pokynů k používání nebo k údržbě, 3) úpravami nebo opravami provedenými osobou neautorizovanou společností Welch Allyn nebo 4) nehodou. Tato záruka nepokrývá baterie, poškození okénka sondy nebo poškození zařízení způsobené nesprávným používáním, zanedbáním správné péče nebo nehodou a vztahuje se pouze na prvního kupujícího tohoto výrobku. Vyměněné díly v záruce budou mít zbývající část záruční doby vyměněného dílu. Tato záruka navíc pozbývá platnosti, pokud bude teploměr provozován s jinými než autentickými kryty sond společnosti Hillrom™.