


BRAUN

WelchAllyn®

ThermoScan®

Stalak za punjenje
Upute za uporabu



PRO 6000
Stalak za punjenje

BRAUN

ThermoScan®

PRO 6000 stalak za punjenje

Ove se upute odnose na dodatnu opremu, termometriju **REF** 901009

Proizvođač:
Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153-0220
SAD



107983 (CD)
DIR 80025819
Datum verzije: 2019-09



Welch Allyn Limited
Navan business Park
Dublin road,
Navan, County Meath
Republika Irska
C15 AW22

Za informacije o bilo kojem proizvodu tvrtke Welch Allyn obratite se:

Službi za tehničku podršku tvrtke Welch Allyn:

www.welchallyn.com/support

posjetite prodajna mjesta:

www.welchallyn.com/about/company/locations.htm

Zamjenski dijelovi

Za cjeloviti popis dijelova posjetite www.welchallyn.com

Informacije o patentima potražite na

www.welchallyn.com/patents

© 2019 Sva prava pridržana.

Proizvedeno u Meksiku

Ovaj je proizvod proizveden pod licencom zaštitnog znaka „Braun“.

„Braun“ je registrirani zaštitni znak tvrtke Braun GmbH, Kronberg, Njemačka.

ThermoScan® je registrirani zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Helen of Troy Limited.


Upotrebljavati isključivo

Hillrom

kapice za senzore



1. Stalak za punjenje Braun Thermoscan® PRO 6000



2. Dijelovi pakiranja

Stalak za punjenje Braun ThermoScan® PRO 6000

CD s uputama za uporabu, softver servisnog alata tvrtke Welch Allyn (dostupan putem internetske poveznice) i upute za instalaciju servisnog alata (dostupne putem internetske poveznice)





1 punjivi baterijski sklop (NiMH)

1 komplet zamjenjivih zidnih utikača

1 zidni adapter i USB kabel

3. Opis proizvoda

- 1 Prostor za pohranu spremnika za 200 kapica za senzor tvrtke Braun
- 2 Toplomjer za uho Braun ThermoScan® PRO 6000 u svom nosaču
- 3 Indikator punjenja
- 4 Indikator napajanja
- 5 USB kabel
- 6 Zidni adapter
- 7 Zamjenjivi utikači (dostupni u 4 različite konfiguracije)

Broj modela	Konfiguracija utikača	
PRO6000BSNA / 06000-100	Utikač za Sjevernu Ameriku / Kinu	
PRO6000BSEU / 06000-125	Utikači za Europsku Uniju i Ujedinjeno Kraljevstvo	
PRO6000BSC / 06000-575	Utikači za Sjevernu Ameriku / Kinu, Europsku Uniju i Ujedinjeno Kraljevstvo	
PRO6000BSAU / 06000-150	Utikač za Australiju	

- 8 Adapter za povezivanje USB-om
- 9 Kvačica za USB kabel
- 10 Rupe za montiranje na zid







SAČUVAJTE OVE UPUTE

Stalak za punjenje toplomjera za uho Braun Thermoscan® PRO 6000, toplomjera kliničke kakvoće, pruža funkciju punjenja i zaštitnu funkciju te mjesto za skladištenje toplomjera i spremnika kapica za senzor. Prije uporabe, pažljivo pročitajte upute za uporabu.











4. Upozorenja i mjere opreza



Kako biste smanjili opasnost od strujnog udara:

-  **UPOZORENJE** Nemojte posezati za stalkom za punjenje ako je upao u vodu. Odmah iskopčajte uređaj.
-  **UPOZORENJE** Nemojte postavljati, spremati ili puniti stalak za punjenje na mjestu s kojeg može pasti ili upasti u kadu ili umivaonik. Nemojte postaviti ili ispustiti u vodu ili druge tekućine.
-  **UPOZORENJE** Iskopčajte stalak za punjenje iz struje prije čišćenja.
-  **UPOZORENJE** Stalak za punjenje dolazi s niskonaponskim zidnim adapterom (medicinski adapter za montiranje na zid, tip TMW7-5-IPW). Stoga, nemojte zamijeniti niti podešavati bilo koji dio adaptera. U suprotnom, postoji opasnost od strujnog udara.
-  **UPOZORENJE** Isključivo za profesionalnu uporabu.
-  **OPREZ** Za punjenje toplomjera, stalak toplomjera mora se upotrebljavati isključivo s punjivim baterijskim sklopom koji se isporučuje uz ovu jedinicu.

Kako biste smanjili opasnost od opekline, požara, strujnog udara ili ozljeda:

-  **UPOZORENJE** Stalak za punjenje ne smije se upotrebljavati na udaljenosti manjoj od 1,5 m (4,92 stope) od pacijenta.
-  **OPREZ** Ovaj uređaj upotrebljavajte isključivo za njegovu predviđenu namjenu, opisanu u ovim uputama. Ne upotrebljavajte dodatke koje nije preporučio proizvođač.
-  **UPOZORENJE** Ne izmjenjujte ovu opremu bez dopuštenja proizvođača.
-  **OPREZ** Ovaj se uređaj ne smije izlagati temperaturama nižim od -20 °C (-4 °F) i višim od +50 °C (122 °F). Uređaj i kabel uvijek držite na suhom mjestu. Ne rukujte uređajem mokrim rukama. Ne pohranjujte uređaj u vlažnoj okolini. Kako biste izbjegli oštećenja, ne omatajte kabel oko uređaja. Važno je povremeno (svaka 3 mjeseca) provjeriti kabel za moguća oštećenja, posebno na njegovim krajevima, gdje kabel ulazi u utikač.
-  **UPOZORENJE** Nemojte rukovati uređajem ako su kabel ili utikač oštećeni, ako uređaj ne radi ispravno, ako je uređaj pao, oštećen je ili ako je uređaj pao u vodu. Uređaj vratite u servisni centar radi pregleda i popravka.
-  **OPREZ** Kabel držite podalje od grijanih površina.
-  **UPOZORENJE** U otvor ne ubacujte i ne umećite nikakve predmete.
-  **OPREZ** Uvijek prvo ukopčajte utikač u uređaj, a zatim u utičnicu.
-  **OPREZ** Ovaj uređaj u skladu je s trenutačnim obveznim standardima za elektromagnetske smetnje i ne bi trebao ometati rad druge opreme te drugi uređaji ne bi trebali ometati njegov rad. Kao mjera opreza, izbjegavajte uporabu ovog uređaja u blizini druge opreme.
-  **UPOZORENJE** Uređaj ne postavljajte na mjesto s kojeg je teško njime rukovati ili ga isključiti (iskopčati utikač).

5. Postavljanje

5.1 Umetanje baterije



Stalak za punjenje isporučuje se s 1 punjivim baterijskim sklopom. Kako biste upotrijebili funkciju punjenja, punjivi baterijski sklop postavite u odjeljak za bateriju na toplomjeru.

Baterijski sklop možda nije napunjen kada je dostavljen.




OPREZ Prije uporabe, uređaj puniti 3 sata u stalku za punjenje.
Pročitajte odjeljak 5.2 Povezivanje i 5.4 Punjenje toplomjera.


- 1 Otvorite vrata odjeljka za baterije pomicanjem zasuna s oprugom nadesno koristeći se prstom ili zašiljenim predmetom poput olovke. Dok zasun držite u otvorenom položaju, uhvatite vrata odjeljka za baterije i izvadite ih.



- 2 Umetnite punjivi baterijski sklop u odjeljak za bateriju tako da oznaka baterije bude okrenuta prema van.



- 3 Vrata odjeljka za baterije vratite natrag na mjesto i provjerite je li zasun u izvornom položaju.





Ovaj proizvod sadrži baterije i elektronički otpad koji se može reciklirati.
Kako biste zaštitili okoliš, ne bacajte ga u otpad, već ga odložite na za to primjerena mjesta za sakupljanje otpada, prema nacionalnim ili lokalnim propisima.




OPREZ Nemojte rastavljati proizvod, uzrokovati kratak spoj ili bacati proizvod u vatru. Ne miješajte s različitim vrstama baterija.

5.2 Povezivanje

- 1 USB kabel ukopčajte u stražnji dio stalka za punjenje (1a) i provucite ga kroz kvačicu za USB kabel (1b).




- 2 Odaberite odgovarajući zamjenjivi utikač za svoju zemlju i regiju (ako je isporučeno više od jednog utikača).




- 3 Ukopčajte utikač u zidni adapter.

- 4 Ukopčajte USB kabel u zidni adapter.



- 5 Ukopčajte cijeli sustav u električnu utičnicu.

- 6 Zasljetit će zeleno svjetlo, koje pokazuje da je stalak za punjenje spreman za uporabu.



5.3 Upute za montiranje (dodatno)


Stalak za punjenje može se montirati na zid ili postaviti na ravnu površinu. Stalak za punjenje montira se na zid nakon završetka 3. koraka iz odjeljka 5.2 Povezivanje.

Sljedeći je pribor potreban za montiranje:

- 2 križna vijka br. 8 (uključeno)
- 2 tiple za knauf (uključeno)
- Ravnalo (nije uključeno)
- Križni odvijač –br. 2 (nije uključeno)

Za montiranje na zid:


- 1 Provjerite je li USB kabel iskopčan iz električne utičnice, ali da je i dalje ukopčan u stalak za punjenje. Adapter za povezivanje USB-om neće biti dostupan nakon montiranja.
- 2 Pronađite vijke i tiple za knauf isporučene uz stalak za punjenje.
- 3 Pronađite rupe za montiranje na stražnjoj strani stalka za punjenje.
- 4 S pomoću isporučениh tipli i vijaka pričvrstite stalak za punjenje na zid ili drugo sigurno mjesto.



Napomena: Ako stalak za punjenje montirate na zid koji nije od knaufa, upotrijebite pričvršćivače koji su prikladni za taj materijal.

5.4 Punjenje toplomjera


- 1 Toplomjer s umetnutim baterijskim sklopom postavite u nosač za toplomjer (1a). Toplomjer u nosaču postavite na stalak za punjenje (1b).



- 2 Toplomjer će emitirati zvučni signal.



- 3 Indikator punjenja na stalku za punjenje zasvijetlit će žutom bojom.




- 4 Status napunjenosti prikazat će se na LCD zaslonu toplomjera.

Indikator punjenja na stalku za punjenje promijenit će se u zeleno kada je toplomjer potpuno napunjen (otprilike 3 sata ako ja baterija prazna). Prekomjerno punjenje baterija nije moguće. Preporučuje se toplomjer čuvati na stalku za punjenje dok se ne koristi, kako bi se održala potpuna napunjenost.



Imajte na umu da i s punom baterijom, stalku za punjenje može trebati i do 5 minuta za prepoznavanje potpuno napunjene baterije. Ako se to dogodi, indikator punjenja svijetlit će žutim svjetlom kada se toplomjer postavi na stalak za punjenje te će se promijeniti u zeleno kada dođe do prepoznavanja napunjene baterije.

Ako primijetite da indikator punjenja pokazuje potpunu napunjenost (zeleno svjetlo indikatora punjenja), ali LCD zaslon toplomjera ne prikazuje potpunu napunjenost, moguće je da su stalak za punjenje ili baterije previše zagrijane. Preporučuje se da u tom slučaju stalak za punjenje premjestite u hladniju okolinu.




Ako indikator punjenja ne svijetli, dogodilo se nešto od sljedećeg:

- Postavljene su alkaliske baterije (ne-punjive)
- Toplomjer / stalak za punjenje nisu ispravno priključeni na izvor napajanja
- Toplomjer nije ispravno postavljen na stalak za punjenje

6. Zaštitna funkcija


Toplomjer za uho Braun Thermoscan® PRO 6000 opremljen je zaštitnom funkcijom koja zahtijeva vraćanje toplomjera na stalak za punjenje unutar prethodno odabranog vremena. Ako se odabrano vrijeme prekorači, toplomjer se zaključava. Zaštitnu funkciju moguće je namjestiti putem servisnog alata na najviše 12 sati / 720 minuta.

Pri napuštanju tvornice, zaštitna funkcija toplomjera za uho Braun Thermoscan® PRO 6000 isključena je. Zaštitna funkcija dostupna je isključivo putem servisnog alata tvrtke Welch Allyn te za pokretanje zahtijeva stalak za punjenje ili kompatibilni uređaj Vital Signs tvrtke Welch Allyn. Zaštitna funkcija može se upotrebljavati s punjivim ili alkalijским baterijama. Pročitajte odjeljak 6.2 Postavke kako biste pristupili ovoj mogućnosti i promijenili postavke.





6.1 Kako radi


- 1 Kada je zaštitna funkcija omogućena, za vrijeme uobičajene uporabe na zaslonu pored indikatora baterije prikazuje se ikona otključanog lokota kako bi označila da je zaštitna funkcija aktivna.





- 2 Kada je vrijeme uporabe toplomjera unutar 60 minuta do vremenskog ograničenja, pored ikone otključanog lokota pojavljuje se odbrojavanje s brojem preostalih minuta.




- 3 Na 5 minuta do isteka odabranog vremena, toplomjer će se oglasiti svake minute zvučnim signalom te će ikona otključanog lokota treperiti kao znak skorog zaključavanja toplomjera.



- 4 Po isteku vremenskog ograničenja, ikonu otključanog lokota i odbrojavanje s brojem preostalih minuta zamijenit će ikona zaključanog lokota te će se toplomjer oglasiti zvučnim signalom svakih 5 minuta kao znak zaključanog stanja toplomjera. Pritisak bilo kojeg gumba na toplomjeru u zaključanom stanju rezultirat će zvučnim signalom pogreške, bez neke druge reakcije toplomjera. Toplomjer se ne može upotrebljavati u zaključanom stanju.




- 5 Otključajte toplomjer tako da ga vratite na stalak za punjenje.



- 6 Toplomjer će emitirati zvučni signal te će zasvijetliti na 5 sekundi.




- 7 Vremensko ograničenje će se vratiti na početnu vrijednost i toplomjer će se vratiti u otključano stanje za uobičajen rad. Po povratku u otključano stanje, toplomjer će se oglasiti zvučnim signalom i pojavit će se zaslon.



8 Punjenje toplomjera dok je omogućena zaštitna funkcija:

Ako su umetnute punjive baterije, zasvijetlit će žuto svjetlo na stalku za punjenje koje označava nastavak punjenja te će se na zaslonu toplomjera pojaviti ikona baterije.

Iako će zaštitna funkcija raditi, ako se upotrebljavaju alkalijske baterije (ne-punjive), neće svijetliti žuto svjetlo na stalku za punjenje, neće se pojaviti ikona baterije na zaslonu toplomjera te se baterije neće puniti.



6.2 Postavke zaštitne funkcije


Stalak za punjenje ili kompatibilni uređaj Vital Signs tvrtke Welch Allyn mogu se upotrebljavati sa servisnim alatom tvrtke Welch Allyn radi izmjene postavki toplomjera.

Za promjenu konfiguracije toplomjera potreban je softver servisnog alata tvrtke Welch Allyn.

Stalak za punjenje i punjive baterije ili kompatibilni uređaj tvrtke Welch Allyn potrebni su za povezivanje s osobnim računalom na kojem je pokrenut servisni alat tvrtke Welch Allyn.

Slijedite upute za pristup naprednim postavkama toplomjera za uho Braun ThermoScan® PRO 6000 uz pomoć servisnog alata tvrtke Welch Allyn.

- 1 Toplomjer za uho Braun ThermoScan® PRO 6000 postavite na stalak za punjenje.



- 2 Preporučena je uporaba USB kabela koji je ukopčan u zidni adapter – iskopčajte ga iz zidnog adaptera i ukopčajte u računalo.





- 3 a. Pokrenite servisni alat tvrtke Welch Allyn.
- b. Ako se pojavi zaslon pokretanja s gumbima „Add new features“ (Dodaj nove značajke) i „Service“ (Servis), pritisnite „Service“ (Servis).
- c. Prijavite se kao ADMIN bez lozinke ili upotrijebite prethodno izrađeni račun.

Napomena: Ako se ne pojavi prozor za prijavu, pritisnite gumb Log on (Prijava). Morate biti prijavljeni kako biste pristupili dijaloškom okviru za konfiguraciju.


- 4 Pritisnite Braun thermometer (Toplomjer tvrtke Braun) u popisu uređaja kako biste ga označili te pritisnite gumb Select (Odaberi).

- 5 Otvara se kartica Device (Uređaj).

- 6 Pritisnite karticu Configure (Konfiguracija) s desne strane kartice s podacima o uređaju.




- 7 Pritisnite gumb Change (Promijeni) u trenutnom okviru postavki. Otvara se dijaloški okvir postavki konfiguracije.



- 8 Za odabir zaštitne funkcije pritisnite padajući izbornik i pritisnite željeno vrijeme ili gumb Off (Isključeno) kako biste onemogućili funkciju.

Kada odaberete željene postavke, pritisnite gumb Save (Spremi) kako biste poslali postavke toplomjeru tvrtke Braun te zatvorite okvir.

Kako biste zatvorili okvir bez spremanja postavki, pritisnite gumb Cancel (Odustani).



6.3 Servisni alati

Za više informacija o servisnom alatu i uputama za instalaciju servisnog alata, posjetite www.welchallyn.com i preuzmite servisni alat koji se nalazi pod karticom Services & Support/Service Centers/Download service tool (Servis i podrška / Servisni centri / Preuzimanje servisnog alata).

7. Održavanje i servis

7.1 Čišćenje



Opresz

OPREZ Ne upotrebljavajte bilo kakve vrste otopina izbjeljivača za čišćenje metalnih elektroničkih kontakata. Time će doći do oštećenja kontakata.

OPREZ Kontakte čistite isključivo 70-postotnim izopropilnim alkoholom. Ostavite da se kontakti suše 1 minutu.

Ako je potrebno, stalak za punjenje očistite lagano navlaženom krpom ili maramicama za čišćenje sa 70 %-tnim izopropilnim alkoholom ili etilnim alkoholom, 10 %-tnom otopinom klornog izbjeljivača, otopinama za čišćenje koje ne ostavljaju mrlje (npr. Metrex CaviWipes™, PDI Sani-Coth®) ili otopinama za čišćenje s vodikovim peroksidom (npr. Virox i Oxivir).







Odobrene otopine za čišćenje			
Skupina	Otopina ili marka	Tijelo stalka za punjenje	Kontakti
Klor i spojevi klora	10 %-tna otopina klornog izbjeljivača	Da	Ne
Kvarterni amonijevi spojevi	CaviWipes™ Univerzalne maramice Clinell® SaniCloth Metrex	Da	Ne
Vodikov peroksid	Virox Oxivir	Da	Ne
Alkohol	70 %-tni izopropilni ili etilni alkohol	Da	Da

Povremeno se može ispitati kompatibilnost dodatnih sredstava za čišćenje. Ako vaše sredstvo za čišćenje nije navedeno, obratite se tvrtki Welch Allyn kako biste utvrdili jesu li dodatna sredstva za čišćenje odobrena za uporabu.

Napomena: Ako bilo koje sredstvo za čišćenje osim izopropilnog ili etilnog alkohola dospije na kontakte, odmah ih obrišite do suha. Zatim, očistite kontakte izopropilnim ili etilnim alkoholom.



Oprez

-  **OPREZ** Ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje.
-  **UPOZORENJE** Iskopčajte stalak za punjenje prije početka održavanja ili servisa.
-  **UPOZORENJE** Ne potapajte stalak za punjenje u vodu ili druge tekućine.
-  **OPREZ** Maramice trebaju biti vlažne, ali ne mokre. Višak tekućine može izazvati oštećenje stalka za punjenje.
-  **OPREZ** Za čišćenje toplomjera i nosača slijedite upute za čišćenje toplomjera za uho Braun Thermoscan® PRO 6000 kako je navedeno u uputama za uporabu, održavanje i servis za PRO 6000.
-  **UPOZORENJE** Važno je povremeno (svaka 3 mjeseca) provjeriti kabel za moguća oštećenja, posebno na njegovim krajevima, gdje kabel ulazi u utikač.

7.2 Upute za skladištenje

Toplomjer i kapice za senzore skladištite na suhom mjestu (toplomjer nije zaštićen od prodora vode), bez prašine i nečistoća te daleko od izravne sunčeve svjetlosti. Sobna temperatura na mjestu skladištenja treba biti relativno stalna i u rasponu od -20 do 50 °C (-4 do 122 °F).

8. Specifikacije

Temperaturni raspon radne okoline: 10 – 40 °C (50 – 104 °F)

Nazivne vrijednosti vanjskih izvora napajanja potvrđenih za medicinsku uporabu:

Izlazni napon:	5 Vdc
Izlazna struja:	1 A
Ulazni napon:	100 – 240 VAC
Ulazna struja:	0,3 A
Ulazna frekvencija:	50 – 60 Hz

Rasponi dugoročnog skladištenja

Temperatura skladištenja:	-20 do 50 °C (-4 do 122 °F)
Vlažnost pri skladištenju:	0 to 85 % bez kondenzacije
Električni kapacitet:	750 mAh
Jamstvo punjive baterije:	3 godine
Kapacitet baterije:	Do 700 mjerenja temperature po napunjenoj bateriji / 3 V prilagođeni dvostruki baterijski sklop (NiMH)
Vrsta punjive baterije:	3,51 inča V × 4,08 inča D × 6,02 inča Š
Dimenzije stalka za punjenje:	(89,2 mm V × 103,7 mm D × 153,0 mm Š)
Težina stalka za punjenje:	5,3 oz / 150 g



OPREZ Ne upotrebljavajte ovaj uređaj u prisutnosti elektromagnetskih ili drugih smetnji izvan uobičajenog raspona navedenog u standardu IEC 60601-1-2.



NiMH

Intertek

Standardi i sukladnost

Ovaj je uređaj sukladan sa sljedećim standardima sigurnosti i učinkovitosti:

Ovaj je proizvod sukladan s EC direktivom 93/42/EEC (Direktiva o medicinskim uređajima).

ANSI/AAMI STD ES60601-1, UL STD 60601-1, CAN/CSA STD C22.2 br. 60601.1, IEC 60601-1 i EN 60601-1; izdanja 2 i 3.1. Medicinska električna oprema – Dio 1: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne značajke

BS EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014

Medicinska električna oprema – Dio 1-2: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne značajke – Popratna norma: Elektromagnetska kompatibilnost – Zahtjevi i ispitivanja

IEC/EN 62366-1: 2015 (IEC 60601-1-6:2010+A1: 2013) Medicinski uređaji – Primjena prikladnog oblikovanja i konstrukcije medicinskih uređaja

ISO 14971:2012 Medicinski uređaji – Primjena upravljanja rizikom za medicinske uređaje

MEDICINSKA ELEKTRIČNA OPREMA zahtijeva posebne mjere opreza u pogledu elektromagnetske kompatibilnosti. Detaljan opis zahtjeva za elektromagnetsku kompatibilnost zatražite od ovlaštenog servisnog centra. Prijenosna i mobilna RF komunikacijska oprema može utjecati na rad MEDICINSKE ELEKTRIČNE OPREME

Medicinska električna oprema s unutarnjim napajanjem.

Neprekidan rad.

Oprema nije zaštićena od prodora vode.



Definicije simbola:



Dio koji dolazi u dodir s pacijentom vrste BF



Oprez

Mjera opreza u ovom priručniku identificira uvjete ili prakse koji mogu rezultirati oštećenjem opreme ili druge imovine ili gubitkom podataka.



Upozorenje

Upozorenja u ovom priručniku identificiraju uvjete ili prakse koje mogu dovesti do bolesti, ozljeda ili smrti. Simbol upozorenja prikazuje se sa sivom pozadinom u crno-bijelom dokumentu.



Oprema klase II



Odvojeno prikupljanje električne i elektroničke opreme. Nemojte odložiti kao nesortirani komunalni otpad.



7d Pogledajte upute za uporabu.

welchallyn.com



Indikator napajanja



Indikator punjenja



Temperatura skladištenja



Vlažnost pri skladištenju

9. Ograničeno trogodišnje jamstvo proizvođača

Za model stalka za punjenje Braun Thermoscan® PRO 6000

Tvrtka Welch Allyn (povezana tvrtka tvrtke Hill-Rom®) jamči da proizvod nema nedostataka u materijalu i izradi i da radi u skladu sa specifikacijama proizvođača za razdoblje od tri godine od datuma kupnje od tvrtke Welch Allyn ili njenih ovlaštenih distributera ili zastupnika.

Datum kupnje je: 1) datum računa po otpremi ako je uređaj kupljen izravno od tvrtke Welch Allyn, 2) datum koji je naznačen tijekom registracije proizvoda ili 3) datum kupnje proizvoda od ovlaštenog distributera tvrtke Welch Allyn, kako je dokumentirano na potvrdi navedenog distributera, što god je od toga ranije.

Ovo jamstvo ne pokriva štetu uzrokovanu: 1) rukovanjem tijekom transporta, 2) uporabom ili održavanjem na način suprotan od onog u označenim uputama, 3) izmjenama ili popravkom koje je izvršila osoba koju nije ovlastila tvrtka Welch Allyn ili 4) nezgodama. Ovo jamstvo ne pokriva baterije, oštećenje prozora sonde ili oštećenje instrumenta radi pogrešne primjene, nemara ili nezgode te se odnosi samo na prvog kupca proizvoda. Za zamijenjene jedinice pod jamstvom vrijedi preostalo jamstvo zamijenjene jedinice. Nadalje, to jamstvo postaje nevažeće ako se s toplomjerom upotrebljavaju neke druge kapice za senzor osim originalnih Hillrom™ kapica.