


# BRAUN

# WelchAllyn®

## ThermoScan®

Latausasema  
Käyttöohjeet



PRO 6000  
Latausasema

BRAUN

ThermoScan®

PRO 6000 -latausasema

Tämä ohjekirja käsittelee lämpömittarin lisävarustetta **REF 901009**

Valmistaja:  
Welch Allyn, Inc.  
4341 State Street Road  
Skaneateles Falls, NY 13153  
USA



107983 (CD)  
DIR 80025830  
Muokauspäivämäärä: 2019-09



Welch Allyn Limited  
Navan business Park  
Dublin road,  
Navan, County Meath  
Republic of Ireland  
C15 AW22

Lisätietoja Welch Allyn -tuotteista saat ottamalla yhteyttä:

**Welch Allynin tekninen tuki:**  
[www.welchallyn.com/support](http://www.welchallyn.com/support)

**Katso sijainnit:**

[www.welchallyn.com/about/company/locations.htm](http://www.welchallyn.com/about/company/locations.htm)

**Varaosat**

Täydellinen osaluettelo on osoitteessa [www.welchallyn.com](http://www.welchallyn.com)

**Patenttitiedot ovat osoitteessa**

[www.welchallyn.com/patents](http://www.welchallyn.com/patents)

© 2019 Kaikki oikeudet pidätetään.  
Valmistettu Meksikossa

Tämä tuote on valmistettu Braun-tavaramerkin lisenssillä.  
Braun on Braun GmbH (Kronberg, Saksa) -yhtiön rekisteröity tavaramerkki.

ThermoScan® on Helen of Troy Limitedin omistama rekisteröity tavaramerkki.

---



---

Käytä vain  
**Hillrom-**  
anturisuojuksia


---



---



# 1. Braun Thermoscan® PRO 6000 -latausasema



## 2. Pakkauksen sisältämät tarvikkeet

Braun ThermoScan® PRO 6000 -latausasema

CD-levy, joka sisältää käyttöohjeet, Welch Allyn Service Tool -ohjelmiston (saatavana Internet-linkin kautta) ja Service Tool -asennusoppaan (saatavana Internet-linkin kautta)





1 ladattava akkuyksikkö (NiMH)

1 sarja vaihdettavia seinäpistokkeita

1 seinäadapteri ja USB-kaapeli

## 3. Tuotekuvaus

- 1 Säilytystila 200:lle Braun-anturisuojukselle
- 2 Braun ThermoScan® PRO 6000 -korvalämpömittari ja pidike
- 3 Latauksen merkivalo
- 4 Virran merkivalo
- 5 USB-kaapeli
- 6 Seinäadapteri
- 7 Vaihdettava piste (saatavilla neljä eri mallia)

Mallinumero	Pistokemallit	
PRO6000BSNA / 06000-100	Pohjois-Amerikka/Kiina	
PRO6000BSEU / 06000-125	EU ja UK	
PRO6000BSC / 06000-575	Pohjois-Amerikka/Kiina, EU ja UK	
PRO6000BSAU / 06000-150	Australia	

- 8 USB-sovitin
- 9 USB-pidike
- 10 Reiät seinäasennukseen

## SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TALLESSA

Sairaalanormit täyttävän Braun ThermoScan® PRO 6000 -korvalämpömittarin latausasema sisältää lataus- ja varmistustoiminnot sekä säilytystilan lämpömittarille ja anturisuojusannostelijoille. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

### 4. Varoitukset ja varotoimenpiteet



wekhaliv.com

Sähköiskun vaaran välttäminen:



**VAROITUS** Älä koske latausasemaan, joka on pudonnut veteen. Irrota pistoke pistorasiasta välittömästi.



**VAROITUS** Älä aseta latausasemaa paikkaan tai säilytä tai lataa latausasemaa paikassa, josta se voi pudota tai joutua kylpyammeeseen tai pesualtaaseen. Älä aseta tai pudota sitä veteen tai muuhun nesteeseen.



**VAROITUS** Irrota latausasema pistorasiasta ennen puhdistamista.



**VAROITUS** Latausaseman mukana toimitetaan pienjänniteadapteri (lääkinnällistä laatua oleva seinäadapteri, tyyppi TMW7-5-IPW). Siksi sitä ei saa vaihtaa eikä käsitellä. Muuten on olemassa sähköiskun vaara.



**VAROITUS** Vain ammattikäyttöön.



**VAROTOIMI** Lataa lämpömittaria ainoastaan tämän laitteen mukana toimitetun ladattavan akun kanssa.

Palovammojen, tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkojen välttäminen:



**VAROITUS** Latausasemaa ei saa käyttää alle 1,5 metrin (4,92 jalan) etäisyydellä potilaasta.



**VAROTOIMI** Käytä laitetta vain tässä käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita.



**VAROITUS** Älä muokkaa laitetta ilman valmistajan lupaa.



**VAROTOIMI** Laitetta ei saa altistaa alle  $-20\text{ °C:n}$  ( $-4\text{ °F}$ ) tai yli  $+50\text{ °C:n}$  ( $122\text{ °F}$ ) lämpötiloille. Pidä laite ja johto aina kuivina. Älä käsittele laitetta märin käsin. Älä säilytä laitetta kosteassa ympäristössä. Älä kierrä johtoa laitteen ympärille, jotta se ei vahingoitu. On tärkeää tarkistaa johto vaurioiden varalta säännöllisesti (kolmen kuukauden välein), erityisesti pistokepäistä.



**VAROITUS** Älä käytä laitetta, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut, jos laite ei toimi kunnolla, jos se on pudonnut tai vaurioitunut tai jos se on pudonnut veteen. Toimita laite vianmääritystä ja korjaamista varten huoltoliikkeeseen.



**VAROTOIMI** Pidä johto etäällä kuumista pinnoista.



**VAROITUS** Älä koskaan pudota tai työnnä mitään esineitä laitteen aukkoihin.



**VAROTOIMI** Liitä pistoke aina ensin laitteeseen ja sitten pistorasiaan.



**VAROTOIMI** Laite täyttää nykyisten sähkömagneettisia häiriöitä koskevien standardien vaatimukset. Sen ei pitäisi aiheuttaa ongelmia muille laitteille eikä muiden laitteiden pitäisi vaikuttaa sen toimintaan. Varotoimenpiteenä välttää tämän laitteen käyttämistä muiden laitteiden välittömässä läheisyydessä.



**VAROITUS** Älä sijoita laitetta siten, että laitteen käyttö tai irtykytkentä on hankalaa (pistoke).

## 5. Käyttöönotto

### 5.1 Akun asennus



Latausaseman mukana toimitetaan yksi ladattava akku. Kun haluat käyttää lataustoimintoa, aseta ladattava akku lämpömittarin akkulokeroon.

Akkua ei välttämättä ole ladattu ennen toimitusta.




**VAROITUS** Lataa laitetta kolme tuntia latausasemassa ennen käyttöä.  
Lisätietoja on kohdissa 5.2 Kytkeminen ja 5.4 Lämpömittarin lataaminen.


- 1 Avaa akkulokeron kansi liu'uttamalla jousisalpaa oikealle sormella tai esimerkiksi kynällä. Pidä salpaa auki, tartu akkulokeron kanteen ja irrota se.



- 2 Aseta ladattava akku lokeroon siten, että paristomerkintä osoittaa ulospäin.



- 3 Napsauta akkulokeron kansi takaisin paikalleen ja varmista, että salpa palautuu alkuperäiseen lukitusasentoon.





Tämä tuote sisältää paristoja ja kierrätettävää elektroniikkajätettä.  
Älä hävitä laitetta jäteastiaan, vaan vie se asianmukaiseen paikalliseen keräyspisteeseen kansallisten tai paikallisten säästöjen mukaisesti.




**VAROITUS** Älä pura, aiheuta oikosulkuja tai hävitä akkua polttamalla.  
Älä käytä samanaikaisesti erityyppisiä akkuja.

## 5.2 Kytkeminen

- 1 Kytke USB-kaapeli latausaseman takaosaan (1a) ja työnnä kaapeli pidikkeen (1b) läpi.




- 2 Valitse maasi ja alueesi mukainen vaihdettava pistoke (jos mukana on useampi kuin yksi pistoke).




- 3 Liitä pistoke seinäadapteriin.

- 4 Liitä USB-kaapeli seinäadapteriin.



- 5 Kytke koko kokoonpano pistorasiaan.

- 6 Vihreä valo syttyy sen merkiksi, että latausasema on käyttövalmis.



### 5.3 Asennusohjeet (valinnainen)

Latausaseman voi kiinnittää seinään tai asettaa tasaiselle alustalle. Latausasema on kiinnitettävä seinään kohdan 5.2 Kytkeminen vaiheen 3 jälkeen.


Asennukseen tarvitaan seuraavat materiaalit:

- 2 ristipääruuvia, #8 (mukana)
- 2 pinta-asennettavaa kipsilevyankkuri (mukana)
- Viivain (ei mukana pakkauksessa)
- Ristipääruuvitaltta – #2 ruuvipää (ei mukana pakkauksessa)

#### Kiinnittäminen seinään:


- 1 Varmista, että USB-kaapeli on irrotettu pistorasiasta, mutta liitetty silti latausasemaan. Latausaseman USB-liitäntää ei voi käyttää asennuksen jälkeen.
- 2 Etsi latausaseman mukana toimitetut ruuvit ja kipsilevyankkurit.
- 3 Etsi latausaseman takana olevat kiinnitysreiät.
- 4 Kiinnitä latausasema seinään tai muuhun tukevaan kohtaan tuotteen mukana toimitetuilla kipsilevyankkureilla ja ruuveilla.

Huomautus: Jos kiinnität latausaseman muuhun kuin kipsilevyntaan, käytä pintaan sopivia kiinnikkeitä.



### 5.4 Lämpömittarin lataaminen

- 1 Aseta lämpömittari akkuineen lämpömittarin pidikkeeseen (1a). Aseta lämpömittari pidikkeessä latausasemaan (1b).






- 2 Lämpömittarista kuuluu äänimerkki.



- 3 Latausaseman latausvalo palaa oranssina.




- 4 Akun varaustila näkyy lämpömittarin nestekidenäytössä.

Latausaseman latauksen merkkivalo muuttuu vihreäksi, kun lämpömittari on latautunut täyteen (noin kolme tuntia, jos akku on tyhjä). Akkua ei voi ladata liian täyteen. On suositeltavaa säilyttää lämpömittaria latausasemassa, kun sitä ei käytetä, jotta akku pysyy täyteen ladattuna.

Huomaa, että vaikka akku olisi täynnä, latausaseman täyden latauksen tunnistamisessa voi kestää jopa 5 minuuttia. Jos näin käy, latauksen merkkivalo palaa oranssina, kun lämpömittari asennetaan latausasemaan. Kun laite tunnistaa täyden varaustason, merkkivalo muuttuu vihreäksi.

Jos huomaat, että latausasema ilmoittaa akun olevan täynnä (vihreä latauksen merkkivalo), mutta lämpömittarin näytössä varaustaso on eri, se voi johtua siitä, että latausasema tai akku on liian lämmin. On suositeltavaa irrottaa latausasema ja siirtää se viileämpään ympäristöön.




Jos latauksen merkkivalo ei pala, on saattanut tapahtua jokin seuraavista:

- Laitteessa on alkaliparistot (ei ladattava)
- Lämpömittaria/latausasemaa ei ole kytketty oikein sähkölähteeseen
- Lämpömittaria ei ole asennettu oikein latausasemaan

## 6. Varmistustoiminto


Braun ThermoScan® PRO 6000 -korvalämpömittarissa on varmistustoiminto, joka edellyttää lämpömittarin palauttamista latausasemaan tietyn ajan kuluessa. Jos tämä aika ylittyy, lämpömittari lukkiutuu. Varmistustoiminnon voi määrittää Service Tool -ohjelmiston avulla jopa 12 tuntiin / 720 minuuttiin.

**Braun ThermoScan® PRO 6000 -korvalämpömittarin varmistustoiminto on tehdasasetuksena poissa käytöstä.** Toiminto on käytettävissä vain Welch Allyn Service Tool -ohjelmiston avulla, ja se tarvitsee käynnistyäkseen latausaseman tai minkä tahansa yhteensopivan Welch Allyn Vital Signs -laitteen. Varmistustoimintoa voi käyttää ladattavien akkujen tai alkaliparistojen kanssa. Kohdassa 6.2 Asetukset on lisätietoja tämän toiminnon käyttämisestä ja asetusten muuttamisesta.




### 6.1 Toiminta


- 1 Kun varmistustoiminto on käytössä, akun merkkivalon vieressä näkyy normaalin käytön aikana kuvake avonaisesta lukosta, joka ilmaisee, että toiminto on käytössä.




- 2 Kun lämpömittari on 60 minuutin sisällä aikarajasta, kuvakkeen vieressä näkyy laskuri, joka näyttää jäljellä olevien minuuttien määrän.




- 3 Kun aikaa on jäljellä enää viisi minuuttia, lämpömittari antaa äänimerkin kerran minuutissa ja kuvake vilkkuu sen merkiksi, että lämpömittari on lukkiutumassa.



- 4 Kun aika on kulunut umpeen, avonaisen lukon ja laskuriajastimen tilalle tulee lukossa olevan lukon kuvake, ja lämpömittari antaa äänimerkin viiden minuutin välein sen merkiksi, että lämpömittari on lukittu. Jos lukitus tilassa painetaan mitään painiketta, mittari antaa virheäänimerkin eikä reagoi muuten. Lämpömittaria ei voi käyttää lukitus tilassa.




- 5 Avaa lämpömittarin lukitus palauttamalla se latausasemaan.



- 6 Lämpömittarista kuuluu äänimerkki ja taustavalo syttyy viiden sekunnin ajaksi.




- 7 Aikaraja nollautuu ja lämpömittari palaa avattuun tilaan normaalkäyttöä varten. Kun lukitus on avattu, lämpömittari antaa äänimerkin ja näyttönäkymä palaa.



## 8 Lämpömittarin lataaminen, kun varmistustoiminto on käytössä:

Jos ladattava akku on asennettu, latausaseman oranssi merkkivalo palaa merkinä siitä, että lataus jatkuu, ja akkukuvake näkyy lämpömittarin näytössä.

Vaikka varmistustoiminto toimii, latausaseman oranssi valo ei syty, akkukuvake ei näy lämpömittarin näytössä eikä paristot lataudu, jos lämpömittariin on asennettu alkaliparistot (ei ladattavat).



## 6.2 Varmistustoiminnon asetukset


Lämpömittarin asetuksia voi muuttaa Welch Allyn Service Tool -ohjelmistolla ja käyttämällä latausasemaa tai yhteensopivaa Welch Allyn Vital Signs -laitetta.

Lämpömittarin määrittysten muokkaamiseen tarvitaan Welch Allyn Service Tool -ohjelmisto.


Latausasema ja ladattava akku tai yhteensopiva Welch Allyn -laite on liitettävä tietokoneeseen, jossa on käytössä Welch Allyn Service Tool -ohjelmisto.

Noudattamalla ohjeita pääset Braun ThermoScan® PRO 6000 -korvalämpömittarin lisäasetusten määrittämiseen Welch Allyn -huoltotyökalulla.

- 1 Aseta Braun ThermoScan® PRO 6000 -korvalämpömittari latausasemaan.



- 2 Suosittelemme, että irrotat USB-kaapelin seinäadapterista ja liität sen tietokoneeseen.




- 3 a. Käynnistä Welch Allyn Service Tool -ohjelmisto.  
 b. Jos näyttöön ilmestyy käynnistysnäyttö, jossa on painikkeet Add new features (Lisää uusia ominaisuuksia) ja Service (Huolto), valitse Service (Huolto).  
 c. Kirjaudu sisään ADMIN-tunnuksella ilman salasanaa tai käytä aiemmin luomaasi tilää.




**Huomautus:** Jos kirjautumiskehote ei tule näkyviin, napsauta Log on (Kirjaudu sisään) -painiketta. Määrittysten valintaikkunan käyttäminen edellyttää sisäänkirjautumista.

- 4 Valitse Braun-lämpömittari laiteluettelosta ja napsauta valintapainiketta.




- 5 Device (Laitte) -välilehti avautuu.

- 6 Valitse laitteen tietovälilehden oikealla puolella oleva Configure (Määritä) -välilehti.




- 7 Napsauta Change (Muuta) -painiketta nykyisten asetusten ruudussa. Kokoonpanoasetusten valintaikkuna avautuu.



- 8 Valitse varmistustoiminto napsauttamalla pudotusvalikkoa ja valitsemalla haluttu aika tai poista toiminto käytöstä valitsemalla Off (Pois).

Kun halutut asetukset on valittu, lähetä asetukset Braun-lämpömittariin ja sulje ikkuna napsauttamalla Save (Tallenna) -painiketta.

Jos haluat sulkea ikkunan muuttamatta asetuksia, napsauta Cancel (Peruuta) -painiketta.



## 6.3 Huoltotyökalut

Lisätietoja Service Tool -ohjelmistosta ja Service Tool -asennusoppaasta on osoitteessa [www.welchallyn.com](http://www.welchallyn.com). Lataa huoltotyökalu Huolto ja tuki -välilehdeltä/Service Centers/Download service tool.

## 7. Huolto ja kunnossapito

### 7.1 Puhdistus



#### Varoitus

- VAROITUS** Älä käytä minkäänlaisia valkaisuaineliuoksia metallisten sähkökontaktien puhdistamiseen, sillä valkaisuaine vahingoittaa kontakteja.
- VAROITUS** Puhdista liittimet vain 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla. Anna kontaktien kuivua 1 minuutin ajan.

Puhdista latausasema tarvittaessa hieman kostealla liinalla tai puhdistuspyyhkeellä ja 70-prosenttisellä isopropyylialkoholilla, etyylialkoholipohjaisella liuoksella, 10-prosenttisellä kloorivalkaisuliuksella, tahraamattomilla puhdistusliuksilla (esim. Metrex CaviWipes™, PDI Sani-Coth®) tai vetyperoksidipuhdistusliuksilla (esim. Virox ja Oxivir).







Hyväksytyt puhdistusliuokset			
Ryhmä	Liuos tai tuotemerkki	Latausaseman runko	Kontaktit
Kloori ja klooriyhdisteet	10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos	Kyllä	Ei
Kvaternaariset ammoniumyhdisteet	CaviWipes™ Clinell® Universal Wipes SaniCloth Metrex	Kyllä	Ei
Vetyperoksidi	Virox Oxivir	Kyllä	Ei
Alkoholi	70-prosenttinen isopropyyli- tai etyylialkoholi	Kyllä	Kyllä

Muiden puhdistusaineiden yhteensopivuutta voidaan arvioida ajoittain. Jos käyttämäsi puhdistusaine ei ole luettelossa, tarkista Welch Allyniltä, onko muita puhdistusaineita hyväksytty käyttöön.

**Huomautus:** Jos puhdistusainetta joutuu kosketuksiin kontaktien kanssa, kuivaa se välittömästi. Ei koske isopropyylialkoholilla tai etyylialkoholilla. Puhdista kontaktit sitten isopropyylialkoholilla tai etyylialkoholilla.



## Varotoimi

-  **VAROTOIMI** Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.
-  **VAROITUS** Irrota latausasema pistorasiasta ennen huoltotöitä.
-  **VAROITUS** Älä upota latausasemaa veteen tai muuhun nesteeseen.
-  **VAROTOIMI** Pyyhkeiden tulee olla kosteita, ei nesteellä kyllästettyjä. Liika neste voi vahingoittaa latausasemaa.
-  **VAROTOIMI** Puhdista lämpömittari ja pidike noudattamalla Braun ThermoScan® PRO 6000 -korvalämpömittarin puhdistusohjeita, jotka on määritetty PRO 6000 -laitteen käyttö- ja huolto-ohjeissa.
-  **VAROITUS** On tärkeää tarkistaa johto vaurioiden varalta säännöllisesti (kolmen kuukauden välein), erityisesti pistokepäistä.

## 7.2 Säilytysohjeet

Säilytä lämpömittaria ja anturisuojuksia kuivassa (lämpömittarissa ei ole vesisuojausta), pölyttömässä ja kontaminoitumattomassa paikassa suojassa suoralta auringonvaloilta. Pidä säilytyspaikan lämpötila kohtalaisen vakaana  $-20\text{--}+50\text{ °C}$ :ssa ( $-4\text{--}+122\text{ °F}$ ).



## 8. Tekniset tiedot

Käyttöympäristön lämpötila: 10–40 °C (50–104 °F)

### Ulkoisen, lääketieteellisesti sertifioidun virtalähteen teho:

Lähtöjännite: 5 Vdc  
 Lähtövirta: 1 A  
 Syöttöjännite: 100–240 VAC  
 Tulovirta: 0,3 A  
 Tulotaajuus: 50–60 Hz

### Pitkäaikainen säilytys

Säilytyslämpötila: –20–50 °C (–4–122 °F)  
 Säilytystilan ilmankosteus: 0–85 %, tiivistymätön  
 Sähköluokitus: 750 mAh  
 Ladattavan akun takuu: 3 vuotta  
 Akun kapasiteetti: Jopa 700 lämpötilamittausta täydellä latauksella / 3 V  
 Ladattavan akun tyyppi: Mukautettu kaksoisakkuyksikkö (NiMH)  
 Latausaseman mitat: K 3,51" × S 4,08" × L 6,02"  
 (K 89,2 mm × S 103,7 mm × L 153,0 mm)  
 Latausaseman paino: 5,3 oz / 150 g



**VAROTOIMI** Älä käytä tätä laitetta, jos sähkömagneettiset tai muut häiriöt ylittävät standardissa IEC 60601-1-2 määritetyt normaalit raja-arvot.



Intertek



NiMH

## Standardit ja vaatimustenmukaisuus

Laite on seuraavien turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen:

Tämä tuote on neuvoston direktiivin 93/42/ETY (lääkintälaitedirektiivi) säännösten mukainen.

ANSI/AAMI STD ES60601-1, UL STD 60601-1, CAN/CSA STD C22.2 nro 60601.1, IEC 60601-1 ja EN 60601-1; painokset 2. ja 3.1. Sähkökäyttöiset lääkinälliset laitteet – Osa 1: Yleiset perusturvallisuuteen ja oleelliseen suorituskykyyn liittyvät vaatimukset

BS EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014

Sähkökäyttöinen lääkinällinen laite – Osa 1–2: Yleiset perusturvallisuuteen ja oleelliseen suorituskykyyn liittyvät vaatimukset – Täydentävä standardi: Sähkömagneettinen yhteensopivuus – Vaatimukset ja testit

IEC/EN 62366-1: 2015 (IEC 60601-1-6:2010+A1: 2013) Lääkinälliset laitteet – Käytettävyystekniikan soveltaminen lääkinällisiin laitteisiin

ISO 14971:2012 Lääkinälliset laitteet – Riskinhallinnan soveltaminen lääkinällisiin laitteisiin

**SÄHKÖKÄYTTÖINEN LÄÄKINNÄLLINEN LAITE** edellyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia erityisvarotoimia. Yksityiskohtaisen kuvauksen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevista vaatimuksista voi pyytää paikallisesta valtuutetusta huoltokeskuksesta. Kannettavat ja siirrettävät radiotaajuutta käyttävät viestintävälineet voivat vaikuttaa SÄHKÖKÄYTTÖISIIN LÄÄKINNÄLLISIIN LAITTEISIIN

Sisäistä virtalähdettä hyödyntävä lääkinällinen laite.

Jatkuva käyttö.

Ei vesisuojausta.



IPX0

## Symbolien selitykset:



Tyyppin BF liityntäosa

Varoimi



Varoimimerkinnät tässä käyttöohjeessa viittaavat tilanteisiin tai käytäntöihin, jotka voivat vahingoittaa laitteistoja tai muuta aineellista omaisuutta tai aiheuttaa tietojen katoamista.

Varoitus



Tässä käyttöoppaassa varoituksilla ilmaistaan tilanteet tai käytännöt, jotka voivat johtaa sairastumiseen, tapaturmaan tai kuolemaan. Varoitussymbolit näkyvät harmaalla pohjalla mustavalkoisessa asiakirjassa.



Luokan II laite



Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillinen keräyspiste. Älä hävitä tuotetta lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä.



7d Tutustu käyttöohjeeseen.

welchallyn.com



Virran merkkivalo



Latauksen merkkivalo



Säilytyslämpötila



Säilytystilan ilmankosteus

## 9. Rajoitettu kolmen vuoden valmistajan takuu

### Braun ThermoScan<sup>®</sup> PRO 6000 -latausasemalle

Welch Allyn (Hill-Romin<sup>®</sup> tytäryhtiö) takaa, että tuote ei sisällä materiaali- tai valmistusvirheitä ja että se toimii valmistajan teknisten määritysten mukaisesti kolmen vuoden ajan päivästä, jolloin se on ostettu Welch Allyniltä tai sen valtuutetulta jälleenmyyjältä tai edustajalta.

Ostopäiväksi katsotaan 1) laskussa ilmoitettu toimituspäivämäärä, jos laite on ostettu suoraan Welch Allyniltä, 2) tuotteen rekisteröinnin yhteydessä ilmoitettu päivämäärä tai 3) Welch Allynin valtuutetun jälleenmyyjän antamassa kuitissa ilmoitettu ostopäivämäärä, jos tuote on ostettu em. jälleenmyyjältä, sen perusteella, mikä ajankohdista on aikaisin.

Tämä takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat seuraavista: 1) käsittely kuljetuksen aikana, 2) ohjeiden vastainen käyttö tai ylläpito, 3) muutokset tai korjaukset, jotka on tehnyt muu kuin Welch Allynin valtuuttama taho, tai 4) tapaturmat. Takuu ei koske akkuja, anturin ikkunan vaurioita tai väärinkäytöstä, huolimattomuudesta tai vahingosta instrumentille aiheutuneita vaurioita. Takuuta voi hyödyntää vain tuotteen alkuperäinen ostaja. Takuun piirissä vaihdettaville laitteille myönnetään takuu vaihdetun laitteen takuuajan loppuun asti. Tämän lisäksi takuu mitätöityy, jos lämpömittaria käytetään muiden kuin alkuperäisten Hillrom<sup>™</sup>-anturisuojusten kanssa.