


BRAUN

WelchAllyn®

ThermoScan®

Charging station

Kullanım talimatları



PRO 6000
Charging station

BRAUN**ThermoScan®****PRO 6000 Charging station**Bu kılavuz **REF 901009** Aksesuar, Termometre için geçerlidir

Üretici:
Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153
ABD



107983 (CD)
DIR 80025833
Revizyon Tarihi: 2019-09



Welch Allyn Limited
Navan business Park
Dublin road,
Navan, County Meath
İrlanda Cumhuriyeti
C15 AW22

Tüm Welch Allyn ürünleri hakkında bilgi için aşağıdaki adresten iletişime geçin:

Welch Allyn Teknik Destek:
www.welchallyn.com/support

Ofislerimizin iletişim bilgileri:
www.welchallyn.com/about/company/locations.htm

Yedek parçalar
Parçaların tam listesini için www.welchallyn.com adresine gidin

Patent bilgisi için lütfen şu adresi ziyaret edin:
www.welchallyn.com/patents

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Meksika'da üretilmiştir


Bu ürün "Braun" ticari markası lisansı ile üretilmiştir.
"Braun"; Kronberg, Almanya merkezli Braun GmbH şirketinin tescilli ticari markasıdır.

ThermoScan®, Helen of Troy Limited'in tescilli ticari markasıdır.

**Yalnızca Hillrom
prob kılıflarını
kullanın**



1. Braun Thermoscan® PRO 6000 Charging station



2. Paket içeriği

Braun ThermoScan® PRO 6000 Charging station

Kullanım Talimatları CD'si, Welch Allyn Service Tool yazılımı (İnternet bağlantısı üzerinden erişilebilir) ve Service Tool kurulum kılavuzu (İnternet bağlantısı üzerinden erişilebilir)

- 1 adet şarj edilebilir pil paketi (NiMH)
- 1 adet değiştirilebilir duvar fişi seti
- 1 adet duvar adaptörü ve USB kablosu

3. Ürün açıklaması

- 1 200 adet Braun prob kılıfı için saklama alanı
- 2 İstasyonuna takılı halde Braun ThermoScan® PRO 6000 Ear thermometer
- 3 Şarj göstergesi
- 4 Güç göstergesi
- 5 USB kablosu
- 6 Duvar adaptörü
- 7 Değiştirilebilir fiş (4 farklı konfigürasyonda mevcuttur)

Model numarası	Fiş konfigürasyonu	
PRO6000BSNA / 06000-100	Kuzey Amerika / Çin için sağlanan fiş	
PRO6000BSEU / 06000-125	AB ve Birleşik Krallık için sağlanan fişler	
PRO6000BSC / 06000-575	Kuzey Amerika / Çin, AB ve Birleşik Krallık için sağlanan fişler	
PRO6000BSAU / 06000-150	Avustralya için sağlanan fiş	

- 8 USB bağlantı adaptörü
- 9 USB tespit klipsi
- 10 Duvara montaj delikleri

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Klinik sınıf bir termometre olan Braun ThermoScan® PRO 6000 Ear thermometer'ın şarj istasyonu; şarj ve güvenlik işlevinin yanı sıra termometre ile prob kılıfı dağıtıcıları için saklama alanı sağlar. Kullanmadan önce kullanım talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyun.

4. Uyarılar ve önlemler



Elektrik çarpması riskini azaltmak için:



UYARI Suya düşmüş şarj istasyonuna uzanmayın. Derhal fişini çekin.



UYARI Şarj istasyonunu küvet ya da lavabo içine düşebileceği veya çekilebileceği yerlerde bırakmayın, saklamayın veya şarj etmeyin. Su veya başka bir sıvının içine koymayın veya düşürmeyin.



UYARI Temizlikten önce bu şarj istasyonunun fişini çekin.



UYARI Şarj istasyonu düşük gerilimli bir duvar adaptörüyle birlikte verilir (Tıbbi Sınıf Duvara Montaj Adaptörü, tip TMW7-5-IPW). Bu nedenle, hiçbir kısmını değiştirmemeli veya üzerinde işlem yapmamalısınız. Aksi takdirde elektrik çarpması riski vardır.



UYARI Sadece profesyonel kullanıma yöneliktir.



DİKKAT Termometrenin şarj edilebilmesi için şarj istasyonu yalnızca bu üniteyle birlikte verilen şarj edilebilir pil paketiyle kullanılmalıdır.

Yanık, yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için:



UYARI Şarj istasyonu hastaya 1,5 m'den (4,92 ft) daha yakından kullanılmamalıdır.



DİKKAT Bu cihazı yalnızca bu kılavuzda belirtilen kullanım amacı doğrultusunda kullanın. Üretici tarafından önerilmeyen eklentiler kullanmayın.



UYARI Üreticinin onayı olmadan bu ekipman üzerinde değişiklik yapmayın.



DİKKAT Cihaz asla -20°C (-4°F) altında ve +50°C (122°F) üzerinde sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır. Cihazı ve kabloyu her zaman kuru tutun. Islak elle dokunmayın. Nemli bir ortamda saklamayın. Olası zararı önlemek için kabloyu cihazın etrafına sarmayın. Kablo düzenli olarak (3 ayda bir) kontrol edilerek özellikle kablunun fişe girdiği uç noktalarında hasar olup olmadığı belirlenmelidir.



UYARI Kablo veya fiş hasarlıysa, düzgün çalışmıyorsa, düşürülmüş veya zarar görmüşse ya da suya düşürülmüşse bu cihazı kesinlikle çalıştırmayın. İnceleme ve onarım için cihazı bir servis merkezine gönderin.



DİKKAT Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun.



UYARI Hiçbir açıklığa asla herhangi bir nesne düşürmeyin veya takmayın.



DİKKAT Fişi mutlaka önce cihaza, ardından prize takın.



DİKKAT Bu cihaz, elektromanyetik etkileşimle ilgili güncel standartlara uygundur ve normalde diğer ekipmanlarda soruna yol açmaz veya diğer cihazlardan etkilenmez. Önlem olarak, bu cihazı diğer ekipmanların yakınında kullanmaktan kaçınin.



UYARI Cihazı çalıştırmanın veya bağlantısını kesmenin (fiş yoluyla) zor olacağı bir şekilde konumlandırmayın.

5. Kurulum

5.1 Pilin takılması



Şarj istasyonu 1 adet şarj edilebilir pil paketiyle birlikte verilir. Şarj işlevini kullanmak için şarj edilebilir pil paketini termometrenin pil bölümüne yerleştirin.

Ürünle birlikte teslim alındığında pil paketinin şarjı olmayabilir.




DİKKAT Lütfen cihazı kullanmadan önce şarj istasyonunda 3 saat boyunca şarj edin. **Bkz. 5.2 Bağlama ve 5.4 Termometreyi şarj etme.**


- 1 Parmağınızla veya kalem gibi sivri bir nesneyle yaylı mandalı sağa doğru kaydırarak pil kapağını açın. Mandalı açık konumda tutarak pil kapağını tutup çıkarın.



- 2 Şarj edilebilir pil paketini, pilin etiketi dışarıya bakacak şekilde pil bölümüne takın.



- 3 Pil kapağını yerine oturtun ve mandalın orijinal kilitle konuma geri döndüğünden emin olun.





Bu ürün; pil ve geri dönüştürülebilir elektronik atık içerir. Çevreyi korumak için ürünü çöpe atmayın; ulusal veya yerel düzenlemelere göre uygun yerel toplama noktalarına götürün.




DİKKAT Ürünü parçalarına ayırmayın, kısa devre yaptırmayın veya ateşe atmayın. Farklı pil tipleriyle karıştırmayın.

5.2 Bağlama

- 1 USB kablosunu şarj istasyonunun arkasına (1a) bağlayın ve kabloyu tespit klipsinden (1b) geçirin.




- 2 Ülkeniz ve bölgeniz için uygun değiştirilebilir fişi seçin (ürünle birlikte birden fazla fiş verilmişse).




- 3 Fişi duvar adaptörüne bağlayın.

- 4 USB kablosunu duvar adaptörüne takın.



- 5 Tüm tertibatı elektrik prizine takın.

- 6 Şarj istasyonunun kullanıma hazır olduğunu gösteren yeşil bir ışık yanar.



5.3 Montaj talimatları (isteğe bağlı)


Şarj istasyonu bir duvara monte edilebilir veya düz bir yüzeye kurulabilir. Şarj istasyonu; 5.2 Bağlama bölümününün 3. adımı tamamlandıktan sonra duvara monte edilmelidir.

Montaj için aşağıdaki malzemeler gerekir:

- 2 adet 8 numara bombe başlı yıldız vida (ürünle birlikte verilir)
- 2 adet gömme tip alçıpan ankraji (ürünle birlikte verilir)
- Cetvel (ürünle birlikte verilmez)
- Yıldız tornavida – 2 numara uçu (dahil değildir)

Duvara monte etmek için:


- 1 USB kablosunun elektrik priziyle bağlantısının kesildiğini ancak hala şarj istasyonuna takılı olduğunu kontrol edin. Şarj istasyonundaki USB bağlantısına montajdan sonra erişilemeyecektir.
- 2 Şarj istasyonu ile birlikte verilen vidaları ve alçıpan ankrajlarını bulun.
- 3 Şarj istasyonunun arkasındaki montaj deliklerini bulun.
- 4 Ürünle birlikte verilen alçıpan ankrajlarını ve vidalarını kullanarak şarj istasyonunu duvara veya başka bir güvenli konuma sabitleyin.



Not: Şarj istasyonunu alçıpan dışında başka bir yüzeye sabitleyecekseniz lütfen yüzeye uygun sabitleyiciler kullanın.

5.4 Termometreyi şarj etme


- 1 Şarj edilebilir pil paketi takılı termometreyi, termometre istasyonuna (1a) yerleştirin. İstasyonuna takılı termometreyi şarj istasyonuna (1b) yerleştirin.



2 Termometre bir bip sesi çıkarır.



3 Şarj istasyonundaki şarj göstergesi kehribar renginde yanar.





4 Pil şarj durumu termometrenin LCD ekranında görüntülenir.

Şarj istasyonundaki şarj göstergesi, termometre tamamen şarj olduğunda (pil boşsa yaklaşık 3 saat sürer) yeşile döner. Pillerin aşırı doldurulması gibi bir durum söz konusu değildir. Pilin tam dolu durumda kalması için termometrenin kullanılmıyorken şarj istasyonunda bırakılması önerilir.

Pil dolu olsa dahi şarj istasyonunun pilin tam dolu olduğunu algılaması 5 dakika kadar sürebilir. Bu yaşanırsa şarj göstergesi termometre şarj istasyonuna takıldıktan sonra kehribar renginde yanar ve pilin tam dolu olduğu algılandığında yeşile döner.

Şarj istasyonu pilin tam dolu olduğunu gösteriyor (yeşil şarj göstergesi) ancak termometrenin LCD ekranı pilin tam dolu olduğunu göstermiyorsa bu durum, şarj istasyonunun veya pillerin aşırı ısınmasından kaynaklanabilir. Şarj istasyonunu daha serin bir ortama götürmeniz önerilir.



Şarj göstergesi yanmıyorsa aşağıdakilerden biri meydana gelmiş olabilir:


- Alkalın piller (şarj edilemeyen) takılmıştır
- Termometre/şarj istasyonu bir güç kaynağına doğru şekilde bağlanmamıştır
- Termometre şarj istasyonuna doğru şekilde takılmamıştır

6. Güvenlik işlevi

Braun ThermoScan® PRO 6000 Ear thermometer, termometrenin önceden seçilen bir süre içinde şarj istasyonuna geri takılmasını gerektiren bir güvenlik işlevine sahiptir. Bu süre aşılsa termometre kilitlenen. Güvenlik özelliği, Service Tool yazılımıyla 12 saat/720 dakika arasında bir süreye ayarlanabilir.


Braun ThermoScan® PRO 6000 Ear thermometer'in fabrikadan çıktığı halinde güvenlik işlevi kapalıdır. Güvenlik işlevine yalnızca Welch Allyn Service Tool yazılımı kullanılarak erişilebilir ve güvenlik işlevinin başlatılabilmesi için şarj istasyonu veya herhangi bir uyumlu Welch Allyn Vital Signs cihazı gereklidir. Güvenlik işlevi şarj edilebilir veya alkalın pillerle kullanılabilir.

Bu özelliğe erişmek ve ayarları değiştirmek için bkz. 6.2 Ayarlar.





6.1 Çalışma şekli


- 1 Güvenlik işlevi etkinleştirildiğinde normal kullanım sırasında güvenlik işlevinin etkin olduğunu göstermek için pil göstergesinin yanında bir kilit açık simgesi görüntülenir.





- 2 Termometre süre sınırının son 60 dakikası içinde olduğunda kilit açık simgesinin yanında kalan dakika sayısını gösteren bir geri sayım sayacı gösterilir.




- 3 Süre sınırının dolmasından 5 dakika önce termometrenin kısa süre içinde kilitleneceğini belirtmek için termometre dakikada bir kez bip sesi çıkarmaya ve kilit açık simgesi yanıp sönmeye başlar.



- 4 Süre sınırı dolduğunda kilit açık simgesi ve geri sayım sayacı yerine kilitle simgesi görüntülenir ve kilitle durumu belirtmek amacıyla termometre her 5 dakikada bir bip sesi çıkarır. Kilitle durumdakten herhangi bir düğmeye basıldığında bir hata sesi çalınır ve termometre başka bir yanıt vermez. Termometre kilitle durumda kullanılmaz.




- 5 Termometreyi şarj istasyonuna geri takarak kilidini açın.



- 6 Termometre bir bip sesi çıkarır ve arka ışık 5 saniye boyunca yanar.




- 7 Süre sınırı sıfırlanır ve termometre normal çalışma için kilit açık durumuna geri döner. Kilit açık durumuna ulaşıldığında termometre bir bip sesi çıkarır ve ekran açılır.



8 Güvenlik işlevi etkinken termometreyi şarj etme:

Şarj edilebilir piller takılırsa şarj istasyonundaki kehribar rengindeki ışık, şarjın devam ettiğini gösterecek şekilde yanar ve termometre ekranında pil simgesi görünür.

Güvenlik işlevi çalışsa da termometreye alkalin piller (şarj edilemeyen) takıldığında şarj istasyonunda kehribar renginde ışık yanmaz, pil simgesi termometre ekranında görüntülenmez ve piller şarj edilmez.



6.2 Güvenlik işlevi ayarları


Şarj istasyonu veya uyumlu Welch Allyn Vital Signs cihazı, termometredeki ayarları değiştirmek için Welch Allyn Service Tool ile birlikte kullanılabilir.

Termometre yapılandırmasının değiştirilebilmesi için Welch Allyn Service Tool yazılımı gereklidir.

Welch Allyn Service Tool yazılımını çalıştıran bilgisayara bağlanmak için bir şarj istasyonu ve şarj edilebilir piller ya da uyumlu Welch Allyn Cihazı gereklidir.

Welch Allyn Service Tool'u kullanarak Braun ThermoScan® PRO 6000 Ear thermometer'in gelişmiş ayarlarına erişmek için talimatları izleyin.

- 1 Braun ThermoScan® PRO 6000 Ear thermometer'ı şarj istasyonuna takın.



- 2 Önerilen işlem, duvar adaptörüne bağlı USB kablosunu kullanmaktır; kabloyu duvar adaptöründen çıkarın ve bilgisayarınıza takın.





- 3 a. Welch Allyn Service Tool'u başlatın.
- b. "Add new features" (Yeni özellikler ekle) ve "Service" (Servis) düğmesinin bulunduğu başlangıç ekranı görüntülenirse "Service" (Servis) düğmesine tıklayın.
- c. Parola kullanmadan ADMIN (YÖNETİCİ) olarak oturum açın veya daha önce oluşturduğunuz herhangi bir hesabı kullanın.

Not: Oturum açma istemi görüntülenmezse Log on (Oturum aç) düğmesine tıklayın. Yapılandırma iletişim kutusuna erişebilmek için oturum açmanız gerekir.


- 4 Cihaz listesinden Braun termometresini tıklayarak vurgulayın ve ardından Select (Seç) düğmesine tıklayın.

- 5 Device (Cihaz) sekmesi açılır.

- 6 Device information (Cihaz bilgileri) sekmesinin sağındaki Configure (Yapılandır) sekmesine tıklayın.




- 7 Geçerli ayarlar kutusundaki Change (Değiştir) düğmesine tıklayın. Yapılandırma ayarları iletişim kutusu açılır.



- 8 Güvenlik işlevini seçmek için açılır menüye ve ardından istediğiniz süreye tıklayın ya da işlevi devre dışı bırakmak için Off (Kapalı) seçeneğine tıklayın.

İstediğiniz ayarları belirledikten sonra ayarları Braun termometresine göndermek ve kutuyu kapatmak için Save (Kaydet) düğmesine tıklayın.

Ayarları değiştirmeden kutuyu kapatmak için Cancel (İptal) düğmesine tıklayın.



6.3 Service Tool Yazılımı

Service Tool hakkında daha fazla bilgi ve Service Tool kurulum kılavuzu için www.welchallyn.com adresine gidin ve Services & Support (Servisler ve Destek) Sekmesi/Service Centers (Servis Merkezleri)/Download service tool (Service tool'u indir) ögesini seçerek Service Tool yazılımını indirin.

7. Bakım ve servis

7.1 Temizleme



Dikkat

⚠ DİKKAT Metal elektrik kontaklarını temizlerken hiçbir türden çamaşır suyu çözeltisi **kullanmayın**. Bunlar kontaklara zarar verir.

⚠ DİKKAT Kontakları yalnızca %70 izopropil alkol ile temizleyin. Kontakları 1 dakika boyunca kendi kendine kurumaya bırakın.

Gerektiğinde şarj istasyonunu %70 izopropil veya etil alkol çözeltisiyle, %10 klor çamaşır suyu çözeltisiyle, leke bırakmayan temizlik çözeltileriyle (ör. Metrex CaviWipes™, PDI Sani-Coth®) veya hidrojen peroksitli (örn. Virox ve Oxivir) temizleme çözeltileriyle nemlendirilmiş hafif nemli bir bez veya ıslak mendil kullanarak temizleyin.







Onaylanmış temizlik çözeltileri			
Ürün grubu	Çözelti veya marka	Şarj istasyonu gövdesi	Kontaklar
Klor ve klor bileşikleri	%10 klorlu çamaşır suyu çözeltisi	Evet	Hayır
Kuaterner amonyum bileşikleri	CaviWipes™ Clinell® Universal Wipes SaniCloth Metrex	Evet	Hayır
Hidrojen peroksit	Virox Oxivir	Evet	Hayır
Alkol	%70 izopropil veya etil alkol	Evet	Evet

Başka temizlik maddeleri de belli aralıklarla uyumluluk açısından değerlendirilebilir. Kullandığınız temizlik maddesi bu listede yer almıyorsa kullanım için onaylı diğer temizlik maddelerini öğrenmek üzere Welch Allyn ile iletişime geçin.

Not: İzopropil veya etil alkol dışında bir temizlik maddesi kontaklarla temas ederse derhal silerek kurulayın. Ardından kontakları izopropil veya etil alkol ile temizleyin.



Dikkat

-  **DİKKAT** Aşındırıcı temizlik maddeleri **kullanmayın**.
-  **UYARI** Herhangi bir bakım veya servis işlemi gerçekleştirmeden önce şarj istasyonunun fişini çekin.
-  **UYARI** Şarj istasyonunu su veya başka herhangi bir sıvı içine **batırmayın**.
-  **DİKKAT** Bezler nemli olmalıdır, çok ıslak olmamalıdır. Fazla sıvı, şarj istasyonuna zarar verebilir.
-  **DİKKAT** Termometre ve istasyonu temizlemek için PRO 6000 Kullanım, bakım ve servis talimatları belgesinde belirtilen Braun Thermoscan® PRO 6000 Ear thermometer temizleme talimatlarını izleyin.
-  **UYARI** Kablo düzenli aralıklarla (3 ayda bir) kontrol edilerek özellikle kablunun fişe girdiği uç noktalarında hasar olup olmadığı belirlenmelidir.

7.2 Saklama talimatları

Termometreyi ve prob kılıflarını, toz ve kir barındırmayan kuru (termometre su girişine karşı korumalı değildir) bir yerde, güneş ışığından uzakta saklayın. Saklama yerindeki ortam sıcaklığı yeterince sabit ve -20 ila 50°C (-4 ile 122°F) aralığında olmalıdır.

8. Teknik Özellikler

Çalışma ortam sıcaklığı aralığı: 10–40°C (50–104°F)

Tıbbi onaylı harici güç kaynağı değerleri:

Çıkış Gerilimi:	5 Vdc
Çıkış Akımı:	1 A
Giriş Gerilimi:	100-240VAC
Giriş Akımı:	0,3 A
Giriş Frekansı:	50-60 Hz

Uzun dönem saklama aralıkları

Saklama sıcaklığı:	-20 ila 50°C (-4 ila 122°F)
Saklama nemi:	%0 ila 85, yoğunlaşmaz
Elektrik değerleri:	750 mAh
Şarj edilebilir pil garantisiz:	3 yıl
Pil kapasitesi:	Tam şarj başına 700'e kadar sıcaklık ölçümü / 3 V
Şarj edilebilir pil tipi:	Özelleştirilmiş ikili pil paketi (NiMH)
Şarj istasyonu boyutları:	3,51 inç Y x 4,08 inç D x 6,02 inç G (89,2 mm Y x 103,7 mm D x 153,0 mm G)
Şarj istasyonu ağırlığı:	5,3 ons / 150 g



DİKKAT Bu cihazı, IEC 60601-1-2 standardında belirtilen normal aralığın dışındaki elektromanyetik veya diğer etkileşimlerin bulunduğu durumlarda kullanmayın.



Intertek



NiMH

Standartlar ve uyumluluk

Bu cihaz aşağıdaki Güvenlik ve Performans Standartlarına uygundur:

Bu ürün 93/42/EEC sayılı EC direktifinin (Tıbbi Cihaz Direktifi) hükümlerine uygundur.

ANSI/AAMI STD ES60601-1, UL STD 60601-1, CAN/CSA STD C22.2 No. 60601.1, IEC 60601-1 ve EN 60601-1; Baskı 2 ve 3.1. Elektrikli tıbbi ekipman – Bölüm 1: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel gereklilikler

BS EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014

Elektrikli tıbbi ekipman—Bölüm 1–2: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel gereklilikler—Tamamlayıcı standart: Elektromanyetik uyumluluk—Gereklilikler ve test

IEC/EN 62366-1: 2015 (IEC 60601-1-6:2010+A1: 2013) Tıbbi cihazlar—Kullanılabilirlik mühendisliğinin tıbbi cihazlara uygulanması

ISO 14971:2012 Tıbbi cihazlar—Tıbbi cihazlara risk yönetiminin uygulanması

ELEKTRİKLİ TIBBİ EKİPMANDA EMC ile ilgili özel önlemler alınması gerekir. EMC gerekliliklerinin ayrıntılı açıklaması için lütfen yetkili bir yerel Servis Merkezi ile iletişime geçin. Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanları, ELEKTRİKLİ TIBBİ EKİPMANI etkileyebilir

Dahili olarak güç verilen ME ekipmanı.

Kesintisiz çalışma.

Su girişine karşı korumalı değildir.



IPX0

Sembol açıklamaları:



BF Tipi Uygulanan Parça

Dikkat



Bu kılavuzda yer alan ikaz ibareleri, ekipman veya mal hasarına ya da veri kaybına neden olabilecek durumları veya uygulamaları belirtmektedir.

Uyarı



Bu kılavuzdaki uyarı açıklamaları; hastalığa, yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek durumları veya uygulamaları belirtmektedir. Uyarı sembolleri, siyah beyaz belgede gri arka plan ile görünür.



Sınıf II Ekipman



Elektrikli ve Elektronik Ekipmanı ayrı toplayın.
Ayrıştırılmamış kentsel atık olarak atmayın.



7d Kullanım talimatlarına bakın.

welchalln.com



Güç göstergesi



Şarj göstergesi



Saklama sıcaklığı



Saklama nemi

9. Üç yıl sınırlı üretici garantisi

Braun Thermoscan® PRO 6000 Charging station modeli için

Welch Allyn (Hill-Rom® şirketinin iştiraki); üründe malzeme ve işçilik kusurlarının olmadığını ve ürünün Welch Allyn, yetkili dağıtıcıları veya bayilerinden satın alma tarihinden itibaren üç yıl boyunca üreticinin teknik özelliklerine uygun şekilde çalışacağını garanti eder.

Satın alma tarihi: 1) Cihaz doğrudan Welch Allyn'den satın alındıysa faturalanmış sevkiyat tarihi, 2) ürün kaydı sırasında belirtilen tarih veya 3) Welch Allyn yetkili dağıtıcısının verdiği fatura ile birlikte ürünün söz konusu dağıtıcıdan satın alındığı tarih (hangisi daha önceyse) olur.

Bu garanti, 1) sevkiyat sırasında taşıma, 2) etiketli talimatlara aykırı kullanım veya bakım, 3) Welch Allyn tarafından yetki verilmemiş kişilerce değişiklik veya onarım veya 4) kazaları kapsamaz. Bu garanti; pilleri, prob camı hasarını ya da yanlış kullanım, ihmal ya da kazalardan doğan hasarları kapsamaz ve yalnızca ürünün ilk alıcısı için geçerlidir. Garanti kapsamında kusurlu ünite ile değiştirilen ünitelerin garantisi, kusurlu ünitenin kalan garanti süresiyle aynıdır. Ayrıca garanti, termometrenin orijinal Hillrom™ prob kılıfları dışında herhangi bir ürünle çalıştırılması durumunda geçersiz olur.