


# BRAUN

# WelchAllyn®

## ThermoScan®

Charging station  
Naudojimo instrukcijos



PRO 6000  
Charging station

**BRAUN****ThermoScan®****PRO 6000 Charging station**Šis vadovas taikomas **REF 901009** Accessory, Thermometry

Gamintojas  
Welch Allyn, Inc.  
4341 State Street Road  
Skaneateles Falls, NY 13153  
JAV



107983 (CD)  
DIR 80025838  
Peržiūros data: 2019-09



Welch Allyn Limited  
Navan Business Park  
Dublin Road,  
Navanas, Mido grafystė  
Airijos Respublika  
C15 AW22

Norėdami gauti daugiau informacijos apie bet kurį „Welch Allyn“ gaminį, susisiekite su  
**„Welch Allyn“ techninės pagalbos centru:**  
[www.welchallyn.com/support](http://www.welchallyn.com/support)

**Vietos:**[www.welchallyn.com/about/company/locations.htm](http://www.welchallyn.com/about/company/locations.htm)**Atsarginės dalys**Visą dalių sąrašą rasite [www.welchallyn.com](http://www.welchallyn.com)**Patentų informaciją rasite**[www.welchallyn.com/patents](http://www.welchallyn.com/patents)

© 2019 Visos teisės saugomos.

Pagaminta Meksikoje

Šis gaminys gaminamas pagal „Braun“ prekės ženklo licenciją.  
„Braun“ yra registruotasis „Braun GmbH“ prekės ženklas, Kronbergas, Vokietija.

„ThermoScan“ yra registruotasis prekės ženklas, priklausantis „Helen of Troy Limited“.

---

---


Naudokite tik  
**„Hillrom“**  
zondo dangtelius

---

---



# 1. Braun Thermoscan® PRO 6000 Charging station



## 2. Pakuotės turinys

Braun ThermoScan® PRO 6000 Charging station

Kompaktinis diskas su naudojimo instrukcijomis, priežiūros įrankio „Welch Allyn Service Tool“ programine įranga (prieiga per internetą) ir priežiūros įrankio diegimo vadovu (prieiga per internetą)





1 įkraunamų baterijų pakuotė (NiMH)

1 keičiamų sieninių kištukų rinkinys

1 sieninis adapteris ir USB kabelis

## 3. Gaminio aprašymas

- 1 200 „Braun“ zondo dangtelių dėklo laikymo vieta
- 2 Termometras „Braun ThermoScan® PRO 6000 Ear thermometer“ laikiklyje
- 3 Įkrovimo indikatorius
- 4 Maitinimo indikatorius
- 5 USB kabelis
- 6 Sieninis adapteris
- 7 Keičiamas kištukas (teikiamas 4 skirtingų konfigūracijų)

Modelio numeris	Kištuko konfigūracija	
PRO6000BSNA / 06000-100	Šiaurės Amerikos ir Kinijos rinkoms skirtas kištukas	
PRO6000BSEU / 06000-125	ES ir Jungtinės Karalystės rinkoms skirti kištukai	
PRO6000BSC / 06000-575	Šiaurės Amerikos ir Kinijos, ES ir Jungtinės Karalystės rinkoms skirti kištukai	
PRO6000BSAU / 06000-150	Australijos rinkai skirtas kištukas	

- 8 USB jungties adapteris
- 9 USB atraminis spaustukas
- 10 Skylutės tvirtinimui prie sienos

## IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS







Medicininio laipsninio termometro „Braun Thermoscan® PRO 6000 Ear thermometer“ įkrovimo stotyje įdiegtos įkrovimo ir saugos funkcijos, taip pat įrengta termometro ir zondo dangtelių dozatorių saugykla. Prieš pradėdami naudoti atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas.

### 4. Įspėjimai ir atsargumo priemonės













wekhaliv.com

Siekiant sumažinti elektros smūgio riziką:

-  **ĮSPĖJIMAS** Nelieskite į vandenį įkritisios įkrovimo stoties. Nedelsiant ją atjunkite.
-  **ĮSPĖJIMAS** Nedėkite, nelaikykite ir nekraukite įkrovimo stoties ten, kur ji galėtų įkristi arba būti įstumta į vonią ar kriauklę. Nenardinkite ir nemeskite įkrovimo stoties į vandenį ar kitą skystį.
-  **ĮSPĖJIMAS** Prieš valydami atjunkite įkrovimo stotį.
-  **ĮSPĖJIMAS** Įkrovimo stotis teikiama su žemos įtampos sieniniu adapteriu (medicininis tvirtinimo prie sienos adapteris, TMW7-5-IPW tipas). Negalima keisti ar naudoti ne originalių jo dalių. Priešingu atveju kyla elektros smūgio rizika.
-  **ĮSPĖJIMAS** Skirta naudoti tik specialistams.
-  **PERSPĖJIMAS** Norint įkrauti termometrą, įkrovimo stotis turi būti naudojama tik su įkraunamų baterijų pakuote, pridėta prie šio įrenginio.

Siekiant sumažinti nudegimų, gaisro, elektros smūgio ir asmenų sužalojimo riziką:

-  **ĮSPĖJIMAS** Įkrovimo stotis turi būti eksploatuojama 1,5 m (4,92 pėdų) atstumu nuo paciento.
-  **PERSPĖJIMAS** Naudokite šį prietaisą tik pagal paskirtį ir laikydamiesi šio vadovo nurodymų. Nenaudokite gamintojų nerekomenduojamų priedų.
-  **ĮSPĖJIMAS** Be gamintojo leidimo negalima atlikti jokių įrangos pakeitimų.
-  **PERSPĖJIMAS** Prietaiso negalima laikyti mažesnėje nei  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-4\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) ir didesnėje kaip  $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $122\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) temperatūroje. Prietaisas ir laidas visada turi būti sausi. Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis. Nelaikykite prietaiso drėgnoje aplinkoje. Kad nepažeistumėte laido, nevyniokite jo aplink prietaisą. Svarbu periodiškai (kas 3 mėnesius) patikrinti, ar laidas nepažeistas, visų pirma abiejuose laido galuose, kurie įvedami į kištuką.
-  **ĮSPĖJIMAS** Niekada neeksploatuokite šio prietaiso, jei pažeistas jo laidas arba korpusas, jei jis veikia netinkamai, buvo numestas ar apgadintas arba įmestas į vandenį. Atiduokite prietaisą į techninės priežiūros centrą apžiūrai ir remontui.
-  **PERSPĖJIMAS** Užtikrinkite, kad laidas nesiliestų su karštais paviršiais.
-  **ĮSPĖJIMAS** Nemeskite ir nedėkite jokių objektų į prietaiso angas.
-  **PERSPĖJIMAS** Visada pirmiausia prijunkite kištuką prie prietaiso, tada prie kištukinio lizdo.
-  **PERSPĖJIMAS** Šis prietaisas atitinka esamus reikiamus standartus, taikomus elektromagnetiniams trikdžiams, ir neturėtų sukelti problemų kitai įrangai, taip pat jo neturėtų paveikti kiti prietaisai. Laikydamiesi atsargumo priemonių, stenkitės nenaudoti šio prietaiso itin arti kitos įrangos.
-  **ĮSPĖJIMAS** Neįrenkite prietaiso taip, kad būtų sudėtinga eksploatuoti arba atjungti jį (kištuką).

## 5. Montavimas

### 5.1 Baterijų įdėjimas



Įkrovimo stotis teikiama su 1 įkraunamų baterijų pakuote. Norėdami pasinaudoti įkrovimo funkcija, įstatykite įkraunamų baterijų pakuotę į termometro baterijų skyrių.

Pateikta baterijų pakuotė gali būti neįkrauta.




**PERSPĖJIMAS** Prieš pradėdami naudoti prietaisą 3 valandas kraukite jį įkrovimo stotyje. Žr. 5.2 Prijungimas ir 5.4 Termometro įkrovimas.


- 1 Atidarykite baterijų dangtelį, nuspaužę spyruoklinį skląstį į dešinę pirštu arba smailiu objektu, pvz., rašikliu. Laikydami skląstį atvirą, suimkite baterijų dangtelį ir ištraukite jį.



- 2 Įdėkite įkraunamų baterijų pakuotę į baterijų skyrių taip, kad baterijos etiketė būtų viršuje.



- 3 Užfiksuokite baterijų dangtelį ir įsitinkite, kad skląstis sugrįžo į pradinę fiksavimo padėtį.





Šiame gaminyje yra baterijų ir perdirbamų elektroninių atliekų. Siekdami tausoti aplinką, nemeskite jų į šiukšliadėžę, bet, laikydamiesi nacionalinių ar vietos teisės aktų, atiduokite jas į atitinkamus vietinius surinkimo punktus.



**PERSPĖJIMAS** Neardykite, nedarykite trumpojo jungimo ir nemeskite į ugnį. Nenaudokite skirtingų rūšių baterijų.


## 5.2 Prijungimas

- 1 Prijunkite USB kabelį prie įkrovimo stoties galinės pusės (1a) ir praveskite kabelį pro atraminį spaustuką (1b).




- 2 Pasirinkite savo šaliai ir regionui tinkamą keičiamą kištuką (jei pridėtas daugiau nei vienas kištukas).

- 3 Prijunkite kištuką prie sieninio adapterio.




- 4 Įkiškite USB kabelį į sieninį adapterį.

- 5 Įjunkite visą sąranką į kištukinį elektros lizdą.



- 6 Užsidegs žalia šviesa, rodanti, kad įkrovimo stotis paruošta naudoti.



### 5.3 Tvirtinimo instrukcijos (pasirinktinai)


Įkrovimo stotis gali būti pritvirtinta prie sienos arba įrengta ant lygaus paviršiaus. Įkrovimo stotis turėtų būti tvirtinama prie sienos įvykdžius 5.2 skirsnio Prijungimas 3 žingsnį.

Tvirtinimui reikės šių priemonių:

- 2 „Phillips“ varžtų su pusapvalėmis galvutėmis Nr. 8 (pridėta)
- 2 tvirtinimo prie gipso kartono inkarų (pridėta)
- Liniuotės (nepridėta)
- „Phillips“ varžtų su galvutėmis atsuktuvo Nr. 2 (nepridėta)

#### Tvirtindami prie sienos:

- 1 Įsitinkinkite, kad USB kabelis būtų atjungtas nuo kištukinio elektros lizdo, bet vis dar prijungtas prie įkrovimo stoties. Pritvirtinus įkrovimo stotį USB jungtis bus nebesiekiamo.



- 2 Išdėstykite prie įkrovimo stoties pridėtus varžtus ir gipso kartono inkarus.


- 3 Suraskite tvirtinimo skylutes įkrovimo stoties galinėje pusėje.

- 4 Naudodami pridėtus gipso kartono inkarus ir varžtus pritvirtinkite įkrovimo stotį prie sienos ar kitos stabilios vietos.

Pastaba. Jei įkrovimo stotį tvirtinate ne prie gipso kartono paviršiaus, naudokite tam paviršiui tinkamus tvirtinimo elementus.

### 5.4 Termometro įkrovimas

- 1 Įstatykite termometrą su įdėta įkraunamų baterijų pakuote į termometro laikiklį (1a). Įstatykite laikiklį su termometru į įkrovimo stotį (1b).






- 2 Iš termometro pasigirs garsinis signalas.



- 3 Įkrovimo stoties įkrovimo indikatorius užsidegs geltona šviesa.




- 4 Baterijų įkrovimo būsena rodoma termometro skystųjų kristalų monitoriuje.

Kai termometras bus visiškai įkrautas (maždaug po 3 valandų, jei baterija tuščia), įkrovimo stoties įkrovimo indikatorius užsidegs žalia šviesa. Baterijų neįmanoma perkrauti. Nenaudojamą termometrą rekomenduojama laikyti įkrovimo stotyje, kad jis būtų laikomas visiškai įkrautas.

Atkreipkite dėmesį, kad net jei baterija visiškai įkrauta, įkrovimo stočiai gali prireikti iki 5 minučių atpažinti visiškai įkrautą bateriją. Tokiu atveju, įstačius termometrą į įkrovimo stotį, įkrovimo indikatorius skleis geltoną šviesą, o atpažinus visiškai įkrautą bateriją indikatoriaus šviesa pasikeis į žalią.

Jei pastebite, kad įkrovimo stotis rodo, kad baterija visiškai įkrauta (žalia įkrovimo indikatoriaus šviesa), bet termometro skystųjų kristalų monitorius nerodo, kad baterija visiškai įkrauta, taip gali reikšti, kad įkrovimo stotis arba baterijos pernelęg įšilo. Rekomenduojama įkrovimo stotį perkelti į vėsesnę aplinką.



Jei įkrovimo indikatorius nešviečia, galima viena iš toliau nurodytų priežasčių:

- Įdėtos šarminės (ne įkraunamos) baterijos
- Termometras ir (arba) įkrovimo stotis netinkamai prijungti prie elektros maitinimo šaltinio
- Termometras netinkamai įstatytas į įkrovimo stotį


## 6. Saugos funkcija

Termometre „Braun Thermoscan® PRO 6000 Ear thermometer“ įdiegta saugos funkcija, primenanti, kad termometrą reikia grąžinti į įkrovimo stotį per iš anksto nustatytą laiką. Viršijus šį laiką, termometras užrakinamas. Šią saugumo funkciją galima nustatyti naudojant priežiūros įrankį, trukmė – iki 12 valandų (720 minučių).

**Išvežant iš gamyklos, termometro „Braun Thermoscan® PRO 6000 Ear thermometer“ saugos funkcija būna išjungta.**


Saugos funkcija galima naudotis tik naudojant „Welch Allyn Service Tool“ programinę įrangą, šiai funkcijai paleisti reikia įkrovimo stoties arba bet kurio suderinamo „Welch Allyn Vital Signs“ prietaiso. Saugos funkcija gali būti naudojama su įkraunamomis arba šarminėmis baterijomis.

Jei norite pasinaudoti šia funkcija ir pakeisti nustatymus, žr. 6.2 Nustatymai.





### 6.1 Veikimo principas


- 1 Kai saugos funkcija įjungta, įprastinio naudojimo sąlygomis šalia baterijos indikatorius matoma atrakinamos būsenos piktograma, rodanti, kad saugos funkcija aktyvi.




- 2 Kai termometru lieka ne daugiau kaip 60 minučių laiko limitu, šalia atrakinamos būsenos piktogramos matomas laikrodis, rodantis, kiek minučių dar liko.




- 3 Likus 5 minutėms iki laiko limitu pabaigos termometras pradės pypsėti kas minutę, o atrakinamos būsenos piktograma pradės blyksėti, rodydama, kad termometras netrukus bus užrakintas.



- 4 Pasibaigus laiko limitui, vietoj atrakintos būsenos piktogramos ir laikrodžio bus matoma užrakintos būsenos piktograma, o termometras pypsės kas 5 minutes, taip parodydamas, kad yra užrakintas. Paspaudus bet kurį užrakinto termometro mygtuką pasigirs garsinis klaidos signalas, o termometras niekaip nereaguos. Užrakinto termometro naudoti negalima.




- 5 Termometrą atrakinsite įstatę į įkrovimo stotį.



- 6 Iš termometro pasigirs garsinis signalas ir 5 sekundėms užsideds galinė švieselė.




- 7 Laiko limitas bus atstatytas ir termometras bus atrakintas įprastiniam naudojimui. Atrakinus termometrą, jis pyptelės ir vėl pasirodys ekranas.



## 8 Termometro su įjungta saugos funkcija įkrovimas

Jei į termometrą įdėtos įkraunamos baterijos, įkrovimo stotyje užsidegs geltona švieselė, rodanti, kad baterija pradėta krauti, o termometro monitoriuje bus matoma baterijos piktograma.

Jei į termometrą įdėtos šarminės (ne įkraunamos) baterijos, saugos funkcija veiks, bet įkrovimo stotyje neužsidegs geltona švieselė, termometro monitoriuje nebus matoma baterijos piktograma ir baterijos nesikraus.



## 6.2 Saugos funkcijų nustatymai


Norint pakeisti termometro nustatymus, įkrovimo stotis arba suderinamas „Welch Allyn Vital Signs“ įrenginys gali būti naudojami su „Welch Allyn Service Tool“.

Termometro konfigūracijos keitimui reikalinga „Welch Allyn Service Tool“ programinė įranga.

Norint prisijungti prie kompiuterio, kuriame veikia „Welch Allyn Service Tool“, reikia įkrovimo stoties ir įkraunamų baterijų arba suderinamo „Welch Allyn“ įrenginio.

Vadovaudamiesi instrukcijomis ir naudodami „Welch Allyn Service Tool“ galėsite keisti termometro „Braun ThermoScan® PRO 6000 Ear thermometer“ išplėstinius nustatymus.

- 1 Įstatykite termometrą „Braun ThermoScan® PRO 6000 Ear thermometer“ į įkrovimo stotį.



- 2 Rekomenduojama naudoti USB kabelį, kuris jungiamas prie sieninio adapterio – atjunkite kabelį nuo sieninio adapterio ir prijunkite jį prie kompiuterio.





- 3 a) Paleiskite „Welch Allyn Service Tool“.
- b) Jei ekrane rodoma „Add new features“ (Pridėti naujas funkcijas) ir mygtukas „Service“ (Priežiūra), spauskite „Service“ (Priežiūra).
- c) Prisijunkite administratoriaus teisėmis be slaptažodžio arba naudokite bet kurią anksčiau sukurtą paskyrą.

**Pastaba.** Jei raginimas prisijungti nerodomas, spauskite mygtuką „Log on“ (Prisijungti). Norėdami įeiti į konfigūracijos dialogo langą, turite būti prisijungę.


- 4 Spustelėję įrenginių sąrašą pažymėkite „Braun thermometer“ ir paspauskite mygtuką „Select“ (Pasirinkti).

- 5 Atidaromas įrenginio skirtukas.

- 6 Spustelėkite konfigūravimo skirtuką įrenginio informacijos skirtuko dešinėje.




- 7 Esamų nustatymų laukelyje spustelėkite mygtuką „Change“ (Keisti). Atidaromas konfigūracijos nustatymų dialogo laukelis.



- 8 Norėdami pasirinkti saugos funkciją, spustelėkite išskleidžiamąjį meniu ir pasirinkite norimą laiką arba „Off“ (Išjungti), jei norite išjungti.

Pasirinkę norimus nustatymus, spustelėkite mygtuką „Save“ (Išsaugoti), kad nusiųstumėte nustatymus į „Braun“ termometrą, ir uždarykite laukelį.

Norėdami uždaryti laukelį nepakeitę nustatymų, spustelėkite mygtuką „Cancel“ (Atšaukti).



### 6.3 Prižiūros įrankiai

Daugiau informacijos apie prižiūros įrankius ir prižiūros įrankio diegimo vadovą rasite [www.welchallyn.com](http://www.welchallyn.com), o informaciją apie prižiūros įrankio atsisiuntimą rasite skirtuke „Services & Support / Service Centers / Download service tool“ (Prižiūra ir pagalba / Prižiūros centrai / Prižiūros įrankio atsisiuntimas).

## 7. Taisymas ir priežiūra

### 7.1 Valymas



#### Perspėjimas

**PERSPĖJIMAS** Valydami metalinius elektrinius kontaktus, nenaudokite jokių balinimo tirpalų. Jie sugadins kontaktus.

**PERSPĖJIMAS** Kontaktus valykite tik su 70 % izopropilo alkoholiu. Palaukite 1 minutę, kol kontaktai nudžiūs.

Prireikus įkrovimo stotį valykite audiniu ar šluoste, šiek tiek sudrėkinta 70 % izopropilo arba etilo alkoholio tirpalu, 10 % chloro baliklio tirpalu, dėmių nepaliekančiais valymo tirpalais (pvz., „Metrex CaviWipes™“, „PDI Sani-Coth®“) arba vandenilio peroksido (pvz., „Virox“ ir „Oxivir“) valymo tirpalais.







Patvirtinti valymo tirpalai			
Rūšis	Tirpalas arba prekės ženklas	Įkrovimo stoties korpusas	Kontaktai
Chloras ir chloro junginiai	10 % chloro baliklio tirpalas	Taip	Ne
Ketvirtiniai amonio junginiai	„CaviWipes™“ „Clinell™“ universalios šluostės „SaniCloth“ „Metrex“	Taip	Ne
Vandenilio peroksidas	„Virox“ „Oxivir“	Taip	Ne
Alkoholis	70 % izopropilo arba etilo alkoholis	Taip	Taip

Papildomos valymo priemonės gali būti periodiškai vertinamos dėl tinkamumo. Jei valymo priemonė nenurodyta sąrašė, kreipkitės į „Welch Allyn“, kad nustatytumėte, ar kitos valymo priemonės yra patvirtintos naudojimui.

**Pastaba.** Jei bet kokia valymo priemonė, išskyrus izopropilo arba etilo alkoholi, susiliečia su kontaktais, nedelsiant juos nusauskinkite. Tuomet nuvalykite kontaktus su izopropilo arba etilo alkoholiu.



## Perspėjimas

-  **PERSPĖJIMAS** Nenaudokite abrazyvinių valymo medžiagų.
-  **ISPĖJIMAS** Atjunkite įkrovimo stotį prieš ją taisydami ar atlikdami techninę priežiūrą.
-  **ISPĖJIMAS** Nemerkite įkrovimo stoties į vandenį ar kitą skystį.
-  **PERSPĖJIMAS** Šluostės turėtų būti drėgnos, bet ne permirkusios. Per didelis skysčio kiekis gali sugadinti įkrovimo stotį.
-  **PERSPĖJIMAS** Norėdami išvalyti termometrą ir laikiklį, laikykitės termometro „Braun Thermoscan® PRO 6000 Ear thermometer“ valymo instrukcijų, kaip nurodyta PRO 6000 Naudojimo, taisymo ir priežiūros instrukcijose.
-  **ISPĖJIMAS** Svarbu periodiškai (kas 3 mėnesius) patikrinti, ar laidas nepažeistas, visų pirma abiejuose laido galuose, kurie įvedami į kištuką.

## 7.2 Laikymo instrukcijos

Laikykite termometrą ir zondo dangtelius sausoje (termometras nėra apsaugotas nuo vandens), nedulkėtoje, švarioje ir nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje. Aplinkos temperatūra laikymo vietoje turėtų būti kuo pastovesnė, laikantis intervalo nuo –20 iki 50 °C (–4 iki 122 °F) ribų.



## 8. Techniniai duomenys

Veikimo aplinkos temperatūros diapazonas 10–40 °C (50–104 °F)

### Išorinio mediciniškai patvirtinto maitinimo šaltinio duomenys

Išėjimo įtampa	5 Vdc
Išėjimo srovė	1 A
Įėjimo įtampa	100–240 VAC
Įėjimo srovė	0,3 A
Įėjimo dažnis	50–60 Hz

### Ilgalaikio saugojimo temperatūros diapazonai

Laikymo temperatūra	Nuo –20 iki 50 °C (nuo –4 iki 122 °F)
Laikymo drėgnumas	0–85 %, ne kondensacinis
Elektros energijos talpa	750 mAh
Įkraunamų baterijų garantija	3 metai
Baterijų pajėgumas	Iki 700 temperatūros matavimų, kai baterija visiškai įkrauta / 3 V
Įkraunamų baterijų rūšis	specialiai pritaikyta dviejų baterijų pakuotė (NiMH)
Įkrovimo stoties matmenys	3,51" × 4,08" × 6,02" (89,2 mm × 103,7 mm × 153,0 mm)
Įkrovimo stoties svoris	5,3 uncijos / 150 g



**PERSPĖJIMAS** Nenaudokite šio prietaiso esant elektromagnetiniams ar kitiems trikdžiams, kurie viršija IEC 60601-1-2 nustatytas normas.



Intertek



NiMH

## Standartai ir atitiktis

Šis įrenginys atitinka šiuos saugos ir eksploatacinių charakteristikų standartus:

Šis gaminytis atitinka EB direktyvos 93/42/EEB (Medicinos prietaisų direktyva) reikalavimus.

ANSI/AAMI STD ES60601-1, UL STD 60601-1, CAN/CSA STD C22.2 Nr. 60601.1, IEC 60601-1 ir EN 60601-1; 2 ir 3.1 leidimai. Elektrinė medicinos įranga. 1 dalis. Bendrieji būtinosios saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimai

BS EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014

Elektrinė medicinos įranga. 1-2 dalis. Bendrieji būtinosios saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimai. Gretutinis standartas. Elektromagnetinis suderinamumas. Reikalavimai ir bandymai

IEC/EN 62366-1: 2015 (IEC 60601-1-6:2010/A1: 2013) Medicinos priemonės.

Panaudojamumo inžinerijos taikymas medicinos priemonėms

ISO 14971:2012 Medicinos priemonės. Rizikos valdymo taikymas medicinos priemonėms

Naudojant ELEKTRINĘ MEDICINOS ĮRANGĄ būtina laikytis ypatingų atsargumo priemonių dėl elektromagnetinio suderinamumo (EMS). Dėl išsamaus EMS reikalavimų aprašo kreipkitės į įgaliotą vietinį techninės priežiūros centrą. Kilnojama ir nešiojama RD ryšio įranga gali daryti poveikį ELEKTRINEI MEDICINOS ĮRANGAI

Vidinio maitinimo elektrinė medicinos įranga.

Nepertraukiamo veikimo.

Neapsaugota nuo vandens.



## Simbolių apibrėžtys:



BF tipo taikoma dalis



Perspėjimas

Šiame vadove perspėjimu pažymėti teiginiai nurodo sąlygas ar veiksmus, galinčius pakenkti įrangai ar kitai nuosavybei arba sunaikinti duomenis.



Įspėjimas

Šiame vadove įspėjimu pažymėti teiginiai nurodo sąlygas ar veiksmus, dėl kurių galima susirgti, susižaloti arba mirti. Įspėjimo simboliai juodai baltame dokumente paryškinti pilku fonu.



II klasės įranga



Atskiras elektrinės ir elektroninės įrangos surinkimas.  
Neutilizuokite kaip nerūšiuotų buitinių atliekų.



7d Žr. naudojimo instrukcijas.

welchallyn.com



Maitinimo indikatorius



Įkrovimo indikatorius



Laikymo temperatūra



Laikymo drėgnumas

## 9. Ribota trejų metų gamintojo garantija

### „Braun Thermoscan® PRO 6000 Charging station“ modeliai

„Welch Allyn“ („Hill-Rom®“ antrinė bendrovė) garantuoja, kad gaminyje nėra medžiagų ir gamybos defektų ir kad jis atitiks gamintojo specifikacijas trejus metus po įsigijimo iš „Welch Allyn“ arba jos įgaliotųjų platintojų ar atstovų.

Pirkimo data yra: 1) sąskaitos faktūros pateikimo data, jei prietaisas įsigytas tiesiogiai iš „Welch Allyn“, 2) produkto registracijos metu nurodyta data arba 3) produkto įsigijimo iš „Welch Allyn“ įgaliotojo platintojo data, kaip nurodyta šio platintojo pateiktame kvite, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė.

Ši garantija netaikoma, jei pažeidimas atsirado: 1) gabenimo metu, 2) prietaisą naudojant arba taisant nesilaikant nurodytų instrukcijų, 3) prietaisą modifikuojant arba remontuojant ne „Welch Allyn“ įgaliotam asmeniui arba 4) nelaimingų atsitikimų metu. Ši garantija netaikoma baterijų, zondo langelio ar prietaiso pažeidimui, atsiradusiam dėl netinkamo naudojimo, aplaidumo ar nelaimingo atsitikimo, ir taikoma tik pirmajam gaminio pirkėjui. Pakeistiems komponentams, kuriems taikoma garantija, liks pakeisto komponento garantinis laikas. Be to, ši garantija negalioja, jei termometras naudojamas su kitokiais negu originalūs „Hillrom™“ zondo dangteliais.