



Welch Allyn® Green Series™ Exam Light IV

901067 EXAM/PROCEDURE LIGHT

Instructions for use (English)

REF 773428, DIR 80027579 Ver. A, Revision date: 2021-02

© 2021 Welch Allyn, Inc. All rights reserved. No one is permitted to reproduce or duplicate, in any form, this instructions for use or any part thereof without permission from Welch Allyn. Welch Allyn, Inc. ("Welch Allyn") assumes no responsibility for any injury to anyone that may result from (i) failure to properly use the product in accordance with the instructions, cautions, warnings, or statement of intended use published in this manual, or (ii) any illegal or improper use of the product. Welch Allyn is a trademark of Welch Allyn, Inc. Hillrom is a trademark of Hill-Rom Services, Inc.

Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com
Welch Allyn, Inc. is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

and EU IMPORTER
Welch Allyn Limited
Navan Business Park, Dublin Road,
Navan, Co. Meath C15 AW22
Ireland

Authorized Australian Sponsor
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
Macquarie Park, NSW 2113
Phone 1800 650 083

Intended use

The Welch Allyn GS Exam Light IV is designed to meet the various needs of the physician's office, hospital environment, and specialist's office. It is not intended for rendering diagnosis or surgery.

Indications for use

The devices shall be used in hospitals and health care facilities by trained healthcare professionals to provide additional illumination while performing examinations and minor procedures.

Contraindications

The devices shall not be used to render diagnosis or in surgery.

Symbol descriptions

For information on the origin of these symbols, see the Welch Allyn symbols glossary: welchallyn.com/symbolsglossary

WARNING The warning statements in this manual identify conditions or practices that could lead to illness, injury, or death. Warning symbols will appear with a grey background in a black and white document.

CAUTION The caution statements in this manual identify conditions or practices that could result in damage to the equipment or other property, or loss of data.

Product Identifier

REF Reorder number

LOT Lot code

GTIN Global Trade Item Number

Consult instructions for use

Medical device

Rx ONLY Prescription only or "For Use by or on the order of a licensed medical professional"

Manufacturer

EC REP Authorized Representative in the European Community

WARNING High intensity light

Use indoors

Temperature limits

Atmospheric pressure limitation

Humidity limitation

Power on/off

Alternating current (AC)

Do not re-use, Single use device

Mass in kilograms (kg)

Fragile

This way up

Stacking limit by number

Keep dry

Recyclable

Separate collection of Electrical and Electronic Equipment. Do not dispose as unsorted municipal waste.

Warnings

WARNING Read and understand the instructions before using this product. Failure to understand the operating requirements for this product might result in injury to yourself or the patient, and/or might damage the instrument.

WARNING Illumination is intense. To minimize risk of harm to the eyes from optical radiation hazards, avoid looking at bright light sources and their reflections, do not stare at the light source in operation, and protect eyes where normal pupil sizes and aversion responses are not present.

WARNING Use the examination light in its intended working range of 16 in (40 cm). Exposures at closer distances may be harmful to skin. To minimize risk of harm to the skin from optical radiation hazards, minimize illumination intensity at the tissue examination site, minimize exposure times, and take additional precautions when skin sensitivity has been altered through tissue trauma or the use of anesthesia.

WARNING This is a class A product. In a hospital/physician's office environment this product might cause radio interference in which case the user should take adequate measures.

WARNING This product complies with current required standards for electromagnetic interference and should not present problems to other equipment or be affected by other devices. As a precaution, avoid using this device in close proximity to other equipment.

WARNING Do not modify this equipment. Any modification of this equipment can lead to patient injury. Any modification of this equipment voids the product warranty.

WARNING Personal injury risk. To avoid the risk of electric shock, this equipment must only be connected to a supply mains with protective earth.

WARNING Personal injury risk. The power cord is the disconnect device to isolate this equipment from supply mains. Position the equipment so that it is not difficult to reach to disconnect the cord.

Cautions

CAUTION Only authorized Hillrom Service Centers can perform service on this product.


CAUTION There are no user serviceable/replaceable parts.

Residual risks

This product complies with relevant electro-magnetic interference, mechanical safety, performance, and biocompatibility standards. However, the product cannot completely eliminate potential patient or user harm from the following:


- Harm or device damage associated with electro-magnetic hazards,
- Harm from mechanical hazards,
- Harm from device, function, or parameter unavailability,
- Harm from misuse error, such as inadequate cleaning, and/or
- Harm from device exposure to biological triggers that may result in a severe systemic allergic reaction.

Mounting Table/wall mount





WARNING Ensure that the mounting bracket is securely anchored to the wall or table, or that the mobile stand is securely assembled, and the exam light is securely fastened to the bracket or stand as directed. Do not hang or place objects on the equipment.

Setup instructions Mobile stand assembly instructions



Setup



Cleaning

WARNING Ensure that the device is unplugged from wall socket.

Focusing sleeve

CAUTION Do NOT clean with alcohol.

1. Clean with a cloth dampened with warm water and mild detergent.
2. Follow with a cloth dampened with warm water.
3. Dry with a clean cloth.

Control box

1. Clean with a cloth dampened with any of these approved cleaning agents:

- warm water and mild detergent
- 70 percent isopropyl alcohol
- 10 percent bleach solution

2. Follow with a cloth dampened with warm water.
3. Wipe dry with a clean cloth.

After cleaning, inspect the device for wear, fraying, or other damage. Do not use if you see signs of damage, if the instrument malfunctions, appears not to be working properly, or if you notice a change in performance. Contact Hillrom Technical Support department for assistance.

Troubleshooting Green light not illuminated

Possible cause
Power supply fault. No power supplied to light.

Solution
Verify all cables are connected correctly.

Green light illuminated

Possible cause
Light is not functioning correctly.

Solution
Contact Hillrom Technical Support.

Disposal

Users must adhere to all federal, state, regional, and/or local laws and regulations as they pertain to the safe disposal of medical devices and accessories. If in doubt, the user of the device should first contact Hillrom Technical Support for guidance on safe disposal protocols.

welchallyn.com/weee



PATENT/PATENTS

hillrom.com/patents
May be covered by one or more patents. See above Internet address. The Hill-Rom companies are the proprietors of European, US, and other patents and pending patent applications.

Hillrom Technical Support

For information about any Hillrom product, contact Hillrom Technical Support at hillrom.com/en-us/about-us/locations

Notice to users and/or patients in EU

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Performance characteristics

Spot size: Adjustable from 4 to 10 inches in diameter ± 10% at 16 inch working distance

Spot type: Sharp Edge

Specifications

Electrical

Input: 100-240 V~ 50Hz-60Hz, 0.30A max

Environment

- Temperature
 - Operating: 50 °F – 95 °F (10 °C – 35 °C)
 - Transport/storage: -4 °F – 120 °F (-20 °C – 49 °C)
- Relative humidity, non-condensing
 - Operating: 15 – 90%
 - Transport/storage: 15 – 95%
- Atmospheric pressure
 - Operating: 700 – 1060 hPa
 - Transport/storage: 500 – 1060 hPa

Equipment classification

Safety Class 1, Continuous Operation

Additional technical information

welchallyn.com/gsseries

Standards and compliance

The device complies with the following standards:

- IEC 60601-1
- IEC 60601-1-2
- Country-specific standards are included in the applicable Declaration of Conformity



Lot code

YYWW (on product)
YYDDD (on package)
YY= last 2 digits of the year
WW= week of the year
DDD=consecutive day of the Julian year

Guidance and manufacturer's declaration/EMC

For information about electromagnetic compatibility (EMC), see the Welch Allyn website welchallyn.com/emc-examlight.

A printed copy of the emissions and immunity information can be ordered from Welch Allyn for delivery within 7 calendar days.

Accessories

- 48950 Mobile Stand for GS Light IV
- 48955 Table / Wall Mount for GS Exam Light IV / GS 300 / GS 600
- 44215 12" Wall Mount Extension
- 52640 Disposable Sheaths for GS Exam Light IV

Warranty

Five years.

Hill-Rom reserves the right to make changes without notice in design, specifications and models. The only warranty Hill-Rom makes is the express written warranty extended on the sale or rental of its products.



Welch Allyn® Green Series™ Untersuchungsleuchte IV

901067 UNTERSUCHUNGS/BEHANDLUNGSLEUCHTE

Gebrauchsanweisung (Deutsch)

REF 773428, DIR 80027579 Ver. A, Revisionsdatum: 2021-02

© 2021 Welch Allyn, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Ohne Einwilligung von Welch Allyn darf dieses Handbuch weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form kopiert oder vervielfältigt werden. Welch Allyn, Inc. („Welch Allyn“) übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen, die durch (i) die unsachgemäße Verwendung des Produkts gemäß den Anweisungen, Vorsichtsmaßnahmen, Warnungen oder der Erklärung zur bestimmungsgemäßen Verwendung in diesem Handbuch oder (ii) illegale oder unsachgemäße Verwendung des Produkts entstehen können.

Welch Allyn ist eine Marke von Welch Allyn, Inc.
Hillrom ist eine Marke von Hill-Rom Services, Inc.

Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com
Welch Allyn, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Hill-Rom Holdings, Inc.

und EU-IMPORTEUR
Welch Allyn Limited
Navan Business Park, Dublin Road,
Navan, Co. Meath C15 AW22
Ireland

Autorisierter australischer Sponsor
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
Macquarie Park, NSW 2113
Phone 1800 650 083

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Welch Allyn Untersuchungsleuchte GS ist so konstruiert, dass sie die verschiedenen Bedürfnisse einer Arztpraxis, eines Krankenhauses und eines Facharztes erfüllt. Sie ist nicht für Diagnosen oder Operationen gedacht.

Hinweise für die Verwendung

Die Geräte sind in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen von geschultem medizinischem Fachpersonal zu verwenden, um bei der Durchführung von Untersuchungen und kleineren Eingriffen für zusätzliche Beleuchtung zu sorgen.

Kontraindikationen

Die Geräte dürfen nicht zur Diagnose oder bei Operationen verwendet werden.

Symbolbeschreibungen

Informationen zum Ursprung dieser Symbole finden Sie im Symbolglossar von Welch Allyn unter welchallyn.com/symbolglossary

WARNUNG Die Warnhinweise in diesem Handbuch beschreiben Umstände oder Vorgehensweisen, die zu Erkrankungen, Verletzungen oder zum Tode führen können. Warnsymbole werden in Schwarz-Weiß-Dokumenten auf grauem Hintergrund wiedergegeben.

ACHTUNG De aandachtspunten met dit symbool in deze handleiding geven omstandigheden of handelingen aan die kunnen leiden tot beschadiging van de apparatuur of andere eigendommen, of tot verlies van gegevens.

Produkt-ID

Nachbestellnummer

Chargen-Code

GTIN (Global Trade Item Number)

Gebrauchsanweisung beachten

Medizinprodukt

Rx ONLY Nur Verschreibung oder "Für die Verwendung durch oder im Auftrag einer lizenzierten medizinischen Fachkraft".

Hersteller

Autorisierter Händler in der Europäischen Gemeinschaft

WARNUNG Licht hoher Intensität

Einsatz in Innenräumen

Zulässiger Temperaturbereich

Zulässiger Luftdruck

Zulässige Luftfeuchtigkeit

Netz ein/aus

Wechselstrom (AC)

Nicht wiederverwenden, Gerät zur einmaligen Verwendung

Masse in Kilogramm (kg)

Zerbrechlich

Oben

Maximale Stapelhöhe nach Anzahl

Vor Feuchtigkeit schützen

Recyclbar

Separate Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten. Nicht als unsortierten Hausmüll entsorgen.

Warnungen

WARNUNG Lesen und verstehen Sie die Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Wenn Sie die Anweisungen für dieses Gerät nicht verstehen, kann dies zu Verletzungen bei Ihnen, dem Patienten und/oder zu Schäden am Gerät führen.

WARNUNG Die Beleuchtung ist intensiv. Nicht in die eingeschaltete Lichtquelle schauen. Das könnte schädlich für die Augen sein. Um das Risiko für Augenschäden durch optische Strahlung zu minimieren, vermeiden Sie das Hineinschauen in helle Lichtquellen und deren Reflexionen und schützen Sie die Augen, wo keine normalen Pupillengrößen und Aversionsreaktionen auftreten.

WARNUNG Setzen Sie die Untersuchungsleuchte mit der vorgeschriebenen Entfernung von 40 cm ein. Geringere Abstände können für die Haut gefährlich sein. Zur Minimierung des Risikos für die Haut durch optische Strahlung minimieren Sie die Beleuchtungsstärke bei der Gewebeuntersuchung und minimieren Sie die Zeiten, in denen die Haut der Bestrahlung ausgesetzt ist. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn sich die Hautempfindlichkeit durch ein Gewebetrauma oder den Gebrauch von Narkotika geändert hat.

WARNUNG Es handelt sich um ein Gerät der Klasse A. Dieses Gerät kann in einer Arztpraxis/im Krankenhaus Frequenzstörungen verursachen, wobei der Benutzer unter Umständen angemessene Schutzmaßnahmen ergreifen muss.

WARNUNG Dieses Produkt entspricht den momentan gültigen Richtlinien für elektromagnetische Störungen und sollte keine Störungen anderer Geräte verursachen. Andere Geräte sollten sich auch nicht auf dieses Gerät auswirken. Als Vorsichtsmaßnahme vermeiden Sie, dieses Gerät in der unmittelbaren Nähe anderer Geräte einzusetzen.

WARNUNG Nehmen Sie keine Änderungen an diesem Gerät vor.

Änderungen an diesem Gerät können zur Verletzung des Patienten führen. Jede Änderung an diesem Gerät führt zum Erlöschen der Produktgarantie.

WARNUNG Verletzungsgefahr. Zur Vermeidung von Stromschlaggefahr darf dieses Gerät nur an eine Netzstromversorgung mit Schutzterde angeschlossen werden.

WARNUNG Verletzungsgefahr. Das Gerät ist nur dann von der Netzspannung getrennt, wenn das Netzkabel abgezogen ist. Das Gerät muss so platziert werden, dass das Netzkabel zum Herausziehen einfach zu erreichen ist.

Vorsichtsmaßnahmen

VORSICHT Wartungsarbeiten an diesem Produkt dürfen nur von autorisierten Servicezentren von Welch Allyn durchgeführt werden.

VORSICHT Es gibt keine Ersatzteile.



Restrisiko

Dieses Produkt erfüllt die relevanten Normen im Hinblick auf elektromagnetische Interferenzen, mechanische Sicherheit, Leistung und Biokompatibilität. Folgende potenzielle Verletzungen des Patienten oder Anwenders können jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden:

- Verletzungen oder Geräteschäden im Zusammenhang mit elektromagnetischen Gefahren
- Verletzungen durch mechanische Gefahren
- Verletzungen durch Nichtverfügbarkeit von Geräten, Funktionen oder Parametern
- Verletzungen durch falsche Bedienung, wie z. B. unzureichende Reinigung und/ oder
- Verletzungen durch Kontakt mit biologischen Auslösern, die zu einer schweren systemischen allergischen Reaktion führen können.

Montage


Tisch/Wandmontage





WARNUNG Stellen Sie sicher, dass die Montagehalterungen sicher in der Wand oder am Tisch verankert sind und die Untersuchungsleuchte vorschriftsmäßig sicher an den Halterungen oder dem Ständer befestigt ist. Hängen oder stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.

Aufbauanleitungen

Zusammenbau des mobilen Ständers



Aufbau



Reinigung

WARNUNG Stellen Sie sicher, dass das Gerät von der Steckdose getrennt ist.

Fokussierhülse


- **VORSICHT** NICHT mit Alkohol reinigen.
- 1. Mit einem mit warmem Wasser angefeuchteten Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen.
- 2. Mit einem mit warmem Wasser angefeuchteten Tuch nachwischen.
- 3. Verwenden Sie zum Abtrocknen ein sauberes Tuch.

Steuergerät

- Mit einem Tuch reinigen, das mit einem der folgenden zugelassenen Reinigungsmittel angefeuchtet ist:
 - warmes Wasser und mildes Reinigungsmittel
 - 70 Prozent Isopropylalkohol
 - 10-prozentige Bleichmittellösung
- 2. Mit einem mit warmem Wasser angefeuchteten Tuch nachwischen.
- 3. Mit einem sauberen Tuch trockenreiben.

Prüfen Sie das Medizinprodukt nach dem Reinigen auf Verschleiß, Aufzehrungen und sonstige Schäden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Anzeichen von Schäden zu erkennen sind, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn Sie eine Leistungsänderung bemerken. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Hillrom.

Fehlerbeseitigung



Entsorgung

Die Benutzer müssen alle Gesetze und Vorschriften des Bundes, des Landes, der Region und/oder der Kommune einhalten, die sich auf die sichere Entsorgung von Medizinprodukten und Zubehör beziehen. Im Zweifelsfall sollte sich der Benutzer des Geräts zunächst an den technischen Support von Hillrom wenden, um Anweisungen zu sicheren Entsorgungsmaßnahmen zu erhalten.

welchallyn.com/weee

PATENT/PATENTE

hillrom.com/patents
Möglicherweise durch ein oder mehrere Patent(e) geschützt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter der unten stehenden Internetadresse. Die Unternehmen von Hill-Rom sind Inhaber von Patenten und Patentanträgen in Europa, den USA und anderen Ländern.

Hillrom Technischer Kundendienst

Bei Fragen zu den Produkten von Welch Allyn, wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Hillrom: hillrom.com/en-us/about-us/locations

Hinweis für Anwender und/oder Patienten in der EU

Alle schwerwiegenden Vorfälle, die in Bezug auf das Gerät aufgetreten sind, sollten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedslandes gemeldet werden, in dem der Benutzer und/oder der Patient ansässig ist.

Leistungsmerkmale

Lichtkegelgröße: Durchmesser von 4 bis 10 Zoll (ca. 10 bis 25 cm) einstellbar ± 10 % bei 16 Zoll (ca. 41 cm) Arbeitsabstand

Lichtkegelart: Scharfe Kante

Spezifikationen

Elektrizität

Stromversorgung: 100-240 V~ 50 - 60 Hz, max. 0,30 A

Umgebung

Temperatur
• Betrieb: 10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
• Transport/Lagerung: -20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
• Betrieb: 15 – 90 %
• Transport/Lagerung: 15 – 95%
Luftdruck
• Betrieb: 700 – 1060 hPa
• Transport/Lagerung: 500 – 1060 hPa

Geräteklassifizierung

Sicherheitsklasse 1, Dauerbetrieb

Weitere technische Angaben

welchallyn.com/gsseries

Einhaltung von Normen

Das Gerät entspricht den folgenden Normen
IEC 60601-1

IEC 60601-1-2

Länderspezifische Normen sind in der entsprechenden

Chargen-Code

JJWW (auf dem Produkt)
JJTTT (auf der Verpackung)
JJ = letzte zwei Ziffern des Jahres
WW = Woche des Jahres
TTT = aufeinanderfolgender Tag des julianischen Jahres

Richtlinien und Herstellererklärung/EMV

Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) finden Sie auf der Welch Allyn Website: welchallyn.com/emc-examlight.

Eine gedruckte Version der Informationen zu Störstrahlungen und Störfestigkeit kann bei Welch Allyn zur Lieferung innerhalb von 7 Kalendertagen bestellt werden.

Zubehör

48950	mobiler Ständer für GS Leuchte IV
48955	Tisch-/Wandhalterung für GS Untersuchungsleuchte IV/ GS 300/GS 600
44215	12-Zoll-Wandhalterungsverlängerung (ca. 30,5 cm)
52640	Einweghüllen für GS Untersuchungsleuchte IV

Garantie

Fünf Jahre.

Hill-Rom behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen am Design, den Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die einzige Garantie von Hill-Rom ist die sich auf den Verkauf oder den Verleih seiner Produkte beziehende ausdrückliche schriftliche Garantie.



Lámpara de examen IV Welch Allyn® Green Series™

901067 LÁMPARA DE CIRUGÍA/EXAMEN

Instrucciones de uso (Español)

REF 773428, DIR 80027579 Ver. A, Fecha de revisión: 2021-02



© 2021 Welch Allyn, Inc. Reservados todos los derechos. No se permite a nadie reproducir ni duplicar, de ninguna manera, estas instrucciones de uso en parte o en su totalidad sin el permiso de Welch Allyn. Welch Allyn, Inc. ("Welch Allyn") no asume responsabilidad alguna en relación con cualquier lesión causada a cualquier persona que resulte (i) del uso inadecuado de este producto conforme a las instrucciones, avisos, advertencias o indicaciones sobre el uso previsto publicados en este manual, o (ii) de cualquier uso ilegítimo del producto.

Welch Allyn es una marca comercial registrada de Welch Allyn, Inc.

Hillrom es una marca comercial registrada de Hill-Rom Services, Inc.

Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com
Welch Allyn, Inc. es una filial de Hill-Rom Holdings, Inc

EC REP y el distribuidor en la UE
Welch Allyn Limited
Navan Business Park, Dublin Road,
Navan, Co. Meath C15 AW22
Ireland

Patrocinador australiano autorizado
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
Macquarie Park, NSW 2113
Phone 1800 650 083



Uso previsto

La lámpara de examen GS IV de Welch Allyn está diseñada para cumplir las diferentes demandas de las consultas médicas, hospitales y consultas de especialistas. No está diseñada para realizar diagnósticos o cirugía.

Indicaciones de uso

Los dispositivos los deben utilizar profesionales sanitarios con la formación adecuada en hospitales y centros de atención sanitaria para suministrar iluminación adicional durante la realización de exámenes o intervenciones de cirugía menor.

Contraindicaciones

Estos dispositivos no se deben utilizar con fines diagnósticos ni en cirugía mayor.

Descripciones de los símbolos

Para obtener información sobre el significado de estos símbolos, consulte el glosario de símbolos de Welch Allyn: welchallyn.com/symbolsglossary

ADVERTENCIA las advertencias de este manual indican condiciones o procedimientos que podrían producir lesiones, enfermedad o incluso la muerte del paciente. Los símbolos de advertencia aparecen con fondo gris en los documentos en blanco y negro.

PRECAUCIÓN Los avisos de precaución de este manual indican condiciones o procedimientos que pueden dañar el equipo u otros dispositivos, o causar la pérdida de datos. Esta definición se aplica a los símbolos tanto amarillos como blancos y negros.

Identificador de producto

REF Número de reposición

LOT Código de lote

GTIN Número mundial de artículo comercial

Consulte las instrucciones de uso

MD Dispositivo médico

Rx ONLY Para uso por profesionales sanitarios autorizados o por prescripción médica.

Fabricante

EC REP Representante autorizado en la Comunidad Europea

Precaución: luz de alta intensidad.

Utilizar en interiores.

Límites de temperatura

Límite de presión atmosférica

Límite de humedad

Encendido/apagado

Corriente alterna (CA)

No reutilizar, dispositivo desechable

Masa en kilogramos (kg)

Frágil

Este lado hacia arriba

Límite de apilado por número

Mantener seco

Reciclable

Recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos. No lo elimine como residuo urbano sin clasificar.

Advertencias

ADVERTENCIA lea y entienda las instrucciones antes de utilizar este producto. No conocer los requisitos operativos de este producto podría ocasionarle lesiones a usted o al paciente, y/o daños al instrumento. **ADVERTENCIA** la iluminación es intensa. No mire directamente a la fuente de luz cuando esté en funcionamiento. Puede dañar los ojos. Para minimizar el riesgo de lesiones a los ojos por los peligros de radiación óptica, evite mirar a fuentes de luz brillantes y sus reflejos, y proteja los ojos si carece de respuestas normales de aversión o de tamaño de pupila. **ADVERTENCIA** utilice la lámpara de examen solo en su rango de funcionamiento previsto de 40 cm. Las exposiciones a distancias más cortas pueden resultar peligrosas para la piel. Para minimizar el riesgo de lesiones en la piel por los peligros de radiación óptica, minimice la intensidad de la iluminación cuando examine tejidos, minimice los tiempos de exposición y tome precauciones adicionales cuando se haya alterado la sensibilidad de la piel debido a un trauma en el tejido o al uso de anestesia.

ADVERTENCIA este es un producto de clase A. En un entorno de hospital/consulta médica este producto puede causar interferencias radiofónicas en cuyo caso el usuario puede necesitar tomar las medidas adecuadas. **ADVERTENCIA** Este producto cumple las normas actuales obligatorias relativas a la interferencia electromagnética y no debe ocasionar problemas a otros equipos ni verse afectado por otros dispositivos. Como precaución, evite utilizar este dispositivo cerca de otros equipos **ADVERTENCIA** No modifique este equipo. Cualquier modificación realizada en el equipo puede ocasionar lesiones a los pacientes. Cualquier modificación realizada en el equipo anula la garantía del producto.

ADVERTENCIA Riesgo de lesiones personales. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, este equipo solo debe conectarse a una red eléctrica de suministro con toma de tierra. **ADVERTENCIA** Riesgo de lesiones personales. El cable de alimentación es el dispositivo de desconexión que permite aislar este equipo del suministro eléctrico. Coloque el equipo de modo que no sea difícil acceder a él para desconectar el cable.

Precauciones

PRECAUCIÓN Solo los centros de servicio técnico de Hillrom pueden realizar el mantenimiento de este producto. **PRECAUCIÓN** no hay partes que requieran mantenimiento o reemplazo.


Riesgo residual

Este producto cumple las normas correspondientes de interferencia electromagnética, seguridad mecánica y biocompatibilidad. Sin embargo, el producto no puede eliminar por completo el riesgo de posibles daños al paciente o al usuario derivados de lo siguiente:

- daño o deterioro del dispositivo por riesgos electromagnéticos;
- daños por riesgos mecánicos;
- daños derivados de la falta de disponibilidad de parámetros, funciones o del dispositivo;
- daños por un uso indebido, como un limpieza insuficiente, o
- daños por la exposición del dispositivo a factores biológicos que pueden dar lugar a una reacción alérgica sistémica grave.

Montaje


Montaje en mesa o pared





ADVERTENCIA asegúrese de que el soporte de montaje esté anclado con seguridad a la pared o a la mesa, o que el estante móvil esté montado correctamente, y que la lámpara de examen esté sujeta con firmeza al soporte o estante según se indica. No cuelgue o coloque objetos en el equipo.

Instrucciones de instalación

Instrucciones de montaje en estante móvil



Instalación



Limpieza

ADVERTENCIA asegúrese de que el dispositivo no esté enchufado.

Brazo de enfoque

- PRECAUCIÓN** NO limpiar con alcohol.
1. Limpíelo con un paño humedecido con agua caliente y detergente suave.
 2. A continuación, con un paño humedecido con agua caliente.
 3. Séquelo con un paño limpio.

Caja de control

1. Realice la limpieza con un paño humedecido con uno de estos productos de limpieza aprobados:
- agua caliente y detergente suave
 - Alcohol isopropileno al 70 por ciento
 - disolución de lejía al 10 %
2. A continuación, con un paño humedecido con agua caliente.
3. Seque con un paño limpio.

Tras la limpieza, inspeccione el dispositivo en busca de signos de desgaste, deterioro o desperfectos. No lo utilice si detecta signos de deterioro, si el instrumento no funciona correctamente o si observa un cambio en el rendimiento. Póngase en contacto con el servicio técnico de HillRom para obtener ayuda.

Solución de problemas

- La luz verde no se enciende.**
- Causa posible**
Error en el suministro eléctrico. No llega suministro eléctrico a la lámpara.
- Solución**
Verifique que todos los cables estén conectados correctamente.
- La lámpara no funciona correctamente**
- Causa posible**
La lámpara no funciona correctamente.
- Solución**
Servicio de técnico de Hillrom.

Eliminación

Los usuarios deben cumplir todas las leyes y normativas federales, estatales, regionales o locales relativas a la eliminación segura de los dispositivos y accesorios médicos. En caso de duda, el usuario del dispositivo debe, en primer lugar, ponerse en contacto con el servicio técnico de HillRom para que le orienten sobre los protocolos de eliminación segura.

welchallyn.com/weee

PATENTE/PATENTES

hillrom.com/patents
Este producto puede estar cubierto por una o más patentes. Consulte la dirección de Internet siguiente. Las empresas Hill-Rom son las propietarias de patentes europeas, estadounidenses y otras patentes, así como de las solicitudes de patente pendientes.

Servicio de asistencia técnica de Hillrom

Para obtener información sobre cualquier producto de Welch Allyn, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Hillrom: hillrom.com/en-us/about-us/locations

Aviso a los usuarios y los pacientes en la UE

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra el usuario o el paciente.

Características de rendimiento

Tamaño de punto: Regulable de 10,6 cm a 25,4 cm de diámetro ±10 % a una distancia de trabajo de 40,64 cm

Tipo de punto: Borde afilado

Características

Eléctricas

Entrada: 100-240 V~ 50Hz-60Hz, 0,30A máx.

Entorno

- Temperatura
- Operativo: 10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
 - Transporte/almacenaje: -20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)
- Humedad relativa, sin condensación
- Operativo: 15 – 90 %
 - Transporte/almacenaje: 15 – 95%
- Presión atmosférica
- Operativo: 700 – 1060 hPa
 - Transporte/almacenaje: 500 – 1060 hPa

Clasificación del equipo

Clase I de seguridad. Funcionamiento continuo

Información técnica adicional

welchallyn.com/gsseries

Normas y cumplimiento

El dispositivo cumple las siguientes normas:

IEC 60601-1

IEC 60601-1-2

Las normas específicas de cada país se incluyen en la Declaración de conformidad correspondiente.

Código de lote

YYWW (en el producto)
YYDDD (en el paquete)
YY = últimos 2 dígitos del año,
WW = semana del año,
DDD = día consecutivo del año

Guía y declaraciones del fabricante/CEM

Si desea obtener información sobre la compatibilidad electromagnética (EMC), consulte la página web de Welch Allyn: welchallyn.com/emc-examlight.

Se puede pedir un ejemplar impreso de la información sobre emisiones e inmunidad a Welch Allyn, que se entregará en un plazo de 7 días naturales.

Accesorios

- | | |
|-------|---|
| 48950 | Soporte móvil para lámpara GS IV |
| 48955 | Soporte de mesa/pared para lámpara de examen GS IV/GS 300/ GS 600 |
| 44215 | Extensión para soporte de pared de 12" |
| 52640 | Fundas desechables para lámpara de examen GS IV |

Garantía

Cinco años

Hill-Rom se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. La única garantía ofrecida por Hill-Rom es la garantía expresa y escrita que acompaña a la factura de venta o alquiler de los productos.



Lampada per esami
Welch Allyn® Green Series™ IV
 # 901067 LAMPADA PER ESAMI/PROCEDURE

Istruzioni per l'uso
(Italiano)

REF 773428, DIR 80027579 Ver. A, Data di revisione: 2021-02

© 2021 Welch Allyn, Inc. Tutti i diritti riservati. Non è consentita la riproduzione o la duplicazione delle istruzioni per l'uso o di qualsiasi parte di esse, in qualunque forma, senza autorizzazione da parte di Welch Allyn. Welch Allyn, Inc. ("Welch Allyn") non si assume alcuna responsabilità per eventuali lesioni a persone dovute a (i) uso del prodotto non conforme alle istruzioni, precauzioni, avvertenze o dichiarazioni d'uso previsto pubblicate in questo manuale oppure a (ii) uso illecito o improprio del prodotto. Welch Allyn è un marchio registrato di Welch Allyn, Inc. Hillrom è un marchio registrato di Hill-Rom Services, Inc.

Welch Allyn, Inc.
 4341 State Street Road
 Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com
 Welch Allyn, Inc. è una consociata di Hill-Rom Holdings, Inc.

IMPORTATORE UE
 Welch Allyn Limited
 Navan Business Park, Dublin Road,
 Navan, Co. Meath C15 AW22
 Ireland

Sponsor autorizzato per l'Australia
 Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
 Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
 Macquarie Park, NSW 2113
 Phone 1800 650 083

Destinazione d'uso
 La GS Exam Light IV Welch Allyn è progettata per soddisfare le varie esigenze di studi medici, strutture ospedaliere e studi di medici specialisti. Non deve essere usata per effettuare diagnosi o interventi chirurgici.

Indicazioni per l'uso
 I dispositivi devono essere utilizzati in ospedali e strutture sanitarie da personale sanitario qualificato per fornire un'illuminazione aggiuntiva durante l'esecuzione di esami e procedure minori.

Controindicazioni
 I dispositivi non devono essere utilizzati per eseguire diagnosi o interventi chirurgici.

Descrizione dei simboli
 Per informazioni sull'origine di questi simboli, consultare il glossario dei simboli di Welch Allyn: welchallyn.com/symbolsglossary

- AVVERTENZA** I messaggi di avvertenza nel presente manuale indicano condizioni o comportamenti che potrebbero causare malattie, lesioni personali o morte. I simboli di avvertenza vengono visualizzati con uno sfondo grigio in un documento in bianco e nero.
- ATTENZIONE** I messaggi di attenzione nel presente manuale indicano condizioni o comportamenti che potrebbero danneggiare il sistema o altre apparecchiature, oppure provocare la perdita di dati.
- Identificativo del prodotto
- Numero di rinnovo ordine
- Codice lotto
- Numero articolo per il com
- Consultare le Istruzioni per l'uso
- Dispositivo medico

Rx ONLY
 Solo su prescrizione o "Per l'uso da parte di o su prescrizione di medici o di personale sanitario qualificato"
 Produttore

- Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
- Attenzione:** luce ad alta intensità
- Usare all'interno
- Limiti di temperatura
- Limiti di pressione atmosferica
- Limiti di umidità
- Accensione/spengimento
- Corrente alternata (CA)
- Non riutilizzare, dispositivo monouso
- Massa in chilogrammi (kg)
- Fragile
- Alto
- Limiti di accatastamento per numero
- Mantenere in luogo asciutto
- Riciclabile
- Raccolta separata di attrezzatura elettrica. Non smaltire come rifiuti urbani indifferenziati.

⚠️ Avvertenze

AVVERTENZA leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. La mancata comprensione dei requisiti operativi di questo prodotto potrebbe causare lesioni personali, al paziente e/o danneggiare lo strumento.

AVVERTENZA l'illuminazione è intensa. Non fissare la fonte luminosa quando è in funzione, può causare danni agli occhi. Per ridurre tali rischi dovuti a pericolose radiazioni ottiche, evitare di guardare fonti luminose intense e i loro riflessi e proteggere gli occhi laddove la normale grandezza delle pupille e le risposte avverse non sono presenti.

AVVERTENZA usare la lampada da osservazione nel raggio operativo previsto di 16 pollici (40 cm). Esposizioni a distanze inferiori potrebbero risultare dannose per la pelle. Per ridurre il rischio di danni alla pelle dovuti a pericolose radiazioni ottiche, ridurre al minimo l'intensità luminosa in corrispondenza del sito di osservazione del tessuto e i tempi di esposizione e adottare misure supplementari quando la sensibilità cutanea è stata alterata a causa di trauma tissutale o per l'uso di anestesia.

AVVERTENZA è un prodotto di classe A. Nella struttura di un ospedale/ studio medico questo prodotto può provocare radiointerferenza, nel qual caso l'utilizzatore dovrebbe adottare le misure appropriate.

AVVERTENZA Questo prodotto è conforme alle norme attuali richieste per l'interferenza elettromagnetica e non dovrebbe creare problemi ad altre apparecchiature nonché essere influenzato da altri dispositivi. Per precauzione si consiglia di evitarne l'uso in prossimità di altre apparecchiature.

AVVERTENZA non apportare modifiche all'apparecchiatura. Qualsiasi modifica può causare lesioni al paziente. Qualsiasi modifica può annullare la garanzia del prodotto.

AVVERTENZA rischio di lesioni per il personale. Per evitare il rischio di scosse elettriche, questa apparecchiatura deve essere collegata soltanto a una rete di alimentazione dotata di adeguata messa a terra di protezione.


AVVERTENZA rischio di lesioni per il personale. Il cavo di alimentazione rappresenta il dispositivo di disconnessione per isolare l'apparecchiatura dalla rete di alimentazione. Posizionare l'apparecchiatura in modo che il cavo non sia difficile da raggiungere o scollegare.

⚠️ Messaggi di attenzione

ATTENZIONE Solo i centri di assistenza Hillrom autorizzati possono eseguire la manutenzione del prodotto.
ATTENZIONE non ci sono parti che possano essere riparate/sostituite dall'utente.


Rischio residuo
 Questo prodotto è conforme agli standard relativi a interferenza elettromagnetica, sicurezza meccanica, prestazioni e biocompatibilità. Tuttavia, il prodotto non può eliminare completamente i potenziali danni al paziente o all'utente seguenti:
 • Danni o guasti al dispositivo associati a pericoli elettromagnetici,
 • Danni causati da pericoli meccanici,
 • Danni causati da dispositivo, funzionamento o indisponibilità dei parametri,
 • Danni causati da uso improprio, ad esempio pulizia inadeguata e/o
 • Danno derivante dall'esposizione del dispositivo a fattori scatenanti biologici che possono provocare una grave reazione allergica sistemica.

Montaggio
Montaggio su tavolo/parete





⚠️ AVVERTENZA assicurare che la staffa di montaggio sia ancorata perfettamente alla parete o al tavolo, o che il banco mobile sia perfettamente assemblato, e che la lampada da osservazione sia fissata perfettamente alla staffa o al banco come da istruzioni. Non appendere o appoggiare oggetti sull'apparecchio.

Istruzioni di installazione
Istruzioni di assemblaggio su banco mobile



Impostazione



Pulizia
⚠️ AVVERTENZA assicurarsi chwe il dispositivo sia scollegato dalla presa a muro..

Anello per la messa a fuoco
⚠️ NON pulire con alcool
 1. Pulire con un panno inumidito con acqua calda e un detergente delicato.
 2. Subito dopo, utilizzare un panno inumidito con acqua calda.
 3. Asciugare con un panno pulito.

Scatola di controllo
 1. Pulire con un panno inumidito con uno dei seguenti agenti di pulizia approvati:
 • acqua calda e detergente delicato
 • alcool isopropilico al 70%
 • Soluzione di candeggina al 10%
 2. Subito dopo, utilizzare un panno inumidito con acqua calda.
 3. Asciugare strofinando con un panno pulito.

Dopo aver effettuato la pulizia, ispezionare il dispositivo per verificare che non siano presenti segni di usura, sfilacciamenti o altri danni. Non utilizzare se si notano segni di danni, se lo strumento non funziona correttamente o se si notano variazioni nelle prestazioni. Contattare il servizio di assistenza tecnica Hillrom.

Risoluzione dei problemi

- Luce verde non illuminata**
Possibile causa
 Alimentazione non funzionante. La lampada non viene alimentata.
- Soluzione**
 Verificare che tutti i cavi siano collegati correttamente.
- Luce verde illuminata**
Possibile causa
 La lampada non funziona correttamente.
- Soluzione**
 Contattare l'assistenza tecnica Hillrom.

Smaltimento
 Gli utenti devono rispettare tutte le leggi e le normative federali, statali, regionali e/o locali in quanto si riferiscono allo smaltimento sicuro di dispositivi e accessori medicali. In caso di dubbi, l'utente del dispositivo deve prima contattare l'assistenza tecnica Hillrom per indicazioni sui protocolli di smaltimento sicuri.

welchallyn.com/weee

BREVETTO/BREVETTI
hillrom.com/patents
 Può essere coperto da uno o più brevetti. Vedere l'indirizzo Internet riportato di seguito. Le società Hill-Rom sono proprietarie di brevetti europei e statunitensi nonché di altri brevetti e richieste di brevetto in corso di concessione.

Assistenza tecnica Hillrom
 Per informazioni sui prodotti Welch Allyn, contattare l'Assistenza tecnica Hillrom: hillrom.com/en-us/about-us/locations

Avviso agli utenti e/o pazienti nell'UE
 Eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente l'utente e/o il paziente.

Caratteristiche prestazionali
Dimensioni spot: Regolabile da 4 a 10 pollici di diametro ± 10% a una distanza operativa di 16 pollici

Tipo spot: Bordo affilato

Specifiche Elettriche
 Alimentazione: 100-240 V~ 50Hz-60Hz, 0.30A max

Ambiente
 Temperatura
 • Operativo: 10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
 • Trasporto/stoccaggio: -20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)
 Umidità relativa, senza condensa
 • Operativo: 15 – 90 %
 • Trasporto/stoccaggio: 15 – 95 %
 Pressione atmosferica:
 • Operativo: 700 – 1060 hPa
 • Trasporto/stoccaggio: 500 – 1060 hPa

Classificazione dell'apparecchio
 Classe di sicurezza I, Funzionamento continuo

Informazioni tecniche supplementari
welchallyn.com/gsseries

Standard e conformità
 Il dispositivo è conforme ai seguenti standard:
 IEC 60601-1
 IEC 60601-1-2
 Gli standard specifici per ciascun paese sono inclusi nella Dichiarazione di conformità applicabile

Codice lotto
 AASS (sul prodotto)
 AAGGG (sulla confezione)
 AA = ultime due cifre dell'anno
 SS = settimana dell'anno
 GGG = giorni consecutivi del calendario giuliano

Direttive e dichiarazione del produttore/EMC
 Per informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (EMC), visitare il sito Web Welch Allyn : welchallyn.com/emc-examlight.

Una copia cartacea delle informazioni relative alle emissioni e all'immunità può essere richiesta a Welch Allyn e verrà consegnata entro 7 giorni di calendario.

- 48950 Carrello mobile per lampada GS IV
- 48955 Supporto da tavolo/a parete per lampada per esame GS IV/GS 300 /GS 600
- 44215 Prolunga per supporto a parete da 12"
- 52640 Guaine monouso per lampade per esami GS IV

Garanzia
 Cinque anni.

Hill-Rom si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in termini di design, specifiche e modelli. L'unica garanzia fornita da Hill-Rom è quella esplicita scritta estesa alla vendita o al noleggio dei suoi prodotti.





使用説明書

（日本語）

REF 773428, DIR 80027579 バージョン A, 改定日：2021-02

© 2021 Welch Allyn, Inc. All rights reserved. Welch Allyn の許可なく、本使用説明書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製または複写することを禁じます。 Welch Allyn, Inc. (以下「Welch Allyn」) は、(i) 本書に記載されている指示、注意、警告、または用途（使用目的）に従って製品を適切に使用していないこと、または (ii) 本品の違法または不適切な使用に起因する負傷については、一切責任を負わないものとします。

Welch Allyn は Welch Allyn, Inc. の商標です。 Hillrom は Hill-Rom Services, Inc. の商標です。

Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com
Welch Allyn, Inc. は、Hill-Rom Holdings, Inc. の 子会社です。

EC REP および EU 輸入業者
Welch Allyn Limited
Navan Business Park, Dublin Road,
Navan, Co. Meath C15 AW22
Ireland

Authorized Australian Sponsor
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
Macquarie Park, NSW 2113
Phone 1800 650 083

用途（使用目的）

ウェルチ・アレンの GS イグザミネーションライト IV は、診療所、病院環境、および専門施設の様々なニーズ を満たすよう設計されています。診断または外科手術を行うためのものではありません。

使用の適応

本機器は、病院や医療施設において、検査や簡単な処置を行う間に追加的な照明を提供するために、訓練を受けた医療従事者によって使用されるものです。

禁忌

本機器は、診断画像の表示や手術で使用するためのものではありません。

記号・マークの説明

これらの記号・マークの出処については、ウェルチ・アレン社の記号・マーク一覧を参照してください。
welchallyn.com/symbolsglossary

警告 本説明書の「警告」は、疾患、損傷、または死につながる可能性がある状況や行為を示すものではありません。白黒の文書では、警告記号の背景は灰色に表示されます。

注意 本書に記載の注意事項は、本機器またはその他の設備の破損、またはデータ紛失につながるおそれのある使用状況や使用方法を規定しています。

型番

REF 再注文番号

LOT ロットコード

GTIN 国際取引商品番号（GTIN）

使用説明書を参照

医療機器

Rx ONLY 要処方、または「有資格の医療専門家による使用、または有資格の医療専門家の指示の下で使用」

メーカー

欧州共同体の正式 代表者

注意：高輝度光源

屋内で使用してください

温度範囲

気圧範囲

湿度範囲

電源オン／オフ

交流電流（AC）

再使用不可、単回使用機器

キログラム (kg) 単位の質量

破損注意

天地無用

重ね置き台数の上限

水濡れ注意

リサイクル可能

電気・電子機器の分別回収未分別の一般廃棄物として処分しないでください。

警告

警告 本製品を使用する前に説明書をよく読んで理解してください。本製品の操作要件を理解しないと、操作者や患者がけがをしたり、機器を損傷したりする可能性があります。**警告** 照射は非常に強力です。操作中に光源を見つめないでください。目に害になる可能性があります。光放射の有害性による目への害のリスクを最小限に抑えるために、明るい光源やその反射を見ることを避け、通常の瞳孔の大きさや回避反応が得られない場合は目を保護してください。

警告 イグザミネーションライトは、16 インチ（40 cm）の所定作業範囲内で使用してください。近距離での照射は皮膚に害になる可能性があります。光放射の有害性による皮膚への害のリスクを最小限に抑えるために、組織検査部位での照射強度を最低限に 抑え、照射回数 を最低限にし、組織の外傷または麻酔薬の使用により 皮膚の過敏性が変わった場合は、更なる予防措置を取ってください。

警告 本製品はクラス A 製品です。病院／診療所の環境では、本製品は無線妨害を引き起こす場合があります、その場合、ユーザーは適切な措置を取らなければならない可能性があります。**警告** 本製品は、電磁妨害に関する国内外の適用基準に準拠しており、他の機器に問題を 引き起こしたり、他の機器によって影響を受けることはありません。しかし、万に備

警告 本製品をご自身で改造、分解、修理しないでください。改造等を行うと、患者がけがをすおそれがあります。改造等を行った場合は、保証の対象外となります。えて、本製品を他の機器の近くで使用しないでください。**警告** けがをすおそれがあります。感電の危険を防止するため、本機器は必ず保護アース付きの電源に接続してください。**警告** けがをすおそれがあります。電源コードは、本機器の電源を遮断する切断装置です。コードが容易に外せる場所に機器を配置してください。

注意


注意 本製品の修理等を行うことができるのは、Hillrom の正規サービスセンターに限られます。**注意** ユーザーが修理可能／交換可能な部品はありません。

残存リスク

本製品は、関連する電磁干渉、機械的安全性、性能、生体適合性の規 格に準拠しています。しかしながら、本製品は、次に示すような患者 やユーザーに対する潜在的な損害を完全に取り除くことはできません。


- ・電磁障害に関連する損害または装置の破損
- ・機械的危険性による損害
- ・装置、機能、パラメータ非表示による損害
- ・不十分な洗浄など、誤った使用法による損害
- ・重度の全身性アレルギー反応を引き起こすおそれのある生物学的トリガへの装置曝露による損害

取付け
卓上設置／壁取付け




警告 取付用金具が壁やテーブルにしっかりと固定されていること、またはモバイルスタンドがしっかりと組み立てられていること、そしてイグザミネーションライトが指定されたとおりに金具またはスタンドにしっかりと締め付けられていることを確認してください。機器には、物を吊るしたり、置いたりしないでください。

設置方法
モバイルスタンド組立方法



設置



クリーニング

警告 必ず機器のプラグが壁コンセントから抜けていることを確認してください。

フォーカススリーブ

注意 アルコールで清掃しないでください。

- 1 温水と中性洗剤を含ませた布で汚れを拭き取ってください。
- 2 温水を含ませた布で後拭きしてください。
- 3 清潔な布で水気を拭き取ってください。

制御ボックス

1C次の使用が認められた洗浄剤のうち、いずれかを含ませた布で汚れを拭き取ります。

- ・ 温水と中性洗剤
- ・ 70 パーセントのイソプロピル・アルコール
- ・ 10 % の漂白剤希釈液

- 2 温水を含ませた布で後拭きしてください。
- 3 清潔な布で拭いて乾かしてください。

清掃後、機器に磨耗や擦り切れ、その他の損傷がないか点検します。損傷の兆候が見られた場合、装置の不具合や正しく動作していないことが分かった場合、性能に変化があることに気付いた場合は、使用しないでください。サポートについては、Hillrom テクニカルサポート部門にお問い合わせください。

トラブルシューティング

緑色のランプが点灯していない

考えられる原因
電源の故障。ライトに電気が通じていない。

解決方法
ケーブルがすべて正しく接続されていることを確認してください。

緑色のランプが点灯している

考えられる原因
ライトが正しく機能していない。

解決方法
Hillrom テクニカルサポートにお問い合わせください。

廃棄処分

ユーザーは、医療機器および付属品の安全な廃棄に関する国、州、地域、自治体のいずれかまたはすべての法律と規則を順守する必要があります。機器を安全に廃棄する手順について不明点がある場合は、まず Hillrom テクニカルサポートにお問い合わせください。

welchallyn.com/weee

特許

hillrom.com/patents
1 つまたは複数の特許により保護されている場合があります。上記のインターネットアドレスで確認してください。 Hill-Rom 社は、欧州、米国、およびその他の国の特許および申請中の特許出願の所有者です。

Hillrom テクニカルサポート

Welch Allyn 製品に関する情報については、Hill-Rom テクニカルサポートにお問い合わせください。 hillrom.com/en-us/about-us/locations

性能の特徴

スポットサイズ: 16 インチの作業距離で直径 4～10 インチ ± 10% に調整可能

スポットタイプ: シャープエッジ

仕様

電気

入力：100～240V、50Hz～60Hz、最大 0.30A

環境

温度

- ・ 操作時：10 ° C - 35 ° C (50 ° F - 95 ° F)
- ・ 移動時 / 保管時：-20 ° C - 49 ° C (-4 ° F - 120 ° F)

相対湿度、非結露

- ・ 操作時：15 - 90 %
- ・ 移動時 / 保管時：15 - 95%

気圧

- ・ 操作時：700 - 1060 hPa
- ・ 移動時 / 保管時：500 - 1060 hPa

機器分類

安全クラス 1、連続運転

その他の技術上の情報

welchallyn.com/gsseries

規格への適合性

本機器は、次の規格に準拠しています。
IEC 60601-1
IEC 60601-1-2
国独自の規格は、該当する適合宣言書に記載されています。

ロットコード

YYWW（製品）
YYDDD（パッケージ）
YY = 年の下 2 桁
WW = 年の週
DDD = ユリウス暦の通算日

ガイドランスおよび製造業者による宣言 /EMC

電磁両立性（EMC）に関する情報については、Welch Allyn の Web サイト welchallyn.com/emc-examlight を参照してください。

電磁放射と電磁波耐性に関する情報を記載した冊子版が必要な場合は、Welch Allyn までお申し付けください。7 暦日以内にお届けいたします。

付属品

48950 GS ライト IV 用モバイルスタンド
48955 GS イグザミネーションライト IV/GS 300/GS 600 用テーブル / ウォールマウント
44215 12 インチのウォールマウントエクステンション
52640 GS イグザミネーションライト IV 用ディスプレイブラシース

W 保証

5 年間。

Hill-Rom は、設計、仕様、モデルの変更を予告なく行う権利を留保します。Hill-Rom による保証は、当該製品の販売および貸し出しに適用される書面による明示的な保証のみです。





Welch Allyn® Green Series™ undersøkelseslampe IV

901067 UNDERSØKELSE-/PROSEDYRELAMPE

Bruksanvisning (Norsk)

REF 773428, DIR 80027579 Versjon A, Revisjonsdato: 2021-02

© 2021 Welch Allyn, Inc. Med enerett. Det er ikke tillatt å på noen måte reproducere eller kopiere hele eller deler av denne bruksanvisningen uten tillatelse fra Welch Allyn, Inc. ("Welch Allyn") påtar seg ikke ansvar for eventuell skade på personer som følge av at (i) instruksjoner, forsiktighetsregler, advarsler eller erklæringer vedrørende tiltenkt bruk i denne håndboken ikke er blitt fulgt, eller (ii) ulovlig eller feilaktig bruk av produktet. Welch Allyn er et varemerke for Welch Allyn, Inc. Hillrom er et varemerke for Hill-Rom Services, Inc.

Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com

Welch Allyn, Inc. er et datterselskap av Hill-Rom Holdings, Inc.

og EU-IMPORTØR
Welch Allyn Limited
Navan Business Park, Dublin Road,
Navan, Co. Meath C15 AW22
Ireland

Autorisert australsk sponsor
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
Macquarie Park, NSW 2113
Phone 1800 650 083

Tiltenkt bruk

Welch Allyn GS Undersøkelseslampe IV er konstruert for å møte de forskjellige behovene på legekontorer, i sykehusmiljøer og på spesialistkontorer. Den er ikke beregnet for utarbeiding av en diagnose eller ved kirurgiske inngrep.

Indikasjoner for bruk

Utstyret skal brukes på sykehus og på helseinstitusjoner av kvalifisert helsepersonell for å gi ekstra belysning under undersøkelser og mindre inngrep.

Kontraindikasjoner

Enhetene skal ikke brukes til diagnostisering eller ved kirurgi.

Symbolforklaringer

Hvis du vil ha informasjon om opprinnelsen til disse symbolene, kan du gå til Welch Allyns symbolliste: welchallyn.com/symbolsglossary

! **ADVARSEL** Advarslene i denne håndboken identifiserer betingelser eller praksis som kan føre til sykdom, skade eller død. Varselsymbolene vil vises med grå bakgrunn i et svart-hvitt-dokument.

! **FORSIKTIG** selles juhendis märksönaga „ETTEVAATUST“ tähistatud teatud puudutavad olukordi või tegevusi, mille tulemuseks võib olla seadme või muu vara kahjustumine või andmete kaotsimine.

- # Produkt-ID
- REF Nummer for ny bestilling
- LOT Partikode
- GTIN Globalt handelsartikkelnummer
- Se bruksanvisningen

- MD Medisinsk utstyr
- Rx ONLY Kun ordinasjon eller "for bruk av eller etter anvisning fra lisensiert lege"
- Produsent
- EC REP Autorisert representant i EU
- Forsiktig: Lys med høy intensitet
- Brukes innendørs
- Temperaturgrenser
- Atmosfæretrykkgrenser
- Luftfuktighetsgrenser
- Strøm på/av
- Vekselstrøm (AC)
- Skal ikke gjenbrukes. Enhet for engangsbruk.
- Masse i kilogram (kg)
- Skjørt
- Denne siden opp
- Stablingsbegrensninger etter nummer
- Holdes tørt
- Resirkulerbar
- Separat kassering av elektrisk og elektronisk utstyr. Skal ikke kastes som usortert kommunalt avfall.

! Advarsler

ADVARSEL Les og forstå instruksjonene før produktet brukes. Hvis du ikke setter deg inn i brukskravene for dette produktet, kan det føre til skade på deg selv, pasienten og/eller på instrumentet. **ADVARSEL** Lyset er intenst. Ikke stirr på lyskilden når den er i drift. Det kan være skadelig for øynene. For å minimere risikoen for skader på øynene på grunn av optisk stråling må man unngå å se på kraftige lyskilder og refleksjoner fra disse og beskytte øyne når normal pupillstørrelse og vanlige aversjonsreaksjoner ikke er tilstede. **ADVARSEL** Bruk undersøkelseslampen med sin tiltenkte arbeidsavstand på 40 cm (16 tommer). Eksponering på kortere avstander kan være skadelig for huden. For å minimere risikoen for skader på øynene på grunn av optiske strålingsfarer må man minimere lysintensiteten på undersøkelsesstedet, minimere eksponeringstiden og ta ytterligere forholdsregler hvis hudens følsomhet er endret gjennom vevskader eller bruk av bedøvelsesmidler. **ADVARSEL** Dette er et klasse A-produkt. På et sykehus eller et legekantor kan dette produktet forårsake radiointerferens, og i så fall må brukeren kanskje sette i verk tilfredsstillende tiltak. **ADVARSEL** Dette produktet oppfyller kravene i de gjeldende standardene for elektromagnetisk interferens og skal ikke forstyrre annet utstyr og heller ikke påvirkes av annet utstyr. Som en forholdsregel bør man unngå å bruke denne enheten i nærheten av annet utstyr. **ADVARSEL** Gjør ikke endringer på dette utstyret. Endringer på utstyret kan medføre pasientskade. Produktets garanti vil opphøre å gjelde hvis det utføres endringer på dette utstyret. **ADVARSEL** Fare for personskade. Strømledningen er frakoblingsenheten som brukes til å isolere utstyret fra strømmettet. Plasser utstyret slik at det ikke er vanskelig å nå for å koble fra ledningen. **ADVARSEL** Fare for personskade. For å unngå fare for elektrisk støt må man kun koble dette utstyret til en jordnet strømkilde.

! Forsiktighetsregler


FORSIKTIG Reparasjoner og vedlikehold på dette produktet skal bare utføres ved godkjente Hillrom-servicesentre. **FORSIKTIG** Det er ingen deler som brukeren kan yte service på eller bytte ut..

Restrisiko

Dette produktet er i samsvar med relevante standarder for elektromagnetiske forstyrrelser, mekanisk sikkerhet, ytelse og biokompatibilitet. Produktet kan imidlertid ikke eliminere potensiell pasient- eller brukerskade fra følgende:


- Skade eller enhetsskade forbundet med elektromagnetiske farer,
- Skade fra mekanisk fare,
- Skade fra enhets-, funksjons- eller parameterutiljengelighet,
- Skade fra bruksfeil, for eksempel utilstrekkelig rengjøring, og/eller
- Skade fra eksponering av enheten for biologisk materiale som kan resultere i en alvorlig systemisk allergisk reaksjon.

Montering Bord-/veggmontering





! **ADVARSEL** Kontroller at monteringsbraketten er sikkert festet til veggen eller bordet eller at det mobile stativet er montert på riktig måte og at undersøkelseslampen er sikkert festet til braketten eller stativet etter anvisningene. Det må ikke henges eller plasseres ting på utstyret.

Instruksjoner for oppbygning Instruksjoner for montering på mobilt stativ



Oppbygging



Rengjøring

! **ADVARSEL** Kontroller at støpselet på enheten er trukket ut av stikkkontakten.

Fokuseringsmansjett

- !** **FORSIKTIG** Må IKKE rengjøres med alkohol.
- 1. Rengjør med en klut fuktet med varmt vann og mildt rengjøringsmiddel.
- 2. Etterfølges med en klut fuktet med varmt vann.
- 3. Tørk med en ren klut.

Kontrollboks

- !** Rengjør med en klut fuktet med et av disse godkjente rengjøringsmidlene:
 - varmt vann og mildt rengjøringsmiddel
 - 70 prosent isopropylalkohol
 - 10 prosent blekemiddelløsning
- 2. Etterfølges med en klut fuktet med varmt vann.
- 3. Tørkes med en ren klut.

Kontroller utstyret slitasje, frysing og annen skade etter rengjøring. Skal ikke brukes hvis du ser tegn til skade eller hvis instrumentet har feilfunksjon, ikke ser ut til å fungere som det skal, eller hvis du oppdager endringer i ytelsen. Ta kontakt med Hillroms avdeling for teknisk støtte hvis du trenger hjelp.

Feilsøking

- Grønn lampe lyser ikke**
Mulig årsak
Strømforsyningsfeil. Lampen får ikke strøm.
- Løsning**
Kontroller at alle kabler er tilkoblet på riktig måte.
- Grønn lampe lyser**
Mulig årsak
Lampen fungerer ikke på riktig måte.
- Løsning**
Ta kontakt med Hillroms avdeling for teknisk støtte.

Kassering

Brukere må følge alle føderale, delstatlige, regionale og/eller lokale lover og forskrifter som gjelder for sikker kassering av medisinsk utstyr og tilbehør. Hvis det foreligger tvil, må brukeren av utstyret først ta kontakt med teknisk støtte for veiledning angående protokoller for sikker kassering.

welchallyn.com/weee

PATENT/PATENTER

hillrom.com/patents
Kan være dekket av én eller flere patenter. Se Internett-adressen nedenfor. Hill-Rom-selskaper er eierne av europeiske, amerikanske og andre patenter og patentsøknader.

Teknisk støtte hos Hillrom

Hvis du ønsker mer informasjon om et Welch Allyn-produkt, kan du kontakte Welch Allyns tekniske støtte: hillrom.com/en-us/about-us/locations

Merknad til brukere og/eller pasienter i EU

Alle alvorlige hendelser som har oppstått i forbindelse med enheten, skal rapporteres til produsenten og vedkommende myndighet i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten er opprettet.

Ytelsegenskaper

Lysflekstørrelse: Justerbar fra 4 til 10 tommer i diameter ± 10 % ved 16-tommers arbeidsavstand
Lystype: Skarp kant

Spesifikasjoner Elektrisk

Inngang: 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz, 0,30 A maks

Miljø

- Temperatur
 - Drift: 10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
 - Transport/lagring: -20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)
- Relativ fuktighet, ikke-kondenserende
 - Drift: 15 – 90 %
 - Transport/lagring: 15 – 95%
- Atmosfærisk trykk
 - Drift: 700 – 1060 hPa
 - Transport/lagring: 500 – 1060 hPa

Utstyrsklassifisering

Sikkerhetsklasse 1, kontinuerlig bruk

Teknisk tilleggsinformasjon

welchallyn.com/gsseries

Standarder og samsvar

Enheten er i samsvar med følgende standarder:
IEC 60601-1
IEC 60601-1-2
Landsspesifikke standarder er inkludert i den aktuelle samsvarserklæringen

Partikode

YYWW (på produktet)
YYDDD (på pakken)
YY = de siste 2 sifrene i året
WW = uken i året
DDD = dagnummeret i det julianske året

Veiledning og erklæring fra produsenten/EMC

For mer informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), se Welch Allyns nettside: welchallyn.com/emc-examlight.

Et trykt eksemplar av utslipps- og immunitetsinformasjon kan bestilles fra Welch Allyn med levering innen 7 kalenderdager.

Tilbehør

- 48950 Mobilt stativ for GS Light IV
- 48955 Bord-/veggfeste for GS Exam Light IV / GS 300 / GS 600
- 44215 12-tommers veggmontert forlengelse
- 52640 Engangshylse til GS Exam Light IV

Garanti

Fem år.

Hill-Rom forbeholder seg retten til å foreta endringer i design, spesifikasjoner og modeller uten forhåndsvarsel. Den eneste garantien Hill-Rom gir, er garantien som eksplisitt gis skriftlig ved salg eller leie av produktene.



Intertek
3191479



Смотровая лампа Welch Allyn® Green Series™ IV

901067 СМОТРОВАЯ/ПРОЦЕДУРНАЯ ЛАМПА

Инструкции по эксплуатации (РУССКИЙ)

REF 773428, DIR 80027579 Вер. А, Дата выпуска: 2021-02

© Welch Allyn, Inc., 2021. Все права защищены. Запрещается воспроизведение или копирование в любой форме данного руководства по эксплуатации или его частей без разрешения компании Welch Allyn. Компания Welch Allyn, Inc. («Welch Allyn») не несет ответственности за любые травмы, полученные (i) в результате эксплуатации изделия не в соответствии с инструкциями, предостережениями, предупреждениями и сведениями о назначении изделия, приведенными в данном руководстве, или (ii) в результате незаконного или ненадлежащего использования изделия. Welch Allyn является торговым знаком компании Welch Allyn, Inc. Hillrom является торговым знаком компании Hill-Rom Services, Inc.

Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com
Welch Allyn, Inc. является дочерней компанией Hill-Rom Holdings, Inc.

и ИМПОРТЕР в ЕС
Welch Allyn Limited
Navan Business Park, Dublin Road,
Navan, Co. Meath C15 AW22
Ireland

Уполномоченный представитель в Австралии
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
Macquarie Park, NSW 2113
Phone 1800 650 083

Назначение

Светильник Welch Allyn GS Exam Light IV предназначен для использования во врачебных кабинетах, больницах и специализированных кабинетах. Он не предназначен для постановки диагноза и проведения хирургических операций.

Показания к использованию

Устройства предназначены для использования в медицинских учреждениях квалифицированными медицинскими работниками для обеспечения дополнительного освещения при проведении обследований и небольших процедур.

Противопоказания

Устройства не предназначены для использования при постановке диагноза и проведении хирургических операций.

Описание символов

Сведения о происхождении данных символов см. в справочнике по символам компании Welch Allyn: welchallyn.com/symbolsglossary

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** текст с таким обозначением содержит описание условий или действий, которые могут привести к болезни, травме или летальному исходу. В черно-белых документах символы предупреждения представлены на сером фоне.
- Внимание!** текст с таким обозначением содержит описание условий или действий, которые могут привести к повреждению оборудования или другого имущества либо к потере данных.
- # Идентификатор изделия
- REF Номер повторного заказа
- LOT Код партии
- GTIN Глобальный номер товарной единицы
- См. инструкции по эксплуатации
- MD Медицинское устройство

Rx ONLY Только по предписанию врача (разрешается использование только медицинскими специалистами, имеющими соответствующую лицензию, или по их заказу)

- Производитель
- EC REP Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
- Осторожно! Светильник высокой интенсивности
- Использовать в помещении
- Ограничения по температуре
- Ограничение атмосферного давления
- Ограничение влажности
- Питание вкл./откл.
- Переменный ток (перем. ток)
- Не предназначено для повторного использования
- Вес в килограммах (кг)
- Хрупкое
- Этой стороной вверх
- Допустимая высота штабелирования (в шт.)
- Хранить в сухом месте
- Подлежит переработке
- Раздельный сбор отходов электрического и электронного оборудования. Не утилизируйте как несортируемые бытовые отходы.

Предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием данного продукта. Незнание рабочих требований для данного продукта может привести к травме для вас, пациента или к повреждению прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Интенсивное освещение. Не смотрите прямо на работающий источник света. Это может нанести вред глазам. Для снижения риска повреждения глаз световым излучением не смотрите на яркие источники света и их отражения, защищайте глаза при аномальных размерах зрачков и отсутствии средств защиты от яркого света.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Используйте осветительный прибор на предусмотренном расстоянии в 40 см от объекта освещения. Использование на более близком расстоянии может причинить вред коже. Для снижения риска повреждения кожи световым излучением сократите интенсивность освещения на участке осмотра тканей, сократите время воздействия и примите дополнительные меры предосторожности, если чувствительность кожи изменилась вследствие повреждения тканей или использования обезболивающих средств.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Это продукт класса А. В больнице или кабинете врача этот продукт может вызвать радиопомехи, в случае которых пользователю следует принять соответствующие меры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изделие соответствует требованиям действующих стандартов в части устойчивости к электромагнитным помехам и обычно не влияет на работу другого оборудования, а также не подвергается воздействию других устройств. В качестве меры предосторожности не рекомендуется использовать это устройство в непосредственной близости от другого оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не модифицируйте данный прибор. Любая модификация конструкции изделия может привести к травмированию пациента. Любая модификация прибора аннулирует гарантию на изделие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск травмирования. Во избежание поражения электрическим током данное оборудование можно подключать только к источнику питания с защитным заземлением.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск травмирования. Данное оборудование изолируется от источника питания путем отсоединения шнура питания. Размещайте оборудование таким образом, чтобы доступ к шнуру для его отсоединения не был затруднен.

Предостережения

ВНИМАНИЕ! Обслуживание изделия должно осуществляться только в авторизованных сервисных центрах компании Hillrom.
ВНИМАНИЕ! Прибор не содержит обслуживаемых или сменных частей.



Остаточные риски

Данное изделие соответствует требованиям устойчивости к электромагнитным помехам, механической безопасности, биологической совместимости, а также эксплуатационным требованиям, изложенным в применимых стандартах. Тем не менее, при использовании изделия нельзя полностью исключить вероятность причинения вреда здоровью пациента или пользователя в результате следующих причин:

- Вред здоровью или повреждение устройства в результате электромагнитных воздействий
- Вред здоровью в результате механических воздействий
- Вред здоровью, причиненный устройством или вследствие неправильного функционирования устройства или недоступности измеряемого параметра
- Вред здоровью вследствие ненадлежащего использования, например неправильной чистки и (или)
- Вред здоровью вследствие контакта устройства с биологическими веществами, которые могут вызвать тяжелую системную аллергическую реакцию

Установка


Настольная или настенная





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедитесь, что кронштейн прочно закреплен на стене или столе, передвижная подставка собрана надежно, а осветительная лампа надежно прикреплена к кронштейну или подставке согласно инструкции. Не вешайте и не кладите какие-либо предметы на прибор.

Инструкции по установке

Инструкции по сборке передвижной подставки



Установка



Чистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедитесь, что прибор отключен от электрической сети.

Фокусирующий рукав

- ВНИМАНИЕ!** НЕ чистить спиртом.
- 1. Для чистки используйте ткань, смоченную теплой водой и моющим средством мягкого действия.
- 2. После этого протрите изделие тканью, смоченной теплой водой.
- 3. Насухо вытрите изделие чистой тканью.

Блок управления

- 1. Для чистки используйте ткань, смоченную одним из утвержденных чистящих средств:
 - теплая вода и моющее средство мягкого действия
 - 70-процентный раствор изопропилового спирта
 - 10-процентный раствор отбеливателя
- 2. После этого протрите изделие тканью, смоченной теплой водой.
- 3. Протереть насухо чистой тканью.

После чистки осмотрите устройство на предмет износа и других повреждений. Не используйте изделие при наличии признаков повреждений, а также в случае неисправности прибора, нарушений или изменений в его работе. За помощью обращайтесь в отдел технической поддержки компании Hillrom.

Устранение неисправностей

- Не горит зеленая лампочка**
Возможная причина
Сбой электропитания. К светильнику не подается электропитание.
- Решение**
Проверить правильность подключения всех проводов.
- Горит зеленая лампочка**
Возможная причина
Светильник неисправен.
- Решение**
Обратитесь в службу технической поддержки компании Hillrom.

Утилизация

Утилизация медицинских устройств и принадлежностей должна проводиться безопасным способом в соответствии со всеми федеральными, государственными, региональными и/или местными законами и нормативными правилами. При наличии сомнений пользователь устройства должен сначала обратиться в службу технической поддержки компании Hillrom за разъяснением правил безопасной утилизации.

welchallyn.com/weee

Патент/патенты

hillrom.com/patents
Изделие может быть защищено одним или несколькими патентами. См. приведенную выше ссылку на Интернет-страницу. Группа компаний Hill-Rom владеет европейскими, американскими и другими патентами, а также патентными заявками.

Служба технической поддержки компании Hillrom

За дополнительной информацией о любых изделиях компании Hillrom обращайтесь в службу технической поддержки компании Hillrom: hillrom.com/en-us/about-us/locations

Примечание для пользователей и (или) пациентов в ЕС

Обо всех серьезных происшествиях, связанных с данным устройством, необходимо сообщать производителю, а также сотрудникам уполномоченного органа региона, в котором находится пользователь и (или) пациент.

Эксплуатационные характеристики

Диаметр светового пятна: Регулируется от 10,2 до 25,4 см (от 4 до 10 дюймов) ±10% при рабочем расстоянии 40 см (16 дюймов)

Тип светового пятна: С резкими краями

Технические характеристики

Электрика

Питание: 100–240 В ~ 50–60 Гц, макс. 0,30 А

Среда

- Температура
 - Рабочая: 10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
 - Транспортировка и хранение: -20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)
- Относительная влажность (без конденсации)
 - Рабочая: 15 – 90%
 - Транспортировка и хранение: 15 – 95%
- Атмосферное давление
 - Рабочая: 700 – 1060 hPa
 - Транспортировка и хранение: 500 – 1060 hPa

Классификация оборудования

Класс безопасности 1, для постоянной эксплуатации

Дополнительные технические характеристики

welchallyn.com/gsseries

Стандарты и соответствие требованиям

Данное устройство соответствует требованиям следующих стандартов:

- IEC 60601-1
- IEC 60601-1-2
- Стандарты отдельных стран включены в применимую декларацию о соответствии нормативным требованиям

Код партии

ГГНН (на изделии)
ГГДДД (на упаковке)
ДД — две последние цифры года,
НН — неделя года,
ДДД — день по юлианскому календарю

Указания и заявление производителя/ЭМС

Сведения об электромагнитной совместимости (ЭМС) можно найти на веб-сайте компании Welch Allyn: welchallyn.com/emc-examlight.

При заказе печатной версии сведений об излучении и помехоустойчивости в компании Welch Allyn документы будут доставлены в течение 7 календарных дней.

Принадлежности

- 48950 Передвижная стойка для лампы GS IV
- 48955 Настольное/настенное крепление для смотровой лампы GS IV/GS 300/GS 600
- 44215 Удлинитель для настенного крепления (12 дюймов)
- 52640 Одноразовые чехлы для смотровой лампы GS IV

Гарантия

Пять лет.

Компания Hill-Rom оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики и модельный ряд оборудования без предварительного уведомления. Компания Hill-Rom не предоставляет никаких гарантий, кроме письменных гарантийных обязательств при продаже или аренде изделий.





Welch Allyn® Green Series™ 检查灯 IV

901067 检查 / 手术灯

使用说明

(简体中文)

REF 773428, DIR 80027579 版本 A, 修订日期：2021-02

© 2021 Welch Allyn, Inc. 保留所有权利。未经 Welch Allyn 许可，任何人不得以任何形式再版或复制本使用说明书或其中的任何部分。Welch Allyn, Inc. (下称“Welch Allyn”) 对因 (i) 未按本手册中所述说明、小心、警告或预期用途声明恰当使用本产品，或 (ii) 任何非法或不当使用本产品而造成的任何伤害不承担任何责任。

Welch Allyn 是 Welch Allyn, Inc. 的商标。Hillrom 是 Hill-Rom Services, Inc. 的商标。

Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com

Welch Allyn, Inc. 是 Hill-Rom Holdings, Inc. 的子公司。

注册人名称：WELCH ALLYN, INC 伟伦（美国）股份有限公司
注册人地址：4341 State Street Rd., Skaneateles Falls, NY 13153
注册人联系方式：001-315-685-4100
代理人名称：熠隆医疗设备（上海）有限公司
代理人住所：上海市徐汇区钦州北路 1188 号 1 幢 2 层 204 室
代理人联系方式：800 820 5911

产品名称：医用检查灯
产品型号：GS Exam Light IV
生产地址：CALLE EMILIO FLORES 2471-A, COL.CANON DEL PADRE, TIJUANA, Baja California MEXICO CO 22203
备案凭证 / 产品技术要求编号：国械备 20160927 号
生产日期：见产品标签
使用期限：十年

和欧洲进口商
Welch Allyn Limited
Navan Business Park, Dublin Road,
Navan, Co. Meath C15 AW22
Ireland

澳大利亚授权赞助方
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
Macquarie Park, NSW 2113
Phone 1800 650 083

澳大利亚授权赞助方

伟伦 GS 检查灯 IV 旨在满足医生办公室、医院环境以及专科医生办公室的各种需求，并非用于实施诊断或手术。

适用范围

该设备应由经过培训的医疗保健专业人员在医院和医疗机构中使用，以便在进行检查和处置时提供额外照明。

禁忌症

该设备不得用于诊断或外科手术。

符号说明

关于这些符号来源的信息，请登录以下网址查阅 Welch Allyn 符号表：welchallyn.com/symbolsglossary

警告 本手册中的警告声明说明了可能导致疾病、伤害或死亡的状况或做法。在黑白文档中以灰色背景显示警告声明。

小心 本手册中的注意事项声明说明可能导致设备或其他财产损失或数据丢失的状况或做法。

产品标识符

REF 再订购编号

LOT 批次代码

GTIN 全球贸易项目代码

请查阅使用说明

MD 医疗设备

Rx ONLY 仅凭处方使用或“仅可由持证医疗执业人员使用，或按其医嘱使用”

制造商

EC REP 欧洲共同体授权 代表

注意：高亮度照明

室内使用

温度限制

大气压力限制

温度限制

电源开 / 关

交流电 (AC)

一次性使用设备，请勿重复使用

质量，用千克 (kg) 表示

易碎

此面朝上

用数字表示的叠放限制

保持干燥

可回收

分开收集电气和电子设备。请勿将其作为未分类城市垃圾处理。

警告

警告 请在使用本产品前认真阅读并理解相关说明。对本产品的操作要求理解不当可能导致您本人和患者受到伤害，并 / 或可能导致仪器受到损害。

警告 照明强度极高，请勿直视工作状态下的光源。可能对眼睛有害。为尽量减少光学辐射对眼睛的伤害，应避免直视光源或其反射光，并在瞳孔大小异常和灰光反应消失时对眼睛采取保护措施。

警告 请在 16 英寸（40 厘米）的目标工作范围内使用检查灯。离光源较近距离为近可能会对皮肤有害。为尽量减少光学辐射对皮肤的伤害，请尽可能减低对组织检查部位的照明强度，尽量缩短光照时间，若皮肤敏感度因组织损伤或麻醉剂的使用而有所变化，则请采取额外预防措施。

警告 本产品为 A 级产品。在医院 / 医生办公室环境中本产品可能导致无线电干扰，这种情况下用户可能需要采取充分应对措施。

警告 本产品符合当前规定的电磁干扰标准，应不至于给其他设备造成问题，也不会受到其他设备的影响。但是，为了审慎起见，请避免在其他设备附近使用本设备。

警告 请勿对本设备进行修改。对本设备进行任何修改都可能导致患者受伤。对本设备所做的任何修改都会使产品的保修无效。

警告 存在人身伤害风险。为避免电击危险，本设备必须接入带有接地保护的电源。

警告 存在人身伤害风险。电源线是用来将本设备与电源隔开的隔离装置。请勿将设备安装在难以接触或断开电源线的位置。

注意事项

注意 只有获得授权的 Hillrom 服务中心才能对本产品执行维护。

注意 没有任何用户可以自行修理 / 更换的零部件。


残留风险

本产品符合电磁干扰、机械安全、性能和生物相容性的相关标准。但是，本产品无法完全消除对患者或用户造成的以下潜在伤害：

- 与电磁危害相关的伤害或设备损坏，
- 机械危害造成的伤害，
- 设备、功能或参数无效造成的伤害，
- 错误使用（如清洁不充分）造成的伤害，和 / 或
- 设备暴露于可能会造成严重过敏反应的生物触发因素而造成的伤害。

安装


桌面 / 墙面安装





警告 请确保安装托架已牢固地固定于墙面或桌面上，或已牢固地组装移动支架，并确保检查灯已按指示牢固地安装在托架或支架上。请勿在本产品上悬挂或放置其他物品。

安装说明

移动支架组装说明



安装



清洁

警告 请确保设备已从电源插座中拔出。

聚焦灯罩

注意 不得用酒精清洗。


- 清洁本产品时，请使用蘸有温水和温和清洁剂的湿布。
- 然后再用蘸有温水的湿布擦拭。
- 用干净的布将其擦干。

控制盒

- 用任意一种允许使用的清洁剂将布浸湿来进行清洁：
 - 温水和温和清洁剂
 - 70% 的异丙醇
 - 10% 漂白剂
- 然后再用蘸有温水的湿布擦拭。
- 然后用干净的布抹干。

清洁后，检查设备是否出现磨损或其他损坏迹象。如果您发现仪器出现损坏迹象、仪器故障、似乎无法正常工作或者仪器性能发生变化，请勿使用该仪器。请联系 Hillrom 技术支持部门寻求帮助。

故障排除



处置

用户必须遵守联邦、州、地区和 / 或当地与医疗设备和附件的安全弃置相关的法律法规。如有疑问，设备用户应首先联系 Hillrom 技术支持部门以获取关于安全弃置方案的指南。

welchallyn.com/weee

专利

hillrom.com/patents 可能包含一项或多项专利。请参阅以上 Internet 地址。Hill-Rom 公司是欧洲、美国和其他地区专利及未决专利申请的所有人。

Hillrom 技术支持

有关 Welch Allyn 产品的信息，请联系 Hill-Rom 技术支持部门：hillrom.com/en-us/about-us/locations。

性能特性

光斑大小：在 16 英寸的工作距离下，直径 ±10%，可在 4 至 10 英寸范围内调节

光斑类型：锐边

规格

电源

输入：100-240 V ~ 50Hz-60Hz，最大 0.30A

环境

温度

- 工作环境：10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
- 运输 / 储存：-20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)

相对湿度 (无冷凝)

- 工作环境：15 – 90 %
- 运输 / 储存：15 – 95

大气压

- 工作环境：700 – 1060 hPa
- 运输 / 储存：500 – 1060 hPa

设备分类

安全等级 1，持续工作

其他技术信息

welchallyn.com/gsseries

标准与合规性

设备符合下列标准：

- IEC 60601-1
- IEC 60601-1-2

适用的符合标准声明中包含特定国家 / 地区的标准

批次代码

YYWW（产品上）
YYDDD（包装上）
YY = 年份的最后 2 位数
WW = 一年中的一周
DDD = 儒略年的连续日

指导准则和制造商声明 /EMC

有关电磁兼容性 (EMC) 的信息，请参见 Welch Allyn 网站：welchallyn.com/emc-examlight.

您可向 Welch Allyn 订购辐射和抗扰性信息的印刷副本，我们将在 7 个日历日内为您提供。

附件

- 48950 用于 GS 灯 IV 的移动式支架
- 48955 GS 检查灯 IV/GS 300/GS 600 的台面 / 壁挂式底座
- 44215 12 英寸壁挂式延长线
- 52640 用于 GS 检查灯 IV 的一次性护套

保修期

五年。

Hill-Rom 保留在不另行通知的情况下对设计、规格和型号进行更改的权利。Hill-Rom 对其产品的销售或租赁提供的明确书面担保为其唯一的担保。





Welch Allyn® Green Series™ 檢查燈 IV

901067 檢查 / 手術燈

使用說明 (繁體中文)

REF 773428, DIR 80027579 版本 A, 修訂日期: 2021-02

© 2021 Welch Allyn, Inc. 保留一切權利。未經 Welch Allyn 許可，任何人均不得以任何形式重製或複製本使用說明或其中之任何內容。Welch Allyn, Inc. (「Welch Allyn」) 恕不負責因下列因素而導致的任何人身傷害：(i) 未能依照本手冊所公佈的說明、注意事項、警告或用途聲明等正確使用本產品，或是 (ii) 任何非法或不當使用本產品。

Welch Allyn 是 Welch Allyn, Inc. 的商標。Hillrom 是 Hill-Rom Services, Inc. 的商標。

Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com
Welch Allyn, Inc. 是 Hill-Rom Holdings, Inc. 的子公司。

與歐盟進口商
Welch Allyn Limited
Navan Business Park, Dublin Road,
Navan, Co. Meath C15 AW22
Ireland

澳洲授權贊助商
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road
Macquarie Park, NSW 2113
Phone 1800 650 083

用途

Welch Allyn GS 檢查燈 IV 的設計，可符合醫師執業場所、醫院環境及專業人員工作場合的各種需求。本產品並不適於診斷或手術使用。

適用說明

本裝置應由受過訓練的醫護專業人員在醫院和醫療保健機構中使用，以在進行檢查和小手術時提供額外照明。

禁忌

本裝置不得用於診斷或手術。

符號說明

如需關於這些符號來源的資訊，請參閱 Welch Allyn 符號詞彙表：welchallyn.com/symbolsglossary

警告 本手冊中的警告聲明，指出可能會導致生病、傷害或死亡的情況或做法。警告聲明在黑白列印的文件上會呈現灰色背景。

注意事項 本手冊中的注意事項聲明指出可能會導致設備損壞、其他財產損壞和資料遺失的情況或做法。

- # 產品辨識碼
- REF 訂貨編號
- LOT 批次代碼
- GTIN 全球貿易項目號碼
- 請查閱《使用說明》
- MD 醫療裝置

Rx ONLY 限處方使用或「僅供有照醫療專業人員使用或憑其醫囑使用」
製造商

歐洲共同體授權代表

- 注意：高強度光線
- 室內使用
- 溫度限制
- 氣壓限制
- 溼度限制
- 開機 / 關機
- 交流電 (AC)
- 請勿重複使用，屬單次使用型裝置
- 質量 (以公斤 (kg) 為單位)
- 易碎品
- 此面向上
- 可疊放數量限值
- 保持乾燥
- 可回收
- 請另外收集電機電子設備，請勿當做未分類的一般廢棄物處理。

警告

警告 使用本產品前，請先閱讀並了解使用說明。如未充分了解本產品的操作要求，可能會導致自己或病患受傷，也可能造成裝置損壞。

警告 強烈的照明度。請勿在操作過程中注視光源。這可能會傷害到眼睛。為了使眼睛因光學照射危害而受到傷害的風險降到最低，應避免直視明亮的光源以及反射光線；如果瞳孔大小異於平常，且並未出現厭光反應 (aversion response) 時便應保護眼睛。

警告 使用檢查燈時，理想的工作範圍應為 16 英吋 (40 公分)。如果以更近的距離進行照射，可能會傷害到皮膚。為了讓光學照射危害帶來皮膚傷害的風險達到最低，應盡可能減弱組織檢查部位的照明強度，盡可能縮短照射時間，並在組織外傷或麻醉使用造成皮膚敏感度改變時，採取進一步的預防措施。

警告 本產品屬於 A 類產品。在醫院 / 醫師的執業環境中，本產品可能造成無線電干擾，使用者可能要對此情況採取適當措施。

警告 本產品符合必要的現行電磁干擾標準，因此應該不會對其他設備造成問題，也不會受其他裝置所影響。但是為了小心起見，請避免在其他設備附近使用本裝置。

警告 請勿更改本設備。對本設備的任何更改，都可能造成病患受傷。對本設備的任何更改，都會導致產品保固失效。

警告 人員受傷風險。此設備必須設有保護性接地線，才能連接於電源插座，以避免發生觸電風險。

警告 人員受傷風險。電源線屬於斷電裝置，可將本設備移離電源插座。請將設備放置於適當位置，方便人員伸手就能拔下電源線。

注意事項

注意事項 只有獲授權的 Hillrom 維修中心才能對本產品進行維修。

注意事項 使用者無法自行維修或更換零件。


殘留風險

本產品符合相關的電磁干擾、機械安全性、性能及生物相容性標準。然而，無法保證本產品不會對潛在病患或使用者造成下列傷害：

- 與電磁危害相關的傷害或裝置損壞。
- 因機械危害造成的傷害。
- 因裝置、功能或參數無法使用造成的傷害。
- 誤用 (例如未充分清潔裝置) 造成的傷害，和 / 或
- 因接觸裝置而引起嚴重全身性過敏反應所造成的傷害。

支架


桌上 / 壁掛式支架





警告 請確認安裝托架固定於牆壁或桌上，或者確認已組裝好行動式支架，並依照指示將檢查燈牢繫在托架或支架上。請勿在設備上懸掛或放置物品。

安裝說明

行動式支架組裝說明



安裝



清潔

警告 務必從牆上插座拔除裝置的插頭。

對焦筒

- 1. 在溫水中加入溫和清潔劑，將軟布沾濕後進行清潔。
- 2. 接著以溫水將軟布沾濕後進行擦拭。
- 3. 請用乾淨的軟布擦乾。

控制箱

- 1. 使用以下任何經認可的清潔劑，將軟布沾濕後進行清潔：
 - 溫水與溫和清潔劑
 - 70 % 異丙醇
 - 10% 漂白水溶液
- 2. 接著以溫水將軟布沾濕後進行擦拭。
- 3. 請用乾淨軟布擦乾。

清潔後，請檢查裝置有無磨損、磨耗或其他損壞。若您發現有損壞跡象、儀器故障、似乎無法正常運作，或是您注意到性能有變，則請勿使用。請聯絡 Hillrom 技術支援部門以取得協助。

疑難排解

綠燈未亮
可能原因 電源供應發生問題。燈具無電源供應。

解決方法 確認所有纜線已正確連接。

綠燈亮起
可能原因 燈具未正確運作。

解決方法 聯絡 Hillrom 技術支援部門。

廢棄處理

使用者務必遵守聯邦 / 國家、州 / 省、地區和 / 或當地與安全棄置醫療裝置和配件有關的所有法律與法規。如有任何疑問，本裝置的使用者應先與 Hillrom 技術支援部門聯絡，以取得安全棄置指導準則。

welchallyn.com/weee

專利

hillrom.com/patents
可能受一項或多項專利保護。請參閱上方的網址。Hill-Rom 公司是歐洲、美國及其他專利和申請中專利的所有人。

Hillrom 技術支援

如需任何 Hillrom 產品的相關資訊，請聯絡 Hillrom 技術支援部門：hillrom.com/en-us/about-us/locations

性能特性

聚光燈大小：在 16 英吋的工作距離下，可調整範圍是直徑 4 到 10 英吋 ± 10%

聚光燈類型：銳利邊緣

規格

電力

輸入：100-240 V~ 50Hz-60Hz · 最大 0.30A

環境

溫度

- 操作：10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
- 運送 / 存放：-20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)

相對溼度 · 無凝結

- 操作：15 – 90 %
- 運送 / 存放：15 – 95%

大氣壓力

- 操作：700 – 1060 hPa
- 運送 / 存放：500 – 1060 hPa

設備等級

安全第 1 級 · 持續運轉

其他技術資訊

welchallyn.com/gsseries

標準與合規

本裝置符合下列標準：
IEC 60601-1
IEC 60601-1-2
適用的合規等級聲明中包含國家 / 地區特定標準



批次代碼

YYWW (在產品上)
YYDDD (在包裝上)
YY = 年份的最後 2 個數字
WW = 當年的第幾週
DDD = 儒略年的連續日

指導準則和製造商聲明 /EMC

有關電磁相容性 (EMC) 的資訊，請見 Welch Allyn 網站：welchallyn.com/emc-examlight。

也可向 Welch Allyn 訂購紙本的發射和抗擾性資訊，7 日內送達。

配件

- 48950 GS 檢查燈 IV 行動式支架
- 48955 GS 檢查燈 IV/GS 300/GS 600 桌面 / 牆面安裝架
- 44215 12" 牆面安裝延伸架
- 52640 GS 檢查燈 IV 拋棄式護套

保固

五年。

Hill-Rom 保留變更設計、規格和型號的權利，恕不另行通知。Hill-Rom 提供的唯一保固是其產品販售或租賃時的明確書面延長保固。