



**Hillrom™**

# Cyfrowe urządzenie do pomiaru ciśnienia krwi Connex® ProBP™ 3400 firmy Welch Allyn®



## Instrukcja obsługi

Wersja oprogramowania 1.04.XX

© 2021 Hillrom. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez firmę Hillrom wyłącznie do rozpowszechniania na użytek wewnętrzny i wyłącznie jako środka pomocniczego do zgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktu opisanego w tej publikacji. Bez pisemnej zgody firmy Hillrom nie są dozwolone żadne inne formy użytkowania, powielania ani rozpowszechniania niniejszej publikacji (w całości lub części).

Firma Hillrom nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ani za niewłaściwe lub niezgodne z prawem użytkowanie produktu, wynikające z nieprzestrzegania wskazówek dotyczących użytkowania, ostrzeżeń lub wytycznych dotyczących przeznaczenia produktu, jakie zostały opublikowane w niniejszej instrukcji.

Welch Allyn, SureBP Technology i Welch Allyn FlexiPort są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Welch Allyn. Nazwa i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy *Bluetooth SIG, Inc.* i są używane przez firmę Welch Allyn na mocy licencji.

Oprogramowanie stosowane w tym produkcie jest chronione prawami autorskimi (Copyright 2021) firmy Welch Allyn lub jej dostawców. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim w Stanach Zjednoczonych i traktatami międzynarodowymi obowiązującymi na całym świecie. W świetle przepisów licencjobiorca ma prawo korzystać z kopii oprogramowania dołączonej do tego urządzenia zgodnie z zastosowaniem produktu, w którym jest ono zainstalowane. Oprogramowania nie wolno kopiować, dekompilować, odtwarzać jego kodu źródłowego, dezasemblować ani w inny sposób sprowadzać do postaci zrozumiałej dla ludzi. Nie jest to sprzedaż ani kopiowanie oprogramowania; wszelkie prawa, tytuły, własność, które dotyczą oprogramowania, pozostają w firmie Welch Allyn lub u jej dostawców.

Informacje na temat dowolnego produktu firmy Welch Allyn można uzyskać, kontaktując się z działem pomocy technicznej firmy Hillrom: <http://www.hillrom.com/en/about-us/locations.html>.

**REF** 80028330, wer. A, data aktualizacji: kwiecień 2021 r.

Niniejszy podręcznik dotyczy **#**901055 CYFROWEGO URZĄDZENIA DO POMIARU CIŚNIENIA KRWI



Welch Allyn, Inc.  
4341 State Street Road  
Skaneateles Falls, NY 13153 USA  
[hillrom.com](http://hillrom.com)

Welch Allyn, Inc. jest spółką zależną firmy Hillrom Holdings, Inc.

PATENTY: [hillrom.com/patents](http://hillrom.com/patents)

Produkt może być chroniony co najmniej jednym patentem. Więcej informacji można znaleźć pod powyższym adresem internetowym. Firmy należące do koncernu Hill-Rom są właścicielami patentów oraz wniosków patentowych oczekujących na rozpatrzenie w Europie, Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

**EC REP** ORAZ IMPORTER NA TERENIE UE

Welch Allyn Limited  
Navan Business Park, Dublin Road,  
Navan, County Meath, C15 AW22  
Irlandia

Autoryzowany przedstawiciel w Australii

Welch Allyn Australia Pty. Ltd.  
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road  
Macquarie Park, NSW 2113  
Telefon: 1800 650 083



## Spis treści

---

Wstępna konfiguracja urządzenia .....	1
Wprowadzenie .....	3
Przeznaczenie .....	3
Oznaczenia .....	5
Ogólne ostrzeżenia i przestrogi .....	9
Ostrzeżenia i przestrogi dotyczące nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego .....	13
Lista kontrolna zawartości .....	17
Przyciski sterujące i wskaźniki .....	19
Elementy wyświetlane na ekranie .....	21
Złącza .....	23
Przewód i mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi .....	25
Wybór mankietu do pomiaru ciśnienia tętniczego .....	25
Transformator zasilający .....	27
Transformator zasilający i gniazdo ściennie .....	27
Ładowanie urządzenia .....	28
Przygotowanie do pracy .....	29
Montaż akumulatora .....	29
Podłączanie przewodu zasilającego i wtyczki ściiennej / przewodu zasilania sieciowego .....	30
Ładowanie urządzenia ProBP 3400 .....	30
Mocowanie urządzenia .....	30
Pierwsze uruchomienie .....	30

<b>Akumulator</b> .....	<b>33</b>
<b>Uruchomienie</b> .....	<b>35</b>
<b>Procedura pomiaru ciśnienia tętniczego</b> .....	<b>37</b>
Pomiar ciśnienia krwi .....	37
Wykonywanie pomiaru ciśnienia krwi .....	38
<b>Ustawienia</b> .....	<b>39</b>
Macierz ustawień .....	39
Jednostka pomiaru .....	40
Zaprogramowane ciśnienia .....	40
Interfejs bezprzewodowy Bluetooth .....	40
Ustawienia zaawansowane .....	41
<b>Przeglądanie danych</b> .....	<b>45</b>
Sprawdzanie danych .....	45
Usuwanie danych .....	45
<b>Konserwacja i serwis</b> .....	<b>47</b>
Sprawdzenie .....	47
Kalibracja urządzenia .....	47
Wymiana akumulatora .....	47
Czyszczenie urządzenia .....	48
<b>Dane techniczne</b> .....	<b>51</b>
Dane fizyczne .....	51
Specyfikacja parametrów fizycznych .....	51
Specyfikacja elektryczna .....	52
Parametry środowiskowe .....	52
Utylizacja produktu .....	54
<b>Normy i zgodność</b> .....	<b>55</b>
Ogólna kompatybilność radiowa .....	55
<b>Wytyczne i deklaracja producenta</b> .....	<b>57</b>
Kompatybilność elektromagnetyczna .....	57
Informacje na temat emisji i odporności .....	58
<b>Gwarancja</b> .....	<b>65</b>
<b>Rozwiązywanie problemów</b> .....	<b>67</b>
Niedokładne odczyty ciśnienia tętniczego .....	67
Pompowanie i opróżnianie mankietu bez wyświetlania odczytu ciśnienia krwi .....	68
Brak pompowania mankietu .....	69
Mankiet zsuwa się .....	70
Zbyt wolne usuwanie powietrza z mankietu .....	70
Urządzenie nie włącza się .....	70
Rozwiązywanie problemów dotyczących łączności Bluetooth .....	71

<b>Załącznik .....</b>	<b>73</b>
Akcesoria zatwierdzone do użytku z urządzeniem ProBP 3400 .....	73
Opcje konfiguracji .....	76



## Wstępna konfiguracja urządzenia

---

Przed przystąpieniem do użytkowania cyfrowego urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi ProBP 3400 (ProBP 3400) po raz pierwszy należy je skonfigurować. Dodatkowe informacje zawiera sekcja Konfiguracja.

**2** Wstępna konfiguracja urządzenia  
Allyn®

Cyfrowe urządzenie do pomiaru ciśnienia krwi Connex® ProBP™ 3400 firmy Welch



## Wprowadzenie

---

Niniejsza instrukcja obsługi to wyczerpujący przewodnik opracowany, aby pomóc użytkownikowi w zrozumieniu możliwości i zasad obsługi urządzenia do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego ProBP 3400. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obejmują wszystkie opcje dostępne w tym urządzeniu. Przed przystąpieniem do instalacji, konfiguracji, użytkowania i rozwiązywania problemów czy serwisowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.

## Przeznaczenie

Urządzenie ProBP 3400 automatycznie dokonuje pomiaru ciśnienia skurczowego i rozkurczowego (z wyjątkiem noworodków) oraz częstości tętna, a także pomiaru średniego ciśnienia tętniczego (MAP).

Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania przez lekarzy oraz wykwalifikowany personel medyczny. Jest ono dostępne do sprzedaży wyłącznie z przepisu lekarza lub uprawnionego pracownika opieki zdrowotnej.

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania u noworodków, niemowląt oraz dzieci poniżej 3 roku życia. Skuteczność niniejszego urządzenia nie była określana u pacjentek w ciąży, w tym pacjentek w stanie przedrzucawkowym.



## Oznaczenia

Informacje o pochodzeniu tych symboli można znaleźć w słowniczku symboli firmy Welch Allyn: [www.welchallyn.com/symbolsglossary](http://www.welchallyn.com/symbolsglossary).

### Symbole stosowane w dokumentacji



**OSTRZEŻENIE** Ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji określają warunki lub działania, które mogą prowadzić do choroby, obrażeń ciała lub śmierci.



**PRZESTROGA** Przestrogi zawarte w niniejszej instrukcji określają warunki lub działania, które mogą spowodować uszkodzenie sprzętu lub innego mienia bądź utratę danych.



Postępować zgodnie z instrukcją obsługi — czynność obowiązkowa. Instrukcja obsługi jest dostępna na podanej stronie internetowej. Drukowaną kopię instrukcji obsługi można zamówić w firmie Welch Allyn (dostawa w ciągu 7 dni kalendarzowych).

### Symbole dotyczące zasilania



(zielony wskaźnik) Dostępne zasilanie zewnętrzne, akumulator naładowany



Ładowanie akumulatora



(bursztynowy wskaźnik) Dostępne zasilanie zewnętrzne, akumulator w trakcie ładowania



Akumulator



Brak dostępnego zasilania zewnętrznego



Poziom naładowania akumulatora

### Oznaczenia przycisków



Zasilanie włączone / Stan gotowości



Powrót do poprzedniego ekranu



Rozpocznij/Przerwij pomiar ciśnienia krwi



Wybierz



Nawigacja (Do góry, W dół, W lewo, W prawo)

## Symbole dotyczące transportu, przechowywania i środowiska



Ostrożnie, podatne na uszkodzenia mechaniczne



Dopuszczalna wilgotność



Granice temperatury

**Li-ion**

Akumulator litowo-jonowy



Odzysk/Nadaje się do recyklingu



Oddzielna zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie wyrzucać razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.



Tą stroną do góry



Przechowywać w suchym miejscu

**IPX0**

Sprzęt nie jest zabezpieczony przed wnikaniem cieczy

**GTIN**

Globalny numer handlowy

## Symbole połączeń

Włączona bezprzewodowa technologia *Bluetooth*®


Połączenie USB

Urządzenia są podłączone za pośrednictwem bezprzewodowej technologii *Bluetooth*Radio *Bluetooth* jest wyłączone lub niesparowane

## Symbole różne



Spełnia wymagania Dyrektywy europejskiej dotyczącej urządzeń medycznych 93/42/EWG



Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej.



Identyfikator produktu



Wyrób medyczny



Ostrzeżenie dotyczące łączności bezprzewodowej w Europie. Sprzęt radiowy klasy 1 wg Wspólnoty Europejskiej.



Znak zgodności radiowej (RCM) australijskiego urzędu ds. komunikacji i mediów (ACMA)



Certyfikat Intertek ETL



Części stosowane typu BF



Sprzęt klasy II



Do użytku przez uprawnionego lekarza specjalistę lub na jego zlecenie.



Numer seryjny



Producent



Numer ponownego zamówienia



Wezwać w celu przeprowadzenia konserwacji



Niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne



Masa w kilogramach (kg)



## Ogólne ostrzeżenia i przestrogi

---



**OSTRZEŻENIE** Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi stanowią wyczerpujące wskazówki dotyczące obsługi urządzenia ProBP 3400. W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia.



**OSTRZEŻENIE** Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez lekarzy. Mimo że w niniejszej instrukcji obsługi mogą być przedstawione techniki wykonywania kontroli punktowej, urządzenie to powinno być używane wyłącznie przez przeszkolonego lekarza znającego zasady pomiaru parametrów życiowych pacjenta i ich interpretacji.



**OSTRZEŻENIE** Urządzenie jest przeznaczone do użytku pod nadzorem lekarza.



**OSTRZEŻENIE** To urządzenie nie jest przeznaczone do ciągłego monitorowania. Nie należy pozostawiać urządzenia bez dozoru podczas dokonywania pomiarów pacjenta.



**OSTRZEŻENIE** To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku podczas transportu pacjenta.



**OSTRZEŻENIE** Ryzyko pożaru i wybuchu. Nie należy użytkować urządzenia w obecności palnej mieszanki anestetyków z powietrzem, tlenem lub tlenkiem azotu, w środowiskach o atmosferze wzbogaconej w tlen ani w innych środowiskach stwarzających ryzyko wybuchu.



**OSTRZEŻENIE** Używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Welch Allyn. Używanie z urządzeniem niezatwierdzonych akcesoriów może mieć niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo pacjenta i operatora oraz na działanie urządzenia i dokładność pomiarów. Aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta i optymalne działanie produktu, należy używać tylko zalecanych lub dostarczonych wraz z urządzeniem akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych; materiały i akcesoria powinny być używane zgodnie z instrukcjami obsługi dostarczonymi przez ich producentów.



**OSTRZEŻENIE** Co trzy miesiące należy sprawdzać, czy mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego i inne akcesoria nie są postrzępione lub w inny sposób uszkodzone. W razie potrzeby uszkodzoną część należy wymienić.



**OSTRZEŻENIE** Ryzyko niedokładnego pomiaru. Nie należy używać urządzenia u pacjentów podłączonych do płucoserca.



**OSTRZEŻENIE** Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie otwierać obudowy wyrobu ani nie podejmować prób samodzielnej jego naprawy. Urządzenie ProBP 3400 nie zawiera części wewnętrznych przeznaczonych do obsługi serwisowej dokonywanej samodzielnie przez użytkownika — wyjątkiem jest wymiana akumulatora. Należy wykonywać wyłącznie rutynowe procedury czyszczenia i konserwacji opisane w niniejszej instrukcji obsługi. Sprawdzanie i serwisowanie części wewnętrznych powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu.



**OSTRZEŻENIE** Urządzenie spełnia odpowiednie normy krajowe i międzynarodowe dotyczące zakłóceń elektromagnetycznych i nie powinno wpływać ujemnie na inne urządzenia ani podlegać wpływom innych urządzeń. Należy jednak unikać używania urządzenia w bliskim sąsiedztwie innych urządzeń.



**OSTRZEŻENIE** Firma Welch Allyn nie ponosi odpowiedzialności za montaż urządzenia. Firma Welch Allyn zaleca klientom kontakt z Działem Inżynierii Biomedycznej lub serwisem, aby instalację przeprowadzić w sposób profesjonalny i zapewnić, że będzie niezawodna i bezpieczna.



**OSTRZEŻENIE** Urządzenie nie jest zabezpieczone przed defibrylacją.



**OSTRZEŻENIE** Urządzenie może działać nieprawidłowo, jeśli zostanie upuszczone lub uszkodzone. Urządzenia nie wolno używać w przypadku zauważenia jakichkolwiek śladów uszkodzenia. Jeśli dojdzie do upuszczenia lub uszkodzenia urządzenia, przed wznowieniem eksploatacji wykwalifikowany personel serwisowy powinien sprawdzić, czy działa ono prawidłowo.



**OSTRZEŻENIE** Wadliwe akumulatory mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Jeśli akumulator nosi ślady uszkodzenia, wycieku lub pęknięcia, należy go niezwłocznie wymienić na inny akumulator zalecany lub dostarczony wraz z urządzeniem.



**OSTRZEŻENIE** Nieprawidłowy sposób usunięcia akumulatorów może stwarzać ryzyko wybuchu lub skażenia. Nigdy nie należy wyrzucać akumulatorów do pojemników na zwykłe odpady. Nie należy wyrzucać akumulatora do ognia. Akumulatory należy poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



**OSTRZEŻENIE** Nieprawidłowe postępowanie z akumulatorem może prowadzić do generowania nadmiaru ciepła, dymu, wybuchów lub pożaru.



**OSTRZEŻENIE** Nie należy usuwać etykiet z akumulatora.



**OSTRZEŻENIE** Nie należy demontować, modyfikować ani lutować akumulatora.



**OSTRZEŻENIE** Nie należy bezpośrednio podłączać ani zwierać dodatniego (+) i ujemnego (-) zacisku akumulatora.



**OSTRZEŻENIE** Aby uniknąć zwarcia, należy unikać kontaktu zacisków akumulatora z metalowymi przedmiotami.



**OSTRZEŻENIE** Nie należy wystawiać akumulatora na działanie temperatur wyższych niż 80°C /176°F.



**OSTRZEŻENIE** Jeśli dokładność pomiaru jest wątpliwa, należy skontrolować parametry życiowe pacjenta inną metodą i porównać wyniki w celu upewnienia się, że urządzenie działa prawidłowo.





**OSTRZEŻENIE** W celu zapewnienia prawidłowej izolacji elektrycznej pacjenta i właściwego ładowania akumulatora do jego ładowania należy stosować wyłącznie kabel zasilający dostarczony wraz z urządzeniem.



**OSTRZEŻENIE** Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Za pośrednictwem złącza USB można podłączać wyłącznie urządzenia spełniające wymogi normy IEC 60601-1 lub innych norm IEC mających zastosowanie do urządzenia. Za sprawdzenie, czy system spełnia wymogi normy IEC 60601-1-1 w przypadku podłączenia do urządzenia ProBP 3400 dodatkowych urządzeń, odpowiada użytkownik.



**OSTRZEŻENIE** Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć kabel zasilający od źródła zasilania i od urządzenia. Przed podłączeniem do gniazda upewnić się, że transformator zasilający, i gniazdo ściennie są suche.



**OSTRZEŻENIE** Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. W czasie czyszczenia transformatora zasilającego należy zastosować następujące środki ostrożności:

- Upewnić się, że transformator zasilający jest odłączony od gniazda.
- Upewnić się, że ze ściereczki do czyszczenia nie kapie płyn ani że nie jest ona nadmiernie nasączona roztworem.
- W czasie czyszczenia wywierać jak najmniejszy nacisk na ściereczkę. Unikać przecierania szczelin i złączy transformatora zasilającego i gniazda ściennego.
- Przed podłączeniem do gniazda upewnić się, że transformator zasilający, gniazdo ściennie i przewód są suche.



**OSTRZEŻENIE** Złącza urządzenia, transformator zasilający i gniazdo ściennie należy zabezpieczyć przed wnikaniem wody i innych płynów. Jeśli jednak dojdzie do zawilgocenia, należy osuszyć złącza ciepłym powietrzem. Sprawdzić dokładność działania wszystkich funkcji.



**PRZESTROGA** Urządzenie nie jest odporne na działanie wysokich temperatur. Nie należy sterylizować w autoklawie.



**PRZESTROGA** Urządzenie powinno być eksploatowane w podanym zakresie temperatur roboczych. Poza tym zakresem temperatur urządzenie nie spełnia wymogów dotyczących jakości pomiarów.



**PRZESTROGA** Przed przeniesieniem urządzenia w nowe miejsce należy zawsze odłączyć zewnętrzne źródło zasilania.

**Informacje dla użytkowników lub pacjentów na terenie Unii Europejskiej:**

wszelkie poważne zdarzenia, które wystąpiły w związku z wyrobem, należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym przebywa użytkownik i/lub pacjent.



## Ostrzeżenia i przestrogi dotyczące nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego

---



**OSTRZEŻENIE** Urządzenie ProBP 3400 nie jest przeznaczone do pomiaru ciśnienia tętniczego u noworodków. Wg normy AAMI SP10:2002 noworodki definiuje się jako dzieci w wieku 28 dni lub młodsze, o ile zostały urodzone o czasie (po 37 tygodniach ciąży lub więcej); w pozostałych przypadkach nie starsze niż 44 tygodnie, licząc od początku ciąży.



**OSTRZEŻENIE** Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania u noworodków, niemowląt oraz dzieci poniżej 3 roku życia. Skuteczność niniejszego urządzenia nie była określana u pacjentek w ciąży, w tym pacjentek w stanie przedrzucawkowym.



**OSTRZEŻENIE** Aby zapewnić dokładność pomiaru ciśnienia tętniczego i bezpieczeństwo pacjentów pediatrycznych, najmniejszym mankietem zatwierdzonym do użytku u małych dzieci jest mankiet wielokrotnego użytku REUSE-08.



**OSTRZEŻENIE** Nie należy ścisnąć mankieta ani przewodu do pomiaru ciśnienia tętniczego. Może to spowodować błędy systemu lub grozić niebezpieczeństwem dla pacjenta.



**OSTRZEŻENIE** Odczyty pomiaru NIBP mogą być niedokładne w przypadku pacjentów cierpiących na umiarkowaną bądź nasiloną arytmieję.



**OSTRZEŻENIE** Ryzyko niedokładnych pomiarów. Nie należy używać urządzenia u pacjentów, u których występują drgawki lub drżenie.



**OSTRZEŻENIE** Należy używać wyłącznie mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi oraz przewodów wymienionych jako zatwierdzone akcesoria; pozwoli to zapewnić bezpieczeństwo i dokładność pomiarów wartości ciśnienia tętniczego.



**OSTRZEŻENIE** Ryzyko urazu u pacjenta. W przypadku dokonywania kilku pomiarów ciśnienia tętniczego u tego samego pacjenta należy regularnie sprawdzać położenie mankieta i stan kończyny pod kątem możliwych zmian niedokrwiennych, zaczerwienienia i/lub neuropatii.



**OSTRZEŻENIE** Jeżeli mankiet został napełniony powietrzem pod ciśnieniem przekraczającym wartość 15 mmHg, należy go zdjąć z kończyny pacjenta przed upływem 3 minut. Zbyt ciasno założony mankiet może powodować przekrwienie żyłne, uszkodzenia nerwów obwodowych, przebarwienia kończyny oraz zaburzenia u pacjenta.



**OSTRZEŻENIE** Ryzyko niedokładnych pomiarów. Nie należy zakładać mankietu w miejscach, w których mógłby on zakłócać prawidłowe krążenie. Nie wolno nakładać mankietu do mierzenia ciśnienia krwi na kończynę, do której podaje się wlewy dożylnie, ani w jakiegokolwiek okolicy, w której krążenie krwi jest zaburzone.



**OSTRZEŻENIE** Prawidłowe założenie mankietu do pomiaru ciśnienia tętniczego warunkuje dokładność pomiaru ciśnienia tętniczego oraz bezpieczeństwo pacjenta. Zbyt luźne owinięcie mankietu, uniemożliwiające prawidłowe napompowanie, może skutkować nieprawidłowymi odczytami nieinwazyjnego pomiaru wartości ciśnienia tętniczego.



**OSTRZEŻENIE** Ryzyko urazu u pacjenta. Nigdy nie należy mocować łączników typu Luer na przewodach mankietu do pomiarów ciśnienia tętniczego Welch Allyn. Użycie łączników typu Luer na przewodzie mankietu do pomiaru ciśnienia tętniczego stwarza ryzyko błędnego podłączenia przewodu do pomiaru ciśnienia tętniczego do wkłucia dożylnego pacjenta, co może spowodować dostanie się powietrza do układu krążenia pacjenta.



**OSTRZEŻENIE** Pomiary NIBP w przypadku wystąpienia artefaktów ruchu mogą być niedokładne. Podczas odczytów ograniczyć do minimum przesunięcia mankietu i ruchy kończyny.



**OSTRZEŻENIE** Pozycja i stan fizjologiczny pacjenta może mieć wpływ na odczyt ciśnienia.



**OSTRZEŻENIE** Jeśli mankiety do pomiaru ciśnienia tętniczego nie znajdują się na poziomie serca, należy zwrócić uwagę na różnicę w odczycie spowodowaną wpływem ciśnienia hydrostatycznego. Na każdy cal (2,5 cm) różnicy wysokości mankietu względem serca (gdy mankiety znajdują się wyżej) do wyświetlanej wartości należy dodać 0,2 kPa (1,80 mmHg). Na każdy cal (2,5 cm) różnicy wysokości mankietu względem serca (gdy mankiety znajdują się niżej) od wyświetlanej wartości należy odjąć 0,2 kPa (1,80 mmHg).



**OSTRZEŻENIE** Prawidłowy rozmiar mankietu i jego prawidłowe umieszczenie ma szczególne znaczenie dla dokładności wyznaczania ciśnienia tętniczego. Informacje na temat doboru właściwego rozmiaru mankietu zawiera sekcja „Wybór mankietu do pomiaru ciśnienia tętniczego”.



**OSTRZEŻENIE** Ciągły ucisk mankietu z powodu załamania drenu łączącego może spowodować zakłócenia przepływu krwi i mogą wystąpić obrażenia u pacjenta.



**OSTRZEŻENIE** Częste pomiary mogą spowodować obrażenia pacjenta spowodowane zakłóceniami przepływu krwi.



**OSTRZEŻENIE** Nie należy umieszczać mankietu na ranach, ponieważ może to spowodować dodatkowe obrażenia.



**OSTRZEŻENIE** Zakłócenia przepływu krwi mogą wystąpić w przypadku umieszczenia i napompowania mankietu na dowolnej kończynie z dostępem wewnątrznaczyniowym lub terapią bądź z przetoką tętniczo-żylną (A-V) może spowodować obrażenia pacjenta.



**OSTRZEŻENIE** Należy unikać pompowania mankietu na ramieniu po stronie mastektomii.



**OSTRZEŻENIE** Pompowanie mankietu może spowodować tymczasową utratę funkcji jednocześnie stosowanego sprzętu do monitorowania umieszczonego na tej samej kończynie co mankiety.



**OSTRZEŻENIE** Automatyczny sfigmomanometr wymaga kontrolowania w celu upewnienia się, że jego praca nie powoduje przedłużonego upośledzenia krążenia krwi pacjenta.

**16** Ostrzeżenia i przestrogi dotyczące nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego      Cyfrowe urządzenie do pomiaru  
ciśnienia      krwi      Connex®      ProBP™      3400      firmy      Welch      Allyn®

## Lista kontrolna zawartości

---

Urządzenie ProBP 3400 należy rozpakować, a następnie sprawdzić kompletność zestawu i obecność wymaganych akcesoriów. Materiały opakowaniowe należy zachować w przypadku uszkodzenia przesyłki lub na wypadek konieczności zwrotu urządzenia do firmy Welch Allyn w celu przeprowadzenia naprawy lub serwisu gwarancyjnego. Wszelkie oznaki uszkodzenia w transporcie należy zgłosić przewoźnikowi. Braki i uszkodzenia należy zgłosić do pobliskiego centrum serwisowego firmy Welch Allyn.

Wszystkie urządzenia ProBP 3400 zawierają następujące elementy:

**Urządzenie ProBP 3400.** To urządzenie automatycznie dokonuje pomiaru ciśnienia skurczowego i rozkurczowego (z wyjątkiem noworodków) oraz częstości tętna, a także pomiaru średniego ciśnienia tętniczego (MAP).

**Płyta CD z instrukcją obsługi.** Niniejszą instrukcję należy uważnie przeczytać przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia ProBP 3400. Płytę CD należy zachować do wglądu w przyszłości.

**Akumulator.** Akumulator należy zainstalować przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia. Dodatkowe informacje zawiera sekcja Akumulator.

**Mankiet(y) do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.** Dodatkowe informacje zawierają sekcje dotyczące przewodu do pomiaru ciśnienia tętniczego oraz mankieta.

**Przewód do pomiaru ciśnienia tętniczego.** Przewód do pomiaru ciśnienia (wykonany bez użycia naturalnego lateksu) ze złączami umożliwiającymi podłączenie do urządzenia ProBP 3400 firmy Welch Allyn mankietałów do pomiaru ciśnienia o różnych rozmiarach.

**Kabel USB.** Umożliwia zamocowanie transformatora zasilającego oraz urządzenia w celu podłączenia zasilania do urządzenia ProBP 3400 i naładowania wewnętrznego akumulatora.

**Transformator zasilający i wtyczka ścienna/przewód zasilania sieciowego.** Transformator zasilający i gniazdo ścienne (lub przewód zasilania sieciowego) należy podłączyć do kabla USB w celu podłączenia zasilania do urządzenia ProBP 3400 i naładowania wewnętrznego akumulatora.


**Instrukcja uruchamiania.** Instrukcja uruchamiania umożliwia konfigurację urządzenia przy jego pierwszym użyciu.

**Gwarancja.** Zachęcamy do wypełnienia gwarancji na urządzenie ProBP 3400 jeszcze dziś pod adresem [www.welchallyn.com/warranty](http://www.welchallyn.com/warranty).





## Przyciski sterujące i wskaźniki



1. Przycisk **Wł./wyl. zasilanie**: steruje zasilaniem urządzenia.
2. Przycisk **Rozpocznij/Przerwij pomiar ciśnienia krwi**: rozpoczyna nowy cykl pomiaru ciśnienia krwi na ekranie początkowym. Ponowne naciśnięcie przerywa aktywny pomiar ciśnienia krwi. Ten przycisk powoduje powrót użytkownika do ekranu początkowego z każdego innego ekranu urządzenia.
3. Przycisk **Nawigacja do góry**: podświetla poprzednią opcję w oknie Display (Wyświetlacz) lub zwiększa wartości numeryczne.
4. Przycisk **Powrót**: powoduje powrót użytkownika do poprzedniego ekranu.
5. Przycisk **Nawigacja w prawo**: podświetla kartę Ustawienia w oknie Display (Wyświetlacz) lub podświetla opcje po prawej.
6. Kontrolka **Ładowanie**: wskazuje, czy urządzenie jest podłączone do zewnętrznego zasilania oraz stan ładowania akumulatora.
7. Przycisk **Nawigacja w dół**: podświetla kolejną opcję w oknie Display (Wyświetlacz) lub zmniejsza wartości numeryczne.
8. Przycisk **Wybierz**: wybiera element listy, który został podświetlony.
9. Przycisk **Nawigacja w lewo**: podświetla kartę Sprawdź w oknie Display (Wyświetlacz) lub podświetla opcje po lewej.




## Elementy wyświetlane na ekranie

Na wyświetlaczu mogą być wyświetlane następujące wskazania: skurczowe ciśnienie krwi (mmHg lub kPa), rozkurczowe ciśnienie krwi (mmHg lub kPa), MAP (mmHg lub kPa), częstość tętna (bpm), data, godzina, numer dokumentacji i poziom naładowania akumulatora.



**UWAGA** Konkretny model urządzenia może nie być wyposażony we wszystkie wymienione opcje.




1. **Wyświetlanie pomiarów NIBP:** umożliwia wyświetlanie wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego NIBP.
2. **Status interfejsu Bluetooth (o ile należy do wyposażenia):** wskazuje status interfejsu Bluetooth.
3. **USB:** informuje, że podłączono kabel USB.
4. **Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora:** wyświetla poziom naładowania akumulatora.
5. **Data:** wyświetla bieżącą datę.
6. **Zegar:** wyświetla bieżącą godzinę.
7. **Numer odczytu:** wskazuje, który odczyt znajduje się w urządzeniu. Urządzenie ProBP 3400 zawiera maksymalnie 50 odczytów w pamięci.
8. **MAP:** wyświetla wartość MAP.
9. **Ustawienia:** wyświetla menu Ustawienia, o ile zostało wybrane.
10. **Sprawdź:** wyświetla menu Sprawdź, o ile zostało wybrane.
11. **Częstotliwość tętna** wyświetla częstotliwość tętna.



## Złącza

---



1. Złącze mocujące
2. Wkręt pokrywy akumulatora
3. Złącze przewodu ciśnienia krwi
4. Złącze przewodu zasilania zewnętrznego/USB



## Przewód i mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi

---

Zidentyfikować i udostępnić urządzenie ProBP 3400, mankiet oraz przewód do pomiaru ciśnienia tętniczego.

1. Sprawdzić przewód do pomiaru ciśnienia; odszukać pojedyncze szare złącze Welch Allyn FlexiPort oraz zidentyfikować dwa okrągłe zagłębienia na drugim, płaskim końcu.
2. Włożyć do końca płaski koniec przewodu do pomiaru ciśnienia tętniczego do dwu srebrnych złączy urządzenia. Upewnić się, że przewód jest pewnie włożony.
3. Włożyć złącze Welch Allyn FlexiPort do mankieta do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

## Wybór mankieta do pomiaru ciśnienia tętniczego

Staranny wybór rozmiaru mankieta do mierzenia ciśnienia krwi jest istotny dla dokładności odczytów ciśnienia krwi. Jeśli mankiet jest za mały lub za duży, możliwe jest uzyskanie fałszywych, zbyt wysokich lub zbyt niskich wartości odczytów. W przypadku możliwości wyboru zarówno mniejszego, jak i większego mankieta należy wybrać większy z nich.

Urządzenie wyznacza ciśnienie krwi metodą oscylometryczną; dlatego, jeśli nawet mankiet wystaje aż poza zgięcie łokcia, nadal można uzyskać dokładny odczyt ciśnienia krwi.

Zmierzyć obwód ramienia (pośrodku między łokciem a barkiem) w celu wybrania prawidłowego rozmiaru mankieta.

Owinąć mankiet wokół górnej części ramienia pacjenta, a następnie sprawdzić, czy widoczny wskaźnik tętnicy znajduje się w zakresie wskazywanym przez oznaczenia na mankiecie.

W poniższych tabelach przedstawiono wymiary mankietów Welch Allyn do pomiaru ciśnienia tętniczego.

<b>Rozmiar mankiety</b>	<b>Reusable One-Piece Cuff (1 w opakowaniu)</b>	<b>Obwód (cm)</b>	<b>Obwód (cale)</b>
Mały dla dzieci (rozmiar 8)	Reuse-08	12,0 – 16,0	4,7 – 6,3
Dla dzieci (rozmiar 9)	Reuse-09	15,0 – 21,0	5,9 – 8,3
Mały dla dorosłych (rozmiar 10)	Reuse-10	20,0 – 26,0	7,9 – 10,2
Dla dorosłych (rozmiar 11)	Reuse-11	25,0 – 34,0	9,8 – 13,4
Dla dorosłych, długi (rozmiar 11)	Reuse-11L	25,0 – 34,0	9,8 – 13,4
Duży dla dorosłych (rozmiar 12)	Reuse-12	32,0 – 43,0	12,6 – 16,9
Duży dla dorosłych, długi (rozmiar 12L)	Reuse-12L	32,0 – 43,0	12,6 – 16,9
Udowy (rozmiar 13)	Reuse-13	40,0 – 55,0	15,7 – 21,7

Informacje na temat zamawiania zawiera sekcja Akcesoria zatwierdzone dla urządzeń ProBP 3400 w Załączniku.




## Transformator zasilający

---

### Transformator zasilający i gniazdo ściennie

Transformator zasilający i wtyczka ścienna są pakowane osobno i przed przystąpieniem do użytkowania konieczne jest ich zmontowanie. Poniższe instrukcje dotyczą użytkowania transformatora zasilającego w konfiguracji do mocowania na stole lub ścianie. Więcej informacji na temat podłączania transformatora zasilającego w przypadku konfiguracji ze stojakiem jezdnyim zawiera instrukcja montażu załączona do stojaka.

1. Odpowiednio ustawić wtyczkę ścienną względem obudowy transformatora.




2. Wsunąć wtyczkę ścienną do transformatora tak, aby była właściwie zamocowana.
3. Wsunąć złącze USB.
4. Drugi koniec przewodu USB wsunąć do urządzenia.
5. Podłączyć transformator do gniazda zasilającego.

## Ładowanie urządzenia

Urządzenie ProBP 3400 należy ładować za pośrednictwem zasilacza dostarczonego przez firmę Welch Allyn.

Aby naładować urządzenie:



1. Wprowadzić złącze B USB do gniazda USB/gniazda zasilania zewnętrznego, które znajduje się z tyłu monitora.
2. Drugi koniec przewodu USB umieścić w porcie USB transformatora zasilającego.
3. Podłączyć transformator do gniazda zasilającego.

## Przygotowanie do pracy


---

Przed pierwszym użyciem urządzenia ProBP 3400 należy wykonać następujące czynności:

### Montaż akumulatora

Akumulator oraz urządzenie ProBP 3400 są dostarczane osobno. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia konieczne jest zainstalowanie i ładowanie akumulatora przez sześć godzin.

1. Za pomocą wkrętaka krzyżakowego należy wykręcić wkręt z pokrywy przedziału akumulatora.
2. Zdjąć pokrywę przedziału akumulatora.
3. Wyjąć akumulator z opakowania, w którym został dostarczony.
4. Wspomagając się oznaczeniami na etykiecie akumulatora, umieścić go, najpierw stroną oznaczoną znakiem plus (+), w przedziale akumulatora.
5. Założyć pokrywę przedziału akumulatora.
6. Zabezpieczyć wkrętem za pomocą wkrętaka.



## Podłączanie przewodu zasilającego i wtyczki ściennej / przewodu zasilania sieciowego

1. Odpowiednio ustawić wyźłobienia na obudowie transformatora zasilającego względem wtyczki ściennej z dwoma bolcami lub – w przypadku konfiguracji ze stojakiem jezdny – odpowiednio ustawić adapter względem obudowy transformatora zasilającego i podłączyć przewód zasilania sieciowego.
2. Wsunąć wtyczkę ścienną lub adapter / przewód zasilania sieciowego do transformatora tak, aby były właściwie zamocowane.

## Ładowanie urządzenia ProBP 3400

Aby naładować urządzenie:

1. Wprowadzić złącze B USB do gniazda USB/gniazda zasilania zewnętrznego, które znajduje się z tyłu monitora.
2. Drugi koniec przewodu USB umieścić w porcie USB transformatora zasilającego, a następnie podłączyć transformator do gniazda zasilającego.

## Mocowanie urządzenia

Instrukcja dotycząca akcesorium wydana przez jego producenta zawiera wskazówki dotyczące mocowania.

Informacje na temat opcji mocowania zawiera sekcja Zatwierdzone akcesoria dla urządzenia ProBP 3400 w Załączniku.

## Pierwsze uruchomienie

W celu przeprowadzenia wstępnej konfiguracji konieczne jest włączenie urządzenia i wybranie języka, daty i godziny.

1. Nacisnąć przycisk **Włączania/wyłączania zasilania**. Po włączeniu urządzenia zostanie wyświetlony ekran Język.
2. Użyć przycisków nawigacyjnych W górę lub W dół w celu podświetlenia odpowiedniej opcji.
3. Nacisnąć przycisk **Wybierz**, aby wybrać język. Zostanie wyświetlone okno z potwierdzeniem wyboru języka.

## Ustawienie daty i formatu daty

Po wybraniu języka ustaw datę i format daty urządzenia:

1. Pole Date format (Format daty) jest podświetlone. Naciśnij przyciski **Nawigacja do góry** lub **Nawigacja w dół**, aby wybrać prawidłową opcję formatu.
2. Naciśnij przycisk **Wybierz**, aby zaakceptować wyświetlany format daty.
3. Naciśnij przycisk **Nawigacja w dół**, aby podświetlić datę.
4. Naciśnij przycisk **Wybierz**. Pierwsze pole liczbowe jest zaznaczone do edycji.
5. Użyj przycisku **Nawigacja do góry**, aby zwiększyć wartość liczbową; użyj przycisku **Nawigacja w dół**, aby zmniejszyć wartość liczbową.

6. Naciśnij przycisk **Nawigacja w prawo**, aby przejść do kolejnego pola.
7. Powtórz kroki 5 i 6, aby edytować dodatkowe wartości liczbowe.
8. Naciśnij przycisk **Nawigacja w prawo**, aby podświetlić przycisk **OK**.
9. Naciśnij przycisk **Wybierz**, aby zaakceptować wyświetlaną datę.
10. Naciśnij przycisk **Nawigacja w prawo**, aby podświetlić przycisk **Next** (Dalej).
11. Naciśnij przycisk **Wybierz**, aby przejść do ekranu Time and Time format (Czas i format czasu).

## Ustawienie formatu daty i godziny

1. Pole Time format (Format czasu) jest podświetlone. Naciśnij przyciski **Nawigacja do góry** lub **Nawigacja w dół**, aby wybrać prawidłową opcję formatu.
2. Naciśnij przycisk **Wybierz**, aby zaakceptować wyświetlany format czasu.
3. Naciśnij przycisk **Nawigacja w dół**, aby podświetlić czas.
4. Naciśnij przycisk **Wybierz**. Pierwsze pole liczbowe jest zaznaczone do edycji.
5. Użyj przycisku **Nawigacja do góry**, aby zwiększyć wartość liczbową; użyj przycisku **Nawigacja w dół**, aby zmniejszyć wartość liczbową.
6. Naciśnij przycisk **Nawigacja w prawo**, aby przejść do kolejnego pola.
7. Powtórz kroki 5 i 6, aby edytować dodatkowe wartości liczbowe.
8. Naciśnij przycisk **Nawigacja w prawo**, aby podświetlić przycisk **OK**.
9. Naciśnij przycisk **Wybierz**, aby zaakceptować wpis.
10. Naciśnij przycisk **Nawigacja w prawo**, aby podświetlić przycisk **Next** (Dalej).
11. Naciśnij przycisk **Wybierz**, aby zakończyć proces konfiguracji. Urządzenie wyświetli ekran początkowy.



## Akumulator



**OSTRZEŻENIE** Wadliwe akumulatory mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Jeśli akumulator nosi ślady uszkodzenia, wycieku lub pęknięcia, należy go niezwłocznie wymienić na inny akumulator zalecany lub dostarczony wraz z urządzeniem.



**OSTRZEŻENIE** Nieprawidłowa likwidacja akumulatorów może stwarzać ryzyko wybuchu lub skażenia. Nigdy nie należy wyrzucać akumulatorów do pojemników na zwykłe odpady. Nie należy wyrzucać akumulatora do ognia. Akumulatory należy poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



**OSTRZEŻENIE** Nieprawidłowe postępowanie z akumulatorem może prowadzić do generowania nadmiaru ciepła, dymu, wybuchów lub pożaru.



**OSTRZEŻENIE** Nie należy usuwać etykiet z akumulatora.



**OSTRZEŻENIE** Nie należy demontować, modyfikować ani lutować akumulatora.



**OSTRZEŻENIE** Nie należy bezpośrednio podłączać ani zwierać dodatniego (+) i ujemnego (-) zacisku akumulatora.



**OSTRZEŻENIE** Aby uniknąć zwarcia, należy unikać kontaktu zacisków akumulatora z metalowymi przedmiotami.



**OSTRZEŻENIE** Nie należy wystawiać akumulatora na działanie temperatur wyższych niż 80°C /176°F.



**OSTRZEŻENIE** Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie otwierać obudowy wyrobu ani nie podejmować prób samodzielnej jego naprawy. Urządzenie ProBP 3400 nie zawiera części wewnętrznych przeznaczonych do obsługi serwisowej dokonywanej samodzielnie przez użytkownika — wyjątkiem jest wymiana akumulatora. Należy wykonywać wyłącznie rutynowe procedury czyszczenia i konserwacji opisane w niniejszej instrukcji obsługi. Sprawdzanie i serwisowanie części wewnętrznych powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu.



Urządzenie ProBP 3400 jest zasilane akumulatorem litowo-jonowym.


Akumulator oraz urządzenie ProBP 3400 są dostarczane osobno. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia konieczne jest zainstalowanie i ładowanie akumulatora przez sześć godzin.

Aby zainstalować akumulator:

1. Za pomocą wkrętaka krzyżakowego należy wykręcić wkręt z pokrywy przedziału akumulatora.

2. Zdjąć pokrywę przedziału akumulatora.
3. Wyjąć akumulator z opakowania, w którym został dostarczony.
4. Wspomagając się oznaczeniami na etykiecie akumulatora, umieścić go, najpierw stroną oznaczoną znakiem plus (+), w przedziale akumulatora.
5. Założyć pokrywę przedziału akumulatora.
6. Zabezpieczyć wkrętem za pomocą wkrętaka.

Ładowanie akumulatora odbywa się, gdy urządzenie ProBP 3400 jest podłączone do zewnętrznego źródła zasilania. Podczas ładowania urządzenia ProBP 3400 symbol  jest wyświetlany na pomarańczowo, zaś na ekranie głównym widoczny jest wskaźnik ładowania akumulatora . Wskaźnik ładowania akumulatora jest widoczny wyłącznie wówczas, gdy urządzenie jest włączone.

Po naładowaniu akumulatora symbol  przyjmuje kolor zielony, a na ekranie głównym widoczny jest wskaźnik naładowania akumulatora, którego wszystkie segmenty są wyświetlane w sposób ciągły. Operator może używać urządzenia również podczas ładowania; cykl ładowania trwa jednak krócej, gdy urządzenie nie jest jednocześnie eksploatowane.

Jeśli urządzenie ProBP 3400 nie jest używane przez dłuższy czas lub zostało pozostawione nienaładowane, może dojść do całkowitego rozładowania akumulatora. W takiej sytuacji należy podłączyć urządzenie ProBP 3400 do zewnętrznego źródła zasilania i naładować akumulator. Akumulator należy ładować przez co najmniej sześć godzin przed jego odłączeniem od źródła zasilania.

Jeśli urządzenie ProBP 3400 nie będzie używane przez kilka miesięcy lub dłużej, należy wyjąć z niego akumulator.




## Uruchomienie

---

Naciśnij przycisk **Włączania/wyłączania zasilania**, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Po każdym włączeniu wyświetlacz włącza się, a urządzenie ProBP 3400 wyświetla numer modelu. Po zakończeniu wewnętrznych czynności kontrolnych na wyświetlaczu pojawia się ekran Str. gł., zawierający puste pola dla wszystkich wartości. Urządzenie jest teraz gotowe do pracy.

Gdy urządzenie ProBP 3400 nie jest używane, wyłącza się po 2 minutach, niezależnie od tego, czy jest zasilane akumulatorem, czy podłączone do zewnętrznego źródła zasilania.

W przypadku wykrycia błędu systemowego urządzenie wyświetla komunikat o błędzie zawierający ikonę klucza  oraz kod usterki systemowej ułatwiający pracownikom serwisu i inżynierom rozpoznanie problemu.

## Ustawienia dostosowywane przez użytkownika

Użytkownik może dostosować poniższe ustawienia czasu braku aktywności, podłączając urządzenie ProBP 3400 za pośrednictwem złącza USB do komputera, na którym zainstalowano oprogramowanie Welch Allyn Service Tool (WAST).

- Display Blank Timeout (Limit czasu wyłączonego wyświetlacza) podczas korzystania z zasilania zewnętrznego
- Device Sleep Timeout (Limit czasu uśpienia urządzenia) podczas korzystania z zasilania zewnętrznego
- Display Blank Timeout (Limit czasu wyłączonego wyświetlacza) podczas korzystania z zasilania akumulatorowego
- Device Sleep Timeout (Limit czasu uśpienia urządzenia) podczas korzystania z zasilania akumulatorowego

Oprogramowanie WAST można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej <https://www.hillrom.com/en/services/welch-allyn-service-tool/>.



# Procedura pomiaru ciśnienia tętniczego

## Pomiar ciśnienia krwi



**OSTRZEŻENIE** Ryzyko obrażeń pacjenta i niedokładnego pomiaru. Nie wolno umieszczać mankietu w miejscu, gdzie mógłby zakłócać prawidłowe krążenie. Nie wolno nakładać mankietu do mierzenia ciśnienia krwi na kończynę, do której podaje się wlewy dożylnie, ani w jakiegokolwiek okolicy, w której krążenie krwi jest zaburzone.



**OSTRZEŻENIE** Ryzyko urazu u pacjenta. Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi musi być prawidłowo umieszczony, aby zapewnić dokładność pomiaru ciśnienia krwi oraz bezpieczeństwo pacjenta. Zbyt luźne owinięcie mankietu (uniemożliwiające prawidłowe napompowanie) może spowodować niedokładne odczyty NIBP.



**OSTRZEŻENIE** Ryzyko urazu u pacjenta. Jeżeli mankieta został napompowany powietrzem pod ciśnieniem przekraczającym wartość 15 mmHg, należy go zdjąć z kończyny pacjenta przed upływem 3 minut. Zbyt ciasno nałożony mankieta może spowodować przekrwienie żyłne, uszkodzenie nerwu obwodowego, przebarwienie kończyny i zaburzenia u pacjenta.



**OSTRZEŻENIE** Ryzyko urazu u pacjenta. Urządzenie ProBP 3400 nie jest przeznaczone do pomiaru ciśnienia tętniczego u noworodków. Norma AAMI SP10: 2002 definiuje noworodki jako dzieci w wieku 28 dni lub młodsze, o ile zostały urodzone o czasie (po 37 tygodniach ciąży lub więcej); nie starsze niż 44 tygodnie, licząc od początku ciąży.




**OSTRZEŻENIE** Ryzyko urazu u pacjenta. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania u noworodków, niemowląt oraz dzieci poniżej 3 roku życia. Skuteczność niniejszego urządzenia nie była określana u pacjentek w ciąży, w tym pacjentek w stanie przedrzucawkowym.

Preferowanym miejscem wykonywania pomiaru ciśnienia krwi u dorosłych i dzieci jest górna część ramienia. Podczas pomiarów należy zadbać, aby ramię pacjenta było rozluźnione i nieruchome. Pacjent powinien być w pozycji siedzącej i rozluźniony przez 5 minut przed pomiarem ciśnienia krwi. Pacjent powinien siedzieć wygodnie, bez skrzyżowanych nóg, ze stopami płasko na podłodze, z oparciem pleców i rąk. Środek mankieta powinien być na poziomie serca. Pacjent nie powinien rozmawiać podczas pomiaru.

## Wykonywanie pomiaru ciśnienia krwi

Pozycja pacjenta:



Zalecana pozycja operatora:

1. Stanąć z przodu urządzenia w odległości maks. 1 m.
2. Ustawić się względem urządzenia pod kątem, który umożliwia łatwą obserwację ekranu.

Aby rozpocząć pomiary ciśnienia krwi:

1. Nacisnąć przycisk **Włączania/wyłączania zasilania**, aby włączyć urządzenie.
2. Dopasuj rozmiar mankietu do pomiaru ciśnienia krwi i umieść go wokół odsłoniętej górnej części ramienia i w ten sposób, aby wskaźnik tętnicy znajdował się nad tętnicą ramieniową. Między mankietem i ramieniem pozostaw przestrzeń mieszczącą nie więcej niż dwa palce.
3. Na ekranie początkowym nacisnąć przycisk nawigacyjny **Rozpoczęcie/zatrzymanie pomiaru ciśnienia tętniczego**.

Urządzenie ProBP 3400 napełni mankiety powietrzem do odpowiedniego ciśnienia i wyświetli wartość ciśnienia w miarę opróżniania mankietu.

Jeżeli dane urządzenie jest wyposażone w funkcję SureBP (mierzy ciśnienie krwi podczas pompowania): Na ekranie początkowym nacisnąć przycisk nawigacyjny **Rozpoczęcie/zatrzymanie pomiaru ciśnienia tętniczego**. Urządzenie ProBP 3400 napełni mankiety powietrzem do odpowiedniego ciśnienia i wyświetli wartość ciśnienia w miarę napełniania mankietu. Wyświetlacz skurczowy przedstawia ciśnienie w mankiecie w trakcie określania ciśnienia krwi. Jeżeli urządzenie nie może określić ciśnienia krwi podczas pompowania mankietu z powodu ruchów pacjenta, nadmiernego hałasu lub arytmii, wówczas zastosuje algorytm Step do pompowania mankietu do wyższego ciśnienia, następnie spróbuje zmierzyć ciśnienie krwi podczas opróżniania mankietu.

Naciśnięcie w dowolnym momencie podczas określania ciśnienia krwi przycisku **Rozpocznij/Przerwij pomiar ciśnienia krwi** powoduje przerwanie pomiaru i szybkie opróżnienie mankietu.

Po zakończeniu urządzenie ProBP 3400 wyświetla pomiary ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, tętna i (jeżeli jest to włączone) obliczenia MAP.

## Ustawienia

1. Na ekranie początkowym naciśnij przycisk **Nawigacja w prawo**. Powoduje to podświetlenie opcji Settings (Ustawienia).
2. Naciśnij przycisk **Wybierz**. Powoduje to wyświetlenie menu Settings (Ustawienia).
3. Użyj przycisków **Nawigacja do góry** lub **Nawigacja w dół**, aby podświetlić menu Unit of measure (Jednostka miary), Pressure preset (Wartości wstępne ciśnienia), *Bluetooth* radio (Radio Bluetooth) lub Advanced (Zaawansowane).



**UWAGA** Opcja menu *Bluetooth* radio (Radio Bluetooth) jest widoczna wyłącznie w przypadku urządzeń, które zawierają licencjonowaną funkcję *Bluetooth*. Opcja NIBP algorithm (Algorytm NIBP) jest widoczna wyłącznie w przypadku urządzeń, które zawierają licencjonowaną funkcję SureBP.

## Macierz ustawień

Settings (Ustawienia) >	Unit of measure (Jednostka miary)
	Pressure presets (Ustawienia wstępne ciśnienia)
	<i>Bluetooth</i> radio (Radio bluetooth)
	Advanced (Zaawansowane) >
	Cycle count (Licznik cyklu)
	Data management (Zarządzanie danymi)
	Date (Data)
	Time (Czas)
	MAP
	NIBP algorithm (Algorytm NIBP)
	Language (Język)

## Jednostka pomiaru

Aby wybrać jednostkę pomiaru:

1. Na ekranie Ustawienia użyć przycisków nawigacyjnych **W górę** i **W dół** w celu podświetlenia opcji Jednostka pomiaru.
2. Dotknąć przycisku **Wybierz**. Zostanie wyświetlone menu Jednostka pomiaru.
3. Na ekranie Ustawienia użyć przycisków nawigacyjnych **W górę** i **W dół** w celu podświetlenia opcji mmHg lub kPa.
4. Nacisnąć przycisk **Wybierz** w celu wybrania jednostki pomiaru.

Domyślna jednostka pomiaru to mmHg.

## Zaprogramowane ciśnienia

Aby wybrać zaprogramowane ciśnienie:

1. Na ekranie Ustawienia użyć przycisków nawigacyjnych **W górę** i **W dół** w celu podświetlenia opcji Zaprogramowane ciśnienia.
2. Dotknąć przycisku **Wybierz**. Zostanie wyświetlone menu Zaprogramowane ciśnienia.
3. Na ekranie Ustawienia użyć przycisków nawigacyjnych **W górę** i **W dół** w celu podświetleniażądanego ciśnienia.
4. Nacisnąć przycisk **Wybierz**, aby wybrać ciśnienie.

Domyślne ciśnienie napełniania wynosi 160 mmHg lub 21,3 kPa

## Interfejs bezprzewodowy *Bluetooth*

W celu nawiązania bezprzewodowego połączenia i transferu danych z urządzenia ProBP 3400 do innego urządzenia wyposażonego w interfejs *Bluetooth* należy włączyć interfejs *Bluetooth* w obu urządzeniach, a następnie skojarzyć je i połączyć. Kojarzenie powoduje utworzenie unikalnego połączenia bezprzewodowego między dwoma urządzeniami wyposażonymi w interfejs *Bluetooth*.


Ustawienie domyślne dla interfejsu *Bluetooth* to Włącz.

## Włączanie interfejsu *Bluetooth* i kojarzenie urządzeń

Podczas próby skojarzenia urządzenia ProBP 3400 z urządzeniem docelowym należy zachować między nimi odstęp wynoszący co najmniej kilka metrów.

W celu włączenia interfejsu *Bluetooth* i skojarzenia urządzeń obsługujących interfejs *Bluetooth*:

1. Na ekranie Ustawienia użyć przycisków nawigacyjnych **W górę** i **W dół** w celu podświetlenia opcji **Bluetooth**.
2. Dotknąć przycisku **Wybierz**.
3. Użyć przycisków **W górę** lub **W dół** w celu podświetlenia opcji **Włącz**.
4. Nacisnąć przycisk **Wybierz**, aby potwierdzić wybór.
5. Nacisnąć przycisk **W dół** w celu podświetlenia przycisku **Skojarz**.
6. Nacisnąć przycisk **Wybierz** w celu przestawienia urządzenia ProBP 3400 do trybu kojarzenia.

7. Aktywować interfejs *Bluetooth* w urządzeniu docelowym i wyszukać urządzenie ProBP 3400. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia docelowego.
8. Wybrać urządzenie ProBP 3400 z listy urządzeń znalezionych przez urządzenie docelowe.
9. Wprowadzić PIN (**1234**) w celu skojarzenia urządzenia ProBP 3400 z urządzeniem docelowym. Urządzenie ProBP 3400 obsługuje funkcję SSP (bezpiecznego prostego kojarzenia, ang. Secure Simple Pairing), która umożliwia kojarzenie urządzenia z urządzeniem docelowym bez potrzeby wprowadzania numeru PIN. Funkcja ta jest dostępna dla urządzeń docelowych zgodnych z interfejsem *Bluetooth* w wersji 2.1 i wyższej.
10. Po zakończeniu kojarzenia urządzenie ProBP 3400 automatycznie nawiąże połączenie z urządzeniem docelowym i podejmie próbę ponownego połączenia z urządzeniem docelowym po każdym włączeniu urządzenia ProBP 3400.  
Jeśli urządzenia są połączone, w lewym rogu ekranu urządzenia ProBP 3400 pojawia się symbol 

## Podłączanie urządzenia ProBP 3400 do urządzenia docelowego

Po pierwszym skojarzeniu urządzenia ProBP 3400 z urządzeniem docelowym przy każdym włączaniu urządzenia ProBP 3400 zostanie podjęta próba automatycznego nawiązania połączenia. Jeśli w ciągu 60 sekund od włączenia urządzenia ProBP 3400 nawiązanie połączenia nie powiedzie się, interfejs *Bluetooth* zostanie wyłączony, co zaoszczędzi energię akumulatora.

Jeśli urządzenie ProBP 3400 nie połączy się ponownie automatycznie,

1. Nacisnąć przycisk **Włączania/wyłączania zasilania** w celu wyłączenia urządzenia.
2. Upewnić się, że odległość od urządzenia docelowego nie przekracza kilku metrów.
3. Nacisnąć przycisk **Włączania/wyłączania zasilania** w celu włączenia urządzenia.

## Ustawienia zaawansowane

W celu wyświetlenia lub zmodyfikowania ustawień zaawansowanych:

1. Na ekranie Ustawienia użyć przycisków nawigacyjnych **W górę** i **W dół** w celu podświetlenia menu Zaawansowane.
2. Dotknąć przycisku **Wybierz**. Zostanie wyświetlone menu Zaawansowane.
3. Na ekranie Ustawienia użyć przycisków nawigacyjnych **W górę** i **W dół** w celu podświetlenia ekranów Licznik cykli, Zarządzanie danymi, Data, Godzina, MAP lub Język.

## Licznik cykli

W celu wyświetlenia licznika cykli:

1. Na ekranie Zaawansowane użyć przycisków nawigacyjnych **W górę** i **W dół** w celu podświetlenia opcji Licznik cykli.
2. Dotknąć przycisku **Wybierz**. Zostanie wyświetlona łączna liczba odczytów dokonanych przez urządzenie.
3. Za pomocą przycisku nawigacyjnego **W dół** podświetlić opcję Zamknij.

## Zarządzanie danymi

Urządzenie ProBP 3400 umożliwia zapisanie w pamięci wewnętrznej do 50 odczytów. Funkcja zarządzania danymi pozwala decydować o sposobie zapisywania kolejnych odczytów.

1. Na ekranie Zaawansowane użyć przycisków nawigacyjnych **W górę** i **W dół** w celu podświetlenia opcji Zarządzanie danymi.
2. Dotknąć przycisku **Wybierz**.
3. Użyć przycisków nawigacyjnych **W górę** lub **W dół** w celu podświetlenia opcji Aut. nadpisanie lub Pytanie o nadpisywanie.

Jeśli wybrano opcję Aut. nadpisanie, po zapełnieniu pamięci wewnętrznej urządzenie będzie nadpisywało poprzednie odczyty, począwszy od odczytu 1. Jeśli wybrano opcję Pytanie o nadpisywanie, użytkownik będzie musiał potwierdzić zapis każdego dodatkowego odczytu dokonanego po zapełnieniu pamięci.

4. Dotknąć przycisku **Wybierz**, aby potwierdzić wybór.  
Domyślnie ustawienie dla opcji Zarządzanie danymi to Aut. nadpisanie.

## Wybór daty

W celu zmodyfikowania daty widocznej na ekranie początkowym:

1. Na ekranie Advanced (Zaawansowane) użyj przycisków nawigacyjnych **Nawigacja do góry** lub **Nawigacja w dół**, aby podświetlić Date (Data).
2. Naciśnij przycisk **Wybierz**, aby edytować wpis.
3. Pole Date format (Format daty) jest podświetlone. Naciśnij przyciski **Nawigacja do góry** lub **Nawigacja w dół**, aby wybrać prawidłową opcję formatu.
4. Naciśnij przycisk **Wybierz**, aby zaakceptować wyświetlany format daty.
5. Naciśnij przycisk **Nawigacja w dół**, aby podświetlić datę.
6. Naciśnij przycisk **Wybierz**. Pierwsze pole liczbowe jest zaznaczone do edycji.
7. Użyj przycisku **Nawigacja do góry**, aby zwiększyć wartość liczbową; użyj przycisku **Nawigacja w dół**, aby zmniejszyć wartość liczbową.
8. Naciśnij przycisk **Nawigacja w prawo**, aby przejść do kolejnego pola.
9. Powtórz kroki 7 i 8, aby edytować dodatkowe wartości liczbowe.
10. Naciśnij przycisk **Nawigacja w prawo**, aby podświetlić przycisk **OK**.
11. Naciśnij przycisk **Wybierz**, aby zaakceptować wpis.

## Wybór czasu

W celu zmodyfikowania czasu widocznego na ekranie początkowym:

1. Na ekranie Advanced (Zaawansowane) użyj przycisków nawigacyjnych **Nawigacja do góry** lub **Nawigacja w dół**, aby podświetlić Time (Czas).
2. Naciśnij przycisk **Wybierz**, aby edytować wpis.
3. Pole Time format (Format czasu) jest podświetlone. Naciśnij przyciski **Nawigacja do góry** lub **Nawigacja w dół**, aby wybrać prawidłową opcję formatu.
4. Naciśnij przycisk **Wybierz**, aby zaakceptować wyświetlany format czasu.
5. Naciśnij przycisk **Nawigacja w dół**, aby podświetlić czas.



6. Naciśnij przycisk **Wybierz**. Pierwsze pole liczbowe jest zaznaczone do edycji.
7. Użyj przycisku **Nawigacja do góry**, aby zwiększyć wartość liczbową; użyj przycisku **Nawigacja w dół**, aby zmniejszyć wartość liczbową.
8. Naciśnij przycisk **Nawigacja w prawo**, aby przejść do kolejnego pola.
9. Powtórz kroki 7 i 8, aby edytować dodatkowe wartości liczbowe.
10. Naciśnij przycisk **Nawigacja w prawo**, aby podświetlić przycisk **OK**.
11. Naciśnij przycisk **Wybierz**, aby zaakceptować wpis.

## MAP

1. Na ekranie Zaawansowane użyć przycisków nawigacyjnych **W górę** i **W dół** w celu podświetlenia opcji MAP.
2. Dotknąć przycisku **Wybierz**.
3. Użyć przycisków **W górę** lub **W dół** w celu podświetlenia opcji Włącz lub Wyłącz.
4. Dotknąć przycisku **Wybierz**, aby potwierdzić wybór.

Domyślnie ustawienie MAP jest włączone.

## Język

W celu zmiany języka w urządzeniu:

1. Na ekranie Zaawansowane użyć przycisków nawigacyjnych **W górę** i **W dół** w celu podświetlenia opcji Język.
2. Dotknąć przycisku **Wybierz**. Pojawi się ekran Język.
3. Użyć przycisków **W górę** lub **W dół** w celu podświetlenia odpowiedniej opcji języka.
4. Nacisnąć przycisk **Wybierz**, aby wybrać język.

Zostanie wyświetlone okno z potwierdzeniem wyboru języka.

Domyślnie wybranym językiem jest angielski.



## Przeglądanie danych

---

Dostęp do danych uzyskuje się za pośrednictwem menu Przegląd. Dane mogą być identyfikowane za pomocą numeru, daty, godziny pobrania, parametrów pomiarów skurczowego/rozkurczowego, MAP oraz danych częstości tętna w chwili odczytu.

### Sprawdzanie danych

1. Na ekranie Str. gł. nacisnąć przycisk nawigacyjny **W lewo**. Zostanie podświetlona opcja menu Sprawdz.
2. Dotknąć przycisku **Wybierz**. Zostanie wyświetlone menu Sprawdz.
3. Na ekranie Ustawienia użyć przycisków nawigacyjnych **W górę** i **W dół** w celu sprawdzenia żądanego odczytu.

### Usuwanie danych

1. Na ekranie Str. gł. nacisnąć strzałkę nawigacji **W lewo**. Zostanie podświetlona opcja menu Sprawdz.
2. Dotknąć przycisku **Wybierz**. Zostaną wyświetlone ciśnienie krwi, częstość tętna, dane MAP (o ile są aktywne), data i godzina.
3. Na ekranie Ustawienia użyć przycisków nawigacyjnych **W górę** i **W dół** w celu podświetlenia żądanego odczytu.
4. Nacisnąć przycisk **Wybierz**, aby usunąć wybrany odczyt. Zostanie wyświetlony ekran z potwierdzeniem; za pomocą przycisków **W górę** lub **W dół** podświetlić usunięte wpisy wybranych odczytów lub zamknąć ekran bez zapisywania zmian.
5. Nacisnąć przycisk **Wybierz** w celu potwierdzenia usunięcia wybranych lub wszystkich odczytów bądź przycisk **Rozpoczęcie/zatrzymanie pomiaru ciśnienia tętniczego** w celu wyjścia bez zapisywania zmian.



# Konserwacja i serwis

---

## Sprawdzenie

Należy rutynowo sprawdzać urządzenie ProBP 3400 i akcesoria pod kątem zużycia, przetarć i innych uszkodzeń. Nie należy korzystać z urządzenia w przypadku zauważenia oznak jego uszkodzenia, awarii, nieprawidłowego działania lub zmiany w funkcjonowaniu. W celu uzyskania pomocy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Hillrom.

## Kalibracja urządzenia

Firma Welch Allyn zaleca coroczną kalibrację urządzenia ProBP 3400.

Aby skalibrować urządzenie ProBP 3400,

- Użyć narzędzia Welch Allyn Service Tool. <https://www.hillrom.com/en/services/welch-allyn-service-tool/>
- Wysłać urządzenie do pobliskiego centrum serwisowego firmy Hillrom. W celu uzyskania pomocy technicznej i pomocy związanej z produktem należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Hillrom: [hillrom.com/en-us/about-us/locations/](http://hillrom.com/en-us/about-us/locations/).

## Wymiana akumulatora



**OSTRZEŻENIE** Wadliwe akumulatory mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Jeśli akumulator nosi ślady uszkodzenia, wycieku lub pęknięcia, należy go niezwłocznie wymienić na inny akumulator zalecany lub dostarczony wraz z urządzeniem.



**OSTRZEŻENIE** Nieprawidłowa likwidacja akumulatorów może stwarzać ryzyko wybuchu lub skażenia. Nigdy nie należy wyrzucać akumulatorów do pojemników na zwykłe odpady. Nie należy wyrzucać akumulatora do ognia. Akumulatory należy poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



**OSTRZEŻENIE** Nieprawidłowe postępowanie z akumulatorem może prowadzić do generowania nadmiaru ciepła, dymu, wybuchów lub pożaru.



**OSTRZEŻENIE** Nie należy usuwać etykiet z akumulatora.



**OSTRZEŻENIE** Nie należy demontować, modyfikować ani lutować akumulatora.



**OSTRZEŻENIE** Nie należy bezpośrednio podłączać ani zwierać dodatniego (+) i ujemnego (-) zacisku akumulatora.



**OSTRZEŻENIE** Aby uniknąć zwarcia, należy unikać kontaktu zacisków akumulatora z metalowymi przedmiotami.



**OSTRZEŻENIE** Nie należy wystawiać akumulatora na działanie temperatur wyższych niż 80°C/176°F.



**OSTRZEŻENIE** Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie należy otwierać obudowy urządzenia ani podejmować prób samodzielnej jego naprawy. Urządzenie ProBP 3400 nie zawiera części wewnętrznych przeznaczonych do obsługi serwisowej dokonywanej samodzielnie przez użytkownika — wyjątkiem jest wymiana akumulatora. Należy wykonywać wyłącznie rutynowe procedury czyszczenia i konserwacji opisane w niniejszej instrukcji. Sprawdzenia i obsługi serwisowej części wewnętrznych powinien podejmować się wyłącznie wykwalifikowany personel serwisu.

Urządzenie ProBP 3400 jest zasilane akumulatorem litowo-jonowym.

Aby wyjąć akumulator:

1. Za pomocą wkrętaka krzyżakowego należy wykręcić wkręt z pokrywy przedziału akumulatora.
2. Zdjąć pokrywę przedziału akumulatora.
3. Wyjąć akumulator z przedziału na akumulator.
4. Wyjąć nowy akumulator z opakowania, w którym został dostarczony.
5. Wspomagając się oznaczeniami na etykiecie akumulatora, umieścić go, najpierw stroną oznaczoną znakiem plus (+), w przedziale akumulatora.
6. Założyć pokrywę przedziału akumulatora.
7. Zabezpieczyć wkrętem za pomocą wkrętaka.

Jeśli urządzenie ProBP 3400 nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator.

## Czyszczenie urządzenia



**OSTRZEŻENIE** Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć kabel zasilający od źródła zasilania i od urządzenia. Przed podłączeniem do gniazda upewnić się, że transformator zasilający, i gniazdo ściennie są suche.



**OSTRZEŻENIE** Złącza urządzenia, transformator zasilający i gniazdo ściennie należy zabezpieczyć przed wnikaniem wody i innych płynów. Jeśli jednak dojdzie do zawilgocenia, należy osuszyć złącza ciepłym powietrzem. Sprawdzić dokładność działania wszystkich funkcji.



**PRZESTROGA** Urządzenie nie jest odporne na działanie wysokich temperatur. Nie należy sterylizować w autoklawie.

Do czyszczenia urządzenia można używać następujących środków:

- 70-procentowego roztworu alkoholu izopropylowego,
- Roztwór wybielacza chlorowego i wody w stosunku 1:9



**UWAGA** Czyszczenie urządzenia należy przeprowadzać regularnie zgodnie z protokołami i standardami obowiązującymi w placówce oraz miejscowymi przepisami.

## 70-procentowy roztwór alkoholu izopropylowego

Wytrzeć urządzenie czystą ściereczką lekko zwilżoną w 70-procentowym alkoholu izopropylowym.

## 10-procentowy roztwór wybielacza chlorowego w 90-procentach wody

1. Wytrzeć urządzenie czystą ściereczką lekko zwilżoną w 10-procentowym roztworze wybielacza chlorowego w wodzie.
2. Przemyc czystą ściereczką zwilżoną w czystej wodzie.
3. Przed ponownym użyciem urządzenia odczekać co najmniej 10 minut, aż powierzchnia urządzenia wyschnie.

## Czyszczenie akcesoriów

Przewód do nieinwazyjnego pomiaru wartości ciśnienia tętniczego oraz ewentualne mankiety wielokrotnego użytku należy przecierać ściereczką zwilżoną słabym roztworem detergentu.

Do czyszczenia stojaka i systemu prowadzenia przewodów akcesoriów można używać tych samych środków czyszczących, które służą do czyszczenia urządzenia.



**OSTRZEŻENIE** Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. W czasie czyszczenia transformatora zasilającego należy zastosować następujące środki ostrożności:

- Upewnić się, że transformator zasilający jest odłączony od gniazda.
- Upewnić się, że ze ściereczki do czyszczenia nie kapie płyn ani że nie jest ona nadmiernie nasączona roztworem.
- W czasie czyszczenia wywierać jak najmniejszy nacisk na ściereczkę. Unikać przecierania szczelin i złączy transformatora zasilającego i gniazda ściennego.
- Przed podłączeniem do gniazda upewnić się, że transformator zasilający, gniazdo ścienne i przewód są suche.



## Dane techniczne

---

### Dane fizyczne

#### Parametry

W tej sekcji opisano standardowe zakresy parametrów urządzenia ProBP 3400.

#### Dokładność pomiaru ciśnienia tętniczego

Co najmniej zgodna ze standardami ANSI.AAMI SP10:2002 w zakresie dokładności nieinwazyjnych pomiarów ciśnienia tętniczego (błąd standardowy  $\pm 5$  mmHg, odchylenie standardowe 8 mmHg). Dokładność pomiaru ciśnienia tętniczego zwalidowano tylko dla pomiaru dokonywanego w górnej części ramienia.

Zakres ciśnienia w mankiecie	0 do 300 mmHg
Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego	60 do 250 mmHg
Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego	30 do 160 mmHg
Zakres średniego ciśnienia tętniczego MAP – MAP to odczyt obliczany dający wartość przybliżoną.	40 do 190 mmHg
Zakres częstości pulsu	35 do 199 bpm
Dokładność częstości pulsu	$\pm 5,0\%$
Wyłączenie pompowania wskutek nadciśnienia w mankiecie	300 mmHg

### Specyfikacja parametrów fizycznych

Wymiary	Wysokość: 15,0 cm (5,91 cala) Szerokość: 8,0 cm (3,15 cala) Głębokość: 5,6 cm (2,20 cala)
Waga	450 g (0,99 funta)
Montaż	Stojak jezdny Montaż na ścianie

Możliwość przenoszenia

Montaż na stole

Urządzenie może być używane jako podręczne urządzenie przenośne

## Specyfikacja elektryczna

Wymagania dotyczące zasilania:

Wejściowe: 100–240 VAC, 0,18 A, 50–60 Hz

Wyjściowe: 5 VDC, 0,5 A

Stopień zabezpieczenia:

Element wchodzący w kontakt z ciałem pacjenta, typ BF

Klasyfikacja zabezpieczenia:

Klasa II

Zasilanie wewnętrzne:

Dedykowany akumulator litowo-jonowy 3,6 V

Zabezpieczenie przed wnikaniem wody:

**IPX0**

Tryb zabezpieczenia:

Praca ciągła

Standardy:

Urządzenie spełnia wymagania określone w następujących normach:

EN/IEC 60601-1

EN/IEC 60601-1-2

EN/IEC 80601-2-30

To urządzenie zostało przetestowane w warunkach klinicznych zgodnie z wymogami normy ISO 81060-2:2013

IEC 62304

EN 1060-1:1996 Specyfikacje nieinwazyjnych sfigmomanometrów - Część 1: Wymagania ogólne

EN 1060-3:1997 Specyfikacje nieinwazyjnych sfigmomanometrów - Część 3: Wymagania dodatkowe dotyczące elektromechanicznych systemów do pomiaru ciśnienia krwi

FCC Subpart 15C

FCC ID #PI4411B, IC 1931B-BTM411

## Parametry środowiskowe



**WARNING** Zagrożenie pożarem i wybuchem. Nie należy użytkować urządzenia w obecności palnej mieszanki anestetyków z powietrzem, tlenem lub tlenkiem azotu, w środowiskach o atmosferze wzbogaconej w tlen ani w innych środowiskach stwarzających ryzyko wybuchu.



**PRZESTROGA** Urządzenie powinno być eksploatowane w podanym zakresie temperatur roboczych. Poza tym zakresem temperatur urządzenie nie spełnia wymogów dotyczących jakości pomiarów.

Od 10° do 40°C (od 50° do 104°F)

Temperatura pracy	
Temperatura przechowywania	Od -20°C do 50° C (-4° do 122° F)
Wysokość (nad poziomem morza) podczas pracy	Od -170 do 4877 m (-557 do 16 000 stóp)
Wilgotność względna podczas pracy	od 15% do 90%
Wysokość n.p.m. przechowywania	Od -170 do 4877 m (-557 do 16 000 stóp)
Wilgotność względna podczas przechowywania	Od 15 do 95% (bez kondensacji)

## Utylizacja produktu

Użytkownicy muszą przestrzegać wszystkich przepisów krajowych, wojewódzkich, regionalnych lub miejscowych w zakresie bezpiecznej utylizacji wyrobów i akcesoriów medycznych. W razie wątpliwości użytkownik wyrobu powinien najpierw skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Hillrom w celu uzyskania wskazówek dotyczących protokołów bezpiecznego usuwania.

## Normy i zgodność

### Ogólna kompatybilność radiowa

Karta bezprzewodowa *Bluetooth* musi być używana ściśle według instrukcji producenta umieszczonych w dokumentacji dla użytkownika dołączonej do produktu.

To urządzenie spełnia wymogi określone w części 15 przepisów FCC oraz w kanadyjskiej normie ICES-003. Eksploatacja urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń; (2) to urządzenie musi być odporne na wszelkie zewnętrzne zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

### Federalna Komisja Komunikacji (FCC)

To urządzenie spełnia wymogi określone w części 15 przepisów Federalnej Komisji Komunikacji USA (Federal Communications Commission — FCC). Użytkowanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

- To urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń.
- To urządzenie musi być odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało poddane testom, które wykazały, że nie przekracza ono limitów określonych dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te zostały wyznaczone w celu zapewnienia, w racjonalnym zakresie, ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach w budynkach mieszkalnych. To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może wypromieniowywać energię o częstotliwościach radiowych. Jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może wywoływać szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie faktycznie będzie powodowało szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić, wyłączając, a następnie włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby wyeliminowania zakłóceń poprzez zastosowanie jednego lub kilku poniższych środków:

- zmianę orientacji lub przeniesienie anteny odbiorczej;
- zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem;
- podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik;
- zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy lub kompetentnego technika RTV.

Pomocna dla użytkownika może okazać się następująca broszura wydana przez Federalną Komisję Komunikacji:

*The Interference Handbook*

Broszura jest dostępna w biurze U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Stock No. 004-000-0034504.

Firma Welch Allyn nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zakłócenia przekazu radiowego lub telewizyjnego będące skutkiem dokonanych bez upoważnienia modyfikacji urządzeń wchodzących w skład tego produktu Welch Allyn lub zamiennym użyciem bądź podłączeniem przewodów i urządzeń innych niż wskazane przez firmę Welch Allyn.

Za eliminację zakłóceń spowodowanych przez takie modyfikacje, użycie zamienne lub podłączenie odpowiada użytkownik.

## Normy emisji Industry Canada (IC)

To urządzenie spełnia wymogi określone w sekcji RSS 210 przepisów Industry Canada.

Użytkowanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może wywoływać zakłóceń; (2) to urządzenie musi być odporne na wszelkie zewnętrzne zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować jego niepożądane działanie.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

To urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wymogi kanadyjskiej normy ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conform à la norme NMB-003 du Canada.

## Unia Europejska

Interfejs *Bluetooth* wbudowany w to urządzenie spełnia najważniejsze wymogi Dyrektywy UE dotyczącej urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (1999/5/WE).

## Wytyczne i deklaracja producenta

---

### Kompatybilność elektromagnetyczna

Wszelkie urządzenia elektromedyczne muszą być objęte szczególnymi środkami ostrożności dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). To urządzenie spełnia wymogi określone w normie IEC 60601-1-2:2014.

- Wszystkie medyczne urządzenia elektryczne muszą być instalowane i używane zgodnie z informacjami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej zamieszczonymi w niniejszej *instrukcji obsługi*.
- Przenośne urządzenia wykorzystujące fale radiowe mogą mieć wpływ na działanie medycznych urządzeń elektrycznych.

Monitor spełnia wszelkie obowiązujące normy w zakresie zakłóceń elektromagnetycznych.

- Nie zakłóca ono zazwyczaj działania urządzeń znajdujących się w pobliżu.
- W normalnych warunkach nie wpływają na nie instalacje i urządzenia znajdujące się w pobliżu.
- Nie jest bezpieczne użytkowanie monitora w obecności urządzeń chirurgicznych wykorzystujących energię o wysokiej częstotliwości.
- Mimo powyższych zastrzeżeń dobrą praktyką jest unikanie użytkowania monitora w bezpośrednim sąsiedztwie innych urządzeń.



**UWAGA** Urządzenie ProBP 3400 spełnia wymagania dotyczące zasadniczych parametrów funkcjonalnych związane z pomiarem ciśnienia krwi. W przypadku wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych urządzenie może wyświetlić kod błędu. Po ustąpieniu zakłóceń elektromagnetycznych urządzenie ProBP 3400 automatycznie przywróci prawidłowe funkcjonowanie i będzie działać zgodnie z przeznaczeniem.



**OSTRZEŻENIE** Urządzenia ProBP 3400 nie należy używać w pobliżu innych urządzeń lub medycznych urządzeń elektrycznych ani umieszczać na nich bądź pod nimi, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Jeśli taki sposób użytkowania jest konieczny, należy zweryfikować prawidłowe działanie urządzenia ProBP 3400 oraz pozostałych urządzeń.



**OSTRZEŻENIE** Z urządzeniem ProBP 3400 należy stosować wyłącznie akcesoria zalecane przez firmę Welch Allyn. Stosowanie akcesoriów niezalecanych przez firmę Welch Allyn może negatywnie wpłynąć na poziom emisji i odporności elektromagnetycznej urządzenia.



**OSTRZEŻENIE** Pomiędzy urządzeniem ProBP 3400 a przenośnym sprzętem komunikacji radiowej należy zachować minimalną odległość. Niezachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy urządzeniami może mieć niekorzystny wpływ na działanie urządzenia ProBP 3400.




**OSTRZEŻENIE** To urządzenie nie zostało przetestowane pod kątem jego stosowania w środowisku klinicznym w pobliżu urządzeń chirurgicznych wykorzystujących energię o wysokiej częstotliwości lub urządzeń do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego. Nie należy stosować tego urządzenia w środowiskach, w których występuje wysoki poziom zakłóceń elektromagnetycznych.

## Informacje na temat emisji i odporności

### Emisja elektromagnetyczna

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Nabywca lub użytkownik urządzenia powinien zadbać o to, aby było ono używane w takim środowisku.

Test emisji	Zgodność	Środowisko elektromagnetyczne – zalecenia
Emisja energii o częstotliwościach radiowych CISPR 11	Grupa 1	Urządzenie wykorzystuje energię RF wyłącznie do realizacji funkcji wewnętrznych. Dlatego emisja energii o częstotliwościach radiowych jest bardzo ograniczona i nie powinna powodować zakłóceń w znajdujących się w pobliżu urządzeniach elektronicznych.
Emisja energii o częstotliwościach radiowych CISPR 11	Klasa B	Urządzenie może być używane we wszystkich instalacjach innych niż instalacje w budynkach mieszkalnych oraz instalacje bezpośrednio połączone do niskonapięciowej publicznej sieci zasilającej, która zasila budynki mieszkalne.
Emisje harmoniczne IEC 61000-3-2	Klasa A	 <b>OSTRZEŻENIE</b> To urządzenie/ten system przeznaczone/-y jest do użytku wyłącznie przez profesjonalny personel opieki medycznej. Urządzenie/system może wywoływać zakłócenia radiowe lub zakłócać działanie sąsiednich urządzeń <sup>a</sup> . Może być konieczne podjęcie środków zaradczych, takich jak zmiana orientacji lub położenia urządzenia bądź ekranowanie lokalizacji.
Fluktuacje napięcia/migotanie IEC 61000-3-3	Zgodność z normą	

<sup>a</sup> Urządzenie zawiera przeznaczony do komunikacji bezprzewodowej nadajnik z modulacją OFDM umożliwiającą jednoczesną transmisję wielu strumieni danych na ortogonalnych częstotliwościach nośnych w paśmie 5 GHz lub nadajnik z modulacją FHSS wykorzystującą transmisję z widmem rozproszonym z przeskokiem częstotliwości w paśmie 2,4 GHz. Urządzenie łączności radiowej funkcjonuje zgodnie z wymaganiami określonymi przez różne przepisy i agencje, m.in. zgodnie z przepisami FCC 47 CFR 15.247 i dyrektywą dotyczącą urządzeń radiowych (RED, 2015/53/UE). Nadajnik nie musi spełniać wymogów standardu 60601-1-2 w zakresie kompatybilności magnetycznej, ale należy uwzględnić jego wpływ przy analizowaniu ewentualnych interferencji między tym urządzeniem a innymi urządzeniami.

Zastępcza moc promieniowana izotropowo (EIRP): 0,4 dBm

Pasma ISM (przemysłowe, naukowe i medyczne): 2,4–2,485 GHz



### Odporność elektromagnetyczna


Urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Nabywca lub użytkownik urządzenia powinien zadbać o to, aby było ono używane w takim środowisku.

Test odporności	Poziom testu IEC 60601	Poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne – zalecenia
Wyładowania elektrostatyczne (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV kontaktowo ±15 kV w powietrzu	± 8 kV ± 15 kV	Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub pokryte płytkami ceramicznymi. Jeśli podłogi są pokryte materiałami syntetycznymi, wymaga się, aby wilgotność względna była utrzymywana na poziomie co najmniej 30%.
Szybkie wyładowanie elektryczne IEC 61000-4-4	± 2 kV dla linii zasilających  ±1 kV dla linii wejścia/wyjścia	± 2 kV  ± 1 kV	Jakość zasilania powinna odpowiadać warunkom typowym dla środowiska przemysłowego lub szpitalnego.
Udar IEC 61000-4-5	± 0,5 kV, ± 1 kV  Napięcie międzyfazowe  ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV  Napięcie doziemne	± 1 kV    ± 2 kV	Jakość zasilania powinna odpowiadać warunkom typowym dla środowiska przemysłowego lub szpitalnego.
Spadki napięcia, krótkie przerwy i wahania napięcia na liniach wejściowych zasilania IEC 61000-4-11	0% $U_T$ ; 0,5 cyklu  Przy 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° i 315°  0% $U_T$ ; 1 cykl oraz 70% $U_T$ ; 25/30 cykli  0% $U_T$ ; 300 cykli  Jedna faza: przy 0°	0% $U_T$ ; 0,5 cyklu    0% $U_T$ ; 1 cykl oraz 70% $U_T$ ; 25/30 cykli  0% $U_T$ ; 300 cykli	Jakość zasilania powinna odpowiadać warunkom typowym dla środowiska przemysłowego lub szpitalnego. Jeżeli monitor ma pracować nawet w przypadku przerw w zasilaniu, zaleca się jego zasilanie za pomocą zasilacza awaryjnego lub akumulatora.
Pole magnetyczne o częstotliwości zasilania (50/60 Hz), IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Parametry pól magnetycznych o częstotliwości zasilania powinny odpowiadać warunkom typowym dla środowiska przemysłowego lub szpitalnego.

Uwaga:  $U_T$  to napięcie zasilania sieciowego (AC) przed zastosowaniem poziomu testu.

### Odporność elektromagnetyczna

Monitor jest przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Nabywca lub użytkownik monitora powinien zadbać o to, aby był on używany w takim środowisku.

Test odporności	Poziom testowy IEC 60601	Poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne — zalecenia
			Przeñośnych i mobilnych urządzeń do komunikacji radiowej oraz ich przewodów nie należy zbliżać do monitora na odległość mniejszą niż zalecana odległość obliczona na podstawie równania odpowiedniego do częstotliwości nadajnika.
			<b>Zalecana odległość</b>
Przewodzona energia o częstotliwościach radiowych	3 Vrms od 150 kHz do 80 MHz	3 Vrms	$d = \left[\frac{3.5}{V_1}\right]\sqrt{P}$
IEC 61000-4-6	6 Vrms w radiowych pasmach ISM i amatorskich pomiędzy 150 kHz a 80 MHz	6 Vrms	$d = \left[\frac{12}{V_2}\right]\sqrt{P}$
Wypromieniowywana energia o częstotliwościach radiowych	10 V/M od 80 MHz do 2,7 GHz	10 V/M	$d = \left[\frac{12}{E_1}\right]\sqrt{P}$
IEC 61000-4-3			od 80 MHz do 800 MHz $d = \left[\frac{23}{E_1}\right]\sqrt{P}$ od 800 MHz do 2,7 GHz
			gdzie $P$ oznacza maksymalną znamionową moc wyjściową nadajnika w watach (W), a $d$ jest zalecaną odległością w metrach (m). Natężenie pola ze stacjonarnych nadajników fal radiowych, określone na podstawie elektromagnetycznej inspekcji lokalizacji <sup>a</sup> nie powinno przekraczać poziomu zgodności w żadnym zakresie częstotliwości. <sup>b</sup> W pobliżu urządzeń oznaczonych poniższym symbolem mogą występować zakłócenia:
			

Uwaga 1: w przypadku częstotliwości 80 MHz i 800 MHz obowiązuje wyższy zakres częstotliwości.

Uwaga 2: wytyczne te mogą nie mieć zastosowania w niektórych sytuacjach. Na propagację fal elektromagnetycznych wpływa ich pochłanianie i odbicia od budynków, obiektów i ludzi.

---

### Odporność elektromagnetyczna

---

<sup>a</sup>Natężenia pól nadajników stacjonarnych, takich jak nadajniki bazowe telefonów wykorzystujących łączność bezprzewodową (komórkowych, bezprzewodowych), radiotelefonów, przenośnych amatorskich nadajników radiowych, nadajników AM, FM i telewizyjnych, nie mogą zostać teoretycznie dokładnie przewidziane. W celu określenia stanu środowiska elektromagnetycznego wynikającego z działania stacjonarnych nadajników wykorzystujących częstotliwości radiowe należy przeprowadzić inspekcję lokalną. Jeżeli zmierzone natężenie pola w miejscu, w którym używany jest monitor, przekracza określony poziom zgodności dla częstotliwości radiowych wskazany powyżej, należy sprawdzić, czy monitor działa prawidłowo. W przypadku nieprawidłowego działania konieczne może być przestawienie lub zmiana ustawienia monitora.

<sup>b</sup>W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola nie powinno przekraczać 10 V/m.

---

**Zalecane odległości pomiędzy przenośnymi i ruchomymi urządzeniami komunikacyjnymi pracującymi z częstotliwością radiową a monitorem**

Monitor jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym, w którym emitowane zakłócenia o częstotliwości radiowej są kontrolowane. Nabywca lub użytkownik monitora może zapobiegać zakłóceniom elektromagnetycznym, zachowując minimalną odległość między przenośnymi i mobilnymi urządzeniami do komunikacji radiowej (nadajnikami) a monitorem w sposób zalecony poniżej, zgodnie z maksymalną mocą wyjściową sprzętu komunikacyjnego.

**Odległość w zależności od częstotliwości nadajnika (m)**

Znamionowa maks. wyjściowa moc nadajnika (W)	od 150 kHz do 80 MHz poza pasmami ISM	od 150 kHz do 80 MHz w pasmach ISM	od 80 MHz do 800 MHz	od 800 MHz do 2,7 GHz
	$d = \left[\frac{3,5}{V_1}\right]\sqrt{P}$	$d = \left[\frac{12}{V_2}\right]\sqrt{P}$	$d = \left[\frac{12}{E_1}\right]\sqrt{P}$	$d = \left[\frac{23}{E_1}\right]\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,20	0,12	0,23
0,1	0,37	0,63	0,38	0,73
1	1,17	2,00	1,20	2,30
10	3,69	6,32	3,79	7,27
100	11,67	20,00	12,00	23,00

W przypadku nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej nieujętej w powyższym zestawieniu zalecaną odległość  $d$  w metrach (m) można określić za pomocą równania odpowiedniego do częstotliwości nadajnika, gdzie  $P$  to maksymalna wartość znamionowej mocy wyjściowej nadajnika w watach (W) według jego producenta.

Uwaga 1: W przypadku częstotliwości 80 MHz i 800 MHz obowiązuje odległość dla wyższego zakresu częstotliwości.

Uwaga 2: Te wskazówki mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację fal elektromagnetycznych wpływa wchłanianie i odbicia od budynków, obiektów i ludzi.

**Specyfikacje testu odporności portu obudowy na oddziaływanie bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych wykorzystujących częstotliwości radiowe**

Częstotliwość testowa (MHz)	Pasmo <sup>a</sup> MHz	Przesyłanie <sup>a</sup>	Modulacja <sup>b</sup>	Maksymalna moc (W)	Odległość (m)	Poziom testu odporności (V/m)
385	380–390	TETRA 400	Modulacja impulsu <sup>b</sup> 18 Hz	1,8	0,3	27
450	430–470	GMRS 460, FRS 460	Odchylenie pasma FM <sup>c</sup> ± 5 kHz  Fala sinusoidalna 1 kHz	2	0,3	28
710	704–787	Pasmo LTE 13, 17	Modulacja impulsu <sup>b</sup> 217 Hz	0,2	0,3	9
745						
780						
810	800–960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850,  Pasmo LTE 5	Modulacja impulsu <sup>b</sup> 18 Hz	2	0,3	28
870						
930						
1720	1700–1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; pasmo LTE 1, 3, 4, 25; UMTS	Modulacja impulsu <sup>b</sup> 217 Hz	2	0,3	28
1845						
1970						
2450	2400–2570	Bluetooth, WLAN, 802. 11 b/g/n, RFID 2450,  Pasmo LTE 7	Modulacja impulsu <sup>b</sup> 217 Hz	2	0,3	28
5240	5100–5800	WLAN 802. 11 a/n	Modulacja impulsu <sup>b</sup> 217 Hz	0,2	0,3	9
5500						
5785						

UWAGA: jeśli konieczne jest osiągnięcie POZIOMU TESTU ODPORNOŚCI, odległość między anteną nadawczą a monitorem można zmniejszyć do 1 m. Odległość testowa 1 m jest dozwolona przez normę IEC 61000-4-3.

<sup>a</sup> W przypadku niektórych funkcji przesyłu uwzględniane są tylko częstotliwości łącza nadawczego (uplink).

<sup>b</sup> Nośnik musi być modulowany przy użyciu sygnału fali prostokątnej 50% cyklu pracy.

---

**Specyfikacje testu odporności portu obudowy na oddziaływanie bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych wykorzystujących częstotliwości radiowe**

---

<sup>c</sup> Zamiast modulacji FM można zastosować modulację impulsu 50% przy 18 Hz. Nie jest to faktyczna modulacja, ale byłby to najgorszy przypadek.

---

## Gwarancja

---

Firma Welch Allyn gwarantuje, że urządzenie ProBP 3400 i jego akumulator będą wolne od wad materiałowych i wad wykonania i że będą działać zgodnie ze specyfikacją producenta przez okres jednego roku od daty zakupu od firmy Welch Allyn lub jej autoryzowanego dystrybutora bądź agenta.

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu. Za datę zakupu uznaje się: 1) datę wysyłki podaną na fakturze, jeśli urządzenie zostało zakupione bezpośrednio od firmy Welch Allyn, 2) datę podaną podczas rejestracji produktu, 3) datę zakupu produktu od autoryzowanego dystrybutora firmy Welch Allyn udokumentowaną dowodem sprzedaży wystawionym przez tego dystrybutora.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód powstałych wskutek: 1) niewłaściwego obchodzenia się z produktem w trakcie transportu, 2) użytkowania lub konserwacji w sposób sprzeczny z instrukcjami podanymi w dokumentacji, 3) modyfikacji lub napraw przeprowadzonych przez osobę nieupoważnioną przez firmę Welch Allyn oraz 4) wypadków.

Ponadto gwarancja na produkt podlega następującym warunkom i ograniczeniom:

Akcesoria nie są objęte niniejszą gwarancją. Informacje na temat gwarancji można znaleźć w instrukcjach użytkowania poszczególnych akcesoriów.

Koszty dostarczenia urządzenia do serwisu firmy Welch Allyn ponosi nadawca.

Przed zwróceniem jakichkolwiek produktów lub akcesoriów do serwisu firmy Welch Allyn celem dokonania naprawy należy uzyskać od firmy Welch Allyn numer zgłoszenia serwisowego. Aby uzyskać numer zgłoszenia serwisowego, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Welch Allyn.

NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE JAWNE BĄDŹ DOROZUMIANE, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. ZOBOWIĄZANIA FIRMY WELCH ALLYN'S Z TYTUŁU NINIEJSZEJ GWARANCJI SĄ OGRANICZONE DO NAPRAWY LUB WYMIANY WADLIWYCH PRODUKTÓW. WELCH ALLYN NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE LUB WYNIKOWE WYNIKŁE Z WADY PRODUKTU OBJĘTEJ GWARANCJĄ.





## Rozwiązywanie problemów

### Niedokładne odczyty ciśnienia tętniczego

Możliwa przyczyna	Czynność zaradcza i wyjaśnienie
Nieprawidłowy rozmiar mankietu	<p>Używać tylko mankietów zatwierdzonych przez firmę Welch Allyn.</p> <p>Zmierzyć obwód ramienia pacjenta pośrodku między łokciem a barkiem (informacje na temat doboru właściwego rozmiaru mankietu zawiera sekcja „Wybór mankietu do pomiaru ciśnienia tętniczego”).</p>
Położenie ramienia pacjenta	<p>Należy upewnić się, że ramię pacjenta jest na poziomie serca.</p>
Ruchy ramienia w trakcie cyklu pomiaru ciśnienia tętniczego krwi	<p>Trzymać ramię nieruchomo w trakcie cyklu pomiaru ciśnienia tętniczego krwi</p> <p>Ruch może spowodować niedokładności związane z występowaniem artefaktów.</p>
Pomiar ciśnienia przez odzież	<p>Dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego na obnażonym ramieniu.</p>
Arytmia	<p>Sprawdzić regularność częstości akcji serca (palpacie; sprawdzić urządzenie).</p> <p>Umiarkowane i poważne nieregularności w częstości akcji serca mogą utrudnić dokładne dokonywanie pomiarów ciśnienia tętniczego.</p>
Zmiana ciśnienia tętniczego między odczytem auskultacyjnym a odczytem ProBP 3400	<p>Sprawdzić ciśnienie tętnicze tuż przed odczytem z urządzenia ProBP 3400.</p> <p>Ciśnienie tętnicze zmienia się dynamicznie. Normalnym zjawiskiem są wahania ciśnienia o wielkości 5 do 10 mmHg.</p>
Nieprawidłowe odwołanie	<p>Należy użyć właściwego dźwięku Korotkoff w celu określenia wartości rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wiele osób nieprawidłowo wiąże ciśnienie rozkurczowe tylko z brakiem dźwięku (faza 5). Urządzenie ProBP 3400 opracowano z</li> </ul>

Możliwa przyczyna	Czynność zaradcza i wyjaśnienie
	<p>uwzględnieniem rekomendacji Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, zalecającego zastosowanie fazy 5, chyba że dźwięk jest kontynuowany do wartości 0 mmHg — w którym to przypadku należy polegać na zmianie w jakości dźwięku (faza 4).</p> <p>Mankiet należy opróżniać w tempie nie szybszym niż 3 mmHg na sekundę.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jednym z głównych źródeł błędów w przypadku odsłuchowych pomiarów ciśnienia tętniczego jest zbyt szybkie obniżanie ciśnienia w mankiecie. Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne zaleca obniżanie ciśnienia w tempie nie szybszym niż 3 mmHg na sekundę.</li> </ul> <p>Należy używać skalibrowanego sfigmomanometru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nieskalibrowanie sfigmomanometru może skutkować niedokładnymi pomiarami ciśnienia tętniczego krwi.</li> </ul>
Niedostateczne rozpoznawanie dźwięków odsłuchowych przez dokonującego pomiaru	Używany stetoskop powinien być wysokiej jakości. Można też poprosić o dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi u pacjenta inną osobę.

## Pompowanie i opróżnianie mankietu bez wyświetlania odczytu ciśnienia krwi

Możliwa przyczyna	Działanie naprawcze i wyjaśnienie
Przeciek w układzie pneumatycznym	<p>Może zostać wyświetlony komunikat <b>Inflation too quick; check NIBP cuff and tubing connections</b> (Zbyt szybkie pompowanie; sprawdź mankiety i złącza przewodów).</p> <p>Może zostać wyświetlony komunikat <b>Cuff pressure limits exceeded. Powering down</b> (Przekroczono granice ciśnienia mankietu, wyłączenie).</p> <p>Może zostać wyświetlony komunikat <b>NIBP air leak; check cuff and tubing connections</b> (Wyciek powietrza nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi; sprawdź mankiety i złącza przewodów).</p> <p>Może zostać wyświetlony komunikat <b>Unable to determine NIBP; check inflation settings</b> (Nie można określić wartości NIBP; sprawdź ustawienia napełniania).</p> <p>Upewnij się, że wszystkie złącza są szczelne. Starannie sprawdź pod kątem przecieków mankiety do mierzenia ciśnienia krwi, przewody i przewód do pomiaru ciśnienia podłączony do urządzenia ProBP 3400.</p>

Możliwa przyczyna	Działanie naprawcze i wyjaśnienie
Zmierzone ciśnienie krwi pacjenta wykracza poza zakres wartości urządzenia	Pomiar ciśnienia krwi wykracza poza ustalony zakres. Należy przeprowadzić badanie pacjenta metodami manualnymi.
Ruch ramienia podczas cyklu	Może zostać wyświetlony komunikat <b>Unable to determine NIBP; check connections; limit patient movement</b> (Nie można określić wartości NIBP; sprawdź połączenia; ogranicz ruchy pacjenta).  Podczas pomiaru ciśnienia utrzymuj ramię nieruchomo.  Ruchy mogą spowodować niedokładności wynikające z artefaktu, wydłużyć czasu cyklu i przyczynić się do wyświetlenia komunikatu o błędzie.
Artefakt ruchu przewodu mankieta lub przewodu do pomiaru ciśnienia	Może zostać wyświetlony komunikat <b>Unable to determine NIBP; check connections and tubing for kinks</b> (Nie można określić wartości NIBP; sprawdź połączenia i przewody pod kątem zagięć).  Podczas cyklu pomiaru ciśnienia krwi nie dotykaj przewodu mankieta ani przewodu do pomiaru ciśnienia krwi.  Ruch może spowodować niedokładności wynikające z artefaktu.
Użytkownik mógł nacisnąć przycisk <b>Rozpoczęcie/zatrzymanie pomiaru ciśnienia tętniczego</b>	Zostanie wyświetlony komunikat <b>User cancelled NIBP reading</b> (Odczyt NIBP anulowany przez użytkownika). Nacisnąc przycisk <b>Rozpoczęcie/zatrzymanie pomiaru ciśnienia tętniczego</b> , aby rozpocząć pomiar ciśnienia krwi.

## Brak pompowania mankieta

Możliwa przyczyna	Działanie naprawcze i wyjaśnienie
Luźne połączenia między urządzeniem i mankietem	Sprawdź wszystkie połączenia.
Urządzenie jest używane w nieklimatyzowanym środowisku	Może zostać wyświetlony komunikat <b>Ambient temperature is outside of operating range. Retry measurement</b> (Temperatura otoczenia jest poza zakresem roboczym, powtórz pomiar).  Obsługuj urządzenie w zakresie temperatury określonym w punkcie Specyfikacja środowiskowa.
Wystąpiły wewnętrzne błędy lub błędy komunikatów	Może zostać wyświetlony komunikat <b>NIBP feature not functional. Call for service</b> (Funkcja NIBP nie działa, skontaktuj się z serwisem).  Skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Welch Allyn.

## Mankiet zsuwa się


Możliwa przyczyna	Czynność zaradcza i wyjaśnienie
Niewłaściwy rozmiar mankietu	Informacje na temat doboru właściwego rozmiaru mankietu zawiera sekcja „Wybór mankietu do pomiaru ciśnienia tętniczego”. Jeśli mankiet ustawicznie zsuwa się, należy powiadomić Dział Inżynierii Biomedycznej lub Dział Wsparcia technicznego firmy Welch Allyn.
Mankiet niezabezpieczony w sposób pewny	Przed przystąpieniem do napełniania mocno docisnąć do siebie oba końce mankietu.
Mankiet założony na lewą stronę	Ponownie założyć mankiet. Sprawdzić, czy etykieta z nazwą firmy Welch Allyn jest skierowana na zewnątrz.

## Zbyt wolne usuwanie powietrza z mankietu

Możliwa przyczyna	Czynność zaradcza i wyjaśnienie
Ruchy pacjenta	Umieścić pacjenta w pozycji siedzącej, nieruchomo. Nie zbliżać ramienia zbyt mocno do klatki piersiowej, gdyż oddech może mieć wpływ na dokładność i długość pomiaru ciśnienia tętniczego.
Arytmia	Sprawdzić regularność częstości akcji serca (palpitacje; sprawdzić urządzenie). Umiarkowane i poważne nieregularności w częstości akcji serca mogą utrudnić dokładne dokonywanie pomiarów ciśnienia tętniczego.
Niewielka nieszczelność w układzie pneumatycznym	Sprawdzić przewód mankietu oraz przewód ciśnieniowy pod względem szczelności.

## Urządzenie nie włącza się

Możliwa przyczyna	Czynność zaradcza i wyjaśnienie
Niski poziom naładowania akumulatora	Podłączyć urządzenie. Sprawdzić połączenia między urządzeniem ProBP 3400 a transformatorem, a także między transformatorem a gniazdem ściennym.
Akumulator nieprawidłowo zainstalowany	Wspomagając się oznaczeniami na etykiecie akumulatora, umieścić go, najpierw stroną oznaczoną znakiem plus (+), w przedziale akumulatora.
Urządzenie nie włącza się	Odłączyć urządzenie od gniazda ściennego i sprawdzić, czy przewód nie został uszkodzony. Jeśli

Możliwa przyczyna	Czynność zaradczą i wyjaśnienie
	<p>połączenia są pewne, sprawdzić zasilanie gniazda elektrycznego. Jeśli połączenia wykonano prawidłowo i urządzenie jest podłączone do działającego gniazda, wskaźnik ładowania świeci.</p> <p>Podłączyć urządzenie do gniazda zasilającego, o którym wiadomo, że działa.</p> <p>Urządzenie może nie włączać się, jeśli akumulator jest całkowicie rozładowany. Podłączyć urządzenie do zewnętrznego źródła zasilania na co najmniej 15 minut przed podjęciem próby ponownego włączenia. Jeśli urządzenie włączy się, akumulator należy ładować przez co najmniej sześć godzin przed jego odłączeniem od źródła zasilania.</p> <p>Wymienić akumulator.</p> <p>Skontaktować się z Działem Inżynierii Biomedycznej lub Działem Wsparcia Technicznego firmy Welch Allyn.</p>
Błąd systemowy	<p>Na urządzeniu wyświetlany jest komunikat o błędzie systemowym zawierający ikonę klucza  oraz kod usterki systemowej, ułatwiający personelowi serwisowemu i inżynierskiemu diagnostykę problemu.</p>

## Rozwiązywanie problemów dotyczących łączności Bluetooth

### Brak skojarzenia urządzenia ProBP 3400 z urządzeniem docelowym

Możliwa przyczyna	Czynność zaradczą i wyjaśnienie
Nie włączono interfejsu <i>Bluetooth</i> w urządzeniu ProBP 3400	Sekcja Technologia bezprzewodowa <i>Bluetooth</i> zawiera informacje na temat włączania interfejsu <i>Bluetooth</i> w urządzeniu.
ProBP 3400 nie znajduje się w trybie kojarzenia	Sekcja Technologia bezprzewodowa <i>Bluetooth</i> zawiera informacje na temat włączania funkcji kojarzenia w urządzeniu.
Za duża odległość między urządzeniem ProBP 3400 a urządzeniem docelowym	Przenieść urządzenie ProBP 3400 bliżej urządzenia docelowego.
Dla połączenia <i>Bluetooth</i> 2.0 wprowadzono niepoprawny numer PIN	Jeśli żądane jest wprowadzenie numeru PIN, należy wprowadzić wartość <b>1234</b> .
Wystąpił problem z urządzeniem docelowym	Dalsze informacje na temat rozwiązywania problemów można znaleźć w instrukcjach systemu operacyjnego lub sprzętu komputerowego.

## Brak połączenia między urządzeniem ProBP 3400 a urządzeniem docelowym

Możliwa przyczyna	Czynność zaradcza i wyjaśnienie
Nie skojarzono urządzenia ProBP 3400 z urządzeniem docelowym.	<p>W celu skojarzenia urządzenia ProBP 3400 z urządzeniem docelowym należy postępować zgodnie z instrukcją.</p> <p>W przypadku podjęcia próby skojarzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeprowadzić proces kojarzenia ponownie</li> <li>• Jeśli urządzenie ProBP 3400 i urządzenie docelowe nie zostaną skojarzone, należy zapoznać się z sekcją Rozwiązywanie problemów.</li> </ul>
Za duża odległość między urządzeniem ProBP 3400 a urządzeniem docelowym	Przenieść urządzenie ProBP 3400 bliżej urządzenia docelowego.
Urządzenie docelowe i/lub oprogramowanie zostały uruchomione w niewłaściwej kolejności	<p>Proces połączenia nie został przeprowadzony z zachowaniem właściwej kolejności.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zamknąć aplikację na komputerze.</li> <li>2. Wyłączyć zasilanie urządzenia ProBP 3400, a następnie włączyć je ponownie.</li> <li>3. Ponownie uruchomić aplikację na komputerze.</li> </ol>
Wystąpił problem z urządzeniem docelowym	Dalsze informacje na temat rozwiązywania problemów można znaleźć w instrukcjach systemu operacyjnego lub sprzętu komputerowego.

## Utrata połączenia między urządzeniem ProBP 3400 a urządzeniem docelowym

Możliwa przyczyna	Czynność zaradcza i wyjaśnienie
Nieoczekiwana utrata połączenia <i>Bluetooth</i> Urządzenie ProBP 3400 jest wyłączone	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zamknąć aplikację docelową.</li> <li>2. Wyłączyć zasilanie urządzenia ProBP 3400</li> <li>3. Zrestartować urządzenie ProBP 3400</li> <li>4. Ponownie uruchomić aplikację docelową.</li> </ol>
Za duża odległość między urządzeniem ProBP 3400 a urządzeniem docelowym	Przenieść urządzenie ProBP 3400 bliżej urządzenia docelowego.
Wystąpił problem z urządzeniem docelowym	Dalsze informacje na temat rozwiązywania problemów można znaleźć w instrukcjach systemu operacyjnego lub sprzętu komputerowego.

## Załącznik

---

### Akcesoria zatwierdzone do użytku z urządzeniem ProBP 3400

#### Mankiety Flexiport® (wykonano bez naturalnego lateksu)

Numer katalogowy	Model	Opis
Reuse-08	Wielokrotnego użytku	Mankiet wielokrotnego użytku, SM dla dzieci, 2 rurki
Reuse-09	Wielokrotnego użytku	Mankiet wielokrotnego użytku, dla dzieci, 2 rurki
Reuse-10	Wielokrotnego użytku	Mankiet wielokrotnego użytku, mały, dla dorosłych, 2 rurki
Reuse-11	Wielokrotnego użytku	Mankiet wielokrotnego użytku, dla dorosłych, 2 rurki
Reuse-11L	Wielokrotnego użytku	Mankiet wielokrotnego użytku, dla dorosłych, długi, 2 rurki
Reuse-12	Wielokrotnego użytku	Mankiet wielokrotnego użytku, duży, dla dorosłych, 2 rurki
Reuse-12L	Wielokrotnego użytku	Mankiet wielokrotnego użytku, duży, dla dorosłych, długi, 2 rurki
Reuse-13	Wielokrotnego użytku	Mankiet wielokrotnego użytku, na udo, 2 rurki

## Akcesoria do pomiaru ciśnienia krwi (wykonano bez użycia naturalnego lateksu gumowego)

Numer katalogowy	Model	Opis
3400-30	ProBP 3400	Wąż do pomiaru ciśnienia tętniczego z dwiema rurkami (1,5 m, 5 stóp)
3400-31	ProBP 3400	Wąż do pomiaru ciśnienia tętniczego z dwiema rurkami (3 m, 10 stóp)

## Akcesoria do montażu

Numer katalogowy	Opis
4600-61-6W	Stojak jezdny z koszem i zestawem mocującym dla urządzenia ProBP 3400
4601-61	Mocowanie ściennie z koszem dla urządzenia ProBP 3400
4602-61	Mocowanie na stole dla urządzenia ProBP 3400

## Akcesoria i części zamienne

Numer katalogowy	Opis
BATT11	Akumulator litowo-jonowy, 1 ogniwo
3400-925-6W	Kabel USB dla urządzenia ProBP 3400, 2,44 m (8 stóp)
3400-926-6W	Kabel USB dla urządzenia ProBP 3400, 0,30 m (16 cali)
4600-100-6W	Zestaw mocujący do zasilania (do użytku ze stojakiem jezdny)
3400-561	Adapter kosza urządzenia ProBP 3400 wraz z wkrętem
3400-461	Adapter ścienny urządzenia ProBP 3400 wraz z wkrętem
PWCD-6WW-B	Zestaw przewodu zasilającego dla modelu ręcznego lub do mocowania na stole lub ścianie urządzenia ProBP 3400, Ameryka Północna
PWCD-6WT-B	Zestaw przewodu zasilającego B dla modelu do mocowania na stojaku jezdny urządzenia ProBP 3400, Ameryka Północna
PWCD-6WW-2	Zestaw przewodu zasilającego 2 dla modelu ręcznego lub do mocowania na stole lub ścianie urządzenia ProBP 3400, Europa
PWCD-6WT-2	Zestaw przewodu zasilającego 2 dla modelu do mocowania na stojaku jezdny urządzenia ProBP 3400, Europa



Numer katalogowy	Opis
PWCD-6WW-4	Zestaw przewodu zasilającego 4 dla modelu ręcznego lub do mocowania na stole lub ścianie urządzenia ProBP 3400, Wlk. Brytania
PWCD-6WT-4	Zestaw przewodu zasilającego 4 dla modelu do mocowania na stojaku jezdnym urządzenia ProBP 3400, Wlk. Brytania
PWCD-6WW-6	Zestaw przewodu zasilającego 6 dla modelu ręcznego lub do mocowania na stole lub ścianie urządzenia ProBP 3400, Australia/Nowa Zelandia —Orange
PWCD-6WT-6	Zestaw przewodu zasilającego 6 dla modelu do mocowania na stojaku jezdnym urządzenia ProBP 3400, Australia/Nowa Zelandia —Orange
PWCD-6WW-C	Zestaw przewodu zasilającego C dla modelu ręcznego lub do mocowania na stole lub ścianie urządzenia ProBP 3400, Chiny
PWCD-6WT-C	Zestaw przewodu zasilającego C dla modelu do mocowania na stojaku jezdnym urządzenia ProBP 3400, Chiny
PWCD-6WW-7	Zestaw przewodu zasilającego 7 dla modelu ręcznego lub do mocowania na stole lub ścianie urządzenia ProBP 3400, RPA
PWCD-6WT-7	Zestaw przewodu zasilającego 7 dla modelu do mocowania na stojaku jezdnym urządzenia ProBP 3400, RPA
PWCD-6WT-J	Zestaw przewodu zasilającego N dla modelu do mocowania na stojaku jezdnym urządzenia ProBP 3400, Japonia
3400-100	Pokrywa akumulatora

## Pomoc techniczna

Numer katalogowy	Opis
S1-3400	Partnerski program kompleksowej opieki serwisowej urządzenia ProBP 3400, 1 rok
S2-3400	Biomed Partner Program, ProBP 3400, 1 rok
S4-3400	Preventive Partner Program, ProBP 3400, 1 rok

## Funkcje licencjonowane

Numer katalogowy	Opis
3400-SUREBP	Kod aktywacji SureBP

Numer katalogowy	Opis
3400-BT	Kod aktywacji <i>Bluetooth</i>

## Opcje konfiguracji

Model	Opis
34XFHT-B*	Obejmuje technologię Welch Allyn SureBP®, akumulator litowo-jonowy z możliwością wielokrotnego ładowania, mankiety FlexiPort® o rozmiarze 11 i 12; urządzenie ręczne
34XFWT-B*	Obejmuje technologię Welch Allyn SureBP®, akumulator litowo-jonowy z możliwością wielokrotnego ładowania, mankiety FlexiPort® o rozmiarze 11 i 12; urządzenie do montażu na ścianie
34XFST-B*	Obejmuje technologię Welch Allyn SureBP®, akumulator litowo-jonowy z możliwością wielokrotnego ładowania, mankiety FlexiPort® o rozmiarze 11 i 12; urządzenie do montażu na stojaku jezdnym
34XXHT-B*	Obejmuje akumulator litowo-jonowy z możliwością wielokrotnego ładowania, mankiety FlexiPort® o rozmiarze 11 i 12; urządzenie ręczne
34XXWT-B*	Obejmuje akumulator litowo-jonowy z możliwością wielokrotnego ładowania, mankiety FlexiPort® o rozmiarze 11 i 12; urządzenie do montażu na ścianie
34XXST-B*	Obejmuje akumulator litowo-jonowy z możliwością wielokrotnego ładowania, mankiety FlexiPort® o rozmiarze 11 i 12; urządzenie do montażu na stojaku jezdnym

\*Ostatnią cyfrę modelu należy zastąpić zgodnie z kodem regionu wymienionym w tabeli poniżej.

## Akcesoria i części zamienne

Kod	Region
6	Australia/Nowa Zelandia — pomarańczowy
C	Chiny
2	Europa
J	Japonia (tylko wersja ze stojakiem jezdym)
B	Ameryka Północna
7	Republika Południowej Afryki
4	Wlk. Brytania

